

Prothesen-Protektor



PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit



EINFACHE ANPASSUNG

Die Länge des Covers kann entsprechend gekürzt werden.

LEICHT UND WIDERSTANDSFÄHIG

Aus gespritzten Polyurethane, wiegt weniger als 600g

WIEDERGEWINNEN DES BEINVOLUMENS

Gibt dem Amputierten sein Beinvolumen zurück.

Maße:

Gesamthöhe	48 cm
Breite vorderes Cover	11 cm
Tiefe vorderes Cover	6 cm
Höhe hinteres Cover	40 cm
Tiefe hinteres Cover	5 cm
Gewicht	ca. 585g

PA-Cover Prothesen-Protektor Farbe schwarz

PA-Cover-H Prothesen-Protektor Farbe haut