

Espire Elbow Pro



PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Exklusivvertrieb
für Deutschland
und Österreich



Der „Espire Pro“ ist ein myoelektrisch angetriebener Ellenbogen, welcher einfach zu benutzen und anatomisch geformt ist. Mit einer starken Akkuleistung und einer komfortablen Gewichtsverteilung lässt sich der Ellenbogen den ganzen Tag tragen. Eine elektronische Sperre, die Freischwingoption und ein gut erreichbarer An- und Ausschalter erleichtern tägliche Aufgaben. Der „Pro“ ist mit vielen Prothesenhänden, Schaltern, TouchPads und Elektroden kompatibel.



Technische Daten

Gewichtsbegrenzung	11,3 kg/25 lb
Maximale Hubkraft	4,5 kg/10 lb
Beugewinkel (voreingestellte Steuerung)	-5° - 135°
Geschwindigkeit (voreingestellte Steuerung)	135°/Sek.
Betriebsart	Kontinuierlich

Gerätebetrieb - interne Stromversorgung

Akku (herausnehmbar)	Smart Li-Ion 10,8 V, 3.000 mAh
Zeit bis zum vollständig aufgeladenen Zustand	3,5 Stunden
Ladegerät	100-250 VAC, 24 V, 2,5 A DC

Weitere Informationen unter:

<https://www.steepergroup.com/prosthetics/upper-limb-prosthetics/espire™-elbow/downloads-resources/>

01.2022