

FlexCover Neo



PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Unterschenkel und Oberschenkel
Kosmetiken - nach Scan und Maß



Flex Neo - Auswahlkriterien



PROTHESEUS
Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Flex Neo AK

Flex Neo MAX AK

Flex Neo MAX BK

Art der Amputation	Oberhalb des Knies Transfemorale	Oberhalb des Knies Transfemorale	Unterhalb des Knies Transtibiale
Magnete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe	Alle im Bereich von 35 -53 cm	Alle	Alle
Umfänge	36; 38; 40; 42 cm	Alle	Alle
Innere Maße vom distalen Ende	58 mm x 85 mm	Entsprechend der Maße von der Fußkosmetik	Entsprechend der Maße von der Fußkosmetik
Form	Symmetrisch	Rekonstruktion der Wade auf der Grundlage des Scans	Rekonstruktion der Wade auf der Grundlage des Scans
Querschnitt vom distalen Ende	Standard elliptisch	Adaptiert auf die Form der Fußkosmetik	Adaptiert auf die Form der Fußkosmetik
Farben			
Schmerzfrees Tattoo	<input checked="" type="checkbox"/>	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Mattes „Finish“	Extrakosten	Extrakosten	Extrakosten
Befestigung mit Klett	<input checked="" type="checkbox"/>	Nur für wenige Knie	Nur für wenige Knie
Ein Scan wird zur Bestellung benötigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

FlexCover Neo

Unterschenkel - nach Scan



PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit



◦ Haut



◦ Grau



◦ Weiß



◦ Schwarz



◦ Gerade und geschwungene Fußkosmetik



◦ Magnetischer Verschluss



◦ Wasserfest

Das FlexCover Neo ist ein flexibles Cover für Unterschenkelprothesen, welches über einen Magnetverschluss an der Rückseite verfügt, der es erlaubt das Cover schnell an- und abzulegen.

Durch seine Flexibilität ist es äußerst robust und sieht natürlich aus.

Jedes FlexCover wird individuell nach Scan und Maß hergestellt.

Merkmale:

- Flexibel
- Magnetverschluss für schnelles An- und Ausziehen
- Wasserfest
- Individueller Wadenumfang nach Scan
- Individuelles Tattoo falls erwünscht

	Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung
1	PA-Flex2NMU	FlexCover Neo MAX	Individueller Wadenumfang
2	PA-Flex4NMPU	FlexCover Neo MAX Plus	Individueller Wadenumfang + Grafik

FlexCover Neo

Oberschenkel - nach Scan



PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit



◦ Haut



◦ Grau



◦ Weiß



◦ Schwarz



◦ Gerade und geschwungene Fußkosmetik



◦ Magnetischer Verschluss



◦ Wasserfest

Das FlexCover Neo ist ein flexibles Cover für Unterschenkelprothesen, welches über einen Magnetverschluss an der Rückseite verfügt, der es erlaubt das Cover schnell an-und abzulegen.

Durch seine Flexibilität ist es äußerst robust und sieht natürlich aus.

Jedes FlexCover wird individuell nach Scan und Maß hergestellt.

Merkmale:

- Flexibel
- Magnetverschluss für schnelles An-und Ausziehen
- Wasserfest
- Individueller Wadenumfang nach Scan
- Individuelles Tattoo falls erwünscht

	Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung
1	PA-Flex2NM	FlexCover Neo MAX AK	Individueller Wadenumfang
2	PA-Flex4NMP	FlexCover Neo MAX Plus AK	Individueller Wadenumfang + Grafik

FlexCover Neo

Oberschenkel - ohne Scan



PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit



Neues FlexCover Design!
Robust, flexibel und wasserfest.

Angenehmes An- und Ausziehen dank des Magnetverschlusses!



◦ Haut



◦ Grau



◦ Weiß



◦ Schwarz



◦ Wasserfest



◦ Gerade und geschwungene Fußkosmetik



◦ Magnetischer Verschluss

Merkmale:

- Flexibel
- Magnetverschluss für schnelles An- und Ausziehen
- Wasserfest
- Individueller Wadenumfang nach Scan

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung
PA-Flex1NSe	FlexCover Neo AK	Symmetrische Wadenform