

Proteoflex, supra Color



PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit



**Flexibel, dauerelastisch, weich. Wasserfestes Material.
Sehr gut tiefziehfähig. Miteinander verschweißbar.
Verarbeitungstemperatur ca. 130°C**

MA4112653
MA4112654
MA4112655

Proteoflex-Platte EVA 3 mm transparent 2qm
Proteoflex-Platte EVA 4 mm transparent 1qm
Proteoflex-Platte EVA 5 mm transparent 2qm

1 Platte = 1qm

MA411265CW	Proteoflex-Platte Supra Color Weiß 2 mm
MA411266CW	Proteoflex-Platte Supra Color Weiß 4 mm
MA422265DB	Proteoflex-Platte Supra Color dunkelblau 2 mm
MA422266DB	Proteoflex-Platte Supra Color dunkelblau 4 mm
MA422265GO	Proteoflex-Platte Supra Color gold 2 mm
MA422266GO	Proteoflex-Platte Supra Color gold 4 mm
MA422266HB	Proteoflex-Platte Supra Color hellblau 4 mm
MA422265HG	Proteoflex-Platte Supra Color hellgrün 2 mm
MA422266HG	Proteoflex-Platte Supra Color hellgrün 4 mm
MA422266MA	Proteoflex-Platte Supra Color maron/bordeaux 4 mm
MA422265PI	Proteoflex-Platte Supra Color pink 2 mm
MA422266PI	Proteoflex-Platte Supra Color pink 4 mm
MA422265DR	Proteoflex-Platte Supra Color rot 2 mm
MA422266DR	Proteoflex-Platte Supra Color rot 4 mm
MA422265SI	Proteoflex-Platte Supra Color silber 2 mm
MA422266SI	Proteoflex-Platte Supra Color silber 4 mm
MA411265CS	Proteoflex-Platte Supra Color Schwarz 2 mm
MA411266CS	Proteoflex-Platte Supra Color Schwarz 4 mm



Farbkarte auf Rückseite

Farbkarte Proteoflex supra Color



PROTHESEUS
Ihr Partner für individuelle Gesundheit

