




eSkin Leg Cover



PROTHESEUS
Ihr Partner für individuelle Gesundheit

- Flexibel und vorgedehnt
- Wasserfest
- Schmutzabweisend, leicht zu reinigen
- Geringe Adhäsion
- Mehrlagiges faserverstärktes Polymer



Artikelnummer	Seite	Fußgröße	Wadenumfang(A)	Knöchelumfang(B)	Länge	Farbe
PYE6S2526L03	links	25-26cm	34-36cm	21-22cm	600mm	3
PYE6S2526L04	links	25-26cm	34-36cm	21-22cm	600mm	4
PYE6S2526R03	rechts	25-26cm	34-36cm	21-22cm	600mm	3
PYE6S2526R04	rechts	25-26cm	34-36cm	21-22cm	600mm	4
PYE6S2728L03	links	27-28cm	36-38cm	22-23cm	550mm	3
PYE6S2728L04	links	27-28cm	36-38cm	22-23cm	550mm	4
PYE6S2728R03	rechts	27-28cm	36-38cm	22-23cm	550mm	3
PYE6S2728R04	rechts	27-28cm	36-38cm	22-23cm	550mm	4