

# Hy5 MyHand - Prothesenhand



**PROTHESEUS**  
Ihr Partner für individuelle Gesundheit



Die **MyHand** Prothesenhand überbrückt die Lücke zwischen Standardgreifern und multiartikulierenden Händen.

Die Mikro-Hydraulik verleiht der **MyHand** Prothesenhand einen starken, anpassungsfähigen und sensiblen Griff.

# Hy5 MyHand - Prothesenhand



**PROTHESEUS**  
Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Gewicht	Größe	Griffkraft max.	Max. Hebekraft	Max. Hebekraft / Finger	Öffnungsbreite
575 g	7 ¾	120 N	40 kg	20 kg	118 mm



Artikelnummer	ABHY5L	MyHand Prothesenhand Seite links
Artikelnummer	ABHY5R	MyHand Prothesenhand Seite rechts

**MySkin**, der Hy5 Prothesenhandschuh, bietet optimalen Griff und verleiht der **MyHand** Prothesenhand ein natürliches Aussehen.

Artikelnummer	ABHY5LHC	Kosmetikhandschuh links
Artikelnummer	ABHY5RHC	Kosmetikhandschuh rechts

