



PROTHESEUS



Katalog

Koalaa Produkte

VERSION: 12.02.2026

Protheseus GmbH

Liebigstraße 13, 91126 Schwabach | Tel.: 09122 88707-0 | Fax: 09122 8870729

E-Mail: info@protheseus.de | www.protheseus.de

Inhaltsverzeichnis

1. Die ALX Prothese	- 2 -
ALX Komponenten	- 2 -
ALX Maße bestimmen	- 6 -
2. Die Paww Prothese	- 7 -
Paww Komponenten	- 7 -
Paww Maße bestimmen	- 9 -
3. Die Joey Prothese	- 10 -
4. Ersatzartikel	- 11 -

1. Die ALX Prothese

ALX Komponenten

Arm Sleeve



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
AKA01	Koalaa Arm Sleeve	Small	Stück
AKA02	Koalaa Arm Sleeve	Medium	Stück
AKA03	Koalaa Arm Sleeve	Large	Stück
AKA04	Koalaa Arm Sleeve	X-Large	Stück

Wrist Unit



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
AKA05	Koalaa Wrist	Small	Stück
AKA06	Koalaa Wrist	Medium	Stück
AKA07	Koalaa Wrist	Large	Stück

Foam Pack



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
AKC20	Koalaa Sleeve Foam Pack	Small	Stück
AKC21	Koalaa Sleeve Foam Pack	Medium	Stück
AKC22	Koalaa Sleeve Foam Pack	Large	Stück

KOALAA PRODUKTE V-12.02.2026

Arm Sleeve Cover




Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
AKA09	Koalaa Arm Sleeve Cover	Small	Stück
AKA10	Koalaa Arm Sleeve Cover	Medium	Stück
AKA11	Koalaa Arm Sleeve Cover	Large	Stück
AKA12	Koalaa Arm Sleeve Cover	X-Large	Stück

Support Strap



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKC24	Koalaa Support Strap	Schwarz	Stück

ALX Janet



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKA17	Koalaa ALX Janet	Schwarz	Stück

ALX Rushton



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKA18	Koalaa ALX Rushton	Schwarz	Stück

KOALAA PRODUKTE V-12.02.2026

ALX Amy



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKA19	Koalaa ALX Amy	Schwarz	Stück

ALX Sarah



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKA20	Koalaa ALX Sarah	Schwarz	Stück

ALX Grace



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKA21	Koalaa ALX Grace	Schwarz	Stück

ALX Kitty



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKA22	Koalaa ALX Kitty	Schwarz	Stück

KOALAA PRODUKTE V-12.02.2026

ALX Nicole



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKA23	Koalaa ALX Nicole	Schwarz	Stück

ALX Joanie



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKA24	Koalaa ALX Joanie	Schwarz	Stück
AKA25	Koalaa ALX Joanie	Gelb	Stück

ALX Nicole Pro



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKA26	Koalaa ALX Nicole Pro	Schwarz	Stück

ALX Sarah Pro




Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKA27	Koalaa ALX Sarah Pro	Schwarz	Stück

ALX Edga Golf



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKA20	Koalaa ALX Edga Golf	Schwarz	Stück

ALX Maße bestimmen



Arm Sleeve Größentabelle

Für die Arm Sleeve-Größe wird ausschließlich das **Maß A** benötigt.

Maß A	Arm Sleeve Größe
14 – 18 cm	Small
19 – 24 cm	Medium
25 – 32 cm	Large
33 – 41 cm	X-Large

Wrist Unit Größentabelle

Für die **Arm Länge** nutzen Sie **Maß B** zuzüglich 7 cm (**Maß B + 7 cm**).

Für die **gesamte Länge** nutzen Sie **Maß C** abzüglich 1 cm (**Maß C – 1 cm**).

Arm Sleeve Größe	Small Wrist Unit	Medium Wrist Unit	Large Wrist Unit
Small	11 – 31 cm	-	-
Medium	25 – 37 cm	17 – 25 cm	11 – 17 cm
Large	-	29 – 37 cm	11 – 29 cm
X-Large	-	-	17 – 37 cm

2. Die Paww Prothese


Paww Komponenten

Paww + Dock



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
AKP1	Koalaa Paww + Dock	Small	Stück
AKP2	Koalaa Paww + Dock	Medium	Stück
AKP3	Koalaa Paww + Dock	Large	Stück

Paww Cover



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
AKP6	Koalaa Paww Cover	Small	Stück
AKP7	Koalaa Paww Cover	Medium	Stück
AKP8	Koalaa Paww Cover	Large	Stück

Paww Janet



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKP10	Koalaa Paww Janet	Schwarz	Stück

KOALAA PRODUKTE V-12.02.2026

Paww Rushton



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKP11	Koalaa Paww Rushton	Schwarz	Stück

Paww Amy



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKP12	Koalaa Paww Amy	Schwarz	Stück

Paww Sarah



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKP13	Koalaa Paww Sarah	Schwarz	Stück


Paww Grace




Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKP14	Koalaa Paww Grace	Schwarz	Stück

Paww Maße bestimmen

X



Y



Z



Paww Größentabelle

Maß X	Maß Y	Maß Z	Paww Größe
7 – 13 cm	7 – 14 cm	3 cm +	Small
12 – 18 cm	13 – 20 cm	5 cm +	Medium
16 – 22 cm	17 – 25 cm	8 cm +	Large

3. Die Joeyy Prothese

Joeyy Biene



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKJ1	Koalaa Joeyy Sleeve	Schwarz/Gelb	Stück

Joeyy Dalmatiner



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKJ2	Koalaa Joeyy Sleeve	Schwarz/Weiß	Stück

Joeyy Koala



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKJ3	Koalaa Joeyy Sleeve	Hell-/Dunkelgrau	Stück

Joeyy Schaf



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
AKJ4	Koalaa Joeyy Sleeve	Schwarz/Weiß	Stück

4. Ersatzartikel

Sleeve Foam Pack



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
AKC20	Koalaa Sleeve Foam Pack	Small	Pack
AKC21	Koalaa Sleeve Foam Pack	Medium	Pack
AKC22	Koalaa Sleeve Foam Pack	Large	Pack

Support Strap



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
AKC24	Koalaa Support Strap	3 Stück pro Pack



PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Protheseus GmbH
Liebigstraße 13
91126 Schwabach

Telefon: 09122 88707-0
Fax: 09122 88707-29
info@protheseus.de
www.protheseus.de

Vertrieb für Deutschland und Österreich
