



PROTHESEUS



Katalog

Material

VERSION:22.07.2026

Protheseus GmbH

Liebigstraße 13, 91126 Schwabach | Tel.: 09122 88707-0 | Fax: 09122 8870729

E-Mail: info@protheseus.de | www.protheseus.de

Inhaltsverzeichnis

1.	Harze und Zubehör	- 2 -
2.	PVA Folien	- 11 -
3.	Carbon	- 15 -
4.	Synpro Verbundfaser	- 18 -
5.	ORTHOFLAX® Gewebe	- 19 -
6.	Carbon Dekor	- 20 -
7.	Trikotschläuche	- 21 -
8.	Glitzer-Perlonschläuche	- 24 -
9.	Hart- und Weichschaum	- 25 -
10.	Kosmetikschäum	- 26 -
11.	Silikonabformer	- 27 -
12.	Silikone RTV und HTV	- 28 -
13.	Gleitbeschichtung für Silikon HTV	- 36 -
14.	Tiefzieh- und Kunststoffplatten	- 37 -
15.	Proteoflex – Supra Color	- 43 -
16.	Turbocast	- 45 -
17.	Plattenmaterialien	- 46 -
18.	Klett- und Ratschenverschlüsse	- 51 -
19.	PVC Klettverschlüsse und Pads	- 56 -
20.	Plastazote und Zellgummi	- 58 -
21.	Neoprene	- 61 -
22.	3D-Polster, Frottee und Mikroklett	- 62 -
23.	Kantenband, Nähfäden und Polsterstreifen	- 63 -
24.	Hohlkugeln	- 64 -
25.	Schlaufen	- 65 -
26.	Klebstoffe und Zubehör	- 66 -
27.	DuraFit Einlagenbezüge	- 70 -
28.	Gipsbinden	- 71 -
29.	Klebebander	- 74 -
30.	Schleifmittel	- 76 -
31.	Werkstattbedarf	- 84 -

1. Harze und Zubehör

Gießharze

Carbonharz Prothecryl



- Carbon Acrylharz in bewährter Qualität mit verbesserter Mixtur für **klare** Güsse und kein vergilben mehr
- Perfekt geeignet für die Verarbeitung mit Carbonfasern
- dünnflüssig

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MB12509	Carbonharz Prothecryl	0,9 kg	Stück
MB12546	Carbonharz Prothecryl	4,6 kg	Stück

Vinylesterharz Protheviny



- hochwertiges und hartes Vinylesterharz
- besonders geeignet für die Verarbeitung mit Carbonfasern
- übergießbar
- kein Delaminieren
- bedingt thermoplastisch nachformbar
- schnelle Abbindezeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MB11609	Vinylesterharz Protheviny	0,9 kg	Stück
MB11614	Vinylesterharz Protheviny	4,6 kg	Stück

Härterpulver für Harze



- Anwendung: 1 – 3 %
- Verschiedene Größen

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MB06015	Härterpulver für Harze	150 g	Stück
MB06050	Härterpulver für Harze	500 g	Stück
MB06015F	Härterpulver Free für Harze, CMR frei	150 g	Stück
MB06016	Härterpaste für Spachtel und Harze	60 g	Stück

Carbonharz Acryl



- bewährtes Acrylharz zum Laminieren von Carbonfasern
- speziell für die Verarbeitung mit Carbonfasern
- dünnflüssig

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MB02509	Carbonharz Acryl	0,9 kg	Stück
MB02546	Carbonharz Acryl	4,6 kg	Stück

Laminierharz 80/20



- bewährtes Acrylharz zum Laminieren
- ausgewogene Viskosität und Festigkeit für die meisten Anwendungen
- nachträgliche thermoplastische Nachformung möglich

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MB02009	Laminierharz 80/20	0,9 kg	Stück
MB02046	Laminierharz 80/20	4,6 kg	Stück
MB02025	Laminierharz 80/20 inkl. Auslaufhahn, Gefahrgut	25 kg	Stück

Siegelharz



- Siegelharz zum Verkleben von Acryl-, Holz- und PUR-Hartschaumteilen

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MB02109	Siegelharz Acryl	0,9 kg	Stück
MB02146	Siegelharz Acryl	4,6 kg	Stück

Gießharz 103



- Acryl-Gießharz zur Herstellung von flexiblen Bauteilen

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MB02309	Gießharz 103, weich, plastisch	0,9 kg	Stück
MB02346	Gießharz 103, weich, plastisch	4,6 kg	Stück

Carbon PX-Epoxy Harz



- hochwertiges und hartes Vinylesterharz
- besonders geeignet für die Verarbeitung mit Carbonfasern
- übergießbar
- kein Delaminieren
- bedingt thermoplastisch nachformbar
- schnelle Abbindezeit

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MB01619	Carbon PX-Epoxy Harz, Phenacrylharz	0,9 kg	Stück
MB01614	Carbon PX-Epoxy Harz, Phenacrylharz	4,6 kg	Stück

Laminierharz PRO



Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MB02609	Laminierharz PRO	0,9 kg	Stück
MB02646	Laminierharz PRO	4,6 kg	Stück

PROTHESEUS MATERIAL KATALOG V-22.07.2026

Orthopoxy Clear Green Schnell



- Bisphenol A frei
- Schnell aushärtend und transparent
- Mischungsverhältnis 100:40 (Harz:Härter)
- Bei 100°C Grad ca. eine Stunde tempern
- Trockenzeit: eine Stunde unter Vakuum
- Topfzeit: 14 Minuten

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MGCFR01C	Orthopoxy Clear Green Laminierharz Schnell	1 kg	Stück
MGCFR03C	Orthopoxy Clear Green Laminierharz Schnell	5 kg	Stück
MGCFD01C	Orthopoxy Clear Green Härter Schnell	400 g	Stück
MGCFD03C	Orthopoxy Clear Green Härter Schnell	2x 1 kg	Stück

Orthopoxy Clear Green Slow



- Bisphenol A frei
- Langsam aushärtend und transparent, für Arbeiten in der Orthetik
- Mischungsverhältnis 100:40 (Harz:Härter)
- Bei 100°C Grad ca. eine Stunde tempern
- Trockenzeit: vier Stunden unter Vakuum
- Topfzeit: 90 Minuten

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MGCSR01	Orthopoxy Clear Green Laminierharz Slow	1 kg	Stück
MGCSR03	Orthopoxy Clear Green Laminierharz Slow	5 kg	Stück
MGCSO01	Orthopoxy Clear Green Härter Slow	400 g	Stück
MGCSO03	Orthopoxy Clear Green Härter Slow	2x 1 kg	Stück

Spachtel



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Einheit
MB036101	Leicht-Spachtel, Polyester, für kosmetische Anwendungen	1 L	Stück
MB036701E	Glasfaserverstärkte Spachtelmasse, Polyester, inkl. Härter	0,8 kg	Stück
MB06016	Härterpaste für Spachtel und Harze	50 g	Stück

Zubehör

Flüssighärter für Harze



- Anwendung: 2 – 3 %
- Vor Gebrauch gut schütteln!

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MB06060	Flüssighärter für Harze	125 ml	Stück

Farbpaste für Acryl-, Epoxy- und PU Harze



- Vor Gebrauch gut schütteln!
- Druckspender zum einfachen und sauberen Dosieren

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Menge	Einheit
MB07009E	Farbpaste für Harze mit Druckspender	Rot	250 g	Stück
MB07010E	Farbpaste für Harze mit Druckspender	Schwarz	250 g	Stück
MB07011E	Farbpaste für Harze mit Druckspender	Blau	250 g	Stück
MB07012E	Farbpaste für Harze mit Druckspender	Weiß	250 g	Stück
MB07015E	Farbpaste für Harze mit Druckspender	Gelb	250 g	Stück
MB07016E	Farbpaste für Harze mit Druckspender	Grün	250 g	Stück
MBPC178ST	Farbpaste für Harze mit Druckspender	Beige	250 g	Stück

Plastilin




Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Einheit
MB046900	Plastilin Knetmasse	1 kg	Stück

Messbecher



Artikelnummer	Bezeichnung	Material	Menge	Einheit
MB742451	Protheseus Messbecher	Kunststoff	400 ml	Pack / 50 Stück
MB74230	Anrührbecher für Harze	Kunststoff	1 L	Pack / 30 Stück
MB742451	Anrührbecher für Harze mit Skala	Kunststoff	500 ml	Pack / 50 Stück
MB74246	Anrührbecher für Harze	Pappe	140 ml	Pack / 50 Stück
MB74247	Anrührbecher für Harze	Pappe	350 ml	Pack / 100 Stück

Holzanrührspatel



Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
MB75015	Holz-Anrührspatel, 100 Stück	15 cm	Pack
MB75025	Holz-Anrührspatel, 100 Stück	25 cm	Pack

Talkum



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Einheit
MB017001	Talkum	1 kg	Stück

Gipsisoliercreme



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Einheit
MB08150	Gipsisoliercreme	1 kg	Stück

Isolierspray für nasse Gipse



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Einheit
MGCML001	Gips Versiegler zum Isolieren von feuchten Gipsen	1 L	Stück

Nitrilhandschuhe



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Farbe	Einheit
MR404240S	Nitril-Handschuhe, 100 Stück	S	Blau	Pack
MR404240M	Nitril-Handschuhe, 100 Stück	M	Blau	Pack
MR404240L	Nitril-Handschuhe, 100 Stück	L	Blau	Pack
MR404240XL	Nitril-Handschuhe, 100 Stück	XL	Blau	Pack
MR404240SB	Nitril-Handschuhe, 100 Stück	S	Schwarz	Pack
MR404240MB	Nitril-Handschuhe, 100 Stück	M	Schwarz	Pack
MR404240LB	Nitril-Handschuhe, 100 Stück	L	Schwarz	Pack

Protheflex PU Harz



- Super flexibles Harz zur Herstellung von flexiblen Bauteilen
- Mischverhältnis 100:40

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MB0010AB	Protheflex PU Harz, Komp. A + B MV 100:40	1,4 kg	Stück

Benötigtes Zubehör zu Protheflex PU Harz

Um ein einwandfreies Ergebnis zu erzielen, müssen die vom Hersteller empfohlenen Materialien verwendet werden (Trikotschlauch, PVA Folien). Diese wurden speziell auf die Verarbeitung mit dem Protheflex PU Harz getestet und gewährleisten die Bio-Kompatibilität

Protheflex PVA Folie



- Zur Verwendung mit Protheflex PU Harz
- Länge: 100 cm
- Distal geschlossen und offen verfügbar


Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit
MB00110	Protheflex PVA Folie	10 cm	100 cm	Stück
MB00115	Protheflex PVA Folie	15 cm	100 cm	Stück
MB00120	Protheflex PVA Folie	20 cm	100 cm	Stück
MB00125	Protheflex PVA Folie	25 cm	100 cm	Stück
MB00130	Protheflex PVA Folie	30 cm	100 cm	Stück
MB00135	Protheflex PVA Folie	35 cm	100 cm	Stück
MB00140	Protheflex PVA Folie	40 cm	100 cm	Stück
MB00145	Protheflex PVA Folie	45 cm	100 cm	Stück
MB00150	Protheflex PVA Folie	50 cm	100 cm	Stück
MB00215	Protheflex PVA Folie distal geschlossen	15 cm	55 cm	Stück
MB00220	Protheflex PVA Folie distal geschlossen	20 cm	60 cm	Stück
MB00225	Protheflex PVA Folie distal geschlossen	25 cm	70 cm	Stück
MB00230	Protheflex PVA Folie distal geschlossen	30 cm	70 cm	Stück
MB00235	Protheflex PVA Folie distal geschlossen	35 cm	75 cm	Stück
MB00240	Protheflex PVA Folie distal geschlossen	40 cm	82 cm	Stück

Protheflex Nylon Trikotschlauch



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
MB00306	Protheflex Nylon Trikotschlauch	Weiß	6 cm	kg
MB00308	Protheflex Nylon Trikotschlauch	Weiß	8 cm	kg
MB00312	Protheflex Nylon Trikotschlauch	Weiß	12 cm	kg
MB00315	Protheflex Nylon Trikotschlauch	Weiß	15 cm	kg
MB00322	Protheflex Nylon Trikotschlauch	Weiß	22 cm	kg
MB00326	Protheflex Nylon Trikotschlauch	Weiß	26 cm	kg

Protheflex Nylon Prothesenstrümpfe



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit
MB00430	Nylon Prothesenstrümpfe	7 cm	30 cm	10 Stk. / Pack
MB00434	Nylon Prothesenstrümpfe	11,5 cm	34 cm	10 Stk. / Pack
MB00435	Nylon Prothesenstrümpfe	9 cm	35 cm	10 Stk. / Pack
MB00438	Nylon Prothesenstrümpfe	11,5 cm	38 cm	10 Stk. / Pack
MB00442	Nylon Prothesenstrümpfe	15 cm	42 cm	10 Stk. / Pack
MB00443	Nylon Prothesenstrümpfe	11,5 cm	43 cm	10 Stk. / Pack
MB00450	Nylon Prothesenstrümpfe	11,5 cm	50 cm	10 Stk. / Pack

2. PVA Folien

PVA Folien Kristall

PVA Folien Kristall 0,1 mm



- **Klarsichtige PVA Folien**
- **Besonders reißfest**
- 100 cm Länge
- 10 Stück pro Packung

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Umfang	Länge	Einheit
MB139120	PVA Folie Kristall	0,1 mm	20 cm	100 cm	Pack
MB139125	PVA Folie Kristall	0,1 mm	25 cm	100 cm	Pack
MB139130	PVA Folie Kristall	0,1 mm	30 cm	100 cm	Pack
MB139135	PVA Folie Kristall	0,1 mm	35 cm	100 cm	Pack
MB139140	PVA Folie Kristall	0,1 mm	40 cm	100 cm	Pack
MB139150	PVA Folie Kristall	0,1 mm	50 cm	100 cm	Pack
MB139160	PVA Folie Kristall	0,1 mm	60 cm	100 cm	Pack
MB139170	PVA Folie Kristall	0,1 mm	70 cm	100 cm	Pack
MB139180	PVA Folie Kristall	0,1 mm	80 cm	100 cm	Pack
MB1391110	PVA Folie Kristall	0,1 mm	100 cm	100 cm	Pack
MB1391120	PVA Folie Kristall	0,1 mm	120 cm	100 cm	Pack
MB1391140	PVA Folie Kristall	0,1 mm	140 cm	100 cm	Pack

PVA Folien 0,08 mm

PVA Folien, gerollt



- **Gerollte PVA Folien**
- 100 cm lang
- 20 Stück pro Packung

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Umfang	Länge	Einheit
MB039020	PVA Folien, 20 Stück	0,08 mm	20 cm	100 cm	Pack
MB039030	PVA Folien, 20 Stück	0,08 mm	30 cm	100 cm	Pack
MB039040	PVA Folien, 20 Stück	0,08 mm	40 cm	100 cm	Pack
MB039050	PVA Folien, 20 Stück	0,08 mm	50 cm	100 cm	Pack
MB039060	PVA Folien, 20 Stück	0,08 mm	60 cm	100 cm	Pack

PVA Folien, gelegt



- **Gelegte PVA Folien**
- 100 cm und 130 cm Länge
- 10 Stück pro Packung

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Umfang	Länge	Einheit
MB039021	PVA Folien, 10 Stück	0,08 mm	20 cm	100 cm	Pack
MB039031	PVA Folien, 10 Stück	0,08 mm	30 cm	100 cm	Pack
MB039041	PVA Folien, 10 Stück	0,08 mm	40 cm	100 cm	Pack
MB039051	PVA Folien, 10 Stück	0,08 mm	50 cm	100 cm	Pack
MB039061	PVA Folien, 10 Stück	0,08 mm	60 cm	100 cm	Pack
MB039630	PVA Folien, 10 Stück	0,08 mm	30 cm	130 cm	Pack
MB039640	PVA Folien, 10 Stück	0,08 mm	40 cm	130 cm	Pack
MB039650	PVA Folien, 10 Stück	0,08 mm	50 cm	130 cm	Pack
MB039660	PVA Folien, 10 Stück	0,08 mm	60 cm	130 cm	Pack
MB039665	PVA Folien, 10 Stück	0,08 mm	65 cm	130 cm	Pack

PVA Folien 0,1 mm

PVA Folien, gelegt



- **Gelegte PVA Folien**
- 100 cm lang = 10 Stück pro Packung
- 130 cm lang = 10 Stück pro Packung

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Umfang	Länge	Einheit
MB039115	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	15 cm	100 cm	Pack
MB039120	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	20 cm	100 cm	Pack
MB039125	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	25 cm	100 cm	Pack
MB039130	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	30 cm	100 cm	Pack
MB039135	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	35 cm	100 cm	Pack
MB039140	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	40 cm	100 cm	Pack
MB039145	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	45 cm	100 cm	Pack
MB039150	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	50 cm	100 cm	Pack
MB039155	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	55 cm	100 cm	Pack
MB039160	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	60 cm	100 cm	Pack
MB039165	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	65 cm	100 cm	Pack
MB039170	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	70 cm	100 cm	Pack
MB039180	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	80 cm	100 cm	Pack
MB039190	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	90 cm	100 cm	Pack
MB039199	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	100 cm	100 cm	Pack
MB039730	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	30 cm	130 cm	Pack
MB039735	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	35 cm	130 cm	Pack
MB039740	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	40 cm	130 cm	Pack
MB039745	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	45 cm	130 cm	Pack
MB039750	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	50 cm	130 cm	Pack
MB039755	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	55 cm	130 cm	Pack
MB039760	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	60 cm	130 cm	Pack
MB039765	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	65 cm	130 cm	Pack
MB039770	PVA Folien, 10 Stück	0,1 mm	70 cm	130 cm	Pack

PVA Folien, geschlossen

PVA Folien, distal geschlossen



- **Distal verschweißt**
- Nach dem Einweichen muss die Folie auf Links gedreht werden!
- 5 Stück pro Packung

Artikelnummer	Bezeichnung	Umfang	Einheit
MB039830	PVA Folien, 5 Stück	Dist. 15 cm – Prox. 30 x 53 cm	Pack
MB039840	PVA Folien, 5 Stück	Dist. 20 cm – Prox. 40 x 66 cm	Pack
MB039850	PVA Folien, 5 Stück	Dist. 25 cm – Prox. 50 x 66 cm	Pack
MB039860	PVA Folien, 5 Stück	Dist. 30 cm – Prox. 60 x 66 cm	Pack
MB039870	PVA Folien, 5 Stück	Dist. 35 cm – Prox. 70 x 69 cm	Pack

Protheflex PVA Folie




- Zur Verwendung mit Protheflex PU Harz
- Länge: 100 cm
- Distal geschlossen und offen verfügbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit
MB00110	Protheflex PVA Folie	10 cm	100 cm	Stück
MB00115	Protheflex PVA Folie	15 cm	100 cm	Stück
MB00120	Protheflex PVA Folie	20 cm	100 cm	Stück
MB00125	Protheflex PVA Folie	25 cm	100 cm	Stück
MB00130	Protheflex PVA Folie	30 cm	100 cm	Stück
MB00135	Protheflex PVA Folie	35 cm	100 cm	Stück
MB00140	Protheflex PVA Folie	40 cm	100 cm	Stück
MB00145	Protheflex PVA Folie	45 cm	100 cm	Stück
MB00150	Protheflex PVA Folie	50 cm	100 cm	Stück
MB00215	Protheflex PVA Folie distal geschlossen	15 cm	55 cm	Stück
MB00220	Protheflex PVA Folie distal geschlossen	20 cm	60 cm	Stück
MB00225	Protheflex PVA Folie distal geschlossen	25 cm	70 cm	Stück
MB00230	Protheflex PVA Folie distal geschlossen	30 cm	70 cm	Stück
MB00235	Protheflex PVA Folie distal geschlossen	35 cm	75 cm	Stück
MB00240	Protheflex PVA Folie distal geschlossen	40 cm	82 cm	Stück

3. Carbon


Carbon Gewebe

Körperbindungen



Artikelnummer	Bezeichnung	Bindung	Breite	Gewicht	Einheit
MB860081E	Carbon Gewebe	Körperbindung	125 cm	200 g/m ²	lfm
MB860091E-25	Carbon Gewebe	Körperbindung	125 cm	200 g/m ²	Rolle 26,25 m ²

Honeycomb



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Gewicht	Einheit
MB860082	Carbon Gewebe Honeycomb	100 cm	245 g/m ²	lfm

Innegra



- Nur mit Epoxy Harz verwenden!

Artikelnummer	Bezeichnung	Bindung	Breite	Gewicht	Einheit
MGS191e	Innegra Gewebe	Körperbindung	125 cm	200 g/m ²	lfm

Abreißgewebe



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Einheit
MC2546	Abreißgewebe für Prepreg	100 cm	Stück

PSP ProtheoSafePreg



- **Bruchfester als Dyneema**
- Als Verstärkung verwendbar
- Farbe: **Schwarz**

Artikelnummer	Bezeichnung	Bindung	Farbe	Gewicht	Einheit
MB671111	PSP ProtheoSafePreg	Körperbindung 2/2	Schwarz	200 g/m ²	m

Prepreg Carbon Gewebe



Artikelnummer	Bezeichnung	Bindung	Gewicht	Einheit
MB671115	PS-Prepreg mit Schußfaden	Unidirektional	410 g/m ²	m ²
MB671116	PS-Prepreg, 42% Harzanteil	Bidirektional 4/4	280 g/m ²	m ²
MB671008e	Prepreg, 45% Harzanteil	Bidirektional 2/2	240 g/m ²	m ²

Carbon Schläuche und Bänder

Carbon Flechtschläuche



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Gewicht	Einheit
MC1017	Carbonschlauch, elastisch, Unidirektional	80 mm		Rolle 5 m
MC1018	Carbonschlauch, elastisch, Unidirektional	100 mm		Rolle 5 m
MC1019	Carbonschlauch, elastisch, Unidirektional	120 mm		Rolle 5 m
MC1020	Carbon-Flechtschlauch	20 mm		Rolle 25 m
MC1060E1	Carbon-Flechtschlauch US	60 mm	415 g/m ²	Rolle 8 m
MC1070E	Carbon-Flechtschlauch US/OS	80 mm		Rolle 10 m
MC1080	Carbon-Flechtschlauch OS	120 mm		Rolle 10 m
MC1080E	Carbon-Flechtschlauch OS	Ø 209 mm	345 g/m ²	Rolle
MC1081	Carbon-/Glas-Flechtschlauch OS	120 mm		Rolle 10 m

Carbon Bänder



Artikelnummer	Bezeichnung	Bindung	Breite	Gewicht	Einheit
MC16003	Carbonband	Gitter-Leinwand	50 mm	250 g	Rolle 50 m
MC16005	Carbonband	Gitter-Leinwand	100 mm	250 g	Rolle 50 m
MC16006	Carbonband Gitterversion	Bidirektional	6 – 12 cm		Rolle 9,5 m
MC16007	Carbonband Rein	Unidirektional	100 mm	375 g	Rolle 50 m
MC16008	Carbonband mit Glasfixierung	Unidirektional	50 mm	175 g	Rolle 50 m
MC16009	Carbonband mit Glasfixierung	Unidirektional	50 mm	410 g	Rolle 50 m
MC16008E	Carbonband Rein	Unidirektional	50 mm	375 g	Rolle 20 m
MC16010	Carbonband	Unidirektional	25 mm		Rolle 50 m
MC160025	Carbonband	Leinwandbindung	25 mm		Rolle 50 m

Glasband



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Breite	Länge	Einheit
MC170040	Glasband	225 g/m ²	40 mm	50 m	Rolle
MC1700100	Glasband	280 g/m ²	100 mm	50 m	Rolle

Fertig Matrix



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit
MC1011	Fertig Matrix 3-lagig mit Wabenkern	16 mm	120 cm	Stück
MC1012	Fertig Matrix 4-lagig mit Wabenkern	19 mm	120 cm	Stück
MC1013	Fertig Matrix mit saugfähigem Wabenkern	16 mm	5 m	Rolle

4. Synpro Verbundfaser

SynPro Faserschläuche



- **Leichter als Carbon**
- Kein Juckreiz
- Nachhaltig
- Fest
- Farbe: Weiß

Artikelnummer	Bezeichnung	Umfang	Breite	Einheit
MC3S310e	SynPro Composite Faserschlauch	13 – 27 cm	8 cm	Rolle 3 m
MC3S350	SynPro Composite Faserschlauch	13 – 27 cm	8 cm	Rolle 15 m
MC3S410	SynPro Composite Faserschlauch	20 – 36 cm	10 cm	Rolle 3 m
MC3S450	SynPro Composite Faserschlauch	20 – 36 cm	10 cm	Rolle 15 m
MC3S510	SynPro Composite Faserschlauch	22 – 48 cm	12 cm	Rolle 3 m
MC3S550	SynPro Composite Faserschlauch	22 – 48 cm	12 cm	Rolle 15 m
MC3S610	SynPro Composite Faserschlauch	28 – 54 cm	15 cm	Rolle 3 m
MC3S650	SynPro Composite Faserschlauch	28 – 54 cm	15 cm	Rolle 15 m
MC3S810	SynPro Composite Faserschlauch	34 – 78 cm	20 cm	Rolle 3 m

SynPro Verstärkungsbänder



- **Kombinierbar mit Carbonfasern**
- Kein Juckreiz
- Nachhaltig
- Fest

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Einheit
MC3S300	SynPro Composite Verstärkungsband, unidirektional	25 mm	Rolle 9 m
MC3S175	SynPro Verstärkungsband 3D, unidirektional	70 mm	Rolle 9 m

SynPro kombiniert mit Carbonfaser

Für Orthesen kann es wichtig sein, dass auf einer kleinen Fläche eine hohe Steifigkeit erforderlich ist. Um dies zu erreichen, können Sie Carbonfaser oder Kevlar mit SynPro kombinieren. Achten Sie darauf, dass Sie auf der Schnittkante keine Carbonfaser verwenden. Bei der Verarbeitung von Carbonfaser werden kleine Staubeilchen freigesetzt, die für Ihre Gesundheit schädlich sein können.

Sauberes und sicheres Arbeiten

Da SynPro eine längere Faser als Carbon hat, staubt es bei der Verarbeitung nicht. Sie werden beim Arbeiten mit SynPro weniger Juckreiz haben. Verwenden Sie trotzdem immer Ihre regulären Schutzmittel.

5. ORTHOFLAX® Gewebe

OrthoFlax Flechtschlauch




Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Einheit
MGCB153	OrthoFlax-Flechtschlauch, US – Klein	Ø 130 mm	Rolle 5 m
MGCB155	OrthoFlax-Flechtschlauch, US – Groß	Ø 150 mm	Rolle 5 m
MGCB225	OrthoFlax-Flechtschlauch, OS – Groß	Ø 225 mm	Rolle 5 m

OrthoFlax-Gewebeband



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Einheit
MGCSA10	OrthoFlax-Gewebeband, unidirektional	50 mm	Rolle 50 m

Basalt-Flechtschlauch



Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Einheit
MC2216	Basalt-Flechtschlauch, US – Groß	Ø 150 mm	Rolle 5 m
MC2218	Basalt-Flechtschlauch, US – Klein	Ø 130 mm	Rolle 5 m

6. Carbon Dekor



Rot




Blau




Gelb



Lila



Grün



Silber

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Einheit
MNO11BB	Carbon-Dekor	Metallic – Schwarz – Blau	1 m ²	Stück
MNO11GB	Carbon-Dekor	Metallic – Schwarz – Grün	1 m ²	Stück
MNO11PU	Carbon-Dekor	Metallic – Schwarz – Lila	1 m ²	Stück
MNO11RL	Carbon-Dekor	Metallic – Schwarz – Rot	1 m ²	Stück
MNO11YE	Carbon-Dekor	Metallic – Schwarz – Gelb	1 m ²	Stück
MNO11SL	Carbon-Dekor	Metallic – Silber	1 m ²	Stück

7. Trikotschläuche



Baumwoll-Trikotschläuche

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
MC0104	Baumwoll-Trikot	Weiß, gebleicht	4 cm	Rolle
MC0106	Baumwoll-Trikot	Weiß, gebleicht	6 cm	Rolle
MC0108	Baumwoll-Trikot	Weiß, gebleicht	8 cm	Rolle
MC0110	Baumwoll-Trikot	Weiß, gebleicht	10 cm	kg
MC0112	Baumwoll-Trikot	Weiß, gebleicht	12 cm	kg
MC0115	Baumwoll-Trikot	Weiß, gebleicht	15 cm	kg
MC0120	Baumwoll-Trikot	Weiß, gebleicht	20 cm	kg
MC0125	Baumwoll-Trikot	Weiß, gebleicht	25 cm	kg
MC0130	Baumwoll-Trikot	Weiß, gebleicht	30 cm	kg
MC0135	Baumwoll-Trikot	Weiß, gebleicht	35 cm	kg
MC0140	Baumwoll-Trikot	Weiß, gebleicht	10 cm	kg

Perlon-Trikotschläuche

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
MC0204	Perlon-Trikot	Weiß	4 cm	Rolle
MC0206	Perlon-Trikot	Weiß	6 cm	Rolle
MC0208	Perlon-Trikot	Weiß	8 cm	Rolle
MC0210	Perlon-Trikot	Weiß	10 cm	kg
MC0212	Perlon-Trikot	Weiß	12 cm	kg
MC0215	Perlon-Trikot	Weiß	15 cm	kg
MC0220	Perlon-Trikot	Weiß	20 cm	kg
MC0225	Perlon-Trikot	Weiß	25 cm	kg
MC0230	Perlon-Trikot	Weiß	30 cm	kg
MC0235	Perlon-Trikot	Weiß	35 cm	kg
MC0240	Perlon-Trikot	Weiß	40 cm	kg



Nyl-Glas-Trikotschläuche

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
MC0305	Nyl-Glas-Trikot, super elastisch	Weiß	5 cm	kg
MC0307	Nyl-Glas-Trikot, super elastisch	Weiß	7 cm	kg
MC0309	Nyl-Glas-Trikot, super elastisch	Weiß	9 – 10 cm	kg
MC0313	Nyl-Glas-Trikot, super elastisch	Weiß	12 – 13 cm	kg
MC0315	Nyl-Glas-Trikot, super elastisch	Weiß	15 cm	kg
MC0322	Nyl-Glas-Trikot, super elastisch	Weiß	22 cm	kg

Kräusel-Trikotschläuche

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
MC04106	Nylon-Kräusel-Trikot, elastisch	Weiß	6 cm	Rolle
MC04108	Nylon-Kräusel-Trikot, elastisch	Weiß	8 cm	Rolle
MC04110	Nylon-Kräusel-Trikot, elastisch	Weiß	10 cm	kg
MC04112	Nylon-Kräusel-Trikot, elastisch	Weiß	12 cm	kg
MC04115	Nylon-Kräusel-Trikot, elastisch	Weiß	15 cm	kg
MC04210	Nylon-Kräusel-Trikot, elastisch	Beige	10 cm	kg
MC04212	Nylon-Kräusel-Trikot, elastisch	Beige	11 – 12 cm	kg
MC04215	Nylon-Kräusel-Trikot, elastisch	Beige	14 – 15 cm	kg

Super-Stretch-Finish-Schlauch



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
MC0455	Super-Stretch-Finish-Schlauch	Weiß	5 – 30 cm	Rolle 23 m
MC0460	Super-Stretch-Finish-Schlauch	Weiß	30 – 90 cm	Rolle 23 m
MC0650	Super-Stretch-Finish-Schlauch	Schwarz	5 – 30 cm	Rolle 23 m
MC0700	Super-Stretch-Finish-Schlauch	Schwarz	30 – 90 cm	Rolle 23 m

PROTHESEUS MATERIAL KATALOG V-22.07.2026

Tiefzieh-Strümpfe



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Menge	Einheit
MC0101	Tiefzieh-Strümpfe, geschlossen	Weiß	10 Stück	Pack

Prothefast-Schlauch



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
MC0971	Prothefast-Schlauch	Rot	3,6 cm	Rolle 10 m
MC0973	Prothefast-Schlauch	Grün	5,5 cm	Rolle 10 m
MC0975	Prothefast-Schlauch	Blau	8 cm	Rolle 10 m
MC0977	Prothefast-Schlauch	Gelb	12 cm	Rolle 10 m

Mini-Stretch-Folie



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit
MGCMSP01	Mini-Stretch-Casting-Folie	100 mm	150 m	Rolle

8. Glitzer-Perlonschläuche



Türkis



Jetblau



Schwarz – Silber



Pink



Gold

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
MC23312T	Glitzer-Perlon	Türkis	12 cm	Rolle 2,5 m
MC23315T	Glitzer-Perlon	Türkis	15 cm	Rolle 2,5 m
MC23320T	Glitzer-Perlon	Türkis	20 cm	Rolle 2,5 m
MC2331B12	Glitzer-Perlon	Jetblau	12 cm	Rolle 2,5 m
MC2331B15	Glitzer-Perlon	Jetblau	15 cm	Rolle 2,5 m
MC2331B20	Glitzer-Perlon	Jetblau	20 cm	Rolle 2,5 m
MC23312G	Glitzer-Perlon	Schwarz	12 cm	Rolle 2,5 m
MC23315G	Glitzer-Perlon	Schwarz	15 cm	Rolle 2,5 m
MC23320G	Glitzer-Perlon	Schwarz	20 cm	Rolle 2,5 m
MC23312P	Glitzer-Perlon	Pink	12 cm	Rolle 2,5 m
MC23315P	Glitzer-Perlon	Pink	15 cm	Rolle 2,5 m
MC23320P	Glitzer-Perlon	Pink	20 cm	Rolle 2,5 m
MC23312GLD	Glitzer-Perlon	Gold	12 cm	Rolle 2,5 m
MC23315GLD	Glitzer-Perlon	Gold	15 cm	Rolle 2,5 m
MC23320GLD	Glitzer-Perlon	Gold	20 cm	Rolle 2,5 m

Auf Nachfrage sind die Breiten 6 cm und 8 cm auch als Sonderbestellung erhältlich.

9. Hart- und Weichschaum

Hartschaum und Härter



- H300 ist ein leichter Hartschaum für den Formenbau und Verkürzungsausgleich in der Prothetik
- H700 ist ein hochfester Hartschaum für die Herstellung von Schuhleisten

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Blähfaktor	Einheit
MB042046	Hartschaum H200, MV 1:1	4,6 kg	5,5	Stück
MB043089	Hartschaum H300, MV 1:1	0,865 kg	3,7	Stück
MB043023	Hartschaum H300, MV 1:1	2,3 kg	3,7	Stück
MB043046	Hartschaum H300, MV 1:1	4,6 kg	3,7	Stück
MB047046	Hartschaum H700, MV 1:1	4,6 kg	1,6	Stück
MB040008	Härter für Hartschaum, MV 1:1	0,865 kg		Stück
MB040023	Härter für Hartschaum, MV 1:1	2,3 kg		Stück
MB0460046	Härter für Hartschaum, MV 1:1	4,6 kg		Stück

Weichschaum und Härter



Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MB043008	Weichschaum W300, MV 100:50	0,865 kg	Stück
MB043202	Härter für Weichschaum W300, MV 100:50	0,433 kg	Stück

Trolen

Artikelnummer	Bezeichnung	Stärke	Maße	Einheit
MB062101	Trolen, beide Seiten glatt	1 mm	1000 x 1000 mm	Stück
MB062101E1	Trolen, eine Seite glatt – eine Seite rau	1 mm	1000 x 1000 mm	Stück

10. Kosmetikschaum

Kosmetikschaum



- zum Schäumen individueller Kosmetiken
- Mischungsverhältnis 100:80
- einfärbbar
- ca. Shore A50

Artikelnummer	Bezeichnung	Shore	Menge	Einheit
MGCMSPR05	Weichschaum für US-Kosmetiken MV 100:80	A20	5 kg	Stück
MGCMSDMS002	Härter für US-Kosmetiken MV 100:80		2 kg	Stück

Den Kosmetikschaum gibt es auf Grund des Mischungsverhältnisses nur als Set (1x Schaum, 2x Härter).

Zubehör für Kosmetikschaum

Rührstab für PU Schäume



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
MGCM01	Rührstab aus Metall für PU Schäume	Stück

11. Silikonabformer

Silikonabformer, blau



- sehr gut geeignet zum Abformen von Prothesenschäften
- kein Trennmittel notwendig
- schnelle Verarbeitung

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Menge	Einheit
MGC61R	Silikon-Abformer Komp. A	Blau	0,5 kg	Stück
MGC65R	Silikon-Abformer Komp. A	Blau	5 kg	Stück
MGC61D	Silikon-Abformer Komp. B	Grau	0,5 kg	Stück
MGC65D	Silikon-Abformer Komp. B	Grau	5 kg	Stück

Polyurethan Abformer



Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MB043920	Polyurethan Abformer Komp. A Mischverhältnis 100:40	1 kg	Stück
MB043930	Polyurethan Abformer Komp. A Mischverhältnis 100:40	0,4 kg	Stück

12. Silikone RTV und HTV

RTV Silikon

RTV Silikon zur Herstellung von Silikon-Maßlinern und Distalcaps



Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Shore	Farbe	Einheit
MGCT02TR	RTV Silikon-Kartusche	2 x 200 g	A2 extra weich	Transparent	Stück
MGCT03SR	RTV Silikon-Kartusche	2 x 200 g	A3 extra weich	Weiß	Stück
MGCT05TR	RTV Silikon-Kartusche	2 x 200 g	A5 weich	Transparent	Stück
MGCT12TR	RTV Silikon-Kartusche	2 x 200 g	A12 mittel	Transparent	Stück
MGCT20TR	RTV Silikon-Kartusche	2 x 200 g	A20 fest	Transparent	Stück
MGCT2623	Ersatzdüse für RTV Silikonkartusche				Stück

Mischpistole für Silikon-Kartusche



Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MGCT2400	Mischpistole für Silikon-Kartusche	2 x 200 g	Stück

Silikonkleber



Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MGCMA02	Silikonkleber-Kartusche, Acetoxysilikon, auch für HTV einsetzbar	310 g	Stück

Primer



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
MGCMA03	Primer PM82 für Silikon RTV und HTV, passend für "MGCMA02"	Stück

Silikonreiniger



Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MGCTSVS301	Silikonreiniger Solvent für Verdünnung	1 Liter	Stück

Kunststofftasse für individuelle Silikonliner



Artikelnummer	Bezeichnung	Umfang	Größe	Einheit
MGCTA1	Kunststofftasse für Silikonliner	40 mm	18 – 20	Stück
MGCTA2	Kunststofftasse für Silikonliner	50 mm	22 – 23,5	Stück
MGCTA3	Kunststofftasse für Silikonliner	60 mm	25 – 28	Stück

Matrix für Liner



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Größe	Länge	Umfang	Einheit
MGCH03L	Matrix individuell mit Ring					Stück
MMATL02	Matrix individuell mit Ring	Blau	Lang	38 cm	29 cm	Stück
MMATL03	Matrix individuell mit Ring	Gelb	Lang	38 cm	33 cm	Stück
MMATS01	Matrix individuell mit Ring	Pink	Kurz XS	9 cm	15 cm	Stück
MMATS02	Matrix individuell mit Ring	Blau	Kurz S	9 cm	19 cm	Stück
MMATS03	Matrix individuell mit Ring	Gelb	Kurz M	9 cm	22 cm	Stück
MMATS04	Matrix individuell mit Ring	Rot	Kurz L	9 cm	26 cm	Stück
MMATS05	Matrix individuell mit Ring	Grau	Kurz XL	9 cm	29 cm	Stück
MMATS06	Matrix individuell mit Ring	Grün	Kurz XXL	9 cm	31cm	Stück

Cover für Liner



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Umfang	Länge	Einheit
MGCH2E	Cover für Liner	Grau	22 – 26 cm	44 cm	Stück
MGCH4E	Cover für Liner	Grau	25 – 44 cm	44 cm	Stück
MGCH6	Cover für Liner	Antrazith	Dist. 31,5 cm Prox. 33 cm	50 cm	Stück
MGCH7	Cover für Liner	Antrazith	Dist. 33 cm Prox. 34,5 cm	50 cm	Stück

Silikon HTV

ProtheoSil HTV Silikon mit Silberionen



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Einheit
MSGG35	ProtheoSil HTV Silikon mit Silberionen	Shore A35	2 x 1 kg	Pack
MSGG65	ProtheoSil HTV Silikon mit Silberionen	Shore A65	2 x 1 kg	Pack
MSGG80	ProtheoSil HTV Silikon mit Silberionen	Shore A80	2 x 1 kg	Pack

Auf Nachfrage sind 2x 10 kg Einheiten auch als Sonderbestellung erhältlich.

Pigment-Farbpaste für HTV Silikon




Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Farbe	Einheit
MGs210BL	Pigment-Farbpaste für Silikon HTV und RTV	20 g	Blau	Stück
MGs210BR	Pigment-Farbpaste für Silikon HTV und RTV	20 g	Braun	Stück
MGs210BRO	Pigment-Farbpaste für Silikon HTV und RTV	20 g	Bronze	Stück
MGs210COP	Pigment-Farbpaste für Silikon HTV und RTV	20 g	Kupfer	Stück
MGs210EP	Pigment-Farbpaste für Silikon HTV und RTV	20 g	Pink	Stück
MGs210GLD	Pigment-Farbpaste für Silikon HTV und RTV	20 g	Gold	Stück
MGs210H	Pigment-Farbpaste für Silikon HTV und RTV	20 g	Beige	Stück
MGs210RG	Pigment-Farbpaste für Silikon HTV und RTV	20 g	Rot	Stück
MGs210S	Pigment-Farbpaste für Silikon HTV und RTV	20 g	Schwarz	Stück
MGs210SIL	Pigment-Farbpaste für Silikon HTV und RTV	20 g	Silber	Stück
MGs210W	Pigment-Farbpaste für Silikon HTV und RTV	20 g	Weiß	Stück
MGs210Y	Pigment-Farbpaste für Silikon HTV und RTV	20 g	Gelb	Stück

Schraube und Laminiermutter



Artikelnummer	Bezeichnung	Tech.-Info.	Einheit
MGs12957	Silikon-Laminiermutter mit Schlitz	M4 Gewinde	10 Stk. = 1 Pack
MGs12958	Schraube zu Silikon-Laminiermutter	Länge: 4 mm	10 Stk. = 1 Pack


Lycrastoff zur Silikonkarschierung



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
MGs0192	Lycrastoff zur Silikonkarschierung	Beige	lfm
MGs0193	Lycrastoff zur Silikonkarschierung	Schwarz	lfm

PROTHESEUS MATERIAL KATALOG V-22.07.2026

HTV Silikon-Platten, gewalzt



Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Stärke	Shore	Farbe	Einheit
MTSPCAL30CC1B	HTV-Silikon Platte, gewalzt	1 kg	2 mm	Shore A30	Blau	Stück
MTSPCAL30CC1C	HTV-Silikon Platte, gewalzt	1 kg	2 mm	Shore A30	Clear	Stück
MTSPCAL30CC1H	HTV-Silikon Platte, gewalzt	1 kg	2 mm	Shore A30	Beige	Stück
MTSPCAL30CC1R	HTV-Silikon Platte, gewalzt	1 kg	2 mm	Shore A30	Rot	Stück
MTSPCAL30CC1S	HTV-Silikon Platte, gewalzt	1 kg	2 mm	Shore A30	Schwarz	Stück
MTSPCAL30CC1W	HTV-Silikon Platte, gewalzt	1 kg	2 mm	Shore A30	Weiß	Stück
MTSPCAL70CC1B	HTV-Silikon Platte, gewalzt	1 kg	2 mm	Shore A70	Blau	Stück
MTSPCAL70CC1H	HTV-Silikon Platte, gewalzt	1 kg	2 mm	Shore A70	Beige	Stück
MTSPCAL70CC1R	HTV-Silikon Platte, gewalzt	1 kg	2 mm	Shore A70	Rot	Stück
MTSPCAL70CC1S	HTV-Silikon Platte, gewalzt	1 kg	2 mm	Shore A70	Schwarz	Stück
MTSPCAL70CC1W	HTV-Silikon Platte, gewalzt	1 kg	2 mm	Shore A70	Weiß	Stück

Auf Nachfrage sind andere Stärken auch als Sonderbestellung erhältlich.

Silikon Zubehör

CAF Spezialkleber



Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MTCOGLUEC3	CAF Spezialkleber für Silikon HTV-Verklebungen	100 g	Stück

Primer



Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MTCOPRIM01	Primer für Silikon HTV und RTV Verklebungen	100 ml	Stück

Sekundenkleber




Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
MTCOGLUEKITCYANO	Sekundenkleber für Silikon-Verklebungen, Primer + Kleber	Stück

Ultraschall-Gel



Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MTCOECHO023	Ultraschall-Gel zur Silikon HTV Reinigung	250 ml	Stück

Verstärkungsgitter



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Einheit
MTCOGRID	Verstärkungsgitter für Silikon HTV	1 x 1,2 m	Stück

Reißverschluss



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Einheit
MTCOFERM15	Reißverschluss für Silikonorthesen	Länge: 15 cm	Stück

Werkzeugsatz



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
MG5250W	Werkzeugsatz für Silikon HTV	Stück

Knetsilikon



Artikelnummer	Bezeichnung	Shore	Menge	Einheit
MGCTS22	Silikon-Knetpasta MV. 1:1	Shore 20	2 x 300 g	Set
MGCTS36	Silikon-Knetpasta MV. 1:1	Shore 35	2 x 300 g	Set
MGCTS37	Silikon-Knetpasta MV. 1:1	Shore 35	2 x 2 kg	Set
MGCTS38	Silikon-Knetpasta MV. 1:1	Shore 45	2 x 2 kg	Set
MGCTS45	Silikon-Knetpasta MV. 1:1	Shore 45	2 x 300 g	Set

CopSil Socket Silikon



Das Copsil-Socket-Silikon ist ein flüssiges, transluzentes Silikon, welches widerstandsfähig ist und zur Herstellung von Silikonlinern und Schäften verwendet wird.

Durch eine Polyadditionsreaktion mit einem platinbasierenden Katalysator härtet das CSS bei Raumtemperatur aus.

Dieser Vorgang kann durch Wärme beschleunigt werden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Shore	Farbe	Menge	Einheit
MGBCSSR01	CopSil-Socket Silikon Komp. A	Shore 38	Transparent	500 g	Stück
MGBCSSD01	CopSil-Socket Silikon Komp. B	Shore 38	Transparent	500 g	Stück
MGBCSSC400	CopSil-Socket Silikon Kartusche Komponente A + B	Shore 38	Transparent	2x 200 ml	Stück
MGBCSTBL	Silikon Farbtönung für Copsil-Silikon		Blau	250 g	Stück
MGBCSTH	Silikon Farbtönung für Copsil-Silikon		Beige	250 g	Stück
MGBCSTS	Silikon Farbtönung für Copsil-Silikon		Schwarz	250 g	Stück
MGBCSTW	Silikon Farbtönung für Copsil-Silikon		Weiß	250 g	Stück

13. Gleitbeschichtung für Silikon HTV

Siliskin Gleitbeschichtung



- Ideal für Silikonbeschichtung
- Reduziert die Oberflächenhaftung
- Geeignet zum Sprühen und zum Pinseln
- Nach dem Ablüften und der Erhitzung im Ofen für ca. 60 Minuten, ist das Material zytotoxisch unbedenklich

Artikelnummer	Bezeichnung	Komponenten	Einheit
MGB401	Siliskin Gleitbeschichtung für HTV Silikon Mischverhältnis für eine Anwendung: Komp. A20g + Komp. B20g + Komp. C6g	A (flüssig) = 100 g B (flüssig) = 100 g C (Pulver) = 30 g	Stück
MGBCWE01	Sprühpistole für Siliskin mit einstellbarer Düse		Stück

14. Tiefzieh- und Kunststoffplatten

Plattenmaterial für Probeschäfte

PET Platten



- Verarbeitungstemperatur: 150°C – 170°C
- besonders geeignet für Probe- und Interimschäfte
- sehr geringer Schrumpf
- sehr bruchsicher

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Stärke	Einheit
MA033003	PET Clear	40 x 40 cm	3 mm	Stück
MA033004	PET Clear	40 x 40 cm	4 mm	Stück
MA033006	PET Clear	40 x 40 cm	6 mm	Stück
MA033008	PET Clear	40 x 40 cm	8 mm	Stück
MA033010	PET Clear	40 x 40 cm	10 mm	Stück
MA033012ST	PET Clear	40 x 40 cm	12 mm	Stück
MA033015T	PET Clear	40 x 40 cm	15 mm	Stück
MA033020	PET Clear	40 x 40 cm	20 mm	Stück
MA033202*	PET Clear	100 x 200 cm	2 mm	Stück
MA033203*	PET Clear	100 x 200 cm	3 mm	Stück
MA033204*	PET Clear	100 x 200 cm	4 mm	Stück
MA033205E*	PET Clear	100 x 200 cm	5 mm	Stück
MA033206T*	PET Clear	100 x 200 cm	6 mm	Stück
MA033208*	PET Clear	100 x 200 cm	8 mm	Stück

*Platten mit den Maßen von 100 x 200 cm werden per Spedition versendet.

Optima Cast Kunststoffbinden



- zur vorübergehenden Sicherung von Probeschäften

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Größe	Einheit
MLR25211BL	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Blau	5 cm	Pack
MLR25212BL	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Blau	7,5 cm	Pack
MLR25213BL	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Blau	10 cm	Pack
MLR25214S	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Schwarz	5 cm	Pack
MLR25215S	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Schwarz	7,5 cm	Pack
MLR25216S	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Schwarz	10 cm	Pack

PROTHESEUS MATERIAL KATALOG V-22.07.2026

PS Clear Steif / Orfitrans Stiff



- Verarbeitungstemperatur: 160°C
- Hohe Steifigkeit
- wenig Schrumpf
- klare, leicht blaue Farbe

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
MO44008	PS Clear Steif / Orfitrans Stiff	Transparent	40 x 40 cm	8 mm	Stück
MO44010	PS Clear Steif / Orfitrans Stiff	Transparent	40 x 40 cm	10 mm	Stück
MO44012	PS Clear Steif / Orfitrans Stiff	Transparent	40 x 40 cm	12 mm	Stück
MO44015	PS Clear Steif / Orfitrans Stiff	Transparent	40 x 40 cm	15 mm	Stück
MO44018	PS Clear Steif / Orfitrans Stiff	Transparent	40 x 40 cm	18 mm	Stück

Optima Cast Kunststoffbinden



- zur vorübergehenden Sicherung von Probeschäften

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Größe	Einheit
MLR25211BL	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Blau	5 cm	Pack
MLR25212BL	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Blau	7,5 cm	Pack
MLR25213BL	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Blau	10 cm	Pack
MLR25214S	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Schwarz	5 cm	Pack
MLR25215S	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Schwarz	7,5 cm	Pack
MLR25216S	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Schwarz	10 cm	Pack

Flexibles Material für Innenschäfte

Silflex Soft / Orfitrans Soft



- Verarbeitungstemperatur: 150°C
- besonders geeignet für flexible Innenschäfte
- sehr flexibles Material mit niedrigem Schrumpf
- hoher Tragekomfort
- Silikon basiert für eine sehr glatte Oberfläche

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
MO44110	Silflex Soft / Orfitrans Soft	Weiß	40 x 40 cm	10 mm	Stück
MO44112	Silflex Soft / Orfitrans Soft	Weiß	40 x 40 cm	12 mm	Stück
MO44114	Silflex Soft / Orfitrans Soft	Weiß	40 x 40 cm	15 mm	Stück

PS Excel / Orfitrans Excel



- Verarbeitungstemperatur: 130°C
- Flexibles Material, besonders geeignet für flexible Innenschäfte
- Kann wieder erhitzt und umgeformt werden

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
MO44312	PS Excel / Orfitrans Excel	semi-transparent	40 x 40 cm	12 mm	Stück
MO44315	PS Excel / Orfitrans Excel	semi-transparent	40 x 40 cm	15 mm	Stück
MO44410	PS Excel / Orfitrans Excel	Schwarz	40 x 40 cm	10 mm	Stück
MO44412	PS Excel / Orfitrans Excel	Schwarz	40 x 40 cm	12 mm	Stück
MO44415	PS Excel / Orfitrans Excel	Schwarz	40 x 40 cm	15 mm	Stück

Kunststoffplatten

PE – Polyethylen



- besonders geeignet zur Herstellung von Korsetten und Nacht- und Lagerungsschienen
- geringer Schrumpf
- tiefziehfähig und schweißbar
- Verarbeitungstemperatur: 165°C – 180°C

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
MA5400*	Polyethylen Platte	semi-transparent	100 x 200 cm	1 mm	Stück
MA5401*	Polyethylen Platte	semi-transparent	100 x 200 cm	2 mm	Stück
MA5403T*	Polyethylen Platte	semi-transparent	100 x 200 cm	3 mm	Stück
MA5404T*	Polyethylen Platte	semi-transparent	100 x 200 cm	4 mm	Stück
MA5405*	Polyethylen Platte	semi-transparent	100 x 200 cm	5 mm	Stück
MA5406E*	Polyethylen Platte	semi-transparent	100 x 200 cm	6 mm	Stück
MA5408*	Polyethylen Platte	semi-transparent	100 x 200 cm	8 mm	Stück
MA5402S*	Polyethylen Platte	Schwarz	100 x 200 cm	2 mm	Stück
MA5404S*	Polyethylen Platte	Schwarz	100 x 200 cm	4 mm	Stück
MA5405S*	Polyethylen Platte	Schwarz	100 x 200 cm	5 mm	Stück
MA5406S*	Polyethylen Platte	Schwarz	100 x 200 cm	6 mm	Stück

* Platten mit den Maßen von 100 x 200 cm werden per Spedition versendet.

PP – Polypropylen



- hohe Steifigkeit
- tiefziehfähig
- schweißbar
- Verarbeitungstemperatur: 180°C – 190°C

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
MA5502*	Polypropylen Platte	natur-milchig	100 x 200 cm	2 mm	Stück
MA5503*	Polypropylen Platte	natur-milchig	100 x 200 cm	3 mm	Stück
MA5504*	Polypropylen Platte	natur-milchig	100 x 200 cm	4 mm	Stück
MA5505*	Polypropylen Platte	natur-milchig	100 x 200 cm	5 mm	Stück
MA5506*	Polypropylen Platte	natur-milchig	100 x 200 cm	6 mm	Stück

*Platten mit den Maßen von 100 x 200 cm werden per Spedition versendet.

Polyethylen Flexibel



- hohe Flexibilität
- gut geeignet für Laschen und flexible Einsätze
- verwendbar als Aufschäumhilfe
- Verarbeitungstemperatur: 120°C – 130°C

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
MA5492*	PE Flex Platte	natur	100 x 200 cm	2 mm	Stück
MA5493*	PE Flex Platte	natur	100 x 200 cm	3 mm	Stück
MA5494*	PE Flex Platte	natur	100 x 200 cm	4 mm	Stück
MA5495*	PE Flex Platte	natur	100 x 200 cm	5 mm	Stück

*Platten mit den Maßen von 100 x 200 cm werden per Spedition versendet.

Proteoflex Ortho PP für DAFOs



- Besonders gut geeignet für die Herstellung semielastischer Orthesen, wie z.B. DAFOs
- gut färbbar
- kratz und bruchfest
- Verarbeitungstemperatur: 185°C

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
MO50102*	Proteoflex Ortho PP	Weiß	100 x 200 cm	2 mm	Stück
MO50103*	Proteoflex Ortho PP	Weiß	100 x 150 cm	3 mm	Stück

*Platten mit den Maßen von 100 x 150/200 cm werden per Spedition versendet.

Protheo EVA



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Stärke	Einheit
ME61702S	Protheo EVA	Schwarz	2 mm	Stück
ME61703S	Protheo EVA als DAFO Innenmaterial	Schwarz	3 mm	Stück
ME61704S	Protheo EVA als Dummymaterial	Schwarz	4 mm	Stück
ME61706S	Protheo EVA als Dummymaterial	Schwarz	6 mm	Stück

Zubehör zum Plattenmaterial

Optima Cast Kunststoffbinden



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Größe	Einheit
MLR25211BL	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Blau	5 cm	Pack
MLR25212BL	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Blau	7,5 cm	Pack
MLR25213BL	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Blau	10 cm	Pack
MLR25214S	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Schwarz	5 cm	Pack
MLR25215S	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Schwarz	7,5 cm	Pack
MLR25216S	Optima Cast Kunststoffbinde, 10 Stk.	Schwarz	10 cm	Pack

Profil Gummischnur



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Einheit
MPEL007	Profil Gummischnur	2,5 x 5 mm	Rolle 10 m

15. Proteoflex – Supra Color

Proteoflex Supra Color EVA



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Stärke	Einheit
MA411265CS	Proteoflex Supra Color	Schwarz	2 mm	m ²
MA411266CS	Proteoflex Supra Color	Schwarz	4 mm	m ²
MA411265CW	Proteoflex Supra Color	Weiß	2 mm	m ²
MA411266CW	Proteoflex Supra Color	Weiß	4 mm	m ²
MA422265GO	Proteoflex Supra Color	Gold	2 mm	m ²
MA422266GO	Proteoflex Supra Color	Gold	4 mm	m ²
MA422265SI	Proteoflex Supra Color	Silber	2 mm	m ²
MA422266SI	Proteoflex Supra Color	Silber	4 mm	m ²
MA422265PI	Proteoflex Supra Color	Pink	2 mm	m ²
MA422266PI	Proteoflex Supra Color	Pink	4 mm	m ²
MA422265DR	Proteoflex Supra Color	Sattrot	2 mm	m ²
MA422266DR	Proteoflex Supra Color	Sattrot	4 mm	m ²
MA422265GR	Proteoflex Supra Color	Grellrot	2 mm	m ²
MA422266GR	Proteoflex Supra Color	Grellrot	4 mm	m ²
MA422265MA	Proteoflex Supra Color	Bordeaux	2 mm	m ²
MA422266MA	Proteoflex Supra Color	Bordeaux	4 mm	m ²
MA422265HB	Proteoflex Supra Color	Hellblau	2 mm	m ²
MA422266HB	Proteoflex Supra Color	Hellblau	4 mm	m ²
MA422265HB	Proteoflex Supra Color	Dunkelblau	2 mm	m ²
MA422266HB	Proteoflex Supra Color	Dunkelblau	4 mm	m ²
MA422265HG	Proteoflex Supra Color	Hellgrün	2 mm	m ²
MA422266HG	Proteoflex Supra Color	Hellgrün	4 mm	m ²
MA422265SG	Proteoflex Supra Color	Sattgrün	2 mm	m ²
MA422266SG	Proteoflex Supra Color	Sattgrün	4 mm	m ²


Proteoflex EVA transparent




Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Stärke	Einheit
MA4112652	Proteoflex EVA	Transparent	2 mm	m ²
MA4112653	Proteoflex EVA	Transparent	3 mm	m ²
MA4112654	Proteoflex EVA	Transparent	4 mm	m ²
MA4112655	Proteoflex EVA	Transparent	5 mm	m ²

16. Turbocast

Turbocast Thermoplast



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
MPPL16320	Turbocast, unperforiert	Beige	60 x 43 cm	2 mm	Platte
MPPL16332	Turbocast, unperforiert	Beige	60 x 43 cm	3,2 mm	Platte
MPPL16340	Turbocast, unperforiert	Beige	60 x 43 cm	4 mm	Platte
MPPL16142b	Turbocast, multiperforiert	Blau	60 x 43 cm	2 mm	Platte
MPPL16143b	Turbocast, multiperforiert	Blau	60 x 43 cm	3 mm	Platte
MPPL16142h	Turbocast, multiperforiert	Beige	60 x 43 cm	2 mm	Platte
MPPL16143h	Turbocast, multiperforiert	Beige	60 x 43 cm	3 mm	Platte
MPPL16016	Turbocast, microperforiert	Blau	60 x 43 cm	1,6 mm	Platte
MPPL16020	Turbocast, microperforiert	Blau	60 x 43 cm	2 mm	Platte
MPPL16120	Turbocast, microperforiert	Beige	60 x 43 cm	2 mm	Platte



17. Plattenmaterialien

Multiform Premium



- geschlossenzelliges Polstermaterial auf EVA Basis
- ausgezeichnete Polstereigenschaft in der Orthetik
- Herstellung von Weichwandinnentrichtern
- abwaschbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Einheit
ML84002S	Multiform Premium, Shore A30	Schwarz	1100 x 1100 x 2 mm	Platte
ML84003S	Multiform Premium, Shore A30	Schwarz	1100 x 1100 x 3 mm	Platte
ML84004S	Multiform Premium, Shore A30	Schwarz	1100 x 1100 x 4 mm	Platte
ML84005S	Multiform Premium, Shore A30	Schwarz	1100 x 1100 x 5 mm	Platte
ML84002H	Multiform Premium, Shore A30	Beige	1100 x 1100 x 2 mm	Platte
ML84003H	Multiform Premium, Shore A30	Beige	1100 x 1100 x 3 mm	Platte
ML84004H	Multiform Premium, Shore A30	Beige	1100 x 1100 x 4 mm	Platte
ML84005H	Multiform Premium, Shore A30	Beige	1100 x 1100 x 5 mm	Platte
ML84002L	Multiform Premium, Shore A30	Lila	1100 x 1100 x 2 mm	Platte
ML84003L	Multiform Premium, Shore A30	Lila	1100 x 1100 x 3 mm	Platte
ML84004L	Multiform Premium, Shore A30	Lila	1100 x 1100 x 4 mm	Platte
ML84005L	Multiform Premium, Shore A30	Lila	1100 x 1100 x 5 mm	Platte
ML84002B	Multiform Premium, Shore A30	Blau	1100 x 1100 x 2 mm	Platte
ML84003B	Multiform Premium, Shore A30	Blau	1100 x 1100 x 3 mm	Platte
ML84004B	Multiform Premium, Shore A30	Blau	1100 x 1100 x 4 mm	Platte
ML84005B	Multiform Premium, Shore A30	Blau	1100 x 1100 x 5 mm	Platte

Multiform



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
ML84102W	Multiform, Shore 30	Weiß	1100 x 1100 mm	2 mm	Platte
ML84103W	Multiform, Shore 30	Weiß	1100 x 1100 mm	3 mm	Platte
ML84104W	Multiform, Shore 30	Weiß	1100 x 1100 mm	4 mm	Platte
ML84105W	Multiform, Shore 30	Weiß	1100 x 1100 mm	5 mm	Platte
ML84102R	Multiform, Shore 30	Rot	1100 x 1100 mm	2 mm	Platte
ML84103R	Multiform, Shore 30	Rot	1100 x 1100 mm	3 mm	Platte
ML84104R	Multiform, Shore 30	Rot	1100 x 1100 mm	4 mm	Platte
ML84105R	Multiform, Shore 30	Rot	1100 x 1100 mm	5 mm	Platte
ML84102G	Multiform, Shore 30	Grün	1100 x 1100 mm	2 mm	Platte
ML84103G	Multiform, Shore 30	Grün	1100 x 1100 mm	3 mm	Platte
ML84104G	Multiform, Shore 30	Grün	1100 x 1100 mm	4 mm	Platte
ML84105G	Multiform, Shore 30	Grün	1100 x 1100 mm	5 mm	Platte
ML84102Y	Multiform, Shore 30	Gelb	1100 x 1100 mm	2 mm	Platte
ML84103Y	Multiform, Shore 30	Gelb	1100 x 1100 mm	3 mm	Platte
ML84104Y	Multiform, Shore 30	Gelb	1100 x 1100 mm	4 mm	Platte
ML84105Y	Multiform, Shore 30	Gelb	1100 x 1100 mm	5 mm	Platte
ML84103HG	Multiform, Shore 30	Grau	1000 x 1000 mm	3 mm	Platte
ML84104HG	Multiform, Shore 30	Grau	1000 x 1000 mm	4 mm	Platte
ML84105HG	Multiform, Shore 30	Grau	1000 x 1000 mm	5 mm	Platte
ME61702P	Multiform, Shore 30	Pink	1100 x 1100 mm	2 mm	Platte
ME61703P	Multiform, Shore 30	Pink	1100 x 1100 mm	3 mm	Platte
ME61704P	Multiform, Shore 30	Pink	1100 x 1100 mm	4 mm	Platte
ME61705P	Multiform, Shore 30	Pink	1100 x 1100 mm	5 mm	Platte
ML8415206	Multiform, Shore 30	Beige	1100 x 1100 mm	6 mm	Platte
ML8415210	Multiform, Shore 30	Beige	1100 x 1100 mm	10 mm	Platte


EchoCel Pulse



- Geringe Stoßdämpfung für mehr Stabilität und Gleichgewicht
- Kehrt nach jedem Gebrauch nahtlos in seinen ursprünglichen Zustand zurück


Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
ML84653	EchoCel Pulse	Rot	1520 x 1000 mm	4,8 mm	Platte
ML84654	EchoCel Pulse	Rot	1520 x 1000 mm	6,4 mm	Platte

Multiform Wasserfarben



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
ME84002WS	Multiform, Shore 30	Batik Schwarz	930 x 1100 mm	2 mm	Stück
ME84003WS	Multiform, Shore 30	Batik Schwarz	930 x 1100 mm	3 mm	Stück
ME84004WS	Multiform, Shore 30	Batik Schwarz	930 x 1100 mm	4 mm	Stück
ME84005WS	Multiform, Shore 30	Batik Schwarz	930 x 1100 mm	5 mm	Stück
ME84002WBe	Multiform, Shore 30	Batik Blau	1000 x 1000 mm	2 mm	Stück
ME84003WBe	Multiform, Shore 30	Batik Blau	1000 x 1000 mm	3 mm	Stück
ME84004WBe	Multiform, Shore 30	Batik Blau	1000 x 1000 mm	4 mm	Stück
ME84005WBe	Multiform, Shore 30	Batik Blau	1000 x 1000 mm	5 mm	Stück

Lunasoft SL Color



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
ML85137	Lunasoft SL Color Shore A40	Schwarz	1140 x 740 mm	4 mm	Platte
ML85139	Lunasoft SL Color Shore A40	Schwarz	1140 x 740 mm	6 mm	Platte
ML85383	Lunasoft SL Color Shore A40	Rot	1140 x 740 mm	4 mm	Platte
ML85384	Lunasoft SL Color Shore A40	Rot	1140 x 740 mm	6 mm	Platte
ML85424	Lunasoft SL Color Shore A40	Royalblau	1140 x 740 mm	4 mm	Platte
ML85425	Lunasoft SL Color Shore A40	Royalblau	1140 x 740 mm	6 mm	Platte

Lunasoft SL



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
ML850902	Lunasoft SL	Beige	1140 x 740 mm	2 mm	Platte
ML850903	Lunasoft SL	Beige	1140 x 740 mm	3 mm	Platte
ML850904	Lunasoft SL	Beige	1140 x 740 mm	4 mm	Platte
ML850905	Lunasoft SL	Beige	1140 x 740 mm	5 mm	Platte
ML850906	Lunasoft SL	Beige	1140 x 740 mm	6 mm	Platte

Lunasoft SLW



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
ML850802	Lunasoft SLW	Beige	1150 x 750 mm	2 mm	Platte
ML850803	Lunasoft SLW	Beige	1150 x 750 mm	3 mm	Platte
ML850804	Lunasoft SLW	Beige	1150 x 750 mm	4 mm	Platte
ML850805	Lunasoft SLW	Beige	1150 x 750 mm	5 mm	Platte
ML850806	Lunasoft SLW	Beige	1150 x 750 mm	6 mm	Platte

Lunairmed




Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
ML850702	Lunairmed, ca. Shore A16	Beige	1140 x 740 mm	2 mm	Platte
ML850704	Lunairmed, ca. Shore A16	Beige	1140 x 740 mm	4 mm	Platte
ML850705	Lunairmed, ca. Shore A16	Beige	1140 x 740 mm	5 mm	Platte
ML850706	Lunairmed, ca. Shore A16	Beige	1140 x 740 mm	6 mm	Platte
ML850708	Lunairmed, ca. Shore A16	Beige	1140 x 740 mm	8 mm	Platte

Lunairflex



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
ML850006	Lunairflex, ca. Shore A22	Beige	1200 x 750 mm	6 mm	Platte
ML850008	Lunairflex, ca. Shore A22	Beige	1200 x 750 mm	8 mm	Platte

Flexokork



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Stärke	Einheit
ML80022	Flexokork	1000 x 500 mm	2 mm	Platte
ML80023	Flexokork	1000 x 500 mm	3 mm	Platte
ML80024	Flexokork	1000 x 500 mm	4 mm	Platte
ML80025	Flexokork	1000 x 500 mm	5 mm	Platte
ML800210	Flexokork	1000 x 500 mm	10 mm	Platte

Thermo-/ Microkork



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Stärke	Einheit
ML80012	Thermo-/ Microkork	940 x 535 mm	2 mm	Platte
ML80013	Thermo-/ Microkork	940 x 535 mm	3 mm	Platte
ML80014	Thermo-/ Microkork	940 x 535 mm	4 mm	Platte
ML80016	Thermo-/ Microkork	940 x 535 mm	6 mm	Platte
ML80018	Thermo-/ Microkork	940 x 535 mm	8 mm	Platte
ML80019	Thermo-/ Microkork	940 x 535 mm	10 mm	Platte
ML80021	Thermo-/ Microkork	1150 x 870 mm	20 mm	Platte

Aliplast / Volara



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Stärke	Einheit
ME70603	Aliplast / Volara	Weiß	760 x 5000 mm	3 mm	Rolle 5 m
ME70606	Aliplast / Volara	Weiß	760 x 5000 mm	6 mm	Rolle 5 m

18. Klett- und Ratschenverschlüsse

Klett- und Flauschbänder



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
MPR320020x	Klettverschluss Haken	x*	20 mm	Rolle 25 m
MPR320025x	Klettverschluss Haken	x*	25 mm	Rolle 25 m
MPR320030x	Klettverschluss Haken	x*	30 mm	Rolle 25 m
MPR320038x	Klettverschluss Haken	x*	38 mm	Rolle 25 m
MPR320050x	Klettverschluss Haken	x*	50 mm	Rolle 25 m
MPR320120x	Klettverschluss Flausch	x*	20 mm	Rolle 25 m
MPR320125x	Klettverschluss Flausch	x*	25 mm	Rolle 25 m
MPR320130x	Klettverschluss Flausch	x*	30 mm	Rolle 25 m
MPR320138x	Klettverschluss Flausch	x*	38 mm	Rolle 25 m
MPR320150x	Klettverschluss Flausch	x*	50 mm	Rolle 25 m

Farbe x*: beige = h, schwarz = s, weiß = w, rot = r, blau = b, pink = nf

Nylon Klettverschlüsse



- Dünner Fertig-Klettverschluss für Arbeiten in der Orthetik
- Zeitersparnis
- wasserfest

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Einheit
MP2X506-682N	Nylon Klettverschlüsse, 10 Stk.	Weiß	15 x 300 mm	Pack
MP2X506-681N	Nylon Klettverschlüsse, 10 Stk.	Weiß	25 x 300 mm	Pack
MP2X506-400W	Nylon Klettverschlüsse, 10 Stk.	Weiß	40 x 400 mm	Pack
MP2X506-501-N	Nylon Klettverschlüsse, 10 Stk.	Weiß	55 x 500 mm	Pack
MP2X506-CV680N	Nylon Klettverschlüsse, 10 Stk.	Weiß	40 x 680 mm	Pack
MP2X506-682-NS	Nylon Klettverschlüsse, 10 Stk.	Schwarz	15 x 300 mm	Pack
MP2X506-681-NS	Nylon Klettverschlüsse, 10 Stk.	Schwarz	25 x 300 mm	Pack
MP2X506-300S	Nylon Klettverschlüsse, 10 Stk.	Schwarz	30 x 400 mm	Pack
MP2X506-400S	Nylon Klettverschlüsse, 10 Stk.	Schwarz	40 x 400 mm	Pack
MP2X506-500-NS	Nylon Klettverschlüsse, 10 Stk.	Schwarz	25 x 500 mm	Pack
MP2X506-501-NS	Nylon Klettverschlüsse, 10 Stk.	Schwarz	50 x 500 mm	Pack
MP2X506-CV680NS	Nylon Klettverschlüsse, 10 Stk.	Schwarz	40 x 680 mm	Pack

Nylon Polster Pad



- Weiches Polster für Fertig-Klettverschlüsse

Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Einheit
MP2X86	Nylon Polster Pad, 10 Stk.	Schwarz	15 x 25 mm	Pack
MP2X87	Nylon Polster Pad, 10 Stk.	Schwarz	25 x 40 mm	Pack
MP2X88	Nylon Polster Pad, 10 Stk.	Schwarz	40 x 50 mm	Pack

Klettverschluss elastisch



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
MPR324030h	Klettverschluss elastisch, Haken	Beige	30 mm	Rolle 25 m
MPR324050h	Klettverschluss elastisch, Haken	Beige	50 mm	Rolle 25 m
MPR324130h	Klettverschluss elastisch, Flausch	Beige	30 mm	Rolle 25 m
MPR324150h	Klettverschluss elastisch, Flausch	Beige	50 mm	Rolle 25 m
MPR324030s	Klettverschluss elastisch, Haken	Schwarz	30 mm	Rolle 25 m
MPR324050s	Klettverschluss elastisch, Haken	Schwarz	50 mm	Rolle 25 m
MPR324130s	Klettverschluss elastisch, Flausch	Schwarz	30 mm	Rolle 25 m
MPR324150s	Klettverschluss elastisch, Flausch	Schwarz	50 mm	Rolle 25 m
MPR324030w	Klettverschluss elastisch, Haken	Weiß	30 mm	Rolle 25 m
MPR324050w	Klettverschluss elastisch, Haken	Weiß	50 mm	Rolle 25 m
MPR324130w	Klettverschluss elastisch, Flausch	Weiß	30 mm	Rolle 25 m
MPR324150w	Klettverschluss elastisch, Flausch	Weiß	50 mm	Rolle 25 m

Klettverschluss selbstklebend



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
MPR323020x	Klettverschluss selbstkleben, Hakenband	x*	20 mm	Rolle 25 m
MPR323025x	Klettverschluss selbstkleben, Hakenband	x*	25 mm	Rolle 25 m
MPR323030x	Klettverschluss selbstkleben, Hakenband	x*	30 mm	Rolle 25 m
MPR323038x	Klettverschluss selbstkleben, Hakenband	x*	38 mm	Rolle 25 m
MPR323050x	Klettverschluss selbstkleben, Hakenband	x*	50 mm	Rolle 25 m
MPR323120x	Klettverschluss selbstkleben, Flauschband	x*	20 mm	Rolle 25 m
MPR323125x	Klettverschluss selbstkleben, Flauschband	x*	25 mm	Rolle 25 m
MPR323130x	Klettverschluss selbstkleben, Flauschband	x*	30 mm	Rolle 25 m
MPR323138x	Klettverschluss selbstkleben, Flauschband	x*	38 mm	Rolle 25 m
MPR323150x	Klettverschluss selbstkleben, Flauschband	x*	50 mm	Rolle 25 m

Farbe x*: schwarz = s, weiß = w

Klettverschluss 2 in 1



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
MPR323730	Klett 2 in 1 Flausch/Haken	Schwarz	30 mm	Rolle 25 m
MPR323750	Klett 2 in 1 Flausch/Haken	Schwarz	50 mm	Rolle 25 m

Klettverschluss Y



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Stärke	Einheit
MPR390020ss	Klettverschluss Y	Schwarz	20 x 130 mm	Stück

Ratschenverschluß

Ratschenverschluß



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Einheit
MP2X80R	Ratschenverschluß, 10 Stk.	Schwarz	19 x 350 mm	Pack

QuickFit Strap



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
PK141013005	QuickFit™ Strap	Schwarz	38 mm	Stück

QuickFit Buckle



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
PK141500005	QuickFit™ Buckle	Schwarz	38 mm	Stück

19. PVC Klettverschlüsse und Pads

PVC Klettverschlüsse



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Einheit
MP2X47CV300e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Schwarz	25 x 300 mm	Pack
MP2X47CV500e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Schwarz	25 x 500 mm	Pack
MP2X57CV400c	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Schwarz	40 x 400 mm	Pack
MP2X57CV680c	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Schwarz	40 x 680 mm	Pack
MP2X40CV300e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Carbon	25 x 300 mm	Pack
MP2X40CV500e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Carbon	25 x 500 mm	Pack
MP2X50CV400c	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Carbon	40 x 400 mm	Pack
MP2X50CV680c	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Carbon	40 x 680 mm	Pack
MP2X45CV300e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Weiß	25 x 300 mm	Pack
MP2X45CV500e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Weiß	25 x 500 mm	Pack
MP2X55CV400e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Weiß	40 x 400 mm	Pack
MP2X55CV680c	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Weiß	40 x 680 mm	Pack
MP2X419CV300e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Blau	25 x 300 mm	Pack
MP2X419CV500e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Blau	25 x 500 mm	Pack
MP2X519CV400c	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Blau	40 x 400 mm	Pack
MP2X519CV680e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Blau	40 x 680 mm	Pack
MP2X409CV300e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Rot	25 x 300 mm	Pack
MP2X405CV500e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Rot	25 x 500 mm	Pack
MP2X509CV400e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Rot	40 x 400 mm	Pack
MP2X509CV680e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Rot	40 x 680 mm	Pack
MP2X401CV300e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Pink	25 x 300 mm	Pack
MP2X401CV500e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Pink	25 x 500 mm	Pack
MP2X501CV400E	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Pink	40 x 400 mm	Pack
MP2X501CV680e	PVC Klettverschluß, wasserfest, 10 Stk.	Pink	40 x 680 mm	Pack

PVC Polster Pads



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
MP2X85e	PVC Polster Pad, wasserfest, 10 Stk.	Carbon	25 mm	Pack
MP2X65e	PVC Polster Pad, wasserfest, 10 Stk.	Carbon	40 mm	Pack
MP2X81e	PVC Polster Pad, wasserfest, 10 Stk.	Weiß	25 mm	Pack
MP2X61e	PVC Polster Pad, wasserfest, 10 Stk.	Weiß	40 mm	Pack
MP2X83e	PVC Polster Pad, wasserfest, 10 Stk.	Blau	25 mm	Pack
MP2X63e	PVC Polster Pad, wasserfest, 10 Stk.	Blau	40 mm	Pack
MP2X805e	PVC Polster Pad, wasserfest, 10 Stk.	Rot	25 mm	Pack
MP2X605e	PVC Polster Pad, wasserfest, 10 Stk.	Rot	40 mm	Pack
MP2X801e	PVC Polster Pad, wasserfest, 10 Stk.	Pink	25 mm	Pack
MP2X601e	PVC Polster Pad, wasserfest, 10 Stk.	Pink	40 mm	Pack

20. Plastazote und Zellgummi

Plastazote



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Stärke	Maße	Einheit
MPPL08503	Plastazote	Beige	3 mm	100 x 100 cm	Stück
MPPL08506	Plastazote	Beige	6 mm	100 x 100 cm	Stück
MPPL08512	Plastazote	Beige	12 mm	100 x 100 cm	Stück
MPPL08518	Plastazote	Beige	18 mm	100 x 100 cm	Stück
MPPL08524	Plastazote	Beige	25 mm	100 x 100 cm	Stück
MPPL08603	Plastazote	Weiß	3 mm	100 x 100 cm	Stück
MPPL08605	Plastazote	Weiß	5 mm	100 x 100 cm	Stück
MPPL08607	Plastazote	Weiß	7 mm	100 x 100 cm	Stück
MPPL08610	Plastazote	Weiß	10 mm	100 x 100 cm	Stück
MPPL08612	Plastazote	Weiß	12 mm	100 x 100 cm	Stück
MPPL08615	Plastazote	Weiß	15 mm	100 x 100 cm	Stück
MPPL08620	Plastazote	Weiß	20 mm	100 x 100 cm	Stück
MPPL08803	Plastazote	Blau	3 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL08805	Plastazote	Blau	5 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL08807	Plastazote	Blau	7 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL08810	Plastazote	Blau	10 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL09403	Plastazote	Schwarz	3 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL09405	Plastazote	Schwarz	5 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL09407	Plastazote	Schwarz	7 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL09410	Plastazote	Schwarz	10 mm	100 x 200 cm	Stück



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Stärke	Maße	Einheit
MPPL08703	Plastazote	Rot	3 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL08705	Plastazote	Rot	5 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL08710	Plastazote	Rot	10 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL08903	Plastazote	Gelb	3 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL08905	Plastazote	Gelb	5 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL08910	Plastazote	Gelb	10 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL09005	Plastazote	Grün	5 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL09010	Plastazote	Grün	10 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL09105	Plastazote	Fluorgrün	5 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL09110	Plastazote	Fluorgrün	10 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL09205	Plastazote	Orange	5 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL09210	Plastazote	Orange	10 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL09305	Plastazote	Lila	5 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL09310	Plastazote	Lila	10 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL09805	Plastazote	Dunkelblau	5 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL09810	Plastazote	Dunkelblau	10 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL09905	Plastazote	Pink	5 mm	100 x 200 cm	Stück
MPPL09910	Plastazote	Pink	10 mm	100 x 200 cm	Stück

Zellgummi



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Stärke	Maße	Einheit
ME502S	Zellgummi	Schwarz	2 mm	100 x 100 cm	Platte
ME503S	Zellgummi	Schwarz	3 mm	100 x 100 cm	Platte
ME504S	Zellgummi	Schwarz	4 mm	100 x 100 cm	Platte
ME505S	Zellgummi	Schwarz	5 mm	100 x 100 cm	Platte
ME510S	Zellgummi	Schwarz	10 mm	100 x 100 cm	Platte
ME504H	Zellgummi	Beige	4 mm	100 x 100 cm	Platte
ME505H	Zellgummi	Beige	5 mm	100 x 100 cm	Platte
ME506H	Zellgummi	Beige	6 mm	100 x 100 cm	Platte
ME508H	Zellgummi	Beige	8 mm	100 x 100 cm	Platte

21. Neoprene



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Stärke	Maße	Einheit
MES2-33-SC	Neopren, beidseitig kaschiert	Schwarz	2 mm	2,6 m ²	Platte
MES3-33-SC	Neopren, beidseitig kaschiert	Schwarz	3 mm	2,6 m ²	Platte
MES4-33-SC	Neopren, beidseitig kaschiert	Schwarz	4 mm	2,6 m ²	Platte
MES5-33-SC	Neopren, beidseitig kaschiert	Schwarz	5 mm	2,6 m ²	Platte

Weitere Farben, Stärken und Oberflächen sind als Sonderbestellung auf Nachfrage erhältlich.
 Hierfür haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

Farben für klettbare Flauschkaschierungen

Schwarz
Marine
Weiß

Farben für glatte Polyester-/Jerseykaschierungen

Schwarz
Marine
Royalblau
Hellblau
Türkis
Lila
Grau
Anthrazit
Natur
Braun

Oliv
Moosgrün
Mintgrün
Gelb
Weiß
Pink
Rot
Bordeaux
int. Orange

Zusammensetzung der Artikelnummer:


	[Stärke]		[Seite1]*		[Seite2]*		[Farbe]
MES-	2 – 5 mm	-	1 – 4	-	1 – 4	-	siehe oben

*Seiten: Auswahl der Oberflächen, hierbei gibt es folgende Möglichkeiten:

1 – Unkaschiert, 2 – Haihaut, 3 – Jersey, 4 – Flausch (klettbar)

22. 3D-Polster, Frottee und Mikroklett

3D-Polster



- Ausgezeichnete Polsterung von Orthesen
- atmungsaktiv


Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Einheit
MPTT381	3D-Polster, klettbar	Schwarz	1450 x 1000 x 6 mm	lfm
MPTT383	3D-Polster, klettbar	Blau	1450 x 1000 x 6 mm	lfm
MPTT384	3D-Polster, klettbar	Pink	1450 x 1000 x 6 mm	lfm
MPTT385	3D-Polster, klettbar	Grau	1450 x 1000 x 6 mm	lfm
MPTT388	3D-Polster, klettbar	Rot	1450 x 1000 x 6 mm	lfm

Frottee



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Einheit
MET102B	Frottee, klettbar	Blau	1420 x 1000 x 2 mm	lfm
MET105B	Frottee, klettbar	Blau	1420 x 1000 x 5 mm	lfm
MET102S	Frottee, klettbar	Schwarz	1420 x 1000 x 2 mm	lfm
MET105S	Frottee, klettbar	Schwarz	1420 x 1000 x 5 mm	lfm

Mikroklett



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
MPTT21525E	Mikroklett-Band, Selbstklebend	Transparent	25 mm	Rolle 25 m
MPTT216-25	Mikroklett-Punkte	Schwarz	25 mm	Rolle
MPTT21620	Mikroklett-Band Ultramate	Schwarz	20 mm	Rolle 50 m
MPTT21630	Mikroklett-Band	Schwarz	30 mm	Rolle 50 m
MPTT21650	Mikroklett-Band	Schwarz	50 mm	Rolle 50 m

23. Kantenband, Nähfäden und Polsterstreifen

Elastisches Kantenband



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
MPTT020	Elastisches Kantenband	Beige	25 mm	Rolle 25 m
MPTT020-B	Elastisches Kantenband	Blau	25 mm	Rolle 25 m
MPTT020-G	Elastisches Kantenband	Grau	25 mm	Rolle 25 m
MPTT020-N	Elastisches Kantenband	Schwarz	25 mm	Rolle 25 m
MPTT020-V	Elastisches Kantenband	Grün	25 mm	Rolle 25 m

Nähfäden



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einheit
MPTT051-1	Nähfaden Rasant	Beige	Rolle 1000 m
MPTT056	Nähfaden Rasant	Weiß	Rolle 1000 m
MPTT056-B	Nähfaden Rasant	Blau	Rolle 1000 m
MPTT056-G	Nähfaden Rasant	Grau	Rolle 1000 m
MPTT056-N	Nähfaden Rasant	Schwarz	Rolle 1000 m

Polsterstreifen



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Breite	Einheit
MP2X100-NS	Comfort-Polsterstreifen mit Silikon	Schwarz	50 mm	m


24. Hohlnieten

Hohlnieten - Set



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Farbe	Einheit
MPKE200KU	Ober -und Unterteil (Set)	Oberteil: 13mm Unterteil 10mm	Schwarz Metallic	Pack / 100 Stk.
MPKE200e	Ober -und Unterteil (Set)	Oberteil: 13mm Unterteil 11mm	Schwarz	Pack / 100 Stk.
MPKE201e	Ober -und Unterteil (Set)	Oberteil: 13mm Unterteil 13mm	Weiß	Pack / 100 Stk.
MPKE202e	Ober -und Unterteil (Set)	Oberteil: 13mm Unterteil 12mm	Blau	Pack / 100 Stk.
MPKE203e	Ober -und Unterteil (Set)	Oberteil: 13mm Unterteil 12mm	Pink	Pack / 100 Stk.
MPKE204e	Ober -und Unterteil (Set)	Oberteil: 13mm Unterteil 12mm	Grau	Pack / 100 Stk.
MPKE207	Ober -und Unterteil (Set)	Oberteil: 13mm Unterteil 12,4mm	Rot	Pack / 100 Stk.
MPKE409	Ober -und Unterteil (Set, klein)	Maße von MPKE407+MPKE408	Silber	Pack / 100 Stk.
MPKE412	Ober -und Unterteil (Set, mittel)	Maße von MPKE410+MPKE411	Silber	Pack / 100 Stk.
MPKE415	Ober -und Unterteil (Set, groß)	Maße von MPKE413+MPKE414	Silber	Pack / 100 Stk.


Hohlnieten – Einzelteile



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße in mm	Farbe	Einheit
MPKE200K	Oberteil lose	A: 13 , B: 4	Schwarz	Pack / 100 Stk.
MPKE201KW	Oberteil lose	A: 13 , B: 4	Weiß	Pack / 100 Stk.
MPKE202K	Oberteil lose	A: 13 , B: 4	Blau	Pack / 100 Stk.
MPKE203KP	Oberteil lose	A: 13 , B: 4	Pink	Pack / 100 Stk.
MPKE204KG	Oberteil lose	A: 13 , B: 4	Grau	Pack / 100 Stk.
MPKE407	Unterteil, klein	X: 6,5 , Y: 6,9 , Z: 2,5	Silber	Pack / 100 Stk.
MPKE408	Oberteil, klein	A: 5,7 , B: 3 , C: 3,3	Silber	Pack / 100 Stk.
MPKE410	Unterteil, mittel	X: 8 , Y: 8 , Z: 3	Silber	Pack / 100 Stk.
MPKE411	Oberteil, mittel	A: 7 , B: 3,4 , C: 3,9	Silber	Pack / 100 Stk.
MPKE413	Unterteil, groß	X: 9,5 , Y: 12 , Z: 3	Silber	Pack / 100 Stk.
MPKE414	Oberteil, groß	A: 11 , B: 3,2 , C: 3,9	Silber	Pack / 100 Stk.
MPKE1383	Oberteil lose, Messing vernickelt	A: 14 , B: 4	Silber	Pack / 100 Stk.
MPKE5768	Unterteil offen, Messing vernickelt	X: 9,5 Y: 9 , Z: 4	Silber	Pack / 100 Stk.

25. Schlaufen

Rollschlaufen



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Farbe	Einheit
ML32791	Klappschnalle, Kunststoff, 10 Stk.	25 mm	Weiß	Pack
ML32799	Klappschnalle, Kunststoff, 10 Stk.	25 mm	Schwarz	Pack
MPKFF001-25	Rollschleife mit Plastiklasche, 10 Stk.	25 mm	Schwarz	Pack
MPKFF001-40	Rollschleife mit Plastiklasche, 10 Stk.	40 mm	Schwarz	Pack
MPKFF002-25	Rollschleife mit Plastiklasche, 10 Stk.	25 mm	Weiß	Pack
MPKFF002-40	Rollschleife mit Plastiklasche, 10 Stk.	40 mm	Weiß	Pack
ML62302	Schleife mit Rolle, oval, 100 Stk.	30 mm	Silber	Pack
ML62303	Schleife mit Rolle, oval, 100 Stk.	35 mm	Silber	Pack
ML62304	Schleife mit Rolle, oval, 100 Stk.	40 mm	Silber	Pack

Schlaufen, oval



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Farbe	Einheit
ML64471	Schlaufen, oval, verschweißt, 100 Stk.	20 mm	Silber	Pack
ML64472	Schlaufen, oval, verschweißt, 100 Stk.	25 mm	Silber	Pack
ML64473	Schlaufen, oval, verschweißt, 100 Stk.	30 mm	Silber	Pack
ML644735	Schlaufen, oval, verschweißt, 100 Stk.	35 mm	Silber	Pack
ML64474	Schlaufen, oval, verschweißt, 100 Stk.	40 mm	Silber	Pack
ML64475	Schlaufen, oval, verschweißt, 100 Stk.	50 mm	Silber	Pack

Schlaufen, eckig



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Farbe	Einheit
ML643109	Schlaufen, eckig, verschweißt, 100 Stk.	20 mm	Silber	Pack
ML643110	Schlaufen, eckig, verschweißt, 100 Stk.	25 mm	Silber	Pack
ML643111	Schlaufen, eckig, verschweißt, 100 Stk.	30 mm	Silber	Pack
ML643112	Schlaufen, eckig, verschweißt, 100 Stk.	35 mm	Silber	Pack
ML6431140	Schlaufen, eckig, verschweißt, 100 Stk.	40 mm	Silber	Pack
ML6431145	Schlaufen, eckig, verschweißt, 100 Stk.	45 mm	Silber	Pack
ML643113	Schlaufen, eckig, verschweißt, 100 Stk.	50 mm	Silber	Pack

26. Klebstoffe und Zubehör

Klebstoffe

Formel 1 Kleber



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
MR014460-9	Formel 1 Kleber, Toluofrei, Gefahrgut!	9 kg	Stück

Verdünner für Formel 1 Kleber



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
MR014462	Verdünner für Formel 1 Kleber	800 ml	Stück

Ortec Kontakt Kleber



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
MR014465	Ortec Kontakt Kleber	4 kg	Stück

Ortec Kontakt Kleber



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
MR014468	Ortec HT Hochtemperaturkleber	1 L	Stück

Trennmittel Spray



Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MB0008E	EPO.-Release Trennmittel für Epoxy und PU-Harz	400 ml	Stück

Sprühkleber Super 77



- Bewährter Klassiker unter den Sprühklebern
- Für dauerhafte Verklebungen

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
MR400077	Sprühkleber Super 77	500 ml	Stück

Sprühkleber Super 77



- Sprühkleber speziell für die Verarbeitung von Carbonfasern
- Keine Bildung von Klebebrücken

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
MR400078	Sprühkleber für Carbon- und Gießharztechnik	500 ml	Stück

Sekundenkleber



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
MPXC52	Sekundenkleber ProtoColle, flexibel	20 g	Stück

Silikontrennspray



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
MR400080	Silikon Spray	400 ml	Stück

Loctite



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
MR014450	Loctite 243	10 ml	Stück

PLUSeries Kleber



- Starke und schnelle Klebekraft
- Gut geeignet zur Verklebung von Modulteilen

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Farbe	Einheit
MRI92-60SS	Plusserie Kleber, 60 Sekunden	50 ml	Hell	Pack
MRI92-60SSg	Plusserie Kleber, 60 Sekunden	215 ml	Hell	Pack
MRI92-61SS	Plusserie Kleber, 1 Minute	50 ml	Schwarz	Pack
MRI92-61SSg	Plusserie Kleber, 1 Minute	215 ml	Schwarz	Pack

Black Glue



- Starke und schnelle Klebekraft
- Gut geeignet zur Verklebung von Modulteilen
- CMR – Frei nach REACH Verordnung
- Thixotrop, tropft nicht, ermöglicht vertikale Anwendung

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Farbe	Einheit
MRI9201	Black Glue PU Kleber 1,5 Minuten	50 ml	Schwarz	Pack
MRI9203	Black Glue PU Kleber 1,5 Minuten	220 ml	Schwarz	Pack

Zubehör

Mischpistolen



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Einheit
MRI92-60SS-G50	Mischpistole für Black Glue / Plusserie Kleber	50 ml	Stück
MRI92-60SS-G220	Mischpistole für Black Glue / Plusserie Kleber	220 ml	Stück

Mischdüsen



Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	Menge	Einheit
MRI92-60SS-06	Mischdüsen für Black Glue / Plusserie Kleber	50 ml	6 Stück	Pack
MRI92-60SS-16	Mischdüsen für Black Glue / Plusserie Kleber	220 ml	6 Stück	Pack
MRI92-60SS-72	Mischdüsen für Black Glue / Plusserie Kleber	50 ml	72 Stück	Pack

Protheseus Reinigungstücher



Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MRN467050e	Protheseus Reinigungstücher	70 Tücher pro Dose	Pack

27. Durafit Einlagenbezüge

Durafit MiniRoll



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße (Breite, Stärke, Länge)	Farbe	Einheit
MF400115-BLA	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Schwarz	Stück
MF400115-AN	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Anthrazite	Stück
MF400115-BL	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Blau	Stück
MF400115-BO	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Bordeaux	Stück
MF400115-BR	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Brown	Stück
MF400115-CR	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Cream	Stück
MF400115-ECR	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Ecru	Stück
MF400115-FU	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Fuchisa	Stück
MF400115-GR	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Grün	Stück
MF400115-GRY	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Grau	Stück
MF400115-LI	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Lime	Stück
MF400115-MAG	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Magenta	Stück
MF400115-MAR	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Marine	Stück
MF400115-MI	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Mint	Stück
MF400115-OL	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Olive	Stück
MF400115-OR	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Orange	Stück
MF400115-PET	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Petrol	Stück
MF400115-PI	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Pink	Stück
MF400115-PUR	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Lila	Stück
MF400115-RE	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Rot	Stück
MF400115-SI	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Silber	Stück
MF400115-SK	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Beige	Stück
MF400115-ST	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Stein	Stück
MF400115-W	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Weiß	Stück
MF400115-WE	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Wein	Stück
MF400115-YE	Durafit Einlagenbezug MiniRoll	11,5 cm x 0,8 mm x 25 m	Gelb	Stück

Weitere Farben und Oberflächen sind als Sonderbestellung auf Nachfrage erhältlich.

28. Gipsbinden

Cellona Gipsbinden



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit
MLR25002	Cellona Gipsbinde, 10 Stück pro Pack	10 cm	2 m	Pack
MLR25003	Cellona Gipsbinde, 10 Stück pro Pack	12 cm	2 m	Pack
MLR25004	Cellona Gipsbinde, 10 Stück pro Pack	15 cm	2 m	Pack
MLR25005	Cellona Gipsbinde, 10 Stück pro Pack	20 cm	2 m	Pack
MLR25011	Cellona Gipsbinde, 10 Stück pro Pack	10 cm	3 m	Pack
MLR25012	Cellona Gipsbinde, 10 Stück pro Pack	12 cm	3 m	Pack
MLR25013	Cellona Gipsbinde, 10 Stück pro Pack	15 cm	3 m	Pack
MLR25014	Cellona Gipsbinde, 10 Stück pro Pack	20 cm	3 m	Pack
MLR25022	Cellona Gipsbinde, 10 Stück pro Pack	10 cm	4 m	Pack
MLR25023	Cellona Gipsbinde, 10 Stück pro Pack	12 cm	4 m	Pack
MLR25024	Cellona Gipsbinde, 10 Stück pro Pack	15 cm	4 m	Pack
MLR25025	Cellona Gipsbinde, 10 Stück pro Pack	20 cm	4 m	Pack

Superhartgips



Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
AMP02	Super Hartgips	1 kg	Stück
AMP03	Super Hartgips	5 kg	Stück

Biplatrix Gipsbinden



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit
MLR201000	Biplatrix Gipsbinden, 20 Stück pro Pack	6 cm	2 m	Pack
MLR201100	Biplatrix Gipsbinden, 20 Stück pro Pack	8 cm	2 m	Pack
MLR201200	Biplatrix Gipsbinden, 20 Stück pro Pack	10 cm	2 m	Pack
MLR201300	Biplatrix Gipsbinden, 20 Stück pro Pack	12 cm	2 m	Pack
MLR201500	Biplatrix Gipsbinden, 20 Stück pro Pack	15 cm	3 m	Pack
MLR201600	Biplatrix Gipsbinden, 10 Stück pro Pack	20 cm	3 m	Pack

Platrix Gipsbinden



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit
MLR298500	Platrix Gipsbinden, 20 Stück pro Pack	10 cm	2 m	Pack
MLR298600	Platrix Gipsbinden, 20 Stück pro Pack	12 cm	2 m	Pack
MLR298700	Platrix Gipsbinden, 20 Stück pro Pack	15 cm	2 m	Pack
MLR292700	Platrix Gipsbinden, 20 Stück pro Pack	12 cm	3 m	Pack
MLR292800	Platrix Gipsbinden, 20 Stück pro Pack	15 cm	3 m	Pack
MLR292900	Platrix Gipsbinden, 10 Stück pro Pack	20 cm	3 m	Pack

Optima Cast Kunststoffbinden



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße	Einheit
MLR25211BL	Optima Cast Kunststoffbinden, 10 Stück pro Pack	Blau	5 cm x 3,6 m	Pack
MLR25212BL	Optima Cast Kunststoffbinden, 10 Stück pro Pack	Blau	7,5 cm x 3,6 m	Pack
MLR25213BL	Optima Cast Kunststoffbinden, 10 Stück pro Pack	Blau	10 cm x 3,6 m	Pack
MLR25214S	Optima Cast Kunststoffbinden, 10 Stück pro Pack	Schwarz	5 cm x 3,6 m	Pack
MLR25215S	Optima Cast Kunststoffbinden, 10 Stück pro Pack	Schwarz	7,5 cm x 3,6 m	Pack
MLR25216S	Optima Cast Kunststoffbinden, 10 Stück pro Pack	Schwarz	10 cm x 3,6 m	Pack

PROTHESEUS MATERIAL KATALOG V-22.07.2026

Gips-Isoliercreme



Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Einheit
MB08150	Gips-Isoliercreme	1 kg	Stück

Scan Tubes



Artikelnummer	Bezeichnung	Umfang	Länge	Einheit
MLR40222	Scan Tube Abform-Schlauch	19 – 36 cm	50 cm	Stück
MLR40223	Scan Tube Abform-Schlauch	29 – 49,5 cm	50 cm	Stück
MLR40224	Scan Tube Abform-Schlauch	37 – 68 cm	50 cm	Stück

EZ Cutter



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
MLR40250	EZ Cutter	Stück

Mini-Stretch-Folie



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Länge	Einheit
MGCMSP01	Mini-Stretch-Casting-Folie	100 mm	150 m	Rolle

29. Klebebänder

Tesakrepp, gerippt



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Einheit
MR431920	Tesakrepp-Klebeband, gerippt	19 mm	Rolle
MR432950	Tesakrepp-Klebeband, gerippt	50 mm	Rolle

Tesaleinen



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Einheit
MR454119	Tesaleinen-Klebeband, weiß	19 mm	Stück
MR454130	Tesaleinen-Klebeband, weiß	30 mm	Stück
MR454150	Tesaleinen-Klebeband, weiß	50 mm	Stück

3M Klebeband für PVA-Folie



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Einheit
MR480025	3M Klebeband für PVA-Folien, elastisch	25 mm	Stück

Scotch Glasfaser Klebeband



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Einheit
MR489519	Scotch Glasfaser Klebeband	25 mm	Stück

Coroplast PVC Klebeband



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Einheit
MR4933230	Coroplast PVC Klebeband	30 mm	Stück
MR4933250	Coroplast PVC Klebeband	50 mm	Stück

Doppelseitiges Klebeband



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Einheit
MR482719	Doppelseitiges Klebeband	20 mm	Stück
MR482738	Doppelseitiges Klebeband	38 mm	Stück

30. Schleifmittel

Silikon Polierer

Silikon Polierer Ultimate



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewinde	Einheit
WL055465	Silikon-Polier-Schleifkegel Ultimate	5/8"	Stück
WL055466	Silikon-Polier-Schleifkegel Ultimate	M16	Stück

Silikon Polierer



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Gewinde	Einheit
WL055460	Silikon Polier-Schleifkegel, Rot, Weich	Ø 25 mm	5/8"	Stück
WL055462	Silikon Polier-Schleifkegel, Weiß, Fest	Ø 25 mm	5/8"	Stück
WL055464	Silikon Polier-Schleifkegel, gerillt	50 x 75 mm	5/8"	Stück

Ersatzteile



Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Einheit
WL055461	Silikon Polier-Schleifkegel, Ersatzhülse, Rot, Weich	Ø 25 mm	Stück
WL055463	Silikon Polier-Schleifkegel, Ersatzhülse, Weiß, Fest	Ø 25 mm	Stück

Schleifhülsen und- Walzen

Mini Schleifhülse



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Körnung	Einheit
WS284040	Mini-Schleifhülse, klein	Ø 25 mm	KÖ: 40, grob	Stück
WS284150	Mini-Schleifhülse, klein	Ø 25 mm	KÖ: 150, fein	Stück

Mini Schleifwalze



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Gewinde	Einheit
WS283158	Mini-Schleifwalze, klein	Ø 25 mm	5/8"	Stück
WL055275	Mini-Schleifkegel, zylindrisch, klein	25 x 50 mm	5/8"	Stück

Schleifhülse für Kegelschleifer



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Körnung	Einheit
WS289010	Schleifhülse für Kegelschleifer, konisch	Ø 24 mm x 36 x 60 mm	KÖ: 50	Stück
WS289020	Schleifhülse für Kegelschleifer, konisch	Ø 24 mm x 36 x 60 mm	KÖ: 80	Stück

Kegelschleifer



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Gewinde	Einheit
WS288016	Kegelschleifer, konisch	Ø 24 mm x 36 x 60 mm	M16	Stück
WS288058	Kegelschleifer, konisch	Ø 24 mm x 36 x 60 mm	5/8"	Stück

Schleifhülse „MIDI“



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Körnung	Einheit
WS291040	Schleifhülse „MIDI“	Ø 45 mm	KÖ: 40	Stück
WS291080	Schleifhülse „MIDI“	Ø 45 mm	KÖ: 80	Stück
WS291150	Schleifhülse „MIDI“	Ø 45 mm	KÖ: 150	Stück

Schleifhülse „MEDIUM“



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Körnung	Einheit
WS291040	Schleifhülse „MEDIUM“	Ø 60 mm	KÖ: 40	Stück
WS291080	Schleifhülse „MEDIUM“	Ø 60 mm	KÖ: 80	Stück
WS291150	Schleifhülse „MEDIUM“	Ø 60 mm	KÖ: 150	Stück

Schleifvlieswalze



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Körnung	Gewinde	Einheit
WS298141	Schleifvlieswalze	60 x 50 mm	KÖ 180	M6	Stück
WS29814F	Fächerschleifvlieswalze	60 x 50 mm	KÖ 150	M6	Stück

Aufnahme für Schleifvlieswalze




Artikelnummer	Bezeichnung	Gewinde	Einheit
WS300-58	Aufnahme für Schleifvlieswalze	5/8" Maschinengewinde auf M6 Gewinde	Stück

Schleifhülse „LANG“



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Körnung	Einheit
WL05953024	Schleifhülse „LANG“	72,5 x 200 mm	KÖ: 24	Stück
WL05953040	Schleifhülse „LANG“	72,5 x 200 mm	KÖ: 40	Stück
WL05953080	Schleifhülse „LANG“	72,5 x 200 mm	KÖ: 80	Stück

Schleifhülse Zirkön



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Körnung	Einheit
WL0552604	Schleifhülse Zirkön zu Gummi-Schleifwalze	72,5 x 200 mm	KÖ: 40	Stück

Schleifhülse Zirkön




Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Einheit
WS285200	Schleifwalze, lang mit konischem Loch	72,5 x 200 mm	Stück

Schleifhütchen für Stirnputzer



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Körnung	Einheit
WS287910	Schleifhütchen für Stirnputzer	Ø 45 mm	KÖ: 40	Stück
WS287920	Schleifhütchen für Stirnputzer	Ø 45 mm	KÖ: 80	Stück
WS287930	Schleifhütchen für Stirnputzer	Ø 45 mm	KÖ: 150	Stück
WS287010	Schleifhütchen für Stirnputzer	Ø 65 mm	KÖ: 40	8 Stk. / Pack
WS287020	Schleifhütchen für Stirnputzer	Ø 65 mm	KÖ: 80	6 Stk. / Pack
WS287030	Schleifhütchen für Stirnputzer	Ø 65 mm	KÖ: 150	8 Stk. / Pack
WS287040	Schleifhütchen Keramik	Ø 45 mm	KÖ: 40	Stück
WS287040-6	Schleifhütchen Keramik	Ø 45 mm	KÖ: 40	6 Stk. / Pack
WS287050	Schleifhütchen Keramik	Ø 45 mm	KÖ: 80	Stück
WS287050-6	Schleifhütchen Keramik	Ø 45 mm	KÖ: 80	6 Stk. / Pack
WS287940	Schleifhütchen Keramik	Ø 65 mm	KÖ: 40	Stück
WS287940-6	Schleifhütchen Keramik	Ø 65 mm	KÖ: 40	6 Stk. / Pack
WS287950	Schleifhütchen Keramik	Ø 65 mm	KÖ: 80	Stück
WS287950-6	Schleifhütchen Keramik	Ø 65 mm	KÖ: 80	6 Stk. / Pack

Stirnputzer



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Gewinde	Einheit
WS286016	Stirnputzer	65 x 90 mm	M16	Stück
WS286058	Stirnputzer	65 x 90 mm	5/8"	Stück
WS286916	Stirnputzer	45 x 70 mm	M16	Stück
WS286958	Stirnputzer	45 x 70 mm	5/8"	Stück

Schleifhütchen für Stirnputzer, klein



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Körnung	Einheit
WS285960	Schleifhütchen für Stirnputzer, klein, 50 Stück	21 x 40 mm	KÖ: 60	Pack
WS285915	Schleifhütchen für Stirnputzer, klein, 50 Stück	21 x 40 mm	KÖ: 150	Pack
WS285928	Schleifhütchen für Stirnputzer, klein, 50 Stück	21 x 40 mm	KÖ: 280	Pack
WS285760	Schleifhütchen für Stirnputzer, klein, 50 Stück	11 x 25 mm	KÖ: 60	Pack
WS285715	Schleifhütchen für Stirnputzer, klein, 50 Stück	11 x 25 mm	KÖ: 150	Pack
WS285728	Schleifhütchen für Stirnputzer, klein, 50 Stück	11 x 25 mm	KÖ: 280	Pack
WS285829	Schleifhütchen für Stirnputzer, klein, 50 Stück	16 x 25 mm	KÖ: 60	Pack
WS285831	Schleifhütchen für Stirnputzer, klein, 50 Stück	16 x 25 mm	KÖ: 150	Pack
WS285830	Schleifhütchen für Stirnputzer, klein, 50 Stück	16 x 25 mm	KÖ: 280	Pack
WS285860	Schleifhütchen für Stirnputzer, klein, 50 Stück	16 x 32 mm	KÖ: 60	Pack
WS2858150	Schleifhütchen für Stirnputzer, klein, 50 Stück	16 x 32 mm	KÖ: 150	Pack

Stirnputzer, klein



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Gewinde	Einheit
WS285916	Stirnputzer, klein	21 x 40 mm	M16	Stück
WS285958	Stirnputzer, klein	21 x 40 mm	5/8"	Stück
WS285716	Stirnputzer, klein	11 x 25 mm	M16	Stück
WS285758	Stirnputzer, klein	11 x 25 mm	5/8"	Stück
WS285816	Stirnputzer, klein	16 x 25 mm	M16	Stück
WS285858	Stirnputzer, klein	16 x 25 mm	5/8"	Stück

Feinputzer-Band




Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Körnung	Einheit
WS282101	Feinputer-Band	45 x 58 mm	KÖ: 40	Stück
WS282102	Feinputer-Band	45 x 58 mm	KÖ: 80	Stück
WS282103	Feinputer-Band	45 x 58 mm	KÖ: 150	Stück
WS282201	Feinputer-Band	60 x 58 mm	KÖ: 40	Stück
WS282202	Feinputer-Band	60 x 58 mm	KÖ: 80	Stück
WS282203	Feinputer-Band	60 x 58 mm	KÖ: 150	Stück
WS282301	Feinputer-Band	60 x 100 mm	KÖ: 40	Stück
WS282302	Feinputer-Band	60 x 100 mm	KÖ: 80	Stück
WS282303	Feinputer-Band	60 x 100 mm	KÖ: 150	Stück
WS282401	Feinputer-Band	85 x 58 mm	KÖ: 40	Stück
WS282402	Feinputer-Band	85 x 58 mm	KÖ: 80	Stück
WS282403	Feinputer-Band	85 x 58 mm	KÖ: 150	Stück

Feinputzer nach Habermann



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Gewinde	Einheit
WS281116	Feinputzer nach Habermann	46 x 58 mm	M16	Stück
WS281158	Feinputzer nach Habermann	46 x 58 mm	5/8"	Stück
WS281216	Feinputzer nach Habermann	60 x 58 mm	M16	Stück
WS281258	Feinputzer nach Habermann	60 x 58 mm	5/8"	Stück
WS281316	Feinputzer nach Habermann	60 x 100 mm	M16	Stück
WS281358	Feinputzer nach Habermann	60 x 100 mm	5/8"	Stück
WS281416	Feinputzer nach Habermann	85 x 58 mm	M16	Stück
WS281458	Feinputzer nach Habermann	85 x 58 mm	5/8"	Stück

Schleifgitter



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Körnung	Einheit
MC23100	Schleifgitter, 10 Stück	46 x 58 mm	KÖ: 100	Pack

Surform Raspeln




Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
ML65123	Surform Raspelhalter für „Flach“ und „Halbrund“	Stück
ML65125	Surform Raspelhalter für „Rund“	Stück
ML65126	Surform Raspelblatt „Flach“	Stück
ML65127	Surform Raspelblatt „Halbrund“	Stück
ML65128	Surform Raspelblatt „Rund“	Stück

Gipsglätter



Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit
ML65129	Ersatzblatt für Gipsglätter	280 mm	Stück
ML65130	Gipsglätter-Halterung	280 mm	Stück

Flexible Gripstreifen



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Körnung	Einheit
WS35109	Flexible Gripstreifen, 20 Stück	139 x 114 mm	KÖ: 320	Pack
WS35112	Flexible Gripstreifen, 20 Stück	139 x 114 mm	KÖ: 800	Pack

31. Werkstattbedarf

Infrarot Ofen

Plattenofen IR1303



Technische Daten

Stellfläche:	1,5 m ² - Gehäuse ist fahrbar
Maße Außen:	B: 1595 mm, T: 1270 mm, H: 1400 mm
Maße Innen:	B: 1300 mm, T: 1090 mm, H: 500 mm
Heizung:	18x Infrarot-Quartz-Röhren
Temperaturen:	30°C bis 250°C
Gewicht:	290 kg – inkl. Versandkiste 365 kg
Elek. Anschluss:	400V – 8,5 kW

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
W071334003	Infrarot Plattenofen IR1303 mit fahrbahrem Materialwagen	Stück

Kompakter Ofen IR803



Technische Daten

Maße Außen:	B: 900 mm, T: 700 mm, H: 890 mm
Maße Innen:	B: 810 mm, T: 580 mm, H: 510 mm
Heizung:	8x Infrarot-Quartz-Röhren
Temperaturen:	30°C bis 250°C
Gewicht:	133 kg – inkl. Versandkiste 183 kg
Zubehör:	1x Blech mit Teflonauflage, Seriengemäß
Elek. Anschluss:	400V – 3,7 kW

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
W078034003	Infrarot Ofen IR803	Stück

Weitere Ofengrößen auf Anfrage erhältlich!

Umluft Ofen

Prepreg Umluftofen PO1200



Technische Daten

Stellfläche:	ca. 1,2 m ² - Gehäuse ist fahrbar
Maße Außen:	B: 12300 mm, T: 920 mm, H: 1570 mm
Maße Innen:	B: 1000 mm, T: 620 mm, H: 1200 mm
Heizung:	3x Lüftermotor mit Drehrichtungsumkehr
Temperaturen:	50°C bis 250°C
Temp.-Messung:	Wahlweise Ofen oder Modell
Gewicht:	283 kg – inkl. Versandkiste 418 kg
Elek. Anschluss:	400 V – 10,2 kW

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
W065004003	Prepreg Umluftofen PO1200 mit spez. Steuerung und int. Vakuum-Anschlüssen	Stück

Laminiergeräte

Vacumat TLV6-II



Technische Daten

Maße:	B: 435 mm, T: 390 mm, H: 240 mm
Anschlüsse:	4x 8 mm – getrennt schaltbar, 1X DIN Kupplung für Tiefzieharbeiten
Filter:	Feinstaubfilter je Anschluss
Vakuumpumpe:	6 m ³ /h, Enddruck 200 mbar
Gewicht:	22 kg
Elek. Anschluss:	230V

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
W07320	Laminiergerät Vacumat TLV6-II mit 4 Anschlüssen	Stück

Vacumat TLV6-II PRO



Technische Daten

Maße:	B: 435 mm, T: 390 mm, H: 240 mm
Anschlüsse:	4x 8 mm – getrennt schaltbar davon 2x mit getrennt regelbarem Unterdruck 1X DIN Kupplung für Tiefzieharbeiten
Filter:	Feinstaubfilter je Anschluss
Vakuumpumpe:	6 m ³ /h, Enddruck 200 mbar
Gewicht:	22 kg
Elek. Anschluss:	230V

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
W07330	Laminiergerät Vacumat TLV6-II PRO mit 4 Anschlüssen	Stück

Silikonwalze

Silikonwalze W074985




Technische Daten

Stellfläche:	2 – 3 m ²
Maße:	B: 500 mm, T: 800 mm, H: 1500 mm
Höhe bis Welle:	1270 mm
Wellen:	2x Aluminium mit einem Durchmesser von Ø 126,5 mm und einer Länge von 450 mm
Bedienung:	Einstellbereich per Digitalanzeige justierbar von 0,01 – 5 mm
Gewicht:	170 kg
Elek. Anschluss:	230V

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
W074985	Silikonmischwalze, elektrisch	Stück

Silikonwalze WMW08



Technische Daten

Maße:	B: 737* mm, T: 564 mm, H: 371 mm
Wellen:	2x verchromter Stahl mit einem Durchmesser von Ø 80 mm und einer Länge von 400 mm
Bedienung:	Einstellbereich justierbar von 0,1 – 13 mm
Gewicht:	103 kg
Elek. Anschluss:	230V

*Breite ohne Griff

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
WMW08	Silikonwalze für HTV Silikon, Tischversion	Stück

Silikonwalze WMW10



Technische Daten

Maße:	B: 716* mm, T: 550 mm, H: 540 mm
Wellen:	2x verchromter Stahl mit einem Durchmesser von Ø 100 mm und einer Länge von 400 mm
Bedienung:	Einstellbereich justierbar von 0,1 – 13 mm
Gewicht:	170 kg
Elek. Anschluss:	230V

*Breite ohne Griff

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
WMW10	Silikonwalze für HTV Silikon, Tischversion	Stück

Silikonwalze WMW15



Technische Daten

Maße:	B: 1006* mm, T: 700 mm, H: 593 mm
Wellen:	2x verchromter Stahl mit einem Durchmesser von Ø 150 mm und einer Länge von 400 mm
Bedienung:	Einstellbereich justierbar von 0,1 – 17 mm
Gewicht:	275 kg
Elek. Anschluss:	230V

*Breite ohne Griff

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
WMW15	Silikonwalze für HTV Silikon, Tischversion	Stück

Silikonwalze WMW20HV



Technische Daten

Maße:	B: 1178* mm, T: 551 mm, H: 1133** mm
Wellen:	2x verchromter Stahl mit einem Durchmesser von Ø 200 mm und einer Länge von 600 mm
Bedienung:	Einstellbereich justierbar von 0,1 – 20 mm
Gewicht:	320 kg
Elek. Anschluss:	230V

*Breite ohne Griff

**Höhe in der tiefsten Position

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
WMW20HV	Silikonwalze für HTV Silikon, Standversion mit elektrischer Höhenverstellung	Stück

Zubehör Werkstattbedarf

Tiefziehrahmen Typ A



- Breite: 450 mm
- Länge: 450 mm
- Innerer Durchmesser: Ø 360 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
W07-132	Blister-Forming Tiefziehrahmen Typ A für Öfen mit Auflageschienen oder Ständer	Stück

Ständer für Tiefziehrahmen Typ A



- Breite: 300 – 550 mm
- Länge: 400 mm
- Höhe: 250 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
W07134	Ständer für Blister-Forming Tiefziehrahmen Typ A „W07-132“	Stück

Tiefziehrahmen Typ B



- Maße Spannplatte 1: Durchmesser Ø 320 mm
- Maße Spannplatte 2: Durchmesser Ø 265 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
W07-132BS	Blister-Forming Tiefziehrahmen Typ B, Set komplett	Stück

Gießharz-Spannrohr 07-350



- 2-Absaugkanäle für Ober-und Unterfolie
- Teller mit Ø 130 mm und Ø 100 mm erhältlich

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
W07350	Zweiwege-Laminierrohr mit Ø 130 mm Teller mit Halterung für Werkbank	Stück

2-Kanal Absaugrohr



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
W1237TS4	Gipsstock-Absaugrohr 2 Kanal	Stück

Ständer für Prepreg-Modelle



- B: 210 mm, T: 560 mm, H: 190 mm
- Aufnahme für Absaugrohre bis DA: 37 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
W07136	Ständer für Prepreg Modell-Lagerung	Stück

Teflonfolie, offenporig



- Oberfläche beidseitig offenporig
- B: 1525 mm x L: 1200 mm
- Stärke: 0,2 mm
- Inkl. 5x Zugfedern

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
W07100	Teflonfolie, offenporig, für Infrarot-Plattenofen IR1300 + IR1301 + IR1302	Stück

Teflonfolie, glatt



- Oberfläche beidseitig glatt
- B: 1000 mm x L: 1000 mm
- Stärke: 0,07 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
MB070012	Teflonfolie, glatt	m ²



PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Protheseus GmbH
Liebigstraße 13
91126 Schwabach

Telefon: 09122 88707-0
Fax: 09122 88707-29
info@protheseus.de
www.protheseus.de

Vertrieb für Deutschland und Österreich
