



PROTHESEUS



Katalog

Orthetik

VERSION: 18.09.2025

Protheseus GmbH

Liebigstraße 13, 91126 Schwabach | Tel.: 09122 88707-0 | Fax: 09122 8870729

E-Mail: info@protheseus.de | www.protheseus.de

Inhaltsverzeichnis

1. Elevate 360°	- 2 -
1. Comfit AFO.....	- 3 -
2. Hylton Kompressionsorthesen	- 4 -
3. Dreheinzüge und Magnetverschlüsse	- 8 -

1. Elevate 360°

Elevate 360° Fußheberorthese mit BOA Verschluss

HMV-Nr.: 23.03.02.0019



Elevate® Funktion

Die Elevate®-Orthese zeichnet sich durch einfache Handhabung und vorhersehbare Funktion aus. Die Bandage lässt sich schnell um den Knöchel legen und mit einem Klettverschluss befestigen. Eine Schnalle sorgt für zusätzliche Verstärkung und Passform. Die starke, strapazierfähige Kordel lässt sich leicht auf das mitgelieferte Anchor Hook Kit aufziehen, und der Hebewinkel lässt sich mit einem einfach zu bedienenden Drehknopf des BOA® Fit Systems nach Wunsch einstellen und schnell lösen.

Elevate® Komfort

Die Elevate®-Orthese wurde entwickelt, um unbequeme, steife oder sperrige Orthesen, die im Schuh getragen werden, zu ersetzen. Durch sorgfältige Materialauswahl entstand eine erstaunlich leichte (nur 227 g), aber dennoch robuste und langlebige Orthese.

Elevate® Vielseitigkeit

Die Elevate®-Orthese kann an die Bedürfnisse und Vorlieben des Anwenders angepasst werden. Das Design ermöglicht eine Vielzahl von Schuhmodellen, einschließlich Sandalen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
OFS10060	Elevate 360° Fußheberorthese mit BOA-Drehverschluss	Stück

1. Comfit AFO



HMV-Nr.: 23.03.02.6031

Vorteile

- Passt, dank des flachen Designs, in nahezu jeden Schuh
- Superleicht – nur 95 g in Gr. „L“, ohne Polster

Indikationen

- Fußheberparese
- Fallfuß
- Reversibler Spitzfuß, z.B. nach Schlaganfall, multipler Sklerose o.a. neurologischen Erkrankungen

Kontraindikationen

- Makroskopische Verformung des Fußes oder Sprunggelenkes
- Akute ödemische Spastik mit mäßiger bis schwerer Ausprägung
- Kontraktur des vorderen und des hinteren Schienbeinmuskels, welche sich durch die einfache Haltungskorrektur der Orthese nicht beheben lässt

Im Lieferumfang sind jeweils die passenden Wadenpolster inkl. Klettverschluss 1x enthalten.

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
O10E806113	Comfit AFO Peronäusschiene, Small, Links, Standard, bis Gr. 42	Stück
O10E806123	Comfit AFO Peronäusschiene, Small, Rechts, Standard, bis Gr. 42	Stück
O10E806117	Comfit AFO Peronäusschiene, Large, Links, Standard, bis Gr. 43	Stück
O10E806127	Comfit AFO Peronäusschiene, Large, Rechts, Standard, bis Gr. 43	Stück
O10E806157	Comfit AFO Peronäusschiene, Large, Links, Breit, bis Gr. 43	Stück
O10E806167	Comfit AFO Peronäusschiene, Large, Rechts, Breit, bis Gr. 43	Stück
O11E8061T03	Comifit AFO Polsterset, Small, bis Gr. 42	Stück
O11E8061T05	Comfit AFO Polsterset, Large, bis Gr. 47	Stück

2. Hylton Kompressionsorthesen

Schulter / Rumpf / Shirt, kurzarm



Artikelnummer: HOSSxx

Die Oberkörperorthese mit kurzen Ärmeln bewirkt eine Stabilisierung der oberen Extremitäten und von sensorischen Störungen. Sie ist gedacht für Patienten mit Hypotonie, cerebrale Lähmungen, Down Syndrom, Rett Syndrom, Autismus, Bewegungsstörungen und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- Mit Reißverschluss und Silikonabschlussband
- **Maß: Brustumfang ist erforderlich**

Schulter / Rumpf / Shirt, langarm



Artikelnummer: HOSxx

Die Oberkörperorthese mit langen Ärmeln bewirkt eine Stabilisierung der oberen Extremitäten und von sensorischen Störungen. Sie ist gedacht für Patienten mit Hypotonie, cerebrale Lähmungen, Down Syndrom, Rett Syndrom, Autismus, Bewegungsstörungen und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- Mit Reißverschluss und Silikonabschlussband
- **Maß: Brustumfang ist erforderlich**

Artikelnummer, Kurzarm	Artikelnummer, Langarm	Brustumfang in cm	Länge in cm Acromion zu T. Major	Einheit
HOSS41	HOS41	41	23,00	Stück
HOSS44	HOS44	44	27,94	Stück
HOSS47	HOS47	47	31,11	Stück
HOSS51	HOS51	51	35,56	Stück
HOSS54	HOS54	54	39,00	Stück
HOSS57	HOS57	57	45,72	Stück
HOSS60	HOS60	60	47,00	Stück
HOSS64	HOS64	64	50,50	Stück
HOSS67	HOS67	67	56,40	Stück
HOSS70	HOS70	70	60,50	Stück
HOSS73	HOS73	73	64,30	Stück
HOSS77	HOS77	77	68,50	Stück

Becken / Bein / Hose, kurz



Artikelnummer: HOSPxx

Die knielange Beinorthese unterstützt den Gang und die volle Körperstabilität in Kombination mit einer Oberkörperorthese. Sie ist ideal für Patienten mit spastischer Diparese, Hypotonie, Down Syndrom, Ataxi, Autismus und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- **Maß: Umfang Taille über Nabel ist erforderlich**

Becken / Bein / Hose, lang



Artikelnummer: HOPxx

Die knöchellange Beinorthese unterstützt den Gang und die volle Körperstabilität in Kombination mit einer Oberkörperorthese. Sie ist ideal für Patienten mit spastischer Diparese, Hypotonie, Down Syndrom, Ataxi, Autismus und Sinnesverarbeitungsproblemen.

Maß: Umfang Taille über Nabel ist erforderlich

Artikelnummer, Hose kurz	Artikelnummer, Hose lang	Umfang Taille über Nabel in cm	Länge in cm, Hose kurz	Länge in cm, Hose lang	Einheit
HOSP43	HOP43	43	27,30	40,33	Stück
HOSP45	HOP45	45	30,48	45,00	Stück
HOSP47	HOP47	47	32,00	47,95	Stück
HOSP49	HOP49	49	33,02	49,80	Stück
HOSP51	HOP51	51	34,29	52,70	Stück
HOSP53	HOP53	53	36,83	56,84	Stück
HOSP55	HOP55	55	39,37	63,19	Stück
HOSP57	HOP57	57	42,54	66,60	Stück
HOSP59	HOP59	59	45,30	70,04	Stück
HOSP61	HOP61	61	46,00	71,70	Stück
HOSP63	HOP63	63	48,89	77,80	Stück
HOSP65	HOP65	65	50,16	79,30	Stück
HOSP67	HOP67	67	54,70	81,70	Stück
HOSP69	HOP69	69	55,25	82,30	Stück
HOSP71	HOP71	71	57,50	86,20	Stück
HOSP73	HOP73	73	59,50	90,50	Stück

TLSO Weste



Artikelnummer: HOVxx

Die TLSO Weste unterstützt Patienten mit einer schlechten Aktivierung der Rumpfmuskulatur, Balance, Koordination oder Schwäche. Sie ist ideal für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Bewegungsstörungen, Muskelschwund und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- Abnehmbares Schrittteil mit Klettverschluss
- **Maß: Brustumfang ist erforderlich**

TLSO Weste, X-Panels



Artikelnummer: HOVxx

Die TLSO Weste mit zwei X-Panels unterstützt Patienten mit einer schlechten Aktivierung der Rumpfmuskulatur, Balance, Koordination oder Schwäche. Sie ist ideal für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Bewegungsstörungen, Muskelschwund und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- Abnehmbares Schrittteil mit Klettverschluss
- Mit starren posterior X-Panels
- **Maß: Brustumfang ist erforderlich**

Artikelnummer, TLSO Weste	Artikelnummer, TLSO Weste mit X-Panels	Brustumfang in cm	Länge in cm Acromion zu T. Major	Einheit
HOV41	-	41	27,00	Stück
HOV44	HOVX44	44	30,75	Stück
HOV47	HOVX47	47	34,50	Stück
HOV51	HOVX51	51	38,25	Stück
HOV54	HOVX54	54	44,00	Stück
HOV57	HOVX57	57	47,75	Stück
HOV60	HOVX60	60	51,50	Stück
HOV64	HOVX64	64	55,25	Stück
HOV67	HOVX67	67	59,00	Stück
HOV70	-	70	62,75	Stück
HOV73	-	73	66,50	Stück
HOV77	-	77	70,25	Stück

Arm, lang

Artikelnummer: HOASxx



Die Armorthese bewirkt die volle Armstabilität und Kontrolle der Feinmotorik; steigert das Gefühl für die Gliedmaßen Koordination und gibt neurologische Rückmeldungen. Sie ist ideal für Patienten mit Hemiplegie, Verletzungen des Plexus Brachialis, cerebraler Lähmung und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- Mit Silikonabschlussband
- **Maß: Umfang Oberarm an Achsel ist erforderlich**

Artikelnummer	Oberarmumfang in cm	Länge in cm	Einheit
HOAS13	13	19,05	Stück
HOAS14	14	20,06	Stück
HOAS16	16	22,86	Stück
HOAS17	17	24,07	Stück
HOAS18	18	28,00	Stück
HOAS20	20	30,48	Stück
HOAS21	21	32,04	Stück
HOAS22	22	35,56	Stück
HOAS24	24	38,10	Stück
HOAS25	25	40,00	Stück
HOAS26	26	42,50	Stück
HOAS28	28	45,72	Stück

Unterarm / Hand, kurz

Artikelnummer: HOGx



Die Unterarm- Handgelenksorthese bewirkt die Kontrolle der Feinmotorik, steigert die Stabilität, verringert Hypersensibilität und erhöht die sensorische Wahrnehmung in der Hand und dem Handgelenk. Sie ist ideal für Patienten mit einseitiger Lähmung, athetotische- oder spastische Tetraplegie, Rett Syndrom, Angelman Syndrom, Autismus und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- **Maß: Breite der Hand über Daumen ist erforderlich**

Artikelnummer	Handbreite über Daumen in cm	Länge in cm	Einheit
HOG5	5	11,43	Stück
HOG5.5	5,5	12,19	Stück
HOG6	6	13,03	Stück
HOG6.5	6,5	14,04	Stück
HOG7	7	15,55	Stück
HOG7.5	7,5	16,50	Stück
HOG8	8	17,02	Stück

3. Dreheinzüge und Magnetverschlüsse

QuickFit™ Buckle



- Magnetische Schnalle
- Ermöglicht dem Anwender ein einfaches Befestigen des QuickFit™ Straps
- Ideal für Anwender mit eingeschränkter Fingerfertigkeit oder für die Platzierung an schwer erreichbaren Stellen
- Dank der robusten Kunststoffschnittstelle muss der Klettverschluss nicht wiederholt Ein- und Ausgehängt werden
- Einfache Einhand-Bedienung



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PK141500005	QuickFit™ Buckle 1,5"-38mm schwarz Magnetverschluß	Stück

QuickFit™ Strap



- Mikroverstellbarkeit
- Jedes „Klicken“ des BOA-Drehknopfes verschiebt den Strap um 1 mm und sorgt so jedes Mal für die perfekte Passform
- Schnell, einfach und individuell anpassbar
- Konfektioniert, strapazierfähig und in wenigen Minuten angebracht
- Benutzerfreundlich und bequem



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PK141013005	QuickFit™ Strap 1,5"-38mm schwarz	Stück

QuickFit™ Lacer



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PK018013005	QuickFit™ Lacer, Ø30 mm Knopf, Gr. XS, 4 Schleifen	Stück
PK020013005	QuickFit™ Lacer, Ø30 mm Knopf, Gr. S, 6 Schleifen	Stück
PK022013005	QuickFit™ Lacer, Ø30 mm Knopf, Gr. M, 8 Schleifen	Stück
PK024023005	QuickFit™ Lacer, Ø37 mm Knopf, Gr. L, 10 Schleifen	Stück

QuickFit™ Releasing Lacer



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PK0165230	QuickFit™ Releasing Lacer, Ø37 mm Knopf	Stück

Ersatzteile



Art.: PK02LACERL



Art.: PK02LACERSM

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PK02LACERSM	Ersatz für QuickFit™ Lacer, XS, S und M	Stück
PK02LACERL	Ersatz für QuickFit™ Lacer L	Stück

Zubehör QuickFit™ Lacer



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PK020SP104Z	Nietzange für QuickFit™ Lacer	Stück
PK020SP1040	Nieten für QuickFit™ Lacer, Farbe: Schwarz, 100 Stück	Stück

Magnetverschlüsse



(Bild 1)



(Bild 2)



(Bild3)



(Bild 4)



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit
PKM6021	Magnet-Verschluss, mech. Verriegelung, seitlich schiebbar, 20 mm	Stück
PKM8010	Magnet-Verschluss, mech. Verriegelung, seitlich schiebbar, 30 mm	Stück
PKM1130	Magnet-Verschluss, V-Buckle, 25 mm	Stück
PKM6022	Magnet-Knopfverschluss, schraubbar	Stück



PROTHESEUS

Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Protheseus GmbH
Liebigstraße 13
91126 Schwabach

Telefon: 09122 88707-0
Fax: 09122 88707-29
info@protheseus.de
www.protheseus.de

Vertrieb für Deutschland und Österreich