



PROTHESEUS



# Katalog

---

Prothetik

VERSION: 28.04.2025

Protheseus GmbH

Liebigstraße 13, 91126 Schwabach | Tel.: 09122 88707-0 | Fax: 09122 8870729

E-Mail: [info@protheseus.de](mailto:info@protheseus.de) | [www.protheseus.de](http://www.protheseus.de)



1. Liner und Kniekappen
2. Ventile
3. Locks und Verschiebeadapter
4. Click Drehverschlüsse
5. Modularteile
6. Xtend Connect
7. Prothesenfüße
8. Kniegelenke
9. Kinderpassteile
10. Anziehhilfe und Stumpfstrümpfe
11. Keasy und Kosmetiken
12. Amparo

# Liner Übersicht

## Gel Liner

|                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |  |  |  |
| <b>Produktname</b>       | <b>Pro-Fit</b>                                                                    | <b>Easy</b>                                                                        | <b>Extreme</b>                                                                      |
| <b>Info</b>              | Bei den Pin-Versionen besteht eine Matrix von jeweils 10 cm.                      |                                                                                    |                                                                                     |
| <b>OS – Transfemoral</b> | Ja                                                                                | Ja                                                                                 | Ja                                                                                  |
| <b>US - Transtibial</b>  | Ja                                                                                | Ja                                                                                 | Ja                                                                                  |
| <b>Eigenschaft</b>       | Weißes hautfreundliches Gel                                                       | Mit Antioxydanzien                                                                 | Exzellente Haftung                                                                  |
| <b>Material</b>          | Gel                                                                               | Gel                                                                                | Gel                                                                                 |
| <b>Profil</b>            | 6 mm                                                                              | 6/3 mm, 3 mm & 6 mm                                                                | 3 mm & 6 mm                                                                         |

|                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |  |  |  |
| <b>Produktname</b>       | <b>Superior Performance</b>                                                         | <b>Anterior Posterior Tapered</b>                                                    | <b>VitaGel</b>                                                                        |
| <b>Info</b>              | Bei den Pin-Versionen besteht eine Matrix von jeweils 10 cm.                        |                                                                                      | Keine Matrix                                                                          |
| <b>Eigenschaft</b>       | GripGel, für gesundes Hautgewebe                                                    | High Density Gel, für den Wechsel von Silikon- auf Gel-Liner                         | Hautpflegendes Mineralöl                                                              |
| <b>OS – Transfemoral</b> | Ja                                                                                  | Ja                                                                                   | Ja                                                                                    |
| <b>US - Transtibial</b>  | Ja                                                                                  | Ja                                                                                   | Ja                                                                                    |
| <b>Material</b>          | Gel                                                                                 | Gel                                                                                  | Gel                                                                                   |
| <b>Profil</b>            | 3 mm & 6 mm                                                                         | 6/3 mm                                                                               | 6/3 mm & 6 mm                                                                         |

# Liner Übersicht

## Silikon Liner



| Produktname       | Dekulife Comfort                                             | ADAPT               | SoftSil         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Info              | Bei den Pin-Versionen besteht eine Matrix von jeweils 10 cm. |                     |                 |
| OS - Transfemoral | Nein                                                         | Ja                  | Ja              |
| US - Transtibial  | Ja                                                           | Ja                  | Ja              |
| Eigenschaft       | Innenseite weiß                                              | Mit Antioxydanzen   | Innenseite weiß |
| Material          | Silikon                                                      | Silikon             | Silikon         |
| Profil            | 3 mm                                                         | 6/3 mm, 3 mm & 6 mm | 3 mm            |



| Produktname       | UltraSeal       | Parasil                                                      |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Info              | Keine Matrix    | Bei den Pin-Versionen besteht eine Matrix von jeweils 10 cm. |
| OS – Transfemoral | Ja              | Ja                                                           |
| US – Transtibial  | Ja              | Ja                                                           |
| Eigenschaft       | Innenseite weiß | Mit Gleitbeschichtung                                        |
| Material          | Silikon         | Silikon                                                      |
| Profil            | 3 mm            | 3 mm                                                         |

## 1. Liner und Kniekappe

### Pro-Fit Liner mit OptiGel



**Der Pro-Fit Liner** wurde entwickelt, um Amputierten ein unvergleichliches Ausmaß an Komfort und Kontrolle zu bieten. Mit der herausragenden Anpassungsfähigkeit an die Form des Stumpfs, die durch die OptiGel-Technologie gewährleistet wird, bietet der Pro-Fit einen sicheren und passgenauen Sitz am Stumpf, der die Kontrolle, Komfort und Sicherheit für den Benutzer erhöht und damit das Vertrauen in die alltäglichen Aktivitäten stärkt.

**Pro-Fit wird mit OptiGel hergestellt**, einem speziellen weißen Gel von ALPS®, das die Anpassungsfähigkeit der Prothese an die Form des Stumpfs verbessert und einen optimalen Sitz garantiert. Das hochwertige graue Gewebe zeichnet sich durch seine geringe Längsdehnung aus, die den Längshub wirksam minimiert. Bei der Version mit distalem Anschluss garantieren das optimierte distale Ende und eine innovative U-förmige Matrix für zusätzliche Stabilität.

### Pro-Fit Liner mit Pin

| Artikelnummer | Größe / Wandstärke | Umfang (6 cm über Stumpffende) |
|---------------|--------------------|--------------------------------|
| PY34620P      | 20 / 6 mm          | 20 – 23 cm                     |
| PY34624P      | 24 / 6 mm          | 24 – 25 cm                     |
| PY34626P      | 26 / 6 mm          | 26 – 27 cm                     |
| PY34628P      | 28 / 6 mm          | 28 – 31 cm                     |
| PY34632P      | 32 / 6 mm          | 32 – 37 cm                     |
| PY34638P      | 38 / 6 mm          | 38 – 43 cm                     |
| PY34644P      | 44 / 6 mm          | 44 – 53 cm                     |

### Pro-Fit Liner ohne Pin

| Artikelnummer | Größe / Wandstärke | Umfang (6 cm über Stumpffende) |
|---------------|--------------------|--------------------------------|
| PY35620C      | 20 / 6 mm          | 20 – 23 cm                     |
| PY35624C      | 24 / 6 mm          | 24 – 25 cm                     |
| PY35626C      | 26 / 6 mm          | 26 – 27 cm                     |
| PY35628C      | 28 / 6 mm          | 28 – 31 cm                     |
| PY35632C      | 32 / 6 mm          | 32 – 37 cm                     |
| PY35638C      | 38 / 6 mm          | 38 – 43 cm                     |
| PY35644C      | 44 / 6 mm          | 44 – 53 cm                     |

## Pro-VitaGel Liner

### Die Liner mit Pinanschluss gibt es in unterschiedlichen Wandstärken:

- a) Wandstärke 6 mm anterior und 3 mm posterior, so dass Sie eine gute Polsterung haben und zusätzlich das Knie ohne Wulst in der Kniekehle beugen können. Farbe: Grau

| Artikelnummer | Größe   | Umfang     |
|---------------|---------|------------|
| PY26320S      | Small   | 18 – 20 cm |
| PY26320M      | Medium  | 20 – 24 cm |
| PY26324M1     | Medium+ | 24 – 28 cm |
| PY26328L      | Large   | 28 – 34 cm |
| PY26334L1     | Large+  | 34 – 40 cm |



- b) In 6 mm gleichmäßige Wandstärke – wenn Beugehilfe nicht erforderlich und Sie eine gute Polsterung rundum wünschen. Farbe: Grau

| Artikelnummer | Größe   | Umfang     |
|---------------|---------|------------|
| PY26624M1     | Medium+ | 24 – 28 cm |
| PY26628L      | Large   | 28 – 34 cm |
| PY26634L1     | Large+  | 34 – 40 cm |

### Die Liner ohne Pinanschluss gibt es in unterschiedlichen Wandstärken:

- a) Wandstärke 6 mm anterior und 3 mm posterior, so dass Sie eine gute Polsterung haben und zusätzlich das Knie ohne Wulst in der Kniekehle beugen können. Farbe: Grau

| Artikelnummer | Größe   | Umfang     |
|---------------|---------|------------|
| PY16318       | Small   | 18 – 20 cm |
| PY16320       | Medium  | 20 – 24 cm |
| PY16324       | Medium+ | 24 – 28 cm |
| PY16328       | Large   | 28 – 34 cm |
| PY16334       | Large+  | 34 – 40 cm |



- b) In 6 mm gleichmäßige Wandstärke – wenn Beugehilfe nicht erforderlich und Sie eine gute Polsterung rundum wünschen. Farbe: Grau

| Artikelnummer | Größe   | Umfang     |
|---------------|---------|------------|
| PY16024M1     | Medium+ | 24 – 28 cm |
| PY16028L      | Large   | 28 – 34 cm |
| PY16034L1     | Large+  | 34 – 38 cm |

Hinweis: Liner in anderen Ausführungen auf Anfrage

## Superior Performance Liner



### Superior Performance Liner 3mm ohne Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PY3SPDT203    | SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 20, Umfang 20-23cm |
| PY3SPDT243    | SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 24, Umfang 24-25cm |
| PY3SPDT263    | SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 26, Umfang 26-27cm |
| PY3SPDT283    | SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 28, Umfang 28-31cm |
| PY3SPDT323    | SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 32, Umfang 32-34cm |
| PY3SPDT353    | SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 35, Umfang 35-37cm |
| PY3SPDT383    | SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 38, Umfang 38-43cm |
| PY3SPDT443    | SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 44, Umfang 44-53cm |

### Superior Performance Liner 3mm mit Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| PY3SPFR203    | SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 20, Umfang 20-23cm |
| PY3SPFR243    | SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 24, Umfang 24-25cm |
| PY3SPFR263    | SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 26, Umfang 26-27cm |
| PY3SPFR283    | SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 28, Umfang 28-31cm |
| PY3SPFR323    | SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 32, Umfang 32-34cm |
| PY3SPFR353    | SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 35, Umfang 35-37cm |
| PY3SPFR383    | SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 38, Umfang 38-43cm |
| PY3SPFR443    | SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 44, Umfang 44-53cm |

## Anterior Posterior Tapered Liner



### Anterior Posterior Tapered Liner 6/3mm ohne Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PY3APF RTP20  | Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 20, Umfang 20-23cm |
| PY3APF RTP24  | Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 24, Umfang 24-25cm |
| PY3APF RTP26  | Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 26, Umfang 26-27cm |
| PY3APF RTP28  | Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 28, Umfang 28-31cm |
| PY3APF RTP32  | Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 32, Umfang 32-37cm |

### Anterior Posterior Tapered Liner 6/3mm mit Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PY3APD TTP20  | Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 20, Umfang 20-23cm |
| PY3APD TTP24  | Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 24, Umfang 24-25cm |
| PY3APD TTP26  | Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 26, Umfang 26-27cm |
| PY3APD TTP28  | Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 28, Umfang 28-31cm |
| PY3APD TTP32  | Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 32, Umfang 32-37cm |

## ALPS Easy-Liner



### Easy-Liner mit Pinanschluss, Wandstärke 6/3, 10cm Matrix

| Artikelnummer | Beschreibung                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| PY306316P     | Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 16-19 cm Umfang |
| PY306320P     | Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 20-23 cm Umfang |
| PY306324P     | Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 24-25 cm Umfang |
| PY306326P     | Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 26-27 cm Umfang |
| PY306328P     | Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 28-31 cm Umfang |
| PY306332P     | Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 32-37 cm Umfang |
| PY306338P     | Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 38-43 cm Umfang |
| PY306344P     | Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 44-52 cm Umfang |

### Easy-Liner ohne Pinanschluss, Wandstärke 6/3

| Artikelnummer | Beschreibung                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| PY316316C     | Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 16-19 cm Umfang |
| PY316320C     | Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 20-23 cm Umfang |
| PY316324C     | Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 24-25 cm Umfang |
| PY316326C     | Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 26-27 cm Umfang |
| PY316328C     | Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 28-31 cm Umfang |
| PY316332C     | Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 32-37 cm Umfang |
| PY316338C     | Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 38-43 cm Umfang |
| PY316344C     | Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 44-52 cm Umfang |

## Dekulife Comfort Silikon Liner

Die Liner **ohne Pinanschluss** gibt es in den Wandstärken: 3mm

Besondere Merkmale: Dekulife Comfort Silikonliner mit Außenbezug

- weißes, hautfreundliches medical grade Silikon
- nahtfreies Außengewebe zum einfachen Anziehen
- nahtfreies Außengewebe zur Druckstellenverhinderung
- hohe Elastizität des Außengewebes
- geringe Faltenbildung durch elastische Außengewebe, vor allem im Kniekehlenbereich
- gut kürzbar, keine Laufmaschenbildung

| Artikelnummer | Größe | Umfang    |
|---------------|-------|-----------|
| PY420160      | 16    | 16-18cm   |
| PY420180      | 18    | 18-20cm   |
| PY420200      | 20    | 20-21cm   |
| PY420235      | 23,5  | 23,5-25cm |
| PY420250      | 25    | 25-26,5cm |
| PY420265      | 26,5  | 26,5-28cm |
| PY420280      | 28    | 28-30cm   |
| PY420300      | 30    | 30-32cm   |
| PY420320      | 32    | 32-34cm   |
| PY420340      | 34    | 34-36cm   |
| PY420360      | 36    | 36-38cm   |
| PY420380      | 38    | 38-40cm   |
| PY420400      | 40    | 40-42cm   |
| PY420420      | 42    | 42-45cm   |
| PY420450      | 45    | 45-48cm   |




## Dekulife Comfort Silikon Liner

Die Liner mit **Pinanschluss** gibt es in den Wandstärken: 3mm

Besondere Merkmale: Dekulife Comfort Silikonliner mit Außenbezug

- weißes, hautfreundliches medical grade Silikon
- nahtfreies Außengewebe zum einfachen Anziehen
- nahtfreies Außengewebe zur Druckstellenverhinderung
- hohe Elastizität des Außengewebes
- geringe Faltenbildung durch elastische Außengewebe, vor allem im Kniekehlenbereich
- geringer Längshub durch 10cm Matrix
- gut kürzbar, keine Laufmaschenbildung

| Artikelnummer | Größe | Umfang    |
|---------------|-------|-----------|
| PY40160       | 16    | 16-18cm   |
| PY40180       | 18    | 18-20cm   |
| PY40200       | 20    | 20-21cm   |
| PY40235       | 23,5  | 23,5-25cm |
| PY40250       | 25    | 25-26,5cm |
| PY40265       | 26,5  | 26,5-28cm |
| PY40280       | 28    | 28-30cm   |
| PY40300       | 30    | 30-32cm   |
| PY40320       | 32    | 32-34cm   |
| PY40340       | 34    | 34-36cm   |
| PY40360       | 36    | 36-38cm   |
| PY40380       | 38    | 38-40cm   |
| PY40400       | 40    | 40-42cm   |
| PY40420       | 42    | 42-45cm   |
| PY40450       | 45    | 45-48cm   |



## Silikon „Gleit“ Unterschenkelliner




### Silikon „Gleit“ Unterschenkelliner mit Pin ohne Außengewebe mit Gleitbeschichtung, wasserabweisend

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PP1S310-18    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 18   |
| PP1S310-20    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 20   |
| PP1S310-22    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 22   |
| PP1S310-23    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 23,5 |
| PP1S310-25    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 25   |
| PP1S310-26    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 26,5 |
| PP1S310-28    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 28   |
| PP1S310-30    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 30   |
| PP1S310-32    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 32   |
| PP1S310-34    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 34   |
| PP1S310-36    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, mit Pinanschluss, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 36   |

### Silikon „Gleit“ Unterschenkelliner ohne Pin ohne Außengewebe mit Gleitbeschichtung, wasserabweisend



| Artikelnummer | Beschreibung                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PP1S300-20    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 20   |
| PP1S300-22    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 22   |
| PP1S300-23    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 23,5 |
| PP1S300-25    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 25   |
| PP1S300-26    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 26,5 |
| PP1S300-28    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 28   |
| PP1S300-30    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 30   |
| PP1S300-32    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 32   |
| PP1S300-34    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 34   |
| PP1S300-36    | Silikonliner „Gleit“, ohne Außenbezug, ohne Pinanschluss, 3 mm dick, Gr. 36   |



## Silikon „Gleit“ Oberschenkelliner

Silikon „Gleit“ Oberschenkelliner **mit Pin** ohne Außengewebe mit Gleitbeschichtung, wasserabweisend, 10cm Matrix




| Artikelnummer | Beschreibung                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PP1S330-30    | Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 30 |
| PP1S330-32    | Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 32 |
| PP1S330-34    | Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 34 |
| PP1S330-36    | Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 36 |
| PP1S330-38    | Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 38 |
| PP1S330-40    | Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 40 |
| PP1S330-45    | Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 45 |

Silikon „Gleit“ Oberschenkelliner ohne Pin ohne Außengewebe mit Gleitbeschichtung, wasserabweisend




| Artikelnummer | Beschreibung                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| PP1S320-30    | Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 30 |
| PP1S320-32    | Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 32 |
| PP1S320-34    | Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 34 |
| PP1S320-36    | Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 36 |
| PP1S320-38    | Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 38 |
| PP1S320-40    | Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 40 |
| PP1S320-45    | Silikonliner Gleit Oberschenkel ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 45 |



PARASIL

## Silikon ADAPT Unterschenkelliner

Silikon ADAPT Unterschenkelliner **mit Pinanschluss** – mit Außenbezug, 10cm Matrix



| Artikelnummer | Beschreibung                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| PP1S350e18    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.18   |
| PP1S350e20    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.20   |
| PP1S350e22    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.22   |
| PP1S350e23    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.23.5 |
| PP1S350e25    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.25   |
| PP1S350e26    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.26.5 |
| PP1S350e28    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.28   |
| PP1S350e30    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.30   |
| PP1S350e32    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.32   |
| PP1S350e34    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.34   |
| PP1S350e36    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.36   |



Silikon ADAPT Unterschenkelliner **ohne Pinanschluss** – mit Außenbezug


| Artikelnummer | Beschreibung                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| PP1S340e18    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.18   |
| PP1S340e20    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.20   |
| PP1S340e22    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.22   |
| PP1S340e23    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.23.5 |
| PP1S340e25    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.25   |
| PP1S340e26    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.26.5 |
| PP1S340e28    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.28   |
| PP1S340e30    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.30   |
| PP1S340e32    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.32   |
| PP1S340e34    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.34   |
| PP1S340e36    | Silikonliner ADAPT mit Außenbezug, Cushion 3mm, Gr.36   |

## Silikon ADAPT Oberschenkel liner

Silikon ADAPT Oberschenkel liner mit Pin – mit Außenbezug, 10cm Matrix




| Artikelnummer | Beschreibung                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| PP1S360e30    | Silikonliner ADAPT Oberschenkel mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.30 |
| PP1S360e32    | Silikonliner ADAPT Oberschenkel mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.32 |
| PP1S360e34    | Silikonliner ADAPT Oberschenkel mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.34 |
| PP1S360e36    | Silikonliner ADAPT Oberschenkel mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.36 |
| PP1S360e38    | Silikonliner ADAPT Oberschenkel mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.38 |
| PP1S360e40    | Silikonliner ADAPT Oberschenkel mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.40 |
| PP1S360e45    | Silikonliner ADAPT Oberschenkel mit Außenbezug, mit Pinanschluss, 3mm dick, Gr.45 |



ADAPT

## SoftSil-Liner




### SoftSil Silikonliner mit Pinanschluss, Wandstärke 3mm uniform

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PY01220       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 20, Umfang 20-22cm |
| PY01222       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 22, Umfang 22-24cm |
| PY01224       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 24, Umfang 24-26cm |
| PY01226       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 26, Umfang 26-28cm |
| PY01228       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 28, Umfang 28-30cm |
| PY01230       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 30, Umfang 30-32cm |
| PY01232       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 32, Umfang 32-35cm |
| PY01235       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 35, Umfang 35-38cm |
| PY01238       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 38, Umfang 38-41cm |
| PY01241       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 41, Umfang 41-44cm |
| PY01244       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 3mm uniform, Distal 9mm, Größe 44, Umfang 44-47cm |

### SoftSil Silikonliner ohne Pinanschluss, Wandstärke 3mm uniform

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PY02220       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 20, Umfang 20-22cm |
| PY02222       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 22, Umfang 22-24cm |
| PY02224       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 24, Umfang 24-26cm |
| PY02226       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 26, Umfang 26-28cm |
| PY02228       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 28, Umfang 28-30cm |
| PY02230       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 30, Umfang 30-32cm |
| PY02232       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 32, Umfang 32-35cm |
| PY02235       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 32, Umfang 35-38cm |
| PY02238       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 38, Umfang 38-41cm |
| PY02241       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 41, Umfang 41-44cm |
| PY02244       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 3mm uniform, Distal 6mm, Größe 44, Umfang 44-47cm |

## Ultraseal-Liner mit hohem Ring




HIGH RING: der hohe Ring ist ab 18 cm über dem Mittelpunkt des distalen Endes angeordnet.

## UltraSeal Liner ohne Pinanschluss, hoher Ring, Wandstärke 3mm uniform

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PYUSHSC20     | UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 20, Umfang 20-22cm |
| PYUSHSC22     | UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 22, Umfang 22-24cm |
| PYUSHSC24     | UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 24, Umfang 24-26cm |
| PYUSHSC26     | UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 26, Umfang 26-28cm |
| PYUSHSC28     | UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 28, Umfang 28-30cm |
| PYUSHSC30     | UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 30, Umfang 30-32cm |
| PYUSHSC32     | UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 32, Umfang 32-35cm |
| PYUSHSC35     | UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 35, Umfang 35-38cm |
| PYUSHSC38     | UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 38, Umfang 38-41cm |
| PYUSHSC41     | UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 41, Umfang 41-44cm |
| PYUSHSC44     | UltraSeal Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 44, Umfang 44-47cm |

## Ultraseal-Liner mit niedrigem Ring



## UltraSeal Liner ohne Pinanschluss, niedriger Ring, Wandstärke 3mm uniform

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PYUSLSC20     | UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 20, Umfang 20-22cm |
| PYUSLSC22     | UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 22, Umfang 22-24cm |
| PYUSLSC24     | UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 24, Umfang 24-26cm |
| PYUSLSC26     | UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 26, Umfang 26-28cm |
| PYUSLSC28     | UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 28, Umfang 28-30cm |
| PYUSLSC30     | UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 30, Umfang 30-32cm |
| PYUSLSC32     | UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 32, Umfang 32-35cm |
| PYUSLSC35     | UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 35, Umfang 35-38cm |
| PYUSLSC38     | UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 38, Umfang 38-41cm |
| PYUSLSC41     | UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 41, Umfang 41-44cm |
| PYUSLSC44     | UltraSeal Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 3mm uniform, Größe 44, Umfang 44-47cm |

## Pro-Seal Silikon Dichtlippe



(inkl. Silikonkleber)

Die Pro-Seal Silikon Dichtlippe sorgt für bessere Haftung bei Versorgung der unteren und oberen Extremität in Verbindung mit einem Liner mit Außengewebe und einem Ventil mit aktiver Öffnung.

| Artikelnummer | Größenauswahl                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| PY44014       | Pro-Seal-Silikon-Dichtlippen für Liner Größe 14-22 cm inkl. Silikon-Spezialkleber |
| PY44022       | Pro-Seal-Silikon-Dichtlippen für Liner Größe 22-30 cm inkl. Silikon-Spezialkleber |
| PY44030       | Pro-Seal-Silikon-Dichtlippen für Liner Größe 30-38 cm inkl. Silikon-Spezialkleber |
| PY44038       | Pro-Seal-Silikon-Dichtlippen für Liner Größe 38-46 cm inkl. Silikon-Spezialkleber |

## Silikon Kniekappen



**Silicon Vakuum Kniekappe Solar, lang, mit Gleitbeschichtung, schwarz, Länge 34 cm**

| Artikelnummer | Größe   | Umfang 15cm über Patella |
|---------------|---------|--------------------------|
| PY0521XSs     | X-Small | 35cm – 41cm 34cm lang    |
| PY0521Ss      | Small   | 41cm – 49cm 34cm lang    |
| PY0521Ms      | Medium  | 49cm – 55cm 34cm lang    |
| PY0521Ls      | Large   | 55cm – 62cm 34cm lang    |



**Silicon Vakuum Kniekappe Lunar, kurz, mit Gleitbeschichtung, schwarz, Länge 25 cm**

| Artikelnummer | Größe  | Umfang 15cm über Patella |
|---------------|--------|--------------------------|
| PY0522Ms      | Medium | 49cm – 55cm 25cm lang    |
| PY0522Ls      | Large  | 55cm – 62cm 25cm lang    |



**Silicon 2-fach Vakuum Kniekappe Eclipse mit Gleitbeschichtung**

bestehend aus 2 Kniekappen (1x lang und 1x kurz), daher besonders gut für Vakuumsysteme geeignet.

Farbe: schwarz oder beige

| Artikelnummer | Größe  | Farbe      | Umfang 15cm über Patella |
|---------------|--------|------------|--------------------------|
| PY052016      | MEDIUM | Beige/Haut | 49cm – 55cm              |
| PY052017      | LARGE  | Beige/Haut | 55cm – 62cm              |
| PY052019      | MEDIUM | Schwarz    | 49cm – 55cm              |
| PY052020      | LARGE  | Schwarz    | 55cm – 62cm              |

## Gel Kniekappen



### Flex Kniekappe 30° Vorflexion, Gel mit Gewebe

Made by 

| Artikelnummer | Größe       | Umfang 10 cm über Patella |
|---------------|-------------|---------------------------|
| PY06203G      | Small (20)  | Proximal: 20 – 34 cm      |
| PY06263G      | Medium (26) | Proximal: 31 – 40 cm      |
| PY06323G      | Large (32)  | Proximal: 35 – 60 cm      |



### RFX-Flex Kniekappe mit Verstärkung 30° Vorflexion, grau

Made by 

| Artikelnummer | Größe | Umfang 10 cm über Patella |
|---------------|-------|---------------------------|
| PY07203       | XS    | Proximal: 34 – 37 cm      |
| PY07233       | S     | Proximal: 36 – 39 cm      |
| PY07263       | M     | Proximal: 38 – 42 cm      |
| PY07293       | L     | Proximal: 41 – 46 cm      |
| PY07323       | XL    | Proximal: 45 – 50 cm      |

### RFX-Flex Kniekappe mit Verstärkung 30° Vorflexion, schwarz

Made by 

| Artikelnummer | Größe | Umfang 10 cm über Patella |
|---------------|-------|---------------------------|
| PY07203S      | XS    | Proximal: 34 – 37 cm      |
| PY07233S      | S     | Proximal: 36 – 39 cm      |
| PY07263S      | M     | Proximal: 38 – 42 cm      |
| PY07293S      | L     | Proximal: 41 – 46 cm      |
| PY07323S      | XL    | Proximal: 45 – 50 cm      |

## Zubehör für Linerversorgungen



### PY009X5

#### Prothesenzubehör Wasch- + Reinigungs-Lotion für empfindliche Haut (473 ml)

Die ALPS Waschlotion für Prothesenträger ist ein nicht-alkalisches Reinigungsmittel ohne Seife, das für die Handwäsche von Prothesenlinern und Kniekappen geeignet ist. Auch Patienten mit besonders empfindlicher Haut schätzen die sanft reinigende Lotion, denn sie ist ideal zum Waschen der Hautregionen, welche direkt mit der Prothese in Kontakt kommen.

### PY009X4

#### Prothesenzubehör Skin Lotion für empfindliche Haut bei Liner Anwenden (118 ml)

Die ALPS Hautlotion besteht aus 100% Silikon und macht trockene und empfindliche Haut wieder geschmeidig. Diese hypoallergene Lotion enthält keine Duft- und Farbstoffe, sie hinterlässt auf der Haut kein Ölgefühl und eine kleine Menge davon reicht aus, um trockene und strapazierte Haut zu beruhigen.

### PY009X6

#### Prothesenzubehör Anziehhilfe Spray für Liner (443 ml)

Das ALPS Prothesen-Gleitmittel hilft beim Anziehen von Linern. Es erleichtert dem Anwender das Anziehen, da es das klebrige Gefühl beseitigt.

### PY009X10

#### Alps Anti-Perspirant Spray (118 ml)

## 2. Ventile

### Unterschenkel Ventile

#### Automatik-Ventil



| Artikelnummer | Bezeichnung                    | Einheit |
|---------------|--------------------------------|---------|
| PYV0085       | Expulsive Ventil Unterschenkel | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                     | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| PP1S162       | Unterschenkel Automatik-Ventil mit Gewinde M10 und blauem Knopf | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                 | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| PYV3204       | XP Unterschenkelventil mit Automatik-Ausstoß und Druckknopf | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                             | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------|---------|
| PYV3201       | XP Mini US-Ventil mit Automatik-Ausstoß | Stück   |

## eValve

Das eValve ist eines der kleinsten und leichtesten Ventile, das für Unterschenkel Systeme entwickelt wurde. Das Ventil ist abnehmbar und die Kugel kann entfernt und gereinigt werden.

Darüber hinaus verfügt das Ventil über einen Filter, um eine einwandfreie und lange Funktion zu gewährleisten. Zudem ist das eValve wasserfest.

Das eValve ist erhältlich als Laminierversion um es direkt in einen Prothesenschaft einzulaminieren, oder als Klebeversion mit einem Klebeadapter, um es in ein Ø10mm Bohrloch einzukleben.

### Mit Laminieradapter

Mit Laminieradapter und Filter (schwarz)



| Artikelnummer | Bezeichnung            | Einheit |
|---------------|------------------------|---------|
| PYV0083       | eValve Laminierversion | Stück   |

### Mit Klebeadapter

Mit Klebeadapter und Dummy (weiß)



| Artikelnummer | Bezeichnung                | Einheit |
|---------------|----------------------------|---------|
| PYV0082       | eValve Ventil Klebeversion | Stück   |

### Ersatzteile

| Artikelnummer | Bezeichnung         | Einheit   |
|---------------|---------------------|-----------|
| PYV0080       | eVentil             | Stück     |
| PYV0084       | eValve Ersatzfilter | 10er Pack |

## Oberschenkel Ventile

### PP1S163



### PP1S164



| Artikelnummer | Bezeichnung                                       | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|
| PP1S163       | Oberschenkelventil Automatik oder Manuell Ausstoß | Stück   |
| PP1S164       | Werkzeug für Oberschenkelventil                   | Stück   |

### XP Oberschenkelventil



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------|
| PYV3206       | XP Oberschenkelventil mit Automatik-Ausstoß und Druckknopf | Stück   |

## Oberschenkel Ventile

### Expulsive Ventil



| Artikelnummer | Bezeichnung                   | Einheit |
|---------------|-------------------------------|---------|
| PYV0086       | Expulsive Ventil Oberschenkel | Stück   |

### Silikon Flachventil



PP1X16



PP1X47



PP1X4750

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| PP1X16        | Silikon Flachventil mit Ausstoß, 30 mm (ohne Ventilring)                   | Stück   |
| PP1X47        | Ventil-Ring Einschraubset, austauschbar für Kunststoffschacht, inkl. Dummy | Stück   |
| PP1X4750      | Werkzeug (Tiefziehhilfe für Dummy)                                         | Stück   |

### 3. Locks und Verschiebeadapter

#### Art. Nr. PYH4105S



Carbon Pro X Clutchlock Original – schwarz – Komplettsatz

| Artikelnummer | Bezeichnung                                               | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| PYH4105S      | Carbon Pro X Clutchlock Original – schwarz – Komplettsatz | Stück   |

#### Art. Nr. PYH41052E



Druckknopfverlängerungen für Carbon X Clutchlock

| Artikelnummer | Bezeichnung                                              | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------|
| PYH41052E     | Druckknopfverlängerungen für Carbon X Clutchlock (Stern) | Stück   |

#### Art. Nr. PYH3120



Aluminium Clutchlock mit **Links-Gewinde**

| Artikelnummer | Bezeichnung                                        | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|
| PYH3120       | Clutch Lock 3120, Aluminium Gehäuse, Links-Gewinde | Stück   |

#### Art. Nr. PYH4109GE



Modular Clutch Lock schwarz, inkl. Eingußtasche

| Artikelnummer | Bezeichnung                                     | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------|---------|
| PYH4109GE     | Modular Clutch Lock schwarz, inkl. Eingußtasche | Stück   |
| PYH4109GED    | Dummy für Modular Clutch Lock                   | Stück   |

## OT Socket Fix

### Art. Nr. PYH4111

Einzugssystem für Liner

Hauptmerkmale des OT Socket Fix

- 27 Gramm leicht
- 30 mm Aufbauhöhe
- formschlüssig mit Linern
- patientenfreundliche Anwendung
- optisch ansprechend
- leichter Einbau
- Gurtlänge 64,5cm



| Artikelnummer | Bezeichnung                     | Einheit |
|---------------|---------------------------------|---------|
| PYH4111       | OT Socket Fix                   | Stück   |
| PYH4113       | OT Socket Fix Gurt mit Umlenker | Stück   |
| PYH4114       | OT Socket Fix Schraubenset      | Stück   |

## MAG Lock



**Dummy und Magnetscheibe sind nicht im Set enthalten**

| Artikelnummer | Bezeichnung                      | Aufbauhöhe | Gewicht   | Einheit |
|---------------|----------------------------------|------------|-----------|---------|
| PYH3180M      | MAG Lock 2.0 30 kg Zugkraft      | 2,2 cm     | 278 Gramm | Stück   |
| PYH3180-1M    | MAG Lock 2.0 Dummy               |            |           | Stück   |
| PYH3181MP     | MAG Lock Plus 2.0 40 kg Zugkraft | 2,72 cm    | 312 Gramm | Stück   |
| PYH3181-1M    | MAG Lock Plus 2.0 Dummy          |            |           | Stück   |
| PYHDSTC       | Magnetscheibe für MAG Lock       |            |           | Stück   |

## Lock / Verschiebeadapter



### Art. Nr. PP1S145

- Lock mit 3-Arm Laminieradapter
- Leichtgängige Mechanik

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                      | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PP1S145       | Lock mit 3 Arm Laminieradapter+ Pyramide+ Rasterstift bis 100kg Patientengewicht | Stück   |



### Art. Nr. PYA01219T

- Verschiebeadapter aus Titan bis 100kg
- Pyramidenaufnahme
- Rohradapteraufnahme
- Verschiebebereich +/- 11mm

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                   | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA01219T     | Verschiebeadapter Titan, Pyramidenaufnahme, 30 mm Rohraufnahme max. PG 100 kg | Stück   |

## 4. Click Drehverschlüsse

### RevoFit® und RevoLock® mit Click® Reel



- Kraftvoll durch 2 Übersetzungsmodi. Schnelle Kordelaufnahme durch 1:1 Übersetzung die sich automatisch in den Power-Modus 7:1 für mehr Leistung und präzise Anpassung umschaltet
- Mikro-Einstellung beim Spannen und Lösen der Spannung



### Rubust - Metallkomponenten gewährleisten Sicherheit und lange Lebensdauer



- Kordeleinzugssystem für Liner
- Erhältlich in zwei Version  
⇒ 4-Loch Kit / V2 Lanyard
- Für das 4-Loch Kit wird ein extra Tool Form benötigt
- Für Anwender\*innen mit Volumenschwankungen
- Verschiedenste Verarbeitungsmöglichkeiten, passend für jeden Schaft
- Optimale Anpassungsfähigkeit durch die Übersetzungsmodi
- Für Anwender\*innen mit Volumenschwankungen
- Für Probeschäfte / gedruckte Schäfte / Orthesen
- Zum nachträglichen Ergänzen bei vorhandenen Prothesen

**Hinweis:** Einen separaten Katalog für die Click Drehverschlüsse finden Sie auf unserer Internetseite:  
**[www.protheseus.de/produkte.php](http://www.protheseus.de/produkte.php)**



**RevoFit® Lamination Kit mit Click® Reel**  
Art.: PRF2000701



**RevoLock® Lanyard V3 Kit mit BOA® Dial**  
PRL3022201

**Konzipiert für Anwender\*innen, welche  
die frühere Benutzung der RevoLock-  
Systeme gewohnt sind!**



**Weitere Versionen vom RevoLock® V3 Kit mit BOA-Drehverschluss:**



**RevoLock® Lanyard V3 Kit mit BOA® Dial PLUS**  
Basis PRP102 (inkl. Basis für Probeschäft)  
PRL3022204



**RevoLock® Lanyard V3 Kit mit BOA® Dial PLUS**  
Linerschraube (inkl. Linerschraube ohne  
Schnellverschluß)  
PRL3022205



**RevoLock® 4-Hole Kit mit Click® Reel**  
Art.: PRL3000701

**Zum Einbau wird das RevoLock Tool Form Kit  
benötigt**

**Art.: PRL3100001**



**Hinweis:** Einen separaten Katalog für die Click Drehverschlüsse  
finden Sie auf unserer Internetseite:  
**[www.protheseus.de/produkte.php](http://www.protheseus.de/produkte.php)**

### Titan Schraubadapter



| Artikelnummer | Bezeichnung                           | Einheit |
|---------------|---------------------------------------|---------|
| PYA1212T      | Schraubadapter Titan, 30mm, bis 136kg | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                       | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| PW1212T-W     | Schraubadapter Titan, 30mm, bis 136 kg, wasserfest, mit Ablaufnut | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                      | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA1222T      | Schraubadapter Titan, 5mm versetzt, 30mm, bis 136 kg, wasserfest | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                       | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA1242T      | Schraubadapter Titan, 10mm versetzt, 30mm, bis 136 kg, wasserfest | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                             | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------|
| PYA1213T      | Schraubadapter Titan 30 mm, 10° abgewinkelt, bis 100 kg | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                          | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA01753T     | Schraubadapter Titan, höhenverstellbar um 12mm, bis 125 kg – <b>Nur zur Anprobe!</b> | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                      | Einheit |
|---------------|----------------------------------|---------|
| PYO15T        | Schraubadapter Titan, bis 125 kg | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                          | Einheit |
|---------------|--------------------------------------|---------|
| PYO15A        | Schraubadapter Aluminium, bis 100 kg | Stück   |

## Rohradapter



**WaterProof**

| Artikelnummer | Bezeichnung                                               | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| PW1211T-1-W   | Rohradapter 30 mm Titan, 400 mm, bis 136kg, mit Ablaufnut | Stück   |



**WaterProof**

| Artikelnummer | Bezeichnung                                | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------|---------|
| PYA1211T      | Rohradapter 30 mm Titan, 440 mm, bis 136kg | Stück   |



**WaterProof**

| Artikelnummer | Bezeichnung                                     | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------|---------|
| PYA1241T      | Rohradapter Titan 30 mmx273mm 136kg, LowProfile | Stück   |



Titan



Aluminium

| Artikelnummer | Bezeichnung                                    | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------|---------|
| PYO400A       | Rohradapter Aluminium, 400mm, bis <b>100kg</b> | Stück   |
| PYO250A       | Rohradapter Aluminium, 250mm, bis <b>100kg</b> | Stück   |
| PYO400T       | Rohradapter Titan, 400mm, bis <b>125kg</b>     | Stück   |
| PYO250T       | Rohradapter Titan, 250mm, bis <b>125kg</b>     | Stück   |

## Titan Schaftadapter



| Artikelnummer | Bezeichnung                                          | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------|---------|
| PCA4HPHTe     | Schaftadapter mit Pyramide, Titan 136 kg, wasserfest | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                            | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA01727T     | Schaftadapter mit Pyramide, Titan, bis 125 kg, 6,5mm diagonal versetzt | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                   | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| PYA01717T     | Schaftadapter mit Pyramide, Titan, bis 125 kg, axial versetzt | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                             | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYO20T        | Schaftadapter 4-Loch mit<br>Pyramidenaufnahme Titan, drehbar, bis 125kg | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                   | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| PYO18T        | Schaftadapter 4-Loch mit Pyramide Titan, drehbar<br>bis 125kg | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                            | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYO28T        | 4-Arm Schaftadapter mit Pyramidenaufnahme Titan,<br>drehbar, bis 125kg | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                   | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| PYO27T        | 4-Arm Schaftadapter mit Pyramide Titan,<br>drehbar, bis 125kg | Stück   |

## Modularteile Titan



| Artikelnummer | Bezeichnung                                          | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------|---------|
| PW1214T       | Schaftadapter- Basis, Titan, 4-Loch, mit M36 Gewinde | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                  | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------|---------|
| PYA01704      | Justier-Versetzadapter mit M36 Gewinde Titan | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                           | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------|
| PYA01725      | Pyramiden-Versetzadapter mit M36 Gewinde Titan 136 kg | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                         | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| PP1K202       | Einguß-Adapter Titan Unterschenkel mit Pyramide, 136 kg, wasserfest | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                          | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PW1216T-W     | Pyramidenaufnahme m. M36 Gewinde, Titan, bis 136 kg wasserfest, <b>mit Ablaufnut</b> | Stück   |

## Modularteile Titan



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                     | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| PW1225T       | Pyramideneinsatz mit M36 Gewinde, Titan, bis 136 kg, wasserfest | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                    | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| PYA01705      | Klemmaufnahme für Justier-Versetzadapter mit M36 Gewinde Titan | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                       | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|
| PYE024S       | Pyramidenaufnahme mit M36 Außengewinde bis 125 kg | Stück   |

## Holz-Schaftansatz



| Artikelnummer | Bezeichnung                             | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------|---------|
| PP1K01        | Holz-Schaftansatz, 120x35mm, bis 100 kg | Stück   |

## Doppeladapter Titan



| Artikelnummer | Max. Patientengewicht | Material | Gewicht | Aufbauhöhe |
|---------------|-----------------------|----------|---------|------------|
| PCADRT35e     | 136 kg                | Titan    | 88 g    | 32 mm      |
| PCADRT45e     | 136 kg                | Titan    | 99 g    | 45 mm      |
| PCADRT60e     | 136 kg                | Titan    | 113 g   | 60 mm      |
| PCADRT75e     | 136 kg                | Titan    | 126 g   | 75 mm      |



| Artikelnummer | Max. Patientengewicht | Material | Gewicht | Aufbauhöhe |
|---------------|-----------------------|----------|---------|------------|
| PYO23T32      | 125 kg                | Titan    | 86 g    | 32 mm      |
| PYO23T45      | 125 kg                | Titan    | 100 g   | 45 mm      |
| PYO23T60      | 125 kg                | Titan    | 110 g   | 60 mm      |
| PYO23T75      | 125 kg                | Titan    | 118 g   | 75 mm      |

## Doppeladapter Titan, höhenverstellbar




- Mit Skala zum einfachen Einstellen
- **Für den Dauereinsatz zugelassen**
- Aufbauhöhe 7,0 cm bis 9,0 cm



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                | Material | Max. Patientengewicht | Gewicht |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------|
| PYA01752T     | Doppeladapter Titan, 20 mm höhenverstellbar, beidseitige Pyramidenaufnahme | Titan    | 136 kg                | 230 g   |

## Verschiebeadapterplatte



| Artikelnummer | Bezeichnung                                | Material                | Max. Patientengewicht | Gewicht |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| PYAC61        | Verschiebeadapterplatte zweifach, +/- 20mm | Aluminium/<br>Edelstahl | 100 kg                | 250 g   |



- Leicht von Hand anformbar
- Niedrige Aufbauhöhe (10 mm)
- Tiefe Nut zum Abbinden
- Wiegt nur 66 g
- Wasserfeste Ausführung

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                            | Material | Max. Patientengewicht | Gewicht |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------|
| PYA01221W     | 3-Arm Adapter mit flexiblen Armen und M36 Gewinde<br><b>WASSERFEST</b> | Titan    | 136 kg                | 66 g    |

## Zusätzlich erhältlich:



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                         | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| PP1K202       | Einguß-Adapter Titan Unterschenkel mit Pyramide, 136 kg, wasserfest | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                          | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PW1216T-W     | Pyramidenaufnahme m. M36 Gewinde, Titan, bis 136 kg wasserfest, <b>mit Ablaufnut</b> | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                    | Material        | Max. Patientengewicht | Gewicht |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| PYA-P17       | 3-Arm Schaft-Drehadapter mit Pyramide          | Stainless Steel | 136 kg                | 184 g   |
| PYA-P18       | 3-Arm Schaft-Drehadapter mit Pyramidenaufnahme | Stainless Steel | 136 kg                | 184 g   |
| PYA-P19       | 3-Arm Schaft-Drehadapter mit M36 Gewinde       | Stainless Steel | 136 kg                | 116 g   |



| Artikelnummer | Bezeichnung         | Material  | Max. Patientengewicht | Gewicht |
|---------------|---------------------|-----------|-----------------------|---------|
| PYA1421S      | 4 Arm Eingußadapter | Edelstahl | 136 kg                | 159 g   |

## System-/ Eingußscheibe



| Artikelnummer | Bezeichnung                                    | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------|---------|
| PYH1243       | Alu Eingusscheibe, bis 136 kg Patientengewicht | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                 | Einheit |
|---------------|-----------------------------|---------|
| PYH4224D      | Dummy für Alu Eingußscheibe | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                      | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYH1274A      | Systemscheibe Alu, versetzbar um 9mm, 18mm und 27mm, bis 100 kg Patientengewicht | Stück   |

## Drehadapter 360°



| Artikelnummer | Bezeichnung                         | Einheit |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| PYA120e       | Drehadapter Torsion 360°, bis 125kg | Stück   |

## Rotations Drehadapter mit Pyramide



| Artikelnummer | Bezeichnung                                   | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------|---------|
| PYA1423       | Rotations Drehadapter mit Pyramide, bis 100kg | Stück   |

## Rotations Drehadapter mit M36 Gewinde



| Artikelnummer | Bezeichnung                                       | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|
| PYA1425       | Rotations Drehadapter mit M36 Gewinde, bis 100 kg | Stück   |

## eAdjust



- Abwinkeln bis zu 11°
- Unbegrenzte Rotation
- Max. Benutzergewicht 125 kg
- Wasserbeständig
- Horizontaler Versatz von insgesamt 23mm möglich
- Ermöglicht ein einfaches Einstellen der Prothese, ohne diese auseinander bauen zu müssen!

| Artikelnummer | Bezeichnung                                | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------|---------|
| PYE500HP      | eAdjust Verstelladapter, Titan, bis 125 kg | Stück   |

### Xtend Connect Prime (max. Patientengewicht 150 kg, wasserfest, Edelstahl)



#### XTEND CONNECT UND SEINE KOMPONENTEN

Xtend Connect besteht aus zwei Komponenten:

Schnellkupplung – kann mit Hilfe eines Feststellrads und eines Sicherheitsdruckknopfs geöffnet und geschlossen werden.

Basiskomponente – passt in die Schnellkupplung.



### Anwendungsbeispiele:



#### FÜSSE WECHSELN:


Aufgrund der unterschiedlichen Höhe verschiedener Füße muss Xtend Connect so hoch wie möglich an dem Rohradapter angebracht werden, an dem der Prothesenfuß befestigt wird. Auf diese Weise können Sie die Aufbauhöhen unterschiedlicher Prothesenfüße mit dem Rohradapter ausgleichen. Für den Prothesenträger ist es auch einfacher, den Fuß zu wechseln, wenn er sich an dem Rohradapter festhalten kann.



#### HOSE WECHSELN:

Je niedriger sich der Anschluss für den Prothesenfuß befindet, desto einfacher ist das Anziehen von engen Hosen.

Xtend Connect kann jedoch eingebaut werden, wo Sie wollen.




#### KNIEGELENK WECHSELN:

Das Wechseln des Kniegelenks kann sich für den Prothesenträger schwierig gestalten. Häufig werden dafür beide Hände benötigt.

Sie können Xtend Connect problemlos so drehen, dass die Schnellkupplung nach unten zeigt. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Komponente und kann für den Prothesenträger manchmal einfacher zu handhaben sein.

## Technische Daten Xtend Connect Prime



## Maße und Gewichte

| Nr. | Kombination                 | Beschreibung                                                                                                  | A  | B  | C  | D   | E   |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|-----|
| 1   | PLA100Q4150<br>PLA100BF150  | Xtend® Connect Schnellkupplung mit 4-Loch-Adapter +<br>Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenaufnahme   | 19 | 39 | 39 | 208 | 338 |
| 2   | PLA100Q4150<br>PLA100BM150  | Xtend® Connect Schnellkupplung mit 4-Loch-Adapter<br>Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenadapter      | 19 | 26 | 39 | 208 | 314 |
| 3   | PLA100Q30150<br>PLA100BF150 | Xtend® Connect Schnellkupplung mit Rohrklemme 30mm<br>Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenaufnahme    | 19 | 36 | 66 | 208 | 330 |
| 4   | PLA100Q30150<br>PLA100BM150 | Xtend® Connect Schnellkupplung mit Rohrklemme 30mm<br>Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenadapter     | 19 | 23 | 66 | 208 | 305 |
| 5   | PLA100QF150<br>PLA100BF150  | Xtend® Connect Schnellkupplung mit Pyramidenaufnahme<br>Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenaufnahme  | 19 | 52 | 52 | 208 | 303 |
| 6   | PLA100QF150<br>PLA100BM150  | Xtend® Connect Schnellkupplung mit Pyramidenaufnahme<br>Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenadapter   | 19 | 39 | 52 | 208 | 279 |
| 7   | PLA100QP150<br>PLA100BF150  | Xtend® Connect Schnellkupplung für M36 Schraubadapter<br>Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenaufnahme | 19 | 37 | 44 | 208 | 299 |
| 8   | PLA100QP150<br>PLA100BM150  | Xtend® Connect Schnellkupplung für M36 Schraubadapter<br>Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenadapter  | 19 | 24 | 44 | 208 | 274 |

**A** Funktionelle Höhe in mm  
**B** Effektive Höhe in mm  
**C** Gesamthöhe in mm  
**D** Effektives Gewicht in g  
**E** Gesamtgewicht in g

**Doppelverschluß**  
sichere Nutzung durch  
Sicherheitsdruckknopf und  
Feststellrad.



**Patientengewicht**  
Xtend Connect ist für ein Patientengewicht  
von max. 150 kg geeignet.

**wasserfest**  
Alle Bauteile sind für die  
Verwendung in Salz-, Pool  
und Frischwasser geeignet



**Material**  
der Xtend Connect  
Wechseladapter besteht  
überwiegend aus Edelstahl.  
Der Verschlußmechanismus  
ist aus Aluminiumbronze, die  
Schrauben aus Titan und das  
Feststellrad aus Polyamid.

**Xtend Connect  
Konfigurator**



Finden Sie mit dem  
Auswahltool heraus,  
welche Komponenten  
sie benötigen

## Schnellkupplungen

|                                                                                     | Artikelnummer  | Bezeichnung                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
|  | PLA100Q30150   | Xtend® Connect Schnellkupplung mit Rohrklemme 30mm, schwarz    |
|  | PLA100Q30150-O | Xtend® Connect Schnellkupplung mit Rohrklemme 30mm, orange     |
|  | PLA100Q4150    | Xtend® Connect Schnellkupplung mit 4-Loch-Adapter, schwarz     |
|  | PLA100Q4150-O  | Xtend® Connect Schnellkupplung mit 4-Loch-Adapter, orange      |
|  | PLA100QF150    | Xtend® Connect Schnellkupplung mit Pyramidenaufnahme, schwarz  |
|  | PLA100QF150-O  | Xtend® Connect Schnellkupplung mit Pyramidenaufnahme, orange   |
|  | PLA100QP150    | Xtend® Connect Schnellkupplung für M36 Schraubadapter, schwarz |
|  | PLA100QP150-O  | Xtend® Connect Schnellkupplung für M36 Schraubadapter, orange  |

## Basiskomponenten


|                                                                                     | Artikelnummer | Bezeichnung                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
|  | PLA100BF150   | Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenaufnahme |
|  | PLA100BM150   | Xtend® Connect Basiskomponente mit Pyramidenadapter  |

## Xtend Connect Shape (max. Patientengewicht 100kg)




### Doppelte Verriegelung

Um den Connect Shape zu entsperren, müssen beide Stifte gleichzeitig gedrückt werden. Diese garantiert eine sichere Benutzung.



| Artikelnummer                                                                                  | Beschreibung                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  PLA200-SQF | Xtend* Connect Shape Quick Fit Unit mit Pyramidenaufnahme       |
|  PLA200-SBF | Xtend* Connect Shape Base Unit mit Pyramidenaufnahme            |
|  PLA200-SK  | Xtend* Connect Shape Quick Fit und Base Unit, Pyramidenaufnahme |

Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr



|                           |         |
|---------------------------|---------|
| A Gesamthöhe              | 60 mm   |
| B Funktionshöhe           | 27,4 mm |
| C Durchmesser des Knopfes | 13,5 mm |
| D Höhe bis Mitte Knopf    | 31,6 mm |
| E Höhe bis Trennung       | 15,5 mm |

## 7. Prothesenfüße

### Xtend Fuß



| Technische Daten                                  |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Größen                                            | 23 – 29          |
| Gewicht ohne Kosmetik                             | 340g             |
| Aufbauhöhen                                       | 95 – 109mm       |
| Garantie                                          | 3 Jahre          |
| Aktivitätsgrad                                    | Moderat bis Hoch |
| 17° seitliche Beweglichkeit                       |                  |
| Wasserresistent in Salz-, Chlor- und Frischwasser |                  |
| Inkl. Spectrasocke und Kosmetik                   |                  |

Der Lindhe Xtend Fuß bietet eine hervorragende seitliche Beweglichkeit von 17°. Dadurch werden Unebenheiten ausgeglichen und führen zu einem sicheren Stand in allen Lagen. Eine einzigartige Mischung aus anpassungsfähigen und flexiblen Glasfasern und Karbon macht dies möglich. Dieses Material ist für seine Fähigkeit bekannt, Energie zurückzugeben. Das System ahmt die natürliche Bewegung des menschlichen Fußes mit Zehen-, Fersen- und Sohlenverbund nach. Es bietet Festigkeit und eine effektive Energierückgabe, während die aktive Stoßdämpfung im Fuß für Entlastung der Restgliedmaße sorgt. Der Xtend Fuß ermöglicht einen komfortablen, natürlichen und souveränen Laufstil.

**Artikelnummer:**

**PLH100**

**Größe**

**23-29**

**Seite**

**L/R**

**P-Gewicht**

**Kat.**

**3-7**

| Größe/Kategorie | Maximales Patientengewicht |          |          |          |          |
|-----------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                 | <u>3</u>                   | <u>4</u> | <u>5</u> | <u>6</u> | <u>7</u> |
| 23              | 60 kg                      | 80 kg    | 100kg    | N/A      | N/A      |
| 24              | 60 kg                      | 80 kg    | 100kg    | N/A      | N/A      |
| 25              | N/A                        | 80 kg    | 100kg    | 125 kg   | N/A      |
| 26              | N/A                        | 80 kg    | 100kg    | 125 kg   | 150 kg   |
| 27              | N/A                        | 80 kg    | 100kg    | 125 kg   | 150 kg   |
| 28              | N/A                        | 80 kg    | 100kg    | 125 kg   | 150 kg   |
| 29              | N/A                        | 80 kg    | 100kg    | 125 kg   | 150 kg   |



### Technische Daten

|                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>MOB</b>                                                                                       | <b>3</b>       |
| <b>Größen</b>                                                                                    | <b>23 – 28</b> |
| <b>Gewicht ohne Kosmetik<br/>(bei Gr. 25)</b>                                                    | <b>375,5g</b>  |
| <b>Gewicht mit Kosmetik<br/>(bei Gr. 25)</b>                                                     | <b>590,5g</b>  |
| <b>Garantie</b>                                                                                  | <b>3 Jahre</b> |
| <b>Wasserfest</b>                                                                                |                |
| Nach jeder Verwendung in Salz-, Chlor- oder Süßwasser ausspülen; auch nach Kontakt mit Sand o.Ä. |                |

### Aufbauhöhen der Fußgrößen in mm

|         |            |
|---------|------------|
| 23 – 24 | <b>133</b> |
| 25 – 26 | <b>140</b> |
| 27 – 28 | <b>144</b> |

### 100% Verbundwerkstoff-Design für ein nahtloses Lauferlebnis

**Meracus®** ist ein dynamischer Reaktionsfuß, der sich durch eine niedrige Bauhöhe, einen J-förmigen Kiel, einen verlängerten Fersenhebel, eine Rollenform und eine einzigartige Innovation zur Verbindung von Ferse und Kiel aus 100% Verbundwerkstoff auszeichnet. Die dynamischen Eigenschaften des **Meracus®**-Fußes simulieren den anatomischen Fuß, indem sie eine Stoßdämpfung beim Fersenauftritt, einen reibungslosen Übergang zu einer stabilen Standphase, ein sanftes Abrollen des Vorfußes und eine effiziente Energierückgabe beim Abstoß ermöglichen.

| <b>Gewicht<br/>Größe</b> | <b>60kg</b> | <b>80kg</b> | <b>100kg</b> | <b>125kg</b> | <b>150kg</b> |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>23</b>                | 23P3        | 23P4        | 23P5         | -            | -            |
| <b>24</b>                | 24P3        | 24P4        | 24P5         | 24P6         | -            |
| <b>25</b>                | 25P3        | 25P4        | 25P5         | 25P6         | 25P7         |
| <b>26</b>                | 26P3        | 26P4        | 26P5         | 26P6         | 26P7         |
| <b>27</b>                | 27P3        | 27P4        | 27P5         | 27P6         | 27P7         |
| <b>28</b>                | -           | 28P4        | 28P5         | 28P6         | 28P7         |

| <b>Artikelnummer</b> | <b>Bezeichnung</b>        | <b>Zusammensetzung der Artikelnummer</b> |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>PLA29000xxPx</b>  | Meracus One Fuß           | xx = Größe, Px = Gewichtskategorie       |
| <b>PLA29002xxx</b>   | Meracus One Kosmetik      | xxx = Größe + Seite (L/R)                |
| <b>PLA29006</b>      | Meracus One Spectra Socke | -                                        |

### Beispiel:

PLA29000**25P5** = Meracus One in Gr.25 bis max. 100kg

PLA2900**225R** = Meracus One Kosmetik in Gr. 25 für die rechte Seite



| Technische Daten                     |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Größen                               | 24 – 30           |
| Max. Gewicht                         | 110kg             |
| Impact Level                         | Niedrig – Moderat |
| Bewegungsumfang                      | Bis zu 27°        |
| Keine Elektronik                     |                   |
| Wasserfest in allen Arten von Wasser |                   |

## Einfach – Für alle zugänglich

Der **Lunaris Essential** wurde für alle entwickelt, die Wert auf Einfachheit legen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Inspiziert vom **Lunaris IO**, bietet er wesentliche Funktionen für ein dynamisches und komfortables Lauferlebnis. Mit seinem eleganten Design bietet dieses Modell Stabilität und Komfort bei allen Aktivitäten und ist eine leistungsstarke Lösung.



**Natürliche Gangart:** Ahmt das Gehen eines gesunden Menschen genau nach.



**Unmittelbarer Komfort:** Geringere Ermüdung, auch auf unterschiedlichem Terrain.



**Vielseitig für alle Benutzer:** Nachgewiesene Vorteile für verschiedene Amputationsgrade.

| Größe (cm) | Impact Level | Körpergewicht (kg) |         |         |         |         |          |           |
|------------|--------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|
|            |              | 45 – 59            | 60 – 66 | 67 – 73 | 74 – 81 | 82 – 90 | 91 – 100 | 101 - 110 |
| 24 – 30    | Niedrig      | C2                 | C2      | C3      | C4      | C5      | C6       | C7        |
|            | Moderat      | C2                 | C3      | C4      | C5      | C6      | C7       | n/v       |

**Artikelnummer: PLES001C<sup>x</sup>2<sup>x</sup>X**

Zusammensetzung

der Artikelnummer: C<sup>x</sup> = Kategorie, 2<sup>x</sup> = Größe, X = Seite (L/R)



| Technische Daten                                              |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Größen                                                        | 24 – 30           |
| Max. Gewicht                                                  | <b>110kg</b>      |
| Impact Level                                                  | Niedrig – Moderat |
| Bewegungsumfang                                               | <b>Bis zu 39°</b> |
| Intelligente Elektronik<br>inkl. Mobile App mit Dateneinblick |                   |
| IP54 Staub- und Wasserbeständigkeit                           |                   |

### Für Leistung gebaut – Für Sicherheit gemacht

Der **Lunaris IO** bietet erweiterte Mobilität, Komfort und Stabilität mit einem Bewegungsbereich von 39° und integrierter Elektronik für wertvolle Daten.

Neben der Verwendung hochwertiger Materialien, die für ihre herausragende Leistung bekannt sind, zeichnet sich der **Lunaris** durch weitere wichtige Merkmale aus, die das Benutzererlebnis verbessern:



**Lunaris** bietet anpassbare Flexibilitätsoptionen, um individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden



Bietet Torsions- und Stoßdämpfung durch das 3D-gedruckte Cover



Erhältlich in verschiedenen Farbtönen, passend zu Stil und Stimmung

### KI-gestützte Datenerfassung

Ein herausragendes Merkmal der **Lunaris IO und IO+** ist ihre Fähigkeit, Daten mit beeindruckender Geschwindigkeit zu erfassen und zu verarbeiten. Ausgestattet mit 14 eingebetteten Sensoren sammelt die Prothese Daten mit einer Rate von 500 Samples pro Sekunde - fünfmal schneller als die meisten in der Forschung verwendeten biomechanischen Datensysteme. Diese Hochgeschwindigkeitsdatenerfassung bietet detaillierte Einblicke, die den Benutzern helfen, ihre Leistung besser zu verstehen und ihre Mobilität zu optimieren.

## Artikelnummer: PLUN001

Da jeder Fuß individuell an die Eigenschaften und Bedürfnisse des Anwenders angepasst wird, gibt es für den Lunaris IO nur eine Artikelnummer. In dieser sind alle Produkte (Fuß, Spectra Socke und Kosmetik) enthalten.



| Technische Daten                                              |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Größen                                                        | 24 – 30           |
| Max. Gewicht                                                  | 110kg             |
| Impact Level                                                  | Niedrig – Moderat |
| Bewegungsumfang                                               | Bis zu 39°        |
| Intelligente Elektronik<br>inkl. Mobile App mit Dateneinblick |                   |
| IP54 Staub- und Wasserbeständigkeit                           |                   |
| Prädiktive Wartung<br>inkl. Anpassungen und Updates           |                   |

### Laufend besser – Immer an der Spitze

Für diejenigen, die ein noch besseres Lauferlebnis suchen, bietet die Lunaris IO+ Option, welche auf dem Lunaris IO aufbaut, kontinuierliche Updates und erweiterte Funktionen, die langfristigen Komfort und eine sich weiterentwickelnde Technologie bieten, die im Laufe der Zeit mit Ihren Bedürfnissen wächst.

### Prädiktive Wartung für langfristige Leistung

Ein Merkmal von Lunaris IO+ ist die vorausschauende Wartung, die dazu beiträgt, dass die Prothese immer die bestmögliche Leistung erbringt. Durch die Erkennung potenzieller Probleme, bevor sie sich zu größeren Problemen entwickeln, verlängert die vorausschauende Wartung die Lebensdauer Ihres Geräts und sorgt für kontinuierliche Zuverlässigkeit.

### Personalisierte Prothetik für sich verändernde Lebensstile

Ein weiterer entscheidender Vorteil des Lunaris IO+ ist seine Fähigkeit, sich an Ihren sich ändernden Lebensstil anzupassen. Ganz gleich, ob Ihr Gewicht schwankt, sich Ihr Aktivitätsniveau ändert oder Sie vorübergehende körperliche Veränderungen erfahren, Lunaris IO+ kann an Ihre sich verändernden Bedürfnisse angepasst werden.

Von der Änderung der Gewichtsklassen bis hin zur Anpassung an unterschiedliche Aktivitätsniveaus stellt Lunaris IO+ sicher, dass sich Ihre Prothese nahtlos an Ihren Lebensstil anpasst und ein wirklich individuelles Erlebnis bietet.

## Artikelnummer: PLUP001

Da jeder Fuß individuell an die Eigenschaften und Bedürfnisse des Anwenders angepasst wird, gibt es für den Lunaris IO nur eine Artikelnummer. In dieser sind alle Produkte (Fuß, Spectra Socke und Kosmetik) enthalten.

## Endurance Contour



| Technische Daten                    |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Größen                              | 24 – 28     |
| Kategorien                          | 3 – 5       |
| Aufbauhöhe                          | 147 – 175mm |
| Absatzhöhe                          | 10mm        |
| Garantie                            | 3 Jahre     |
| Inklusive Spectrasocke und Kosmetik |             |

Der Endurance Contour-Fuß ist ideal für aktive Nutzer und sorgt für einen geschmeidigeren Gang ohne den Energieverlust, der typischerweise mit Carbonfaser-Fußsystemen verbunden ist. Sein einzigartiges Design mit abgewinkelter Spitze und nicht flachem Kiel vergrößert die Länge der Carbonfaserfeder, was die Energierückgabe maximiert und eine gleichmäßige Laufbewegung gewährleistet. Der geteilte Kiel sorgt für eine hervorragende Inversion/Eversion, die das Gehen auf unebenem oder geneigtem Gelände ermöglicht. Der Endurance Contour ist leicht, einfach zu montieren und hat ein kosmetisch ansprechendes Profil, so dass er leicht zu bedecken ist.



| Artikelnummer: | Größe        | Seite      | P-Gewicht | Kat.       |
|----------------|--------------|------------|-----------|------------|
| <b>PYA1123</b> | <b>24-28</b> | <b>L/R</b> |           | <b>3-5</b> |

| Größe/Kategorie | Maximales Patientengewicht |             |              |
|-----------------|----------------------------|-------------|--------------|
|                 | <u>3</u>                   | <u>4</u>    | <u>5</u>     |
| <b>24</b>       | 75 – 90 kg                 | N/A         | N/A          |
| <b>25</b>       | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | N/A          |
| <b>26</b>       | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | N/A          |
| <b>27</b>       | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | 106 – 125 kg |
| <b>28</b>       | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | 106 – 125 kg |

## Endurance HP



| Technische Daten                    |         |
|-------------------------------------|---------|
| Größen                              | 24 – 28 |
| Gewicht (Gr. 27)                    | 720g    |
| Aufbauhöhe                          | 170mm   |
| Absatzhöhe                          | 10mm    |
| Garantie                            | 3 Jahre |
| Inklusive Spectrasocke und Kosmetik |         |

Der Endurance Prothesenfuß bietet dem Benutzer eine Kombination aus Komfort und Dynamik, die einen natürlichen Gang mit weniger Ermüdung und letztlich weniger Belastung des unteren Rückens und der gesunden Seite ermöglicht. Die geteilte Feder und die Fersenkonstruktion verbessern die Eversion- und Inversions-Bewegung. Die Karbonfaserkonstruktion fördert die Umwandlung des gewichtsbelastenden Energieinputs in Energieoutput.



|                       |              |              |                  |             |
|-----------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer:</b> | <b>Größe</b> | <b>Seite</b> | <b>P-Gewicht</b> | <b>Kat.</b> |
| <b>PYA1116-C</b>      | <b>24-28</b> | <b>L/R</b>   |                  | <b>3-5</b>  |

| Größen/Kategorie | Maximales Patientengewicht |             |              |
|------------------|----------------------------|-------------|--------------|
|                  | <u>3</u>                   | <u>4</u>    | <u>5</u>     |
| <b>24</b>        | 75 – 90 kg                 | N/A         | N/A          |
| <b>25</b>        | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | N/A          |
| <b>26</b>        | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | 106 – 125 kg |
| <b>27</b>        | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | 106 – 125 kg |
| <b>28</b>        | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | 106 – 125 kg |

## Endurance LP



| Technische Daten                    |         |
|-------------------------------------|---------|
| Größen                              | 24 – 28 |
| Gewicht (Gr. 27)                    | 585g    |
| Aufbauhöhe                          | 68mm    |
| Absatzhöhe                          | 10mm    |
| Garantie                            | 3 Jahre |
| Inklusive Spectrasocke und Kosmetik |         |

Der Endurance Prothesenfuß bietet dem Benutzer eine Kombination aus Komfort und Dynamik, die einen natürlichen Gang mit weniger Ermüdung und letztlich weniger Belastung des unteren Rückens und der gesunden Seite ermöglicht. Die geteilte Feder und die Fersenkonstruktion verbessern die Eversion- und Inversions-Bewegung. Die Karbonfaserkonstruktion fördert die Umwandlung des gewichtsbelastenden Energieinputs in Energieoutput.



**Artikelnummer:** **PYA1115-C**   
 **Größe** **24-28**   
 **Seite** **L/R**   
 **P-Gewicht**    
 **Kat.** **3-5**

| Größe/Kategorie | Maximales Patientengewicht |            |              |
|-----------------|----------------------------|------------|--------------|
|                 | <u>3</u>                   | <u>4</u>   | <u>5</u>     |
| <b>24</b>       | 75 – 90 kg                 | N/A        | N/A          |
| <b>25</b>       | 75 – 90 kg                 | 91- 105 kg | N/A          |
| <b>26</b>       | 75 – 90 kg                 | 91- 105 kg | 106 – 125 kg |
| <b>27</b>       | 75 – 90 kg                 | 91- 105 kg | 106 – 125 kg |
| <b>28</b>       | 75 – 90 kg                 | 91- 105 kg | 106 – 125 kg |

## Prime



| Technische Daten        |         |
|-------------------------|---------|
| Größen                  | 23 – 28 |
| Gewicht (bei Gr. 26)    | 620g    |
| Aufbauhöhe (bei Gr. 26) | 73mm    |
| Absatzhöhe              | 10mm    |
| Max. Patientengewicht   | 125kg   |
| Garantie                | 2 Jahre |

Der **Prime** bietet K2-Nutzern einen hochfunktionalen Fuß mit einer Vielzahl von Funktionen unter Verwendung von High-End-Technologie. Das lauffreundliche Design sorgt für eine längere Flachfußdauer für mehr Leichtigkeit beim Gehen mit erhöhter Stabilität und extrem sanftes Abrollen durch den gebogenen Kiel.

## Merkmale und Vorteile

- Niedriges Profil
- High-Tech-Verbundstoff für optimierte Bewegung
- Nachgiebige Ferse hilft bei erhöhter Laufstabilität
- Inklusive Fußkosmetik und Spectra-Socke
- Integrierte Pyramide



**Artikelnummer:**

**PYA1119**

**Größe**

**23-28**

**Seite**

**L/R**

## Troy Plus



| Technische Daten |         |
|------------------|---------|
| Größen           | 23 – 28 |
| Max. Gewicht     | 130kg   |
| Aktivitätsgrad   | 2 – 3   |
| Garantie         | 2 Jahre |
| Ohne Kosmetik    |         |

Der **Troy Plus** ist speziell für Anwender\*innen im Bereich K2-K3 designt worden. Durch seine **robuste und flexible Karbonstruktur** bietet er dem Benutzer eine **hohe Stabilität**. Bedingt durch seine **leichte Aufbauweise**, ermöglicht der **Troy Plus** eine **sichere und leichte Gehmöglichkeit** für Benutzer mit mittlerem Aktivitätsgrad.

|                       |              |              |                  |            |
|-----------------------|--------------|--------------|------------------|------------|
| <u>Artikelnummer:</u> | <b>Größe</b> | <b>Seite</b> | <b>P-Gewicht</b> | <b>MOB</b> |
| <b>PYO7W</b>          | <b>23-28</b> | <b>L/R</b>   |                  | <b>2-3</b> |

| Größe        | 23    | 24     | 25  | 26     | 27  | 28  |
|--------------|-------|--------|-----|--------|-----|-----|
| Max. Gewicht | 77 kg | 100 kg |     | 130 kg |     |     |
| Kategorie    | 4     |        |     | N/V    | N/V | N/V |
|              | N/V   | 6      |     |        |     |     |
|              | N/V   | N/V    | N/V | 8      |     |     |
| MOB          | 2 – 3 |        |     |        |     |     |

**Die Kosmetik ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden!**

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
| <u>Artikelnummer:</u> | <b>Größe</b> | <b>Seite</b> |
| <b>PYO7F</b>          | <b>23-28</b> | <b>L/R</b>   |



## BioStep EVO



| Technische Daten                |         |
|---------------------------------|---------|
| Größen                          | 22 – 30 |
| Gewicht ohne Kosmetik (Gr. 26)  | 840g    |
| Aktivitätsgrad                  | 2 – 4   |
| Aufbauhöhe                      | 170mm   |
| Absatzhöhe                      | 10mm    |
| Garantie                        | 3 Jahre |
| Inkl. Spectrasocke und Kosmetik |         |

Der leistungsstärkste Prothesenfuß aus der Familie BioStep. Ein echter Allrounder mit sehr guter Stoßdämpfung und verbesserter Sicherheit auf jedem Untergrund für einen abgefederten Kontakt mit dem Boden. Anspruchsvolle dynamische Benutzer, die sich nur mit dem Besten zufriedengeben. Ideal auch für Hiking und Trekking sowie für Freizeitsport und Aktivitäten mit hoher Intensität. Natürlich, reaktiv und auf sanfte Weise unterstützend.

### Hauptmerkmale



NRG™-Technologie



Mehrschichten-System



Dynamische Wade &  
Schienbein



Separate Grosszehe



Bewegungsumfang 26°



Axiale Drehbewegung 12°



Bessere Stoßdämpfung

**Artikelnummer:**

**P1BSEVO**

**Größe**

**22-30**

**Seite**

**L/R**

**P-Gewicht**

**Akt.**

**2-4**

| Größe/Kategorie | Maximales Patientengewicht |        |        |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|
|                 | K2                         | K3     | K4     |
| 22              | 113 kg                     | 102 kg | 90 kg  |
| 23 – 24         | 125 kg                     | 113 kg | 102 kg |
| 25 - 30         | 158 kg                     | 147 kg | 125 kg |

## BioStep PRO



| Technische Daten                |         |
|---------------------------------|---------|
| Größen                          | 22 – 30 |
| Gewicht ohne Kosmetik (Gr. 26)  | 730g    |
| Aktivitätsgrad                  | 2 – 4   |
| Aufbauhöhe                      | 150mm   |
| Absatzhöhe                      | 10mm    |
| Garantie                        | 3 Jahre |
| Inkl. Spectrasocke und Kosmetik |         |

Alle Vorteile der NRGTM-Technologie mit größerem Rotationsbewegungsspielraum. Aktive Benutzer, die sich viel im Freien aufhalten und deshalb Standsicherheit und die zusätzlichen Vorteile der Rotation wünschen. Geeignet auch für gelegentliche Sportaktivitäten in der Freizeit. Natürlich, komfortabel, reaktiv.

### Hauptmerkmale



NRG™-Technologie



Mehrschichten- System



Dynamische Wade &  
Schienbein



Separate Grosszehe



Bewegungsumfang 26°



Axiale Drehbewegung 12°



Bessere Stoßdämpfung

**Artikelnummer:**

**P1BSPRO**

**Größe**

**22-30**

**Seite**

**L/R**

**P-Gewicht**

**Akt.**

**2-4**

| Größe/Kategorie | Maximales Patientengewicht |        |        |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|
|                 | K2                         | K3     | K4     |
| 22 – 24         | 113 kg                     | 101 kg | 101 kg |
| 25 – 30         | 183 kg                     | 183 kg | 147 kg |

## NextStep GlideAnkle



| Technische Daten                      |         |
|---------------------------------------|---------|
| Größen                                | 23 – 28 |
| Gewicht (Gr. 26)                      | 508g    |
| Aktivitätsgrad                        | 2       |
| Aufbauhöhe                            | 97mm    |
| Absatzhöhe                            | 10mm    |
| Garantie                              | 3 Jahre |
| Inklusive Spectrasocke, Ohne Kosmetik |         |

### Hauptmerkmale:

- 2 Grad Dorsalflexion beim Schwung
- 15 Grad Plantarflexion in der Standphase
- Reduzierung des Drehmoments beim Fersenkontakt
- Sorgt für Kniestabilität
- Der NextStep GlideAnkle fördert den Vortrieb
- Für aktive K2-Anwender\*innen
- Kosmetik in zwei Farben erhältlich: beige und braun



**Artikelnummer:**

**PYA1113 -**

**Größe**

**23-28**

**Seite**

**L/R**

**P-Gewicht**

**Kat.**

**C4-C6**

| Größe/Kategorie | Maximales Patientengewicht |           |           |
|-----------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                 | <b>C4</b>                  | <b>C5</b> | <b>C6</b> |
| <b>23</b>       | 80 kg                      | 100 kg    | N/A       |
| <b>24</b>       | 80 kg                      | 100 kg    | N/A       |
| <b>25</b>       | 80 kg                      | 100 kg    | 125 kg    |
| <b>26</b>       | 80 kg                      | 100 kg    | 125 kg    |
| <b>27</b>       | N/A                        | 100 kg    | 125 kg    |
| <b>28</b>       | N/A                        | 100 kg    | 125 kg    |


## Carbon Fuß F2



| Technische Daten                    |         |
|-------------------------------------|---------|
| Größen                              | 22 – 28 |
| Gewicht*                            | 770g    |
| Aktivitätsgrad                      | 2 – 3   |
| Systemhöhe*                         | 93,5mm  |
| Aufbauhöhe*                         | 79mm    |
| Absatzhöhe                          | 10mm    |
| Garantie                            | 2 Jahre |
| Inklusive Spectrasocke und Kosmetik |         |

\*Werte bei Gr. 26

Die **hervorragende Elastizität** des Carbonfußes sorgt für hohe **Flexibilität und Komfort** beim Gehen. Mit dem **Multi-Achsialem-Knöchelgelenk**, bietet der Fuß eine bessere Propriozeption beim Gehen auf unebenen Oberflächen.



**Artikelnummer:** **PCT02**

**Größe** **22-28** **Seite** **L/R** **P-Gewicht**  **MOB** **2-3**

| Größe          | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewicht        | 650 g   | 690 g   | 735 g   | 755 g   | 770 g   | 805 g   | 830 g   |
| Max. Gewicht   | 100 kg  |         | 125 kg  |         |         |         |         |
| Systemhöhe (A) | 88 mm   | 91,5 mm | 92,5 mm | 93 mm   | 93,5 mm | 94 mm   | 94,5 mm |
| Aufbauhöhe (B) | 73,5 mm | 77 mm   | 78 mm   | 78,5 mm | 79 mm   | 79,5 mm | 80 mm   |
| Absatzhöhe (C) | 10 mm   |         |         |         |         |         |         |
| MOB            | 2 – 3   |         |         |         |         |         |         |

## Sachfuß



| Technische Daten          |           |
|---------------------------|-----------|
| Größen                    | 22 – 28   |
| Gewichtslimit             | 100kg     |
| Aufbauhöhe                | 84 – 99mm |
| Absatzhöhe                | 10mm      |
| Aktivitätsgrad            | 1 – 2     |
| Kosmetik ist fest verbaut |           |

**Artikelnummer:** **Größe** **Seite** **P-Gewicht** **MOB**  
**PMW1H2** **22-28** **L/R**  **1-2**

| Größen       | 22     | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28 |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| Max. Gewicht | 100 kg |       |       |       |       |       |    |
| Aufbauhöhe   | 84 mm  | 88 mm | 90 mm | 94 mm | 96 mm | 99 mm |    |
| Absatzhöhe   | 10 mm  |       |       |       |       |       |    |
| MOB          | 1 - 2  |       |       |       |       |       |    |

## Inklusive antirutsch Sohle!



## Syme



| Technische Daten                      |         |
|---------------------------------------|---------|
| Größen                                | 24 – 28 |
| Gewicht (Gr. 27)                      | 585g    |
| Aufbauhöhe                            | 45mm    |
| Absatzhöhe                            | 10mm    |
| Aktivitätsgrad                        | 2 – 3   |
| Garantie                              | 2 Jahre |
| Inklusive Spectrasocke, Ohne Kosmetik |         |

**Achtung!:** Die Hebelkräfte des Symes können zu einer starken Belastung der angrenzenden Modulareile, einschließlich des Schaftadapter, führen. Demzufolge ist es notwendig ausschließlich Adapter mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 125kg zu verwenden.

**Es dürfen keine Aluminiumadapter benutzt werden, nur Titan!**

Artikelnummer: **PYA1117-C**   
 Größe: **24-28**   
 Seite: **L/R**   
 P-Gewicht:    
 MOB: **2-3**

| Größe/Kategorie | Maximales Patientengewicht |              |
|-----------------|----------------------------|--------------|
|                 | 5                          | 6            |
| 23/24           | 100 kg                     | N/A          |
| 25/26           | 91 – 100 kg                | 100 – 125 kg |
| 27/28           | N/A                        | 100 – 125 kg |

## 8. Kniegelenke

### Leichtsperr Kniegelenk



- Empfohlen für Mob 1
- 1 Achs Sperrknie
- 160° Flexion
- 354g
- bis max. 100 kg Patientengewicht

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                       | Gewicht   | Max. Patienten Gewicht | Aufbauhöhe |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|
| PYA1301E      | Leicht-Sperr-Einachs Kniegelenk<br>ALU + Pyramide<br>links -100kg | 281 Gramm | bis 100 kg             | 43,5 mm    |

### Polyzentrisches Kniegelenk mit Sperrhebel



- Polyzentrisches Kniegelenk mit Sperrhebel
- Mobilität 1-2
- Wasserfest
- Nur 480 Gramm



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                     | Gewicht   | Max. Patienten Gewicht | Aufbauhöhe |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|
| PMW6H09B      | Polyzentrisches Kniegelenk mit<br>Pyramiden, Alu,<br>Wasserfest | 480 Gramm | bis 125 kg             | 76 mm      |

### Polyzentrisches Kniegelenk mit optionaler Sperre



- Polyzentrisches Kniegelenk mit optionaler Sperre
- 145° Flexion
- Bis 136 kg max. Patientengewicht

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                       | Gewicht   | Max. Patienten Gewicht |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| PYO68KL       | Polyzentrisches Kniegelenk mit optionaler<br>Sperre, 145° Flexion | 632 Gramm | Bis 136 kg             |

## Ein-Achs Bremskniegelenk mit optionaler Sperre



- Bremsknie mit optionaler Sperre
- 65mm Aufbauhöhe
- 562 g

| Artikelnummer | Bezeichnung                     | Gewicht | Max. Patienten Gewicht | Aufbauhöhe |
|---------------|---------------------------------|---------|------------------------|------------|
| PYE046K136    | Bremsknie mit optionaler Sperre | 562 g   | bis 136 kg             | 65 mm      |

## Polyzentrisches Kniegelenk mit optionaler Sperre



- Polyzentrisches Kniegelenk mit optionaler Sperre
- Sperre kann nachträglich ausgebaut werden
- Proximaler Anschluss kann um 2mm A/P, M/L verschoben werden
- Proximaler Anschluss drehbar
- Mobilität 1-2

| Artikelnummer | Bezeichnung                                  | Gewicht   | Max. Patienten Gewicht | Aufbauhöhe |
|---------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|
| PP1M103       | Poly 4-Achs Kniegelenk mit optionaler Sperre | 621 Gramm | bis 125 kg             | 108 mm     |

## Polyzentrisches Kniegelenk mit pneumatischer Schwungsphasensteuerung



- Polyzentrisches Kniegelenk mit pneumatischer Schwungsphasensteuerung
- Proximaler Anschluss kann um 2mm A/P, M/L verschoben werden
- Proximaler Anschluss drehbar

| Artikelnummer | Bezeichnung                                           | Gewicht   | Max. Patienten Gewicht | Aufbauhöhe |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|
| PP1P200ST     | Pneumatik-Polyzentric- Modular-Knie 500 ST m.Pyramide | 875 Gramm | bis 125kg              | 172mm      |

## Poly-Pneumatik-4-Achs Knie mit manueller Sperre



- Polyzentrisches pneumatik 4-Achs Knie mit manueller Sperre
- 169,3 mm Aufbauhöhe
- 875 g

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                | Gewicht | Max. Patienten Gewicht | Aufbauhöhe |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------|
| PP1P2L1322    | Polyzentrisches pneumatik 4-Achs Knie mit manueller Sperre | 875 g   | bis 125 kg             | 169.3 mm   |

## 5-Achs Knie mit Stance Flexion und optionaler Sperre



- 5-Achs Knie mit Stance Flexion und opt. Sperre
- 112 mm Aufbauhöhe
- 789 g

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                | Gewicht | Max. Patienten Gewicht | Aufbauhöhe |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------|
| PP1M1324      | 5-Achs Kniegelenk mit Stance Flexion und optionaler Sperre | 789 g   | bis 125 kg             | 112 mm     |

## GeoLock Hydraulik Knie



- Polyzentrisches 4-Achs Hydraulik Knie
- 2 verschiedene Versionen (Pyramide oder M36 Gewinde)
- 155mm Aufbauhöhe
- 825g (Version mit M36 Gewinde)
- Bis 125kg
- Geometrische Verriegelung
- Mechanische Standstabilität
- Leichter Zugang zur Flexion-/Extension-Einstellung
- Konstrukt aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                             | Gewicht | Max. Patienten Gewicht | Aufbauhöhe |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------|
| PYA1336       | GeoLock Hydraulik Knie,<br>polyzentrisch, bis 125kg, mit Pyramide       | 851g    | bis 125kg              | 155mm      |
| PYA1337       | GeoLock Hydraulik Knie,<br>polyzentrisch, bis 125kg, mit M36<br>Gewinde | 825g    | bis 125kg              | 155mm      |

## Sicherheit geht vor!

Das Unitos Smart wurde und wird für Oberschenkel-amputierte Anwender entwickelt, welche ein großes Bedürfnis nach Sicherheit haben. Es ermöglicht dem Anwender kraftsparendes, physiologisches Gehen im Rahmen dessen Möglichkeiten. Es ist an den Therapieverlauf anpassbar, ohne dass der Anwender seine Ganggewohnheiten ändern muss.

### Zielgruppe:

- Mob 1- und Mob 2- Amputierte
- Langsamgeher
- Ängstliche, unsichere Geher
- Amputierte mit begrenzter Kraft




### Sitzfunktion:

Durch die Dorsalextension bei Kniebeugung ist es dem Anwender möglich, den Fuß vollflächig abzustellen, auch dann, wenn die Kniebeugung mehr als 90° beträgt.

### Rollstuhlfunktion:

Beim Fahren mit dem Rollstuhl lässt sich das Kniegelenk gebeugt arretieren. Dies ermöglicht die Fortbewegung, ohne dass die Prothese am Boden schleift.





Artikelnummer:

**PUS01...**

**Für den Erwerb und Einsatz des Unitos Smart Knies ist ein Zertifizierungsseminar erforderlich!**

| Beugewinkel/<br>Kniewinkel | Relative Beinverkürzung<br>mit Endurance Fuß |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1 (10 Grad)                | -1,5 mm                                      |
| 2 (12 Grad)                | -4 mm                                        |
| 3 (15 Grad)                | -4,5 mm                                      |
| 4 (25 Grad)                | -8 mm                                        |
| 5 (40 Grad)                | -27 mm                                       |

#### **Funktion 1**

*Dämpfung des Fersenauftritts und Plantarflexion bis 30°:*

Das Knöchelgelenk ermöglicht eine Plantarflexion von bis zu 30° bei Lastaufnahme. Davon abgesehen, dass Anwender diese Funktion beim Gehen auf der Eben schätzen, dient diese Eigenschaft dem sicheren Bewältigen von Gefällen. Da es auch bei steileren Gefällen zu einem schnellen und vollflächigen Kontakt des Fußes kommt, können Bodenreaktionskräfte positiv beeinflusst werden. Dies hat zur Folge, dass die Prothese während der Standphase nicht ungewollt einbeugt.

#### **Funktion 2**

*Beugelimitierung:*

Ähnlich dem Prinzip bewegungslimitierender Knieorthesen, lässt sich die Beugung des Unitos Smart in fünf Stufen limitieren. So ist es für den Anwender möglich in einer sicheren Einstellungsvariante zu beginnen. Anfängliche Anwenderfehler haben keinen Sturz, auf Grund ungewollter Kniebeugung bei Lastaufnahme, zur Folge. Im Rahmen des Therapiefortschrittes kann dieser Kniebeugewinkel Schritt für Schritt erhöht werden. Eine Sperreinheit ermöglicht das Sitzen über manuelles Entriegeln.

#### **Funktion 3**

*Einstellbare Achsgeometrie:*

Um die Standphasensicherheit kontrollieren- und an den Anwender anpassen zu können, lässt sich die Achsgeometrie der Polyzentrik stufenlos verstellen. Ein Silikondämpfer dämpft die Endlage und erhöht den Gehkomfort.

#### **Funktion 4**

*Schwunghasendämpfung:*

Die Geschwindigkeit der Extensions- und Flexionsbewegungen in der Schwunghase lassen sich mit unterschiedlich starken Bremsen in sechs verschiedenen Stufen einstellen. Auf diese Weise lässt sich das Gangbild individuell an den Anwender anpassen.

## 9. Kinderpassteile

### Kinder Kniegelenk



- Polyzentrisches Kinderkniegelenk
- Geringes Gewicht
- Bietet ein hohes Maß an Sicherheit

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                 | Gewicht   | Max. Patienten Gewicht | Aufbauhöhe          |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|
| PP1M112e      | Kinder Knie ST 4 Achs mit Pyramide bis 45 kg, für 22mm Rohr | 320 Gramm | bis 45 kg              | 110mm ohne Pyramide |

### Anziehhilfe PowerPull



- Superdünner, glatter Stoff
- Geht leicht durch die Ventilöffnung
- Auch für Randgrößen erhältlich
- Sehr strapazierfähig
- Ohne Schlaufe

| Artikelnummer | Bezeichnung            | Größe |                      | Einheit |
|---------------|------------------------|-------|----------------------|---------|
| PKPP10-S      | Anziehhilfe Power Pull | S     | prox Umfang 40–50 cm | Stück   |
| PKPP12-M      | Anziehhilfe Power Pull | M     | prox Umfang 50–60 cm | Stück   |
| PKPP14-L      | Anziehhilfe Power Pull | L     | prox Umfang 60–70 cm | Stück   |
| PKPP16-XL     | Anziehhilfe Power Pull | XL    | prox Umfang 70–80 cm | Stück   |

## Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) ohne Loch (o.L.)



### Nylon Unterschenkel Stumpfstrumpf ohne Loch

100% Nylon

| Artikelnummer | Bezeichnung                  | Länge | Einheit |
|---------------|------------------------------|-------|---------|
| PB-NY20W      | US-Stumpfstrumpf Nylon o. L. | 20 cm | Stück   |
| PB-NY25W      | US-Stumpfstrumpf Nylon o. L. | 25 cm | Stück   |
| PB-NY30W      | US-Stumpfstrumpf Nylon o. L. | 30 cm | Stück   |
| PB-NY35W      | US-Stumpfstrumpf Nylon o. L. | 35 cm | Stück   |
| PB-NY40W      | US-Stumpfstrumpf Nylon o. L. | 40 cm | Stück   |
| PB-NY45W      | US-Stumpfstrumpf Nylon o. L. | 45 cm | Stück   |

### Baumwoll Unterschenkel Stumpfstrumpf ohne Loch

90% Baumwolle, 5% Elasthan, 5% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung               | Länge | Einheit |
|---------------|---------------------------|-------|---------|
| PB-BW20W      | US-Stumpfstrumpf BW o. L. | 20 cm | Stück   |
| PB-BW25W      | US-Stumpfstrumpf BW o. L. | 25 cm | Stück   |
| PB-BW30W      | US-Stumpfstrumpf BW o. L. | 30 cm | Stück   |
| PB-BW35W      | US-Stumpfstrumpf BW o. L. | 35 cm | Stück   |
| PB-BW40W      | US-Stumpfstrumpf BW o. L. | 40 cm | Stück   |
| PB-BW45W      | US-Stumpfstrumpf BW o. L. | 45 cm | Stück   |

## Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) ohne Loch (o.L.)



### Frottee Unterschenkel Stumpfstrumpf ohne Loch, weiß

85% Baumwolle, 15% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                   | Länge | Einheit |
|---------------|-------------------------------|-------|---------|
| PB-FR20W      | US-Stumpfstrumpf Frottee o. L | 20 cm | Stück   |
| PB-FR25W      | US-Stumpfstrumpf Frottee o. L | 25 cm | Stück   |
| PB-FR30W      | US-Stumpfstrumpf Frottee o. L | 30 cm | Stück   |
| PB-FR35W      | US-Stumpfstrumpf Frottee o. L | 35 cm | Stück   |
| PB-FR40W      | US-Stumpfstrumpf Frottee o. L | 40 cm | Stück   |
| PB-FR45W      | US-Stumpfstrumpf Frottee o. L | 45 cm | Stück   |



### Frottee Unterschenkel Stumpfstrumpf ohne Loch, schwarz

85% Baumwolle, 15% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                   | Länge | Einheit |
|---------------|-------------------------------|-------|---------|
| PB-FR20S      | US-Stumpfstrumpf Frottee o. L | 20 cm | Stück   |
| PB-FR25S      | US-Stumpfstrumpf Frottee o. L | 25 cm | Stück   |
| PB-FR30S      | US-Stumpfstrumpf Frottee o. L | 30 cm | Stück   |
| PB-FR35S      | US-Stumpfstrumpf Frottee o. L | 35 cm | Stück   |
| PB-FR40S      | US-Stumpfstrumpf Frottee o. L | 40 cm | Stück   |
| PB-FR45S      | US-Stumpfstrumpf Frottee o. L | 45 cm | Stück   |

## Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) ohne Loch (o.L.) „Duo“

85% Baumwolle, 15% Polyamid



| Artikelnummer | Bezeichnung                                         | Länge | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------|---------|
| PB-DUO130     | US-Stumpfstrumpf BW prox. dick / dist. dünn         | 30 cm | Stück   |
| PB-DUO130S    | US-Stumpfstrumpf BW prox. dick / dist. dünn schwarz | 30 cm | Stück   |
| PB-DUO135     | US-Stumpfstrumpf BW prox. dick / dist. dünn         | 35 cm | Stück   |
| PB-DUO140     | US-Stumpfstrumpf BW prox. dick / dist. dünn         | 40 cm | Stück   |
| PB-DUO145     | US-Stumpfstrumpf BW prox. dick / dist. dünn         | 45 cm | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                 | Länge | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------|-------|---------|
| PB-DUO230     | US-Stumpfstrumpf BW prox. dünn / dist. dick | 30 cm | Stück   |
| PB-DUO235     | US-Stumpfstrumpf BW prox. dünn / dist. dick | 35 cm | Stück   |
| PB-DUO240     | US-Stumpfstrumpf BW prox. dünn / dist. dick | 40 cm | Stück   |
| PB-DUO245     | US-Stumpfstrumpf BW prox. dünn / dist. dick | 45 cm | Stück   |

## Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) mit Loch (m.L.)



### Nylon Unterschenkel Stumpfstrumpf mit Silikonloch

100% Nylon

| Artikelnummer | Bezeichnung                 | Länge | Einheit |
|---------------|-----------------------------|-------|---------|
| PB-NY20WL     | US-Stumpfstrumpf Nylon m. L | 20 cm | Stück   |
| PB-NY25WL     | US-Stumpfstrumpf Nylon m. L | 25 cm | Stück   |
| PB-NY30WL     | US-Stumpfstrumpf Nylon m. L | 30 cm | Stück   |
| PB-NY35WL     | US-Stumpfstrumpf Nylon m. L | 35 cm | Stück   |
| PB-NY40WL     | US-Stumpfstrumpf Nylon m. L | 40 cm | Stück   |
| PB-NY45WL     | US-Stumpfstrumpf Nylon m. L | 45 cm | Stück   |

### Baumwoll Unterschenkel Stumpfstrumpf mit Silikonloch

90% Baumwolle, 5% Elasthan, 5% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung               | Länge | Einheit |
|---------------|---------------------------|-------|---------|
| PB-BW20WL     | US-Stumpfstrumpf BW m. L. | 20 cm | Stück   |
| PB-BW25WL     | US-Stumpfstrumpf BW m. L. | 25 cm | Stück   |
| PB-BW30WL     | US-Stumpfstrumpf BW m. L. | 30 cm | Stück   |
| PB-BW35WL     | US-Stumpfstrumpf BW m. L. | 35 cm | Stück   |
| PB-BW40WL     | US-Stumpfstrumpf BW m. L. | 40 cm | Stück   |
| PB-BW45WL     | US-Stumpfstrumpf BW m. L. | 45 cm | Stück   |

### Frottee Unterschenkel Stumpfstrumpf mit Silikonloch

85% Baumwolle, 15% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                    | Länge | Einheit |
|---------------|--------------------------------|-------|---------|
| PB-FR20WL     | US-Stumpfstrumpf Frottee m. L. | 20 cm | Stück   |
| PB-FR25WL     | US-Stumpfstrumpf Frottee m. L. | 25 cm | Stück   |
| PB-FR30WL     | US-Stumpfstrumpf Frottee m. L. | 30 cm | Stück   |
| PB-FR35WL     | US-Stumpfstrumpf Frottee m. L. | 35 cm | Stück   |
| PB-FR40WL     | US-Stumpfstrumpf Frottee m. L. | 40 cm | Stück   |
| PB-FR45WL     | US-Stumpfstrumpf Frottee m. L. | 45 cm | Stück   |

## Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) mit Silikonloch (m.L.) „Duo“

85% Baumwolle, 15% Polyamid



| Artikelnummer | Bezeichnung                                       | Länge | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|---------|
| PB-DUO130L    | US-Stumpfstrumpf BW m. L. prox. dick / dist. dünn | 30 cm | Stück   |
| PB-DUO135L    | US-Stumpfstrumpf BW m. L. prox. dick / dist. dünn | 35 cm | Stück   |
| PB-DUO140L    | US-Stumpfstrumpf BW m. L. prox. dick / dist. dünn | 40 cm | Stück   |
| PB-DUO145L    | US-Stumpfstrumpf BW m. L. prox. dick / dist. dünn | 45 cm | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                       | Länge | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------|-------|---------|
| PB-DUO230L    | US-Stumpfstrumpf BW m. L. prox. dünn / dist. dick | 30 cm | Stück   |
| PB-DUO235L    | US-Stumpfstrumpf BW m. L. prox. dünn / dist. dick | 35 cm | Stück   |
| PB-DUO240L    | US-Stumpfstrumpf BW m. L. prox. dünn / dist. dick | 40 cm | Stück   |
| PB-DUO245L    | US-Stumpfstrumpf BW m. L. prox. dünn / dist. dick | 45 cm | Stück   |

## Stumpfstrümpfe Oberschenkel (O.S.) ohne Loch (o.L.)



### Nylon Oberschenkel Stumpfstrumpf ohne Loch

100% Nylon

| Artikelnummer | Bezeichnung                  | Länge | Einheit |
|---------------|------------------------------|-------|---------|
| PB-ONY30W     | OS-Stumpfstrumpf Nylon o. L. | 30 cm | Stück   |
| PB-ONY35W     | OS-Stumpfstrumpf Nylon o. L. | 35 cm | Stück   |
| PB-ONY40W     | OS-Stumpfstrumpf Nylon o. L. | 40 cm | Stück   |
| PB-ONY45W     | OS-Stumpfstrumpf Nylon o. L. | 45 cm | Stück   |

### Baumwoll Oberschenkel Stumpfstrumpf ohne Loch

95% Baumwolle, 5% Elasthan

| Artikelnummer | Bezeichnung               | Länge | Einheit |
|---------------|---------------------------|-------|---------|
| PB-OBW30W     | OS-Stumpfstrumpf BW o. L. | 30 cm | Stück   |
| PB-OBW35W     | OS-Stumpfstrumpf BW o. L. | 35 cm | Stück   |
| PB-OBW40W     | OS-Stumpfstrumpf BW o. L. | 40 cm | Stück   |
| PB-OBW45W     | OS-Stumpfstrumpf BW o. L. | 45 cm | Stück   |

### Frottee Oberschenkel Stumpfstrumpf ohne Loch, dehnbar

85% Baumwolle, 15% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                    | Länge | Einheit |
|---------------|--------------------------------|-------|---------|
| PB-OSFR30W    | OS-Stumpfstrumpf Frottee o. L. | 30 cm | Stück   |
| PB-OSFR35W    | OS-Stumpfstrumpf Frottee o. L. | 35 cm | Stück   |
| PB-OSFR40W    | OS-Stumpfstrumpf Frottee o. L. | 40 cm | Stück   |
| PB-OSFR45W    | OS-Stumpfstrumpf Frottee o. L. | 45 cm | Stück   |

## Stumpfstrümpfe Oberschenkel (O.S.) mit Loch (m.L.)



### Nylon Oberschenkel Stumpfstrumpf mit Silikonloch

100% Nylon

| Artikelnummer | Bezeichnung                  | Länge | Einheit |
|---------------|------------------------------|-------|---------|
| PB-ONY30WL    | OS-Stumpfstrumpf Nylon m. L. | 30 cm | Stück   |
| PB-ONY35WL    | OS-Stumpfstrumpf Nylon m. L. | 35 cm | Stück   |
| PB-ONY40WL    | OS-Stumpfstrumpf Nylon m. L. | 40 cm | Stück   |
| PB-ONY45WL    | OS-Stumpfstrumpf Nylon m. L. | 45 cm | Stück   |

### Baumwoll Oberschenkel Stumpfstrumpf mit Silikonloch

95% Baumwolle, 5% Elasthan

| Artikelnummer | Bezeichnung               | Länge | Einheit |
|---------------|---------------------------|-------|---------|
| PB-OBW30WL    | OS-Stumpfstrumpf BW m. L. | 30 cm | Stück   |
| PB-OBW35WL    | OS-Stumpfstrumpf BW m. L. | 35 cm | Stück   |
| PB-OBW40WL    | OS-Stumpfstrumpf BW m. L. | 40 cm | Stück   |
| PB-OBW45WL    | OS-Stumpfstrumpf BW m. L. | 45 cm | Stück   |


### Frottee Oberschenkel Stumpfstrumpf mit Silikonloch

85% Baumwolle, 15% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                                     | Länge | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------|-------|---------|
| PB-OFR30WL    | OS-Stumpfstrumpf Frottee m. L., nahtlos kräftig | 30 cm | Stück   |
| PB-OFR35WL    | OS-Stumpfstrumpf Frottee m. L., nahtlos kräftig | 35 cm | Stück   |
| PB-OFR40WL    | OS-Stumpfstrumpf Frottee m. L., nahtlos kräftig | 40 cm | Stück   |
| PB-OFR45WL    | OS-Stumpfstrumpf Frottee m. L., nahtlos kräftig | 45 cm | Stück   |
| PB-OSFR30WL   | OS-Stumpfstrumpf Frottee m. L.                  | 30 cm | Stück   |
| PB-OSFR35WL   | OS-Stumpfstrumpf Frottee m. L.                  | 35 cm | Stück   |
| PB-OSFR40WL   | OS-Stumpfstrumpf Frottee m. L.                  | 40 cm | Stück   |
| PB-OSFR45WL   | OS-Stumpfstrumpf Frottee m. L.                  | 45 cm | Stück   |

### eSkin Leg Cover

- Flexibel und vorgedehnt
- Wasserfest
- Schmutzabweisend, leicht zu reinigen
- Geringe Adhäsion
- Mehrlagiges faserverstärktes Polymer



Farbe: 3

Farbe: 4

### eSkin Leg Cover "Standard"

| Artikelnummer | Seite  | Fußgröße | Wadenumfang (A) | Knöchelumfang (B) | Länge | Farbe |
|---------------|--------|----------|-----------------|-------------------|-------|-------|
| PYE6S2x2xX0X  | Links  | 23-24cm  | 32-34cm         | 20-21cm           | 550mm | 3 / 4 |
|               | oder   | 25-26cm  | 34-36cm         | 21-22cm           | oder  |       |
|               | Rechts | 27-28cm  | 36-38cm         | 22-23cm           | 600mm |       |

Alle eSkin Leg Cover sind in den Größen 23-24, 25-26 und 27-28, sowie für beide Seiten und Farben erhältlich.

### Artikelnummer (Standard): PYE6S2x2xX0X

Zusammensetzung

der Artikelnummer: 2x2x = Fußgrößen, X = Seite (L/R), X = Farbe (3/4)

### eSkin Leg Cover "Split Toe"

| Artikelnummer | Seite  | Fußgröße | Wadenumfang (A) | Knöchelumfang (B) | Länge | Farbe |
|---------------|--------|----------|-----------------|-------------------|-------|-------|
| PYE6T2x2xX0X  | Links  | 23-24cm  | 32-34cm         | 20-21cm           | 550mm | 3 / 4 |
|               | oder   | 25-26cm  | 34-36cm         | 21-22cm           | oder  |       |
|               | Rechts | 27-28cm  | 36-38cm         | 22-23cm           | 600mm |       |

Alle eSkin Foot Cover sind in den Größen 23-24, 25-26 und 27-28, sowie für beide Seiten und Farben erhältlich.


### Artikelnummer (Split Toe): PYE6T2x2xX0X

Zusammensetzung


der Artikelnummer: 2x2x = Fußgrößen, X = Seite (L/R), X = Farbe (3/4)

## eSkin Foot Cover

- Flexibel und vorgedehnt
- jede Größe passt für zwei Fußgrößen
- Wasserfest
- Schmutzabweisend, leicht zu reinigen
- Geringe Adhäsion
- Mehrlagiges faserverstärktes Polymer



Farbe: 3



Farbe: 4



Standard



Split Toe

### eSkin Foot Cover „Standard“

| Artikelnummer | Seite          | Fußgröße                      | Farbe |
|---------------|----------------|-------------------------------|-------|
| PYE2x2xSX     | Links / Rechts | 23-24cm<br>25-26cm<br>27-28cm | 3 / 4 |

Alle eSkin Foot Cover sind in den Größen 23-24, 25-26 und 27-28, sowie für beide Seiten und Farben erhältlich.

### Artikelnummer (Standard): PYE2x2xSX

Zusammensetzung

der Artikelnummer: 2x2x = Fußgrößen, x = Seite (L/R), x = Farbe (3/4)

### eSkin Foot Cover „Split Toe“


| Artikelnummer | Seite          | Fußgröße                      | Farbe |
|---------------|----------------|-------------------------------|-------|
| PYE2x2xXTX    | Links / Rechts | 23-24cm<br>25-26cm<br>27-28cm | 3 / 4 |

### Artikelnummer (Split Toe): PYE2x2xXTX

Zusammensetzung

der Artikelnummer: 2x2x = Fußgrößen, x = Seite (L/R), x = Farbe (3/4)

## Unterschenkelkosmetik



|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| PYA1530 | Schaumkosmetik PE Unterschenkel eckig 30 mm hautfarben |
| PYA1531 | Schaumkosmetik PE Unterschenkel rund 30 mm weiß        |

Stück  
Stück


## Oberschenkelkosmetik mit durchbrochenem Knie



|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Größe „S“ | 84 cm lang, Umfang: 50 cm Oberschenkel, 35 cm Wade |
| Größe „M“ | 87 cm lang, Umfang: 52 cm Oberschenkel, 37 cm Wade |
| Größe „L“ | 94 cm lang, Umfang: 55 cm Oberschenkel, 41 cm Wade |

| Artikelnummer | Bezeichnung                         | Seite  | Einheit |
|---------------|-------------------------------------|--------|---------|
| PP1G0-SL      | Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „S“ | links  | Stück   |
| PP1G0-SR      | Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „S“ | rechts | Stück   |
| PP1G0-ML      | Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „M“ | links  | Stück   |
| PP1G0-MR      | Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „M“ | rechts | Stück   |
| PP1G0-LL      | Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „L“ | links  | Stück   |
| PP1G0-LR      | Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „L“ | rechts | Stück   |

## Oberschenkelkosmetik



| Artikelnummer | Bezeichnung                                  | Seite  | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------|--------|---------|
| PP1G13-D36    | Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang 36cm | rechts | Stück   |
| PP1G13-D40    | Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang=40cm | rechts | Stück   |
| PP1G13-D44    | Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang=44cm | rechts | Stück   |
| PP1G13-G36    | Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang=36cm | links  | Stück   |
| PP1G13-G40    | Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang=40cm | links  | Stück   |
| PP1G13-G44    | Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang=44cm | links  | Stück   |

## Vorgeformte Kosmetik

|        |                                                    |       |
|--------|----------------------------------------------------|-------|
| PP1G1L | Schaumkosmetik Unterschenkel vorgeformt EVA links  | Stück |
| PP1G1R | Schaumkosmetik Unterschenkel vorgeformt EVA rechts | Stück |



## Vorfußersatz



|         |                                             |       |
|---------|---------------------------------------------|-------|
| MB87201 | Vorfußersatz aus Weichschaum mittel, rechts | Stück |
| MB87202 | Vorfußersatz aus Weichschaum groß, rechts   | Stück |
| MB87211 | Vorfußersatz aus Weichschaum mittel, links  | Stück |
| MB87212 | Vorfußersatz aus Weichschaum groß, links    | Stück |

## Kosmetikstrümpfe (Paar)

100% Nylon



PB-UNY-KS01 Nylon Unterschenkel Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband Gr.1 PB-  
UNY-KS02 Nylon Unterschenkel Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband Gr.2 PB-  
UNY-KS03 Nylon Unterschenkel Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband Gr.3

PB-ONY-KS00 Nylon Oberschenkel Kosmetikstrümpfe mit Gummiabschlussband Gr.0 (L 45) PB-  
ONY-KS01 Nylon Oberschenkel Kosmetikstrümpfe mit Gummiabschlussband Gr.1 (L 55) PB-  
ONY-KS02 Nylon Oberschenkel Kosmetikstrümpfe mit Gummiabschlussband Gr.2 (L 65) PB-  
ONY-KS03 Nylon Oberschenkel Kosmetikstrümpfe mit Gummiabschlussband Gr.3 (L 75) PB-  
ONY-KS04 Nylon Oberschenkel Kosmetikstrümpfe mit Gummiabschlussband Gr.4 (L 80)

## Kosmetiküberzug



### ProsthStyle Prosthesis Cover

Available in different skin colors and sizes

- Professionelle Imitation der Haut
- 3D Optik
- In vielen Farben und Größen
- Für Frauen und Männer

PSPC-F-L-000 Farbmuster für Kosmetiküberzug Männer

PSPC-F-L-001 Farbmuster für Kosmetiküberzug Frauen


**Individualanfertigung, bitte Bestellformular benutzen!**

**Achtung: Vom Umtausch ausgeschlossen, da Sonderbestellung**

## Kosmetiküberzug

Bestellformular Fax 09122 8870729

Bestellung von Fa.



| XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 38-47 | 45-52 | 50-58 | 56-64 | 62-70 | 68-76 |
| 27-33 | 32-38 | 37-43 | 42-48 | 47-53 | 52-58 |
| 23-29 | 28-34 | 33-37 | 38-44 | 43-47 | 48-55 |
| 17-20 | 19-22 | 21-25 | 24-28 | 27-31 | 30-34 |

Bitte folgende Daten angeben:

PSPC- F/M \_\_\_\_\_ L/R \_\_\_\_\_ Größe \_\_\_\_\_ Farbe \_\_\_\_\_  
 (Frau oder Mann) (Links oder Rechts) (s.o.) Farbnummer

**Achtung: Vom Umtausch ausgeschlossen, da Sonderbestellung**

# FlexCover Neo

Unterschenkel und Oberschenkel  
Kosmetiken - nach Scan und Maß



# Flex Neo - Auswahlkriterien

## Flex Neo **AK**

## Flex Neo **MAX AK**

## Flex Neo **MAX BK**

| Art der Amputation                       | Oberhalb des Knies<br>Transfemoral                                                   | Oberhalb des Knies<br>Transfemoral                        | Unterhalb des Knies<br>Transtibial                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Magnete                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                       | <input checked="" type="checkbox"/>                       |
| Höhe                                     | Alle im Bereich von<br>35 -53 cm                                                     | Alle                                                      | Alle                                                      |
| Umfänge                                  | 36; 38; 40; 42 cm                                                                    | Alle                                                      | Alle                                                      |
| Innere Maße vom<br>distalen Ende         | 58 mm x 85 mm                                                                        | Entsprechend der<br>Maße von der<br>Fußkosmetik           | Entsprechend der<br>Maße von der<br>Fußkosmetik           |
| Form                                     | Symmetrisch                                                                          | Rekonstruktion der<br>Wade auf der<br>Grundlage des Scans | Rekonstruktion der<br>Wade auf der<br>Grundlage des Scans |
| Querschnitt vom<br>distalen Ende         | Standard elliptisch                                                                  | Adaptiert auf die<br>Form der<br>Fußkosmetik              | Adaptiert auf die<br>Form der<br>Fußkosmetik              |
| Farben                                   |  |                                                           |                                                           |
| Schmerzfreies Tattoo                     |                                                                                      | Auf Anfrage                                               | Auf Anfrage                                               |
| Mattes „Finish“                          | Extrakosten                                                                          | Extrakosten                                               | Extrakosten                                               |
| Befestigung mit Klett                    |                                                                                      | Nur für wenige Knie                                       |                                                           |
| Ein Scan wird zur<br>Bestellung benötigt | <input checked="" type="checkbox"/>                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                       | <input checked="" type="checkbox"/>                       |

# FlexCover Neo

Unterschenkel - mit Scan



Das FlexCover Neo ist ein flexibles Cover für Unterschenkelprothesen, welches über einen Magnetverschluss an der Rückseite verfügt, der es erlaubt das Cover schnell an-und abzulegen.

Durch seine Flexibilität ist es äußerst robust und sieht natürlich aus.

Jedes FlexCover wird individuell nach Scan und Maß hergestellt.

-  ◦ Haut
-  ◦ Grau
-  ◦ Weiß
-  ◦ Schwarz



- Gerade und geschwungene Fußkosmetik



- Magnetischer Verschluss



- Wasserfest

## Merkmale:

- Flexibel
- Magnetverschluss für schnelles An-und Ausziehen
- Wasserfest
- Individueller Wadenumfang nach Scan
- Individuelles Tattoo falls erwünscht

|   | Artikelnummer | Bezeichnung            | Ausführung                         |
|---|---------------|------------------------|------------------------------------|
| 1 | PA-Flex2NMU   | FlexCover Neo MAX      | Individueller Wadenumfang          |
| 2 | PA-Flex4NMPU  | FlexCover Neo MAX Plus | Individueller Wadenumfang + Grafik |

# FlexCover Neo


Oberschenkel - mit Scan



Das FlexCover Neo ist ein flexibles Cover für Oberschenkelprothesen, welches über einen Magnetverschluss an der Rückseite verfügt, der es erlaubt das Cover schnell an-und abzulegen.

Durch seine Flexibilität ist es äußerst robust und sieht natürlich aus.

Jedes FlexCover wird individuell nach Scan und Maß hergestellt.

-  ◦ Haut
-  ◦ Grau
-  ◦ Weiß
-  ◦ Schwarz
-  ◦ Gerade und geschwungene Fußkosmetik
-  ◦ Magnetischer Verschluss
-  ◦ Wasserfest

## Merkmale:

- Flexibel
- Magnetverschluss für schnelles An-und Ausziehen
- Wasserfest
- Individueller Wadenumfang nach Scan
- Individuelles Tattoo falls erwünscht

|   | Artikelnummer | Bezeichnung               | Ausführung                         |
|---|---------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1 | PA-Flex2NM    | FlexCover Neo MAX AK      | Individueller Wadenumfang          |
| 2 | PA-Flex4NMP   | FlexCover Neo MAX Plus AK | Individueller Wadenumfang + Grafik |

# FlexCover Neo

Oberschenkel - ohne Scan



**Neues FlexCover Design! Robust, flexibel und wasserfest.**

**Angenehmes An- und Ausziehen dank des Magnetverschlusses!**

-  ◦ Haut
-  ◦ Grau
-  ◦ Weiß
-  ◦ Schwarz
-  ◦ Wasserfest
-  ◦ Gerade und geschwungene Fußkosmetik
-  ◦ Magnetischer Verschluss

## **Merkmale:**

- Flexibel
- Magnetverschluss für schnelles An- und Ausziehen
- Wasserfest
- Individueller Wadenumfang

| Artikelnummer | Bezeichnung      | Ausführung             |
|---------------|------------------|------------------------|
| PA-Flex1NSe   | FlexCover Neo AK | Symmetrische Wadenform |

# FlexCover Phantom

Oberschenkel inkl. Hülse - mit Scan



Neues FlexCover Design!  
Robust, flexibel und  
wasserfest.

Angenehmes An- und Ausziehen  
dank des Magnetverschluss-und  
Knopfes!

-  ◦ Haut
-  ◦ Grau
-  ◦ Weiß
-  ◦ Schwarz
-  ◦ Wasserfest
-  ◦ Gerade und  
geschwungene  
Fußkosmetik
-  ◦ Magnetischer  
Verschluss

## Merkmale:

- Flexibel
- Magnetverschluss und  
"Nextt Knopf" für schnelles  
An-und Ausziehen
- Wasserfest
- Individueller  
Wadenumfang nach Scan

| Artikelnummer | Bezeichnung       | Ausführung        |
|---------------|-------------------|-------------------|
| PA-FlexPH     | FlexCover PHANTOM | Nach Scan und Maß |

# FlexCover DUO

Oberschenkel Hülse - mit oder ohne Scan

## Adaption zum Flex Neo AK Cover!



Neues FlexCover Design! Robust, flexibel und wasserfest.

Hergestellt für den Raum zwischen Schaft und Knie.

 ◦ Haut

 ◦ Grau

 ◦ Weiß

 ◦ Schwarz

 ◦ Wasserfest

 ◦ Gerade und geschwungene Fußkosmetik

 ◦ Magnetischer Verschluss


### Merkmale:

- Flexibel
- Nutzung von Doppelseitigem Klebeband zur Befestigung!
- Wasserfest
- Individuelle Herstellung nach Scan
- Herstellung ohne Scan möglich

| Artikelnummer | Bezeichnung           | Ausführung                 |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| PA-FlexDUO    | FlexCover DUO - Hülse | Nach Maß mit und ohne Scan |



## THERMOPLASTISCH VERFORMBARER WEICHWAND KONUS



- Thermoplastisch (170°C) verformbarer Weichwand InnenKonus für individuelle Formen und gleichmäßige Wandstärke
- Leicht und schnell gefertigt, gut schleifbar, kann 4-5 mal wiederverformt werden
- Nahtlose, geschlossenzellige Oberfläche
- Bequem, hautfreundlich und langlebig
- Kleinste Größe auch für Kinder und obere Extremitäten geeignet

### Keasy Weichwand Konus

| Artikelnummer | Größe                        | Länge  | Durchmesser proximal | Wandstärke | distale Polsterung |
|---------------|------------------------------|--------|----------------------|------------|--------------------|
| PP1S402-110   | Unterschenkel klein          | 305 mm | 110 mm               | 5,0 mm     | 8 mm               |
| PP1S400-130   | Unterschenkel, lang & dünn   | 500 mm | 130 mm               | 6,5 mm     | 10 mm              |
| PP1S400-160   | Unterschenkel, kurz & mittel | 400 mm | 160 mm               |            | 10 mm              |
| PP1S400-180   | Unterschenkel, lang          | 500 mm | 180 mm               |            | 12 mm              |
| PP1S400-210   | Oberschenkel                 | 500 mm | 210 mm               |            | 10 mm              |

### Keasy Liner Konus

| Artikelnummer | Größe                        | Länge  | Durchmesser proximal | Wandstärke | distale Polsterung |
|---------------|------------------------------|--------|----------------------|------------|--------------------|
| PP1S401-170   | Unterschenkel, kurz & mittel | 420 mm | 170 mm               | 3 mm       | 10 mm              |



**PROTHESEUS**  
Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Protheseus GmbH  
Liebigstraße 13  
91126 Schwabach  
Germany

Telefon: +49(0)9122 88707-0  
Telefax: +49(0)9122 88707-29  
info@protheseus.de  
www.protheseus.de

28.04.2025 - Seite 089/100



# AS Cover

## 3D-gedruckte Unterschenkel-, Oberschenkel- und Arm-Kosmetiken nach Scan



Die AS-Cover sind auf vier verschiedene Kollektionen aufgeteilt, welche auf alle Anlässe im Alltag abgestimmt sind; für den normalen Alltag, für besondere Anlässe und alles was dazwischen liegt. Cover für schlichte Eleganz und Cover für das gewisse Extra. Auf den folgenden Seiten finden Sie 16 verschiedene Designs, aufgeteilt in vier verschiedene Kollektionen, damit Sie Ihren persönlichen Favoriten finden können!

## FAQ

### Wie wird das Cover an der Prothese befestigt?

Das Cover wird mit einem Adapter an der Prothese befestigt. Der mitgesendete Adapter kann problemlos an den vorhandenen Rohradapter montiert werden. Das Cover „klickt“ auf den Adapter und wird zusätzlich mit einem Gummiband und/oder einem Schnappverschluss für die ideale Position befestigt. Falls kein Rohradapter vorhanden sein sollte, wird eine individuelle Halterung für die vorhandenen Pasteile gefertigt. Diese Lösung erlaubt auch eine weiterhin normale Anpassung an der Prothese.

### Wie ist die Lebensdauer der Cover?

Die Haltbarkeit der Cover variiert mit dem entsprechendem Gebrauch und der Art des gewählten Designs. Empfindliche und größtenteils offene Designs sind sensibler gegenüber vertikalen Kräften und äußeren Einwirkungen. Falls Leistungssport mit hohen Einwirkungen oder ähnliche Aktivitäten geplant sein sollten, ist es, im Sinne der Lebenslänge des Covers empfehlenswert, das Cover für die Zeit abzulegen.

### Wie lange ist die Lieferzeit für ein Cover?

Normalerweise dauert die Lieferung für ein Cover zwischen 8-10 Wochen. Die Lieferzeit hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise die Qualität der Scans, Fotos etc. Falls eine Folierung benötigt wird, dauert die Lieferzeit eine Woche länger, 9-10 Wochen. Da jedes Cover ein Unikat ist, sind die angegebenen Lieferzeiten erfahrungsmäßige Richtwerte und kann je nach Komplexität variieren.

### Wie wird ein Cover produziert?

Jedes Cover geht einen langen Weg durch eine individuelle, digitale Designphase hin zum 3D-Druck. Im Anschluss folgt eine persönliche Nachbearbeitung, inkl. bemalen, lackieren oder folieren.

### Wie werden die Form und Größe von meinem Cover bestimmt?

Die Höhe basiert auf dem Prothesenaufbau und den Daten, welche Sie in dem Bestellformular angeben. Falls die gewünschte Höhe nicht angegeben ist, wird diese für die bestmögliche Silhouette und dem Übergang zum Schaft bestimmt. Falls Sie weitere, individuelle Wünsche zur Form haben, können Sie diese bei „Zusätzliche Informationen“ auf dem Bestellformular angeben. **Bitte immer eine Scandatei beifügen!** Vielseitig, stilvoll und zeitlos – in der Kategorie „Lässiges Design“ steht der Alltag im Vordergrund. Nutzen Sie die breite Palette an Farboptionen, um den Ausdruck zu schaffen, der perfekt zu Ihrem Alltagsstil passt.

# Kategorie: Lässiges Design



Alle Designs sind für Ober- und Unterschenkel, sowie als Hart- und Flexibles-Cover erhältlich!  
Folgende Designs sind in dieser Kategorie enthalten (weitere Farben finden Sie im Bestellformular):



Design: Arc | Farbe: Metallic Silver



Design: True | Farbe: Berry Purple



Design: Forma | Farbe: Black Matte



Design: Mesh | Farbe: Metallic Blue

# Kategorie: Elegantes Design

Mit metallischen Elementen, Leder-Details, dekorativen Blumen und 3D-Verzierungen geht es in der Kategorie „Elegantes Design“ um die Aufwertung von Accessoires und Eleganz. Die folgenden Designs passen perfekt zu besonderen Anlässen und wenn Sie sich ein wenig extra Elegant fühlen möchten!



**Alle Designs sind für Ober- und Unterschenkel, sowie als Hart- und Flexibles-Cover erhältlich!**  
**Folgende Designs sind in dieser Kategorie enthalten (weitere Farben finden Sie im Bestellformular):**



**Design: Halo | Farbe: Metallic  
Silver/Brown Leather**



**Design: Link | Farbe: Black/Gold**



**Design: Dew | Farbe: Rose Gold**




**Design: Eden | Farbe: Pure Red**

# Kategorie: Sportliches Design

Fitnessstudio, Yoga oder Leben außer Haus – in der Kategorie „Sportliches Design“ geht es um genau das was der Name zu vermuten lässt – Sport! Mit Elementen aus Textilbändern, Gummibändern und Details in verschiedenen Farben, können Sie die sportlichen Designs mühelos mit Ihrer Trainingskleidung oder Ihren Lieblings-Sneakern kombinieren.



**Alle Designs sind für Ober- und Unterschenkel, sowie als Hart- und Flexibles-Cover erhältlich!**  
**Folgende Designs sind in dieser Kategorie enthalten (weitere Farben finden Sie im Bestellformular):**



**Design: Apex | Farbe: Metallic Silver/Orange**



**Design: Blaze | Farbe: Sunny Yellow/Black Matte**



**Design: ID | Farbe: Blue/Orange/White**



**Design: Prime | Farbe: Metallic Silver/Black Matte**

# Kategorie: Statement Design

Kühne Formen, ausgefeilte Details und 3D-Dekorationen - die Kategorie „Statement Design“ besteht aus Designs mit einer Menge Attitüde, geschaffen für diejenigen, die ein wenig mehr herausstechen wollen.



Alle Designs sind für Ober- und Unterschenkel, sowie als Hart- und Flexibles-Cover erhältlich!  
Folgende Designs sind in dieser Kategorie enthalten (weitere Farben finden Sie im Bestellformular):



Design: Icon | Farbe: Metallic Silver



Design: Prism | Farbe: Black Basic



Design: Phantom | Farbe: Black Matte



Design: Armour | Farbe: Metallic Blue



## Confidence Socket für

TT / Unterschenkelamputationen

Interimschaft / Probeschaft

inkl. 4-Loch Montage Platte  
mit 1cm Versatz


Wahlweise mit passivem  
Vakuum- oder Pin-Locksystem

**Das Vakuum- oder Locksystem muss  
separat erworben werden, alle  
Information dazu finden Sie auf der  
nächsten Seite!**

|                     | Vakuumsystem |            | Pin-Locksystem |            |
|---------------------|--------------|------------|----------------|------------|
| Größe               | Small        | Large      | Small          | Large      |
| Artikelnummer       | PDCSBKVS     | PDCSBKVL   | PDCSBKPS       | PDCSBKPL   |
| Gewichtslimit       | 125 kg       | 150 kg     | 125 kg         | 150 kg     |
| Distaler Umfang     | 23-34 cm     | 30 – 45 cm | 23 – 34 cm     | 30 – 45 cm |
| Max.<br>Stumpflänge | 27 cm        |            |                |            |
| Schaftgewicht*      | 1.100 g      | 1.320 g    | 1.040 g        | 1.300 g    |
| Farbe               | Schwarz      |            |                |            |

**\*Bei der Anpassung werden je nach Stumpflänge 100 - 400 g entfernt.**

## Passives Vakuum System




- Reduziert Druck in Belastungsflächen
- Hervorragende Unterstützung für das Knie
- Erhöhter Komfort

| Einweg Ventil |                 |
|---------------|-----------------|
| Artikelnummer | PDCSVAL         |
| Gewicht       | 20 g            |
| Größe         | 18 x 19 x 19 mm |




## Pin-Lock System



- Schnelles Aus- und Anziehen
- Hervorragende Kniebeweglichkeit
- Sichere Verbindung

| Pin-Lock      |                 |
|---------------|-----------------|
| Artikelnummer | PDCSPL          |
| Gewicht       | 180 g           |
| Größe         | 52 x 98 x 22 mm |





## Resilience Socket für

TT / Unterschenkelamputationen

inkl. 4-Loch Montage Platte  
ohne Versatz


Wahlweise mit Vakuum-  
oder Pin-Locksystem

**Das Vakuum- oder Locksystem muss  
separat erworben werden, alle  
Information dazu finden Sie auf der  
nächsten Seite!**

| Resilience Socket |                |
|-------------------|----------------|
| Artikelnummer     | PDRSM          |
| Gewichtslimit     | 125 kg         |
| Distaler Umfang   | 20 – 38 cm     |
| Max. Stumpflänge  | 27 cm          |
| Schaftgewicht*    | 1000 g         |
| Farbe             | Schwarz Karbon |

\*Bei der Anpassung werden je nach  
Stumpflänge 100 – 400 g entfernt.






**Passives Vakuum System**

- Reduziert Druck in Belastungsflächen
- Hervorragende Unterstützung für das Knie
- Erhöhter Komfort



| Ein-Weg-Ventil Kit |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer      | PDRVK                                |
| Spezifikation      | M5 Verbindung,<br>4x M6x16 Schrauben |




**Aktives Vakuum System**

- Minimiert Bewegung im Schaft
- Erhöhte Körperwahrnehmung
- Erhöhte Balance



| Hochvakuum Kit |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer  | PDEVK                                                |
| Spezifikation  | M5 Verbindung,<br>Stecknippel für 6mm<br>ID Schlauch |



**Pin Lock System**

- Schnelles An- und Ausziehen
- Hervorragende Kniebeweglichkeit
- Sichere Verbindung



| Pin-Lock Einheit |                |
|------------------|----------------|
| Artikelnummer    | PDPLU-R        |
| Spezifikation    | Pin Länge 57mm |

## Die Mobile Werkstatt

Artikelnummer: PDW100



**In der mobilen Werkstatt sind folgende Produkte jeweils 1x enthalten:**

- Werkstatt- und Werkzeugrollkoffer
- Mobile Ofen
- Mobile Vakuumpumpe
- Vakuum Adapter
- Pads/Pelotten
- Leder- und Textilschere
- Thermohandschuhe
- Stretchfolienhalter inkl. Stretchfolie
- Markierstift
- Tiefziehstrumpf

**Zur Komplementierung der mobilen  
Werkstatt benötigen Sie einen separaten  
Heißluftfön!**



**PROTHESEUS**

Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Protheseus GmbH  
Liebigstraße 13  
91126 Schwabach

Telefon: 09122 88707-0  
Fax: 09122 88707-29  
info@protheseus.de  
www.protheseus.de

Vertrieb für Deutschland und Österreich