



PROTHESEUS



# Katalog

---

Prothetik /  
Orthetik

VERSION: 26.02.2026

Protheseus GmbH

Liebigstraße 13, 91126 Schwabach | Tel.: 09122 88707-0 | Fax: 09122 8870729

E-Mail: [info@protheseus.de](mailto:info@protheseus.de) | [www.protheseus.de](http://www.protheseus.de)



## Inhaltsverzeichnis


|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>1. Liner und Kniekappen .....</b>               | <b>- 6 -</b>   |
| <b>2. Ventile.....</b>                             | <b>- 30 -</b>  |
| <b>3. Locks und Verschiebeadapter .....</b>        | <b>- 35 -</b>  |
| <b>4. Click Drehverschlüsse .....</b>              | <b>- 39 -</b>  |
| <b>5. Modularteile .....</b>                       | <b>- 42 -</b>  |
| <b>6. Heavy Duty Produkte .....</b>                | <b>- 55 -</b>  |
| <b>7. Prothesenfüße .....</b>                      | <b>- 57 -</b>  |
| <b>8. Kniegelenke .....</b>                        | <b>- 73 -</b>  |
| <b>9. Kinderpassteile .....</b>                    | <b>- 79 -</b>  |
| <b>10. Anziehhilfe und Stumpfstrümpfe.....</b>     | <b>- 80 -</b>  |
| <b>11. Keasy und Kosmetiken .....</b>              | <b>- 88 -</b>  |
| <b>12. Amparo.....</b>                             | <b>- 99 -</b>  |
| <b>13. Elevate 360° .....</b>                      | <b>- 102 -</b> |
| <b>14. Comfit AFO .....</b>                        | <b>- 103 -</b> |
| <b>15. Hylton Kompressionsorthesen .....</b>       | <b>- 104 -</b> |
| <b>16. Dreheinzüge und Magnetverschlüsse .....</b> | <b>- 108 -</b> |

## Gel Liner Übersicht

| Abbildung                                                                           | Name                                        | Artikelnummer                 | Distales Ende       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|    | <b>VitaGel</b>                              | PY26...<br>PY16...            | Mit Pin<br>Ohne Pin |
|    | <b>Pro-Fit</b>                              | PY346...<br>PY356...          | Mit Pin<br>Ohne Pin |
|    | <b>UltraSeal Gel<br/>mit niedrigem Ring</b> | PYUSUGL...<br>PYUSUGC...      | Mit Pin<br>Ohne Pin |
|   | <b>UltraSeal Gel<br/>mit mittlerem Ring</b> | PYUSLGL...<br>PYUSLGC...      | Mit Pin<br>Ohne Pin |
|  | <b>UltraSeal Gel<br/>mit hohem Ring</b>     | PYUSHGL...<br>PYUSHGC...      | Mit Pin<br>Ohne Pin |
|  | <b>Easy</b>                                 | PY3063...<br>PY3163...        | Mit Pin<br>Ohne Pin |
|  | <b>Extreme</b>                              | PY3AKDT...<br>PY3AKFR...      | Mit Pin<br>Ohne Pin |
|  | <b>Anterior Posterior<br/>Tapered</b>       | PY3APDTTP...<br>PY3APFRTTP... | Mit Pin<br>Ohne Pin |
|  | <b>Superior Performance</b>                 | PY3SPFR...<br>PY3SPDT...      | Mit Pin<br>Ohne Pin |

| Material         | Profil                                 | Mobilitätsgrad | Eigenschaft                                          |
|------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| Gel              | 6 mm uniform<br>6/3 mm                 | 1 – 3          | Hautpflegendes Mineralöl                             |
| OptiGel          | 3 mm uniform<br>6mm uniform            | 2 – 4          | Weißes, hautfreundliches Gel                         |
| OptiGel          | 3 mm uniform                           | 1 – 4          | Weißes, hautfreundliches Gel                         |
| OptiGel          | 3 mm uniform                           | 1 – 4          | Weißes, hautfreundliches Gel                         |
| OptiGel          | 3 mm uniform                           | 1 – 4          | Weißes, hautfreundliches Gel                         |
| EasyGel          | 3 mm uniform<br>6 mm uniform<br>6/3 mm | 1 – 4          | Mit Antioxidanzien                                   |
| GripGel          | 3 mm uniform<br>6 mm uniform           | 1 – 3          | Exzellente Haftung für gesundes Hautgewebe           |
| High Density Gel | 6/3 mm                                 | 2 – 4          | Speziell für den Wechsel von Silikon- auf Gel-Linern |
| Grip Gel         | 3 mm uniform<br>6 mm uniform           | 1 – 3          | Exzellente Haftung für gesundes Hautgewebe           |

## Silikon Liner Übersicht

| Abbildung                                                                           | Name                                            | Artikelnummer              | Distales Ende       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|    | <b>Dekulife Comfort</b>                         | PY40...<br>PY42...         | Mit Pin<br>Ohne Pin |
|    | <b>SoftSil</b>                                  | PY012...<br>PY022...       | Mit Pin<br>Ohne Pin |
|    | <b>ADAPT<br/>Unterschenkel</b>                  | PP1S350e...<br>PP1S340e... | Mit Pin<br>Ohne Pin |
|   | <b>ADAPT<br/>Oberschenkel</b>                   | PP1S360e...                | Mit Pin             |
|  | <b>Parasil<br/>Unterschenkel</b>                | PP1S310...<br>PP1S300...   | Mit Pin<br>Ohne Pin |
|  | <b>Parasil<br/>Oberschenkel</b>                 | PP1S330...<br>PP1S320...   | Mit Pin<br>Ohne Pin |
|  | <b>UltraSeal Silikon<br/>mit hohem Ring</b>     | PYUSHSL...<br>PYUSHSC...   | Mit Pin<br>Ohne Pin |
|  | <b>UltraSeal Silikon<br/>mit mittlerem Ring</b> | PYUSLSL...<br>PYUSLSC...   | Mit Pin<br>Ohne Pin |
|  | <b>UltraSeal Silikon<br/>mit niedrigem Ring</b> | PYUSUSL...<br>PYUSUSC...   | Mit Pin<br>Ohne Pin |

| Material      | Profil                                   | Mobilitätsgrad | Eigenschaft                                                                        |
|---------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Silikon       | 3 mm                                     | 1 – 4          | Hochwertiges, weißes, medizinisches Silikon                                        |
| OptiSil       | 3 mm uniform                             | 2 – 4          | Hochwertiges, weißes, medizinisches Silikon                                        |
| Silikon / Gel | 3 mm uniform,<br>6 mm uniform,<br>6/3 mm | 2 – 4          | Mit Antioxydanzien                                                                 |
| Silikon / Gel | 3 mm uniform,<br>6 mm uniform,<br>6/3 mm | 2 – 4          | Mit Antioxydanzien                                                                 |
| Silikon       | 3 mm uniform                             | 2 – 4          | Platinvernetztes, medizinisches Mineralöl-Silikon mit einer Parylene®-Beschichtung |
| Silikon       | 3 mm uniform                             | 2 – 4          | Platinvernetztes, medizinisches Mineralöl-Silikon mit einer Parylene®-Beschichtung |
| OptiSil       | 3 mm uniform                             | 1 – 4          | Hochwertiges, weißes, medizinisches Silikon                                        |
| OptiSil       | 3 mm uniform                             | 1 – 4          | Hochwertiges, weißes, medizinisches Silikon                                        |
| OptiSil       | 3 mm uniform                             | 1 – 4          | Hochwertiges, weißes, medizinisches Silikon                                        |

## 1. Liner und Kniekappen

### Pro-Fit Liner mit OptiGel



Der **Pro-Fit Liner** wurde entwickelt, um Amputierten ein unvergleichliches Ausmaß an Komfort und Kontrolle zu bieten. Mit der herausragenden Anpassungsfähigkeit an die Form des Stumpfs, die durch die OptiGel-Technologie gewährleistet wird, bietet der Pro-Fit einen sicheren und passgenauen Sitz am Stumpf, der die Kontrolle, Komfort und Sicherheit für den Benutzer erhöht und damit das Vertrauen in die alltäglichen Aktivitäten stärkt.

**Pro-Fit wird mit OptiGel hergestellt**, einem speziellen weißen Gel von ALPS®, das die Anpassungsfähigkeit der Prothese an die Form des Stumpfs verbessert und einen optimalen Sitz garantiert. Das hochwertige graue Gewebe zeichnet sich durch seine geringe Längsdehnung aus, die den Längshub wirksam minimiert. Bei der Version mit distalem Anschluss garantieren das optimierte distale Ende und eine innovative U-förmige Matrix für zusätzliche Stabilität.

### Pro-Fit Liner mit Pin

| Artikelnummer | Größe / Wandstärke | Umfang (6 cm über Stumpffende) |
|---------------|--------------------|--------------------------------|
| PY34620P      | 20 / 6 mm          | 20 – 23 cm                     |
| PY34624P      | 24 / 6 mm          | 24 – 25 cm                     |
| PY34626P      | 26 / 6 mm          | 26 – 27 cm                     |
| PY34628P      | 28 / 6 mm          | 28 – 31 cm                     |
| PY34632P      | 32 / 6 mm          | 32 – 37 cm                     |
| PY34638P      | 38 / 6 mm          | 38 – 43 cm                     |
| PY34644P      | 44 / 6 mm          | 44 – 53 cm                     |

### Pro-Fit Liner ohne Pin

| Artikelnummer | Größe / Wandstärke | Umfang (6 cm über Stumpffende) |
|---------------|--------------------|--------------------------------|
| PY35620C      | 20 / 6 mm          | 20 – 23 cm                     |
| PY35624C      | 24 / 6 mm          | 24 – 25 cm                     |
| PY35626C      | 26 / 6 mm          | 26 – 27 cm                     |
| PY35628C      | 28 / 6 mm          | 28 – 31 cm                     |
| PY35632C      | 32 / 6 mm          | 32 – 37 cm                     |
| PY35638C      | 38 / 6 mm          | 38 – 43 cm                     |
| PY35644C      | 44 / 6 mm          | 44 – 53 cm                     |

## Pro-VitaGel Liner

Die Liner **mit Pinanschluss** gibt es in unterschiedlichen Wandstärken:

- a. Wandstärke 6mm Anterior und 3mm Posterior, so dass Sie eine gute Polsterung haben und zusätzlich das Knie ohne Wulst in der Kniekehle beugen können. Farbe: Grau

| Artikelnummer | Größe   | Umfang     |
|---------------|---------|------------|
| PY26320S      | Small   | 18 – 20 cm |
| PY26320M      | Medium  | 20 – 24 cm |
| PY26324M1     | Medium+ | 24 – 28 cm |
| PY26328L      | Large   | 28 – 34 cm |
| PY26334L1     | Large+  | 34 – 40 cm |



- b. Wandstärke 6mm Uniform, wenn die Beugehilfe nicht erforderlich ist und Sie eine zirkuläre gute Polsterung wünschen. Farbe: Grau

| Artikelnummer | Größe   | Umfang     |
|---------------|---------|------------|
| PY26624M1     | Medium+ | 24 – 28 cm |
| PY26628L      | Large   | 28 – 34 cm |
| PY26634L1     | Large+  | 34 – 40 cm |

Die Liner **ohne Pinanschluss** gibt es in unterschiedlichen Wandstärken:

- a. Wandstärke 6mm Anterior und 3mm Posterior, so dass Sie eine gute Polsterung haben und zusätzlich das Knie ohne Wulst in der Kniekehle beugen können. Farbe: Grau

| Artikelnummer | Größe   | Umfang     |
|---------------|---------|------------|
| PY16318       | Small   | 18 – 20 cm |
| PY16320       | Medium  | 20 – 24 cm |
| PY16324       | Medium+ | 24 – 28 cm |
| PY16328       | Large   | 28 – 34 cm |
| PY16334       | Large+  | 34 – 40 cm |



- b. Wandstärke 6mm Uniform, wenn die Beugehilfe nicht erforderlich ist und Sie eine zirkuläre gute Polsterung wünschen. Farbe: Grau

| Artikelnummer | Größe   | Umfang     |
|---------------|---------|------------|
| PY16024M1     | Medium+ | 24 – 28 cm |
| PY16028L      | Large   | 28 – 34 cm |
| PY16034L1     | Large+  | 34 – 40 cm |

Hinweis: Liner in anderen Ausführungen gibt es als Sonderbestellung auf Anfrage.

## Superior Performance Liner



### Superior Performance Liner, 3mm, ohne Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| PY3SPDT203    | SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 20, Umfang 20-23cm |
| PY3SPDT243    | SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 24, Umfang 24-25cm |
| PY3SPDT263    | SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 26, Umfang 26-27cm |
| PY3SPDT283    | SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 28, Umfang 28-31cm |
| PY3SPDT323    | SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 32, Umfang 32-34cm |
| PY3SPDT353    | SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 35, Umfang 35-37cm |
| PY3SPDT383    | SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 38, Umfang 38-43cm |
| PY3SPDT443    | SP Superior Performance Liner ohne Pin, 3mm, Größe 44, Umfang 44-53cm |

### Superior Performance Liner, 3mm, mit Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| PY3SPFR203    | SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 20, Umfang 20-23cm |
| PY3SPFR243    | SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 24, Umfang 24-25cm |
| PY3SPFR263    | SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 26, Umfang 26-27cm |
| PY3SPFR283    | SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 28, Umfang 28-31cm |
| PY3SPFR323    | SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 32, Umfang 32-34cm |
| PY3SPFR353    | SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 35, Umfang 35-37cm |
| PY3SPFR383    | SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 38, Umfang 38-43cm |
| PY3SPFR443    | SP Superior Performance Liner mit Pin, 3mm, Größe 44, Umfang 44-53cm |

## Anterior Posterior Tapered Liner



### Anterior Posterior Tapered Liner, 6/3mm, ohne Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| PY3APFRTTP20  | Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 20, Umfang 20-23cm |
| PY3APFRTTP24  | Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 24, Umfang 24-25cm |
| PY3APFRTTP26  | Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 26, Umfang 26-27cm |
| PY3APFRTTP28  | Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 28, Umfang 28-31cm |
| PY3APFRTTP32  | Anterior Posterior Tapered Liner ohne Pin, 6/3mm, Größe 32, Umfang 32-37cm |

### Anterior Posterior Tapered Liner, 6/3mm, mit Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PY3APDTTP20   | Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 20, Umfang 20-23cm |
| PY3APDTTP24   | Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 24, Umfang 24-25cm |
| PY3APDTTP26   | Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 26, Umfang 26-27cm |
| PY3APDTTP28   | Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 28, Umfang 28-31cm |
| PY3APDTTP32   | Anterior Posterior Tapered Liner mit Pin, 6/3mm, Größe 32, Umfang 32-37cm |

## Easy-Liner



### Easy-Liner, 6/3mm, ohne Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| PY316316C     | Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 16-19 cm Umfang |
| PY316320C     | Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 20-23 cm Umfang |
| PY316324C     | Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 24-25 cm Umfang |
| PY316326C     | Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 26-27 cm Umfang |
| PY316328C     | Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 28-31 cm Umfang |
| PY316332C     | Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 32-37 cm Umfang |
| PY316338C     | Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 38-43 cm Umfang |
| PY316344C     | Easy-Liner ELFR 6/3 mm ohne Pinanschluss 44-52 cm Umfang |

### Easy-Liner, 6/3mm, 10cm Matrix, mit Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| PY306316P     | Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 16-19 cm Umfang |
| PY306320P     | Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 20-23 cm Umfang |
| PY306324P     | Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 24-25 cm Umfang |
| PY306326P     | Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 26-27 cm Umfang |
| PY306328P     | Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 28-31 cm Umfang |
| PY306332P     | Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 32-37 cm Umfang |
| PY306338P     | Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 38-43 cm Umfang |
| PY306344P     | Easy-Liner ELDT 6/3 mm mit Pinanschluss 44-52 cm Umfang |

## Extreme Liner



### Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| PY3AKFR16-3   | Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 16-19 cm Umfang |
| PY3AKFR20-3   | Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 20-23 cm Umfang |
| PY3AKFR24-3   | Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 24-25 cm Umfang |
| PY3AKFR26-3   | Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 26-27 cm Umfang |
| PY3AKFR28-3   | Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 28-31 cm Umfang |
| PY3AKFR32-3   | Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 32-37 cm Umfang |
| PY3AKFR38-3   | Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 38-43 cm Umfang |
| PY3AKFR44-3   | Extreme Liner, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 44-53 cm Umfang |

### Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| PY3AKDT16-3   | Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 16-19 cm Umfang |
| PY3AKDT20-3   | Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 20-23 cm Umfang |
| PY3AKDT24-3   | Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 24-25 cm Umfang |
| PY3AKDT26-3   | Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 26-27 cm Umfang |
| PY3AKDT28-3   | Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 28-31 cm Umfang |
| PY3AKDT32-3   | Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 32-37 cm Umfang |
| PY3AKDT38-3   | Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 38-43 cm Umfang |
| PY3AKDT44-3   | Extreme Liner, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 44-53 cm Umfang |

## Extreme Liner




### Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| PYAKFR16-6    | Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss, 16-19 cm Umfang |
| PYAKFR20-6    | Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss, 20-23 cm Umfang |
| PYAKFR24-6    | Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss, 24-25 cm Umfang |
| PYAKFR26-6    | Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss, 26-27 cm Umfang |
| PYAKFR28-6    | Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss, 28-31 cm Umfang |
| PYAKFR32-6    | Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss, 32-37 cm Umfang |
| PYAKFR38-6    | Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss, 38-43 cm Umfang |
| PYAKFR44-6    | Extreme Liner, 6mm uniform, ohne Pinanschluss, 44-53 cm Umfang |

### Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| PY3AKDT16-6   | Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss, 16-19 cm Umfang |
| PY3AKDT20-6   | Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss, 20-23 cm Umfang |
| PY3AKDT24-6   | Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss, 24-25 cm Umfang |
| PY3AKDT26-6   | Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss, 26-27 cm Umfang |
| PY3AKDT28-6   | Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss, 28-31 cm Umfang |
| PY3AKDT32-6   | Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss, 32-37 cm Umfang |
| PY3AKDT38-6   | Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss, 38-43 cm Umfang |
| PY3AKDT44-6   | Extreme Liner, 6mm uniform, mit Pinanschluss, 44-53 cm Umfang |

## UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring



**HIGH RING:** der Ring ist  
ab 18 cm über dem Mittelpunkt  
des distalen Endes angeordnet.


## UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, ohne Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PYUSHGC203    | UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 20-23 cm Umfang |
| PYUSHGC243    | UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 24-25 cm Umfang |
| PYUSHGC263    | UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 26-27 cm Umfang |
| PYUSHGC283    | UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 28-31 cm Umfang |
| PYUSHGC323    | UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 32-34 cm Umfang |
| PYUSHGC353    | UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 35-37 cm Umfang |
| PYUSHGC383    | UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 38-43 cm Umfang |
| PYUSHGC443    | UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 44-47 cm Umfang |

## UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, mit Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PYUSHGL203    | UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 20-23 cm Umfang |
| PYUSHGL243    | UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 24-25 cm Umfang |
| PYUSHGL263    | UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 26-27 cm Umfang |
| PYUSHGL283    | UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 28-31 cm Umfang |
| PYUSHGL323    | UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 32-34 cm Umfang |
| PYUSHGL353    | UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 35-37 cm Umfang |
| PYUSHGL383    | UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 38-43 cm Umfang |
| PYUSHGL443    | UltraSeal Gel Liner mit hohem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 44-47 cm Umfang |

## UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring




## UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, ohne Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PYUSLGC203    | UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 20-23 cm Umfang |
| PYUSLGC243    | UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 24-25 cm Umfang |
| PYUSLGC263    | UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 26-27 cm Umfang |
| PYUSLGC283    | UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 28-31 cm Umfang |
| PYUSLGC323    | UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 32-34 cm Umfang |
| PYUSLGC353    | UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 35-37 cm Umfang |
| PYUSLGC383    | UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 38-43 cm Umfang |
| PYUSLGC443    | UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 44-47 cm Umfang |

## UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, mit Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PYUSLGL203    | UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 20-23 cm Umfang |
| PYUSLGL243    | UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 24-25 cm Umfang |
| PYUSLGL263    | UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 26-27 cm Umfang |
| PYUSLGL283    | UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 28-31 cm Umfang |
| PYUSLGL323    | UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 32-34 cm Umfang |
| PYUSLGL353    | UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 35-37 cm Umfang |
| PYUSLGL383    | UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 38-43 cm Umfang |
| PYUSLGL443    | UltraSeal Gel Liner mit mittlerem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 44-47 cm Umfang |

## UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring



**ULTRA LOW RING:** der Ring ist ab 8 cm über dem Mittelpunkt des distalen Endes angeordnet.

## UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, ohne Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PYUSUGC203    | UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 20-23 cm Umfang |
| PYUSUGC243    | UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 24-25 cm Umfang |
| PYUSUGC263    | UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 26-27 cm Umfang |
| PYUSUGC283    | UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 28-31 cm Umfang |
| PYUSUGC323    | UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 32-34 cm Umfang |
| PYUSUGC353    | UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 35-37 cm Umfang |
| PYUSUGC383    | UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 38-43 cm Umfang |
| PYUSUGC443    | UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, ohne Pinanschluss, 44-47 cm Umfang |

## UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, mit Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PYUSUGL203    | UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 20-23 cm Umfang |
| PYUSUGL243    | UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 24-25 cm Umfang |
| PYUSUGL263    | UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 26-27 cm Umfang |
| PYUSUGL283    | UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 28-31 cm Umfang |
| PYUSUGL323    | UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 32-34 cm Umfang |
| PYUSUGL353    | UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 35-37 cm Umfang |
| PYUSUGL383    | UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 38-43 cm Umfang |
| PYUSUGL443    | UltraSeal Gel Liner mit niedrigem Ring, 3mm uniform, mit Pinanschluss, 44-47 cm Umfang |


## Dekulife Comfort Slikon Liner

Die Liner **ohne Pinanschluss** gibt es in der Wandstärken: 3mm

Besondere Merkmale vom Dekulife Comfort Silikonliner mit Außenbezug:

- Weißes, hautfreundliches „medical grade“ Silikon
- Nahtfreies Außengewebe zum einfachen Anziehen
- Nahtfreies Außengewebe zur Verhinderung von Druckstellen
- Hohe Elastizität des Außengewebes
- Geringe Faltenbildung durch das elastische Außengewebe, vor allem in Kniekehlenbereich
- Einfach kürzbar, keine Laufmaschenbildung

| Artikelnummer | Größe | Umfang    |
|---------------|-------|-----------|
| PY420160      | 16    | 16-18cm   |
| PY420180      | 18    | 18-20cm   |
| PY420200      | 20    | 20-21cm   |
| PY420235      | 23,5  | 23,5-25cm |
| PY420250      | 25    | 25-26,5cm |
| PY420265      | 26,5  | 26,5-28cm |
| PY420280      | 28    | 28-30cm   |
| PY420300      | 30    | 30-32cm   |
| PY420320      | 32    | 32-34cm   |
| PY420340      | 34    | 34-36cm   |
| PY420360      | 36    | 36-38cm   |
| PY420380      | 38    | 38-40cm   |
| PY420400      | 40    | 40-42cm   |
| PY420420      | 42    | 42-45cm   |
| PY420450      | 45    | 45-48cm   |



## Dekulife Comfort Silikon Liner

Die Liner mit **Pinanschluss** gibt es in der Wandstärke: 3mm

Besondere Merkmale vom Dekulife Comfort Silikonliner mit Außenbezug:

- Weißes, hautfreundliches „medical grade“ Silikon
- Nahtfreies Außengewebe zum einfachen Anziehen
- Nahtfreies Außengewebe zur Verhinderung von Druckstellen
- Hohe Elastizität des Außengewebes
- Geringe Faltenbildung durch das elastische Außengewebe, vor allem in Kniekehlenbereich
- Einfach kürzbar, keine Laufmaschenbildung

| Artikelnummer | Größe | Umfang    |
|---------------|-------|-----------|
| PY40160       | 16    | 16-18cm   |
| PY40180       | 18    | 18-20cm   |
| PY40200       | 20    | 20-21cm   |
| PY40235       | 23,5  | 23,5-25cm |
| PY40250       | 25    | 25-26,5cm |
| PY40265       | 26,5  | 26,5-28cm |
| PY40280       | 28    | 28-30cm   |
| PY40300       | 30    | 30-32cm   |
| PY40320       | 32    | 32-34cm   |
| PY40340       | 34    | 34-36cm   |
| PY40360       | 36    | 36-38cm   |
| PY40380       | 38    | 38-40cm   |
| PY40400       | 40    | 40-42cm   |
| PY40420       | 42    | 42-45cm   |
| PY40450       | 45    | 45-48cm   |



## Parasil Liner Unterschenkel

Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außengewebe,  
mit Gleitbeschichtung, wasserabweisend, ohne Pinanschluss




| Artikelnummer | Beschreibung                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PP1S300-20    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 20   |
| PP1S300-22    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 22   |
| PP1S300-23    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 23,5 |
| PP1S300-25    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 25   |
| PP1S300-26    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 26,5 |
| PP1S300-28    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 28   |
| PP1S300-30    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 30   |
| PP1S300-32    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 32   |
| PP1S300-34    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 34   |
| PP1S300-36    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 36   |

Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außengewebe,  
mit Gleitbeschichtung, wasserabweisend, 10cm Matrix, mit Pinar



| Artikelnummer | Beschreibung                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| PP1S310-18    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 18   |
| PP1S310-20    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 20   |
| PP1S310-22    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 22   |
| PP1S310-23    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 23,5 |
| PP1S310-25    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 25   |
| PP1S310-26    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 26,5 |
| PP1S310-28    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 28   |
| PP1S310-30    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 30   |
| PP1S310-32    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 32   |
| PP1S310-34    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 34   |
| PP1S310-36    | Parasil Liner Unterschenkel, ohne Außenbezug, mit Pin, 3 mm dick, 10 cm Matrix, Gr. 36   |



## Parasil Liner Oberschenkel

Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außengewebe,  
mit Gleitbeschichtung, wasserabweisend, **ohne Pinanschluss**




| Artikelnummer | Beschreibung                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PP1S320-30    | Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 30 |
| PP1S320-32    | Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 32 |
| PP1S320-34    | Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 34 |
| PP1S320-36    | Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 36 |
| PP1S320-38    | Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 38 |
| PP1S320-40    | Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 40 |
| PP1S320-45    | Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, ohne Pin, 3 mm dick, Gr. 45 |



Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außengewebe,  
mit Gleitbeschichtung, wasserabweisend, 10cm Matrix, **mit Pinanschluss**

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PP1S330-30    | Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, 10cm Matrix, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 30 |
| PP1S330-32    | Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, 10cm Matrix, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 32 |
| PP1S330-34    | Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, 10cm Matrix, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 34 |
| PP1S330-36    | Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, 10cm Matrix, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 36 |
| PP1S330-38    | Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, 10cm Matrix, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 38 |
| PP1S330-40    | Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, 10cm Matrix, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 40 |
| PP1S330-45    | Parasil Liner Oberschenkel, ohne Außenbezug, 10cm Matrix, mit Pin, 3 mm dick, Gr. 45 |



**PARASIL**

## Silikon ADAPT Liner Unterschenkel

Silikon ADAPT Liner Unterschenkel,  
mit Außengewebe, **ohne Pinanschluss**




| Artikelnummer | Beschreibung                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| PP1S340e18    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 18   |
| PP1S340e20    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 20   |
| PP1S340e22    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 22   |
| PP1S340e23    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 23,5 |
| PP1S340e25    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 25   |
| PP1S340e26    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 26,5 |
| PP1S340e28    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 28   |
| PP1S340e30    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 30   |
| PP1S340e32    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 32   |
| PP1S340e34    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 34   |
| PP1S340e36    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, ohne Pinanschluss, 3mm, Gr. 36   |

Silikon ADAPT Liner Unterschenkel,  
mit Außengewebe, 10cm Matrix, **mit Pinanschluss**



| Artikelnummer | Beschreibung                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| PP1S350e18    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 18   |
| PP1S350e20    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 20   |
| PP1S350e22    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 22   |
| PP1S350e23    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 23,5 |
| PP1S350e25    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 25   |
| PP1S350e26    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 26,5 |
| PP1S350e28    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 28   |
| PP1S350e30    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 30   |
| PP1S350e32    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 32   |
| PP1S350e34    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 34   |
| PP1S350e36    | Silikon ADAPT mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 36   |




## Silikon ADAPT Oberschenkelliner

Silikon ADAPT Oberschenkelliner,  
mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss




| Artikelnummer | Beschreibung                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PP1S360e30    | Silikon ADAPT Oberschenkelliner, mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 30 |
| PP1S360e32    | Silikon ADAPT Oberschenkelliner, mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 32 |
| PP1S360e34    | Silikon ADAPT Oberschenkelliner, mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 34 |
| PP1S360e36    | Silikon ADAPT Oberschenkelliner, mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 36 |
| PP1S360e38    | Silikon ADAPT Oberschenkelliner, mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 38 |
| PP1S360e40    | Silikon ADAPT Oberschenkelliner, mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 40 |
| PP1S360e45    | Silikon ADAPT Oberschenkelliner, mit Außengewebe, 10cm Matrix, mit Pinanschluss, 3mm, Gr. 45 |



ADAPT

## SoftSil Liner




### SoftSil Silikonliner, 2mm uniform, ohne Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PY02220       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 20, Umfang 20-22cm |
| PY02222       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 22, Umfang 22-24cm |
| PY02224       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 24, Umfang 24-26cm |
| PY02226       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 26, Umfang 26-28cm |
| PY02228       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 28, Umfang 28-30cm |
| PY02230       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 30, Umfang 30-32cm |
| PY02232       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 32, Umfang 32-35cm |
| PY02235       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 32, Umfang 35-38cm |
| PY02238       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 38, Umfang 38-41cm |
| PY02241       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 41, Umfang 41-44cm |
| PY02244       | SoftSil Silikonliner ohne Pin, 2mm uniform, Distal 6mm, Größe 44, Umfang 44-47cm |

### SoftSil Silikonliner, 2mm uniform, mit Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| PY01220       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 20, Umfang 20-22cm |
| PY01222       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 22, Umfang 22-24cm |
| PY01224       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 24, Umfang 24-26cm |
| PY01226       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 26, Umfang 26-28cm |
| PY01228       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 28, Umfang 28-30cm |
| PY01230       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 30, Umfang 30-32cm |
| PY01232       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 32, Umfang 32-35cm |
| PY01235       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 35, Umfang 35-38cm |
| PY01238       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 38, Umfang 38-41cm |
| PY01241       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 41, Umfang 41-44cm |
| PY01244       | SoftSil Silikonliner mit Pin, 2mm uniform, Distal 9mm, Größe 44, Umfang 44-47cm |

## UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring




### UltraSeal Silikon Liner, Uniform 2mm, mit hohem Ring, ohne Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PYUSHSC20     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 20, Umfang 20-22cm |
| PYUSHSC22     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 22, Umfang 22-24cm |
| PYUSHSC24     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 24, Umfang 24-26cm |
| PYUSHSC26     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 26, Umfang 26-28cm |
| PYUSHSC28     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 28, Umfang 28-30cm |
| PYUSHSC30     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 30, Umfang 30-32cm |
| PYUSHSC32     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 32, Umfang 32-35cm |
| PYUSHSC35     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 35, Umfang 35-38cm |
| PYUSHSC38     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 38, Umfang 38-41cm |
| PYUSHSC41     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 41, Umfang 41-44cm |
| PYUSHSC44     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 44, Umfang 44-47cm |

### UltraSeal Silikon Liner, Uniform 2mm, mit hohem Ring, mit Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PYUSHSL20     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 20, Umfang 20-22cm |
| PYUSHSL22     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 22, Umfang 22-24cm |
| PYUSHSL24     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 24, Umfang 24-26cm |
| PYUSHSL26     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 26, Umfang 26-28cm |
| PYUSHSL28     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 28, Umfang 28-30cm |
| PYUSHSL30     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 30, Umfang 30-32cm |
| PYUSHSL32     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 32, Umfang 32-35cm |
| PYUSHSL35     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 35, Umfang 35-38cm |
| PYUSHSL38     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 38, Umfang 38-41cm |
| PYUSHSL41     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 41, Umfang 41-44cm |
| PYUSHSL44     | UltraSeal Silikon Liner mit hohem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 44, Umfang 44-47cm |

## UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring



**LOW RING:** der Ring ist ab 13 cm über dem Mittelpunkt des distalen Endes angeordnet.


UltraSeal Silikon Liner, Uniform 2mm, mit mittlerem Ring, ohne Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PYUSLSC20     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 20, Umfang 20-22cm |
| PYUSLSC22     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 22, Umfang 22-24cm |
| PYUSLSC24     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 24, Umfang 24-26cm |
| PYUSLSC26     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 26, Umfang 26-28cm |
| PYUSLSC28     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 28, Umfang 28-30cm |
| PYUSLSC30     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 30, Umfang 30-32cm |
| PYUSLSC32     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 32, Umfang 32-35cm |
| PYUSLSC35     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 35, Umfang 35-38cm |
| PYUSLSC38     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 38, Umfang 38-41cm |
| PYUSLSC41     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 41, Umfang 41-44cm |
| PYUSLSC44     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 44, Umfang 44-47cm |

UltraSeal Silikon Liner, Uniform 2mm, mit mittlerem Ring, mit Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PYUSLSL20     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 20, Umfang 20-22cm |
| PYUSLSL22     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 22, Umfang 22-24cm |
| PYUSLSL24     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 24, Umfang 24-26cm |
| PYUSLSL26     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 26, Umfang 26-28cm |
| PYUSLSL28     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 28, Umfang 28-30cm |
| PYUSLSL30     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 30, Umfang 30-32cm |
| PYUSLSL32     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 32, Umfang 32-35cm |
| PYUSLSL35     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 35, Umfang 35-38cm |
| PYUSLSL38     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 38, Umfang 38-41cm |
| PYUSLSL41     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 41, Umfang 41-44cm |
| PYUSLSL44     | UltraSeal Silikon Liner mit mittlerem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 44, Umfang 44-47cm |

## UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring



### UltraSeal Silikon Liner, Uniform 2mm, mit niedrigem Ring, ohne Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PYUSUSC20     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 20, Umfang 20-22cm |
| PYUSUSC22     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 22, Umfang 22-24cm |
| PYUSUSC24     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 24, Umfang 24-26cm |
| PYUSUSC26     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 26, Umfang 26-28cm |
| PYUSUSC28     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 28, Umfang 28-30cm |
| PYUSUSC30     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 30, Umfang 30-32cm |
| PYUSUSC32     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 32, Umfang 32-35cm |
| PYUSUSC35     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 35, Umfang 35-38cm |
| PYUSUSC38     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 38, Umfang 38-41cm |
| PYUSUSC41     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 41, Umfang 41-44cm |
| PYUSUSC44     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, ohne Pin, 2mm uniform, Größe 44, Umfang 44-47cm |

### UltraSeal Silikon Liner, Uniform 2mm, mit niedrigem Ring, mit Pinanschluss

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PYUSUSL20     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 20, Umfang 20-22cm |
| PYUSUSL22     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 22, Umfang 22-24cm |
| PYUSUSL24     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 24, Umfang 24-26cm |
| PYUSUSL26     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 26, Umfang 26-28cm |
| PYUSUSL28     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 28, Umfang 28-30cm |
| PYUSUSL30     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 30, Umfang 30-32cm |
| PYUSUSL32     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 32, Umfang 32-35cm |
| PYUSUSL35     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 35, Umfang 35-38cm |
| PYUSUSL38     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 38, Umfang 38-41cm |
| PYUSUSL41     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 41, Umfang 41-44cm |
| PYUSUSL44     | UltraSeal Silikon Liner mit niedrigem Ring, mit Pin, 2mm uniform, Größe 44, Umfang 44-47cm |

## Pro-Seal Silikon Dichtlippe



(inkl. Silikonkleber)

Die Pro-Seal Silikon Dichtlippe sorgt für eine bessere Haftung bei Versorgungen der unteren- und oberen Extremitäten, in Verbindung mit einem Liner mit Außengewebe und einem Ventil mit aktiver Öffnung

## Pro-Seal Silikon Dichtlippe

| Artikelnummer | Beschreibung                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PY44014       | Pro-Seal Silikon Dichtlippe für Liner Größe 14 – 22 cm, inkl. Silikon-Spezialkleber |
| PY44022       | Pro-Seal Silikon Dichtlippe für Liner Größe 22 – 30 cm, inkl. Silikon-Spezialkleber |
| PY44030       | Pro-Seal Silikon Dichtlippe für Liner Größe 30 – 38 cm, inkl. Silikon-Spezialkleber |
| PY44038       | Pro-Seal Silikon Dichtlippe für Liner Größe 38 – 46 cm, inkl. Silikon-Spezialkleber |

## Silikon Kniekappen

Silikon Vakuum Kniekappe „Solar“, mit Gleitbeschichtung, lang, schwarz, Länge: 34cm



| Artikelnummer | Größe   | Umfang 15cm über Patella |
|---------------|---------|--------------------------|
| PY0521XSs     | X-Small | 35cm – 41cm 34cm lang    |
| PY0521Ss      | Small   | 41cm – 49cm 34cm lang    |
| PY0521Ms      | Medium  | 49cm – 55cm 34cm lang    |
| PY0521Ls      | Large   | 55cm – 62cm 34cm lang    |

Silikon Vakuum Kniekappe „Lunar“, mit Gleitbeschichtung, kurz, schwarz, Länge: 25cm



| Artikelnummer | Größe  | Umfang 15cm über Patella |
|---------------|--------|--------------------------|
| PY0522Ms      | Medium | 49cm – 55cm 25cm lang    |
| PY0522Ls      | Large  | 55cm – 62cm 25cm lang    |

Silikon 2-Fach Vakuum Kniekappe „Eclipse“, mit Gleitbeschichtung



Bestehen aus zwei Kniekappen, 1x Lang und 1x Kurz, so dass die „Eclipse“ besonders gut für Vakuumsysteme geeignet ist.

Farbe: Schwarz oder Beige

| Artikelnummer | Größe  | Farbe   | Umfang 15cm über Patella |
|---------------|--------|---------|--------------------------|
| PY052016      | MEDIUM | Beige   | 49cm – 55cm              |
| PY052017      | LARGE  | Beige   | 55cm – 62cm              |
| PY052019      | MEDIUM | Schwarz | 49cm – 55cm              |
| PY052020      | LARGE  | Schwarz | 55cm – 62cm              |

## Gel Kniekappen

### SFX-Flex Kniekappe, 30° Vorflexion, Gel mit Außengewebe

| Artikelnummer | Größe  | Umfang 10 cm über Patella |
|---------------|--------|---------------------------|
| PY06203G      | Gr. 20 | 34 – 37 cm                |
| PY06233G      | Gr. 23 | 36 – 39 cm                |
| PY06263G      | Gr. 26 | 38 – 42 cm                |
| PY06293G      | Gr. 29 | 41 – 46 cm                |
| PY06323G      | Gr. 32 | 45 – 50 cm                |



### RFX-Flex Kniekappe, 30° Vorflexion, Farbe: Grau, mit Verstärkung

| Artikelnummer | Größe | Umfang 10 cm über Patella |
|---------------|-------|---------------------------|
| PY07203       | XS    | Proximal: 34 – 37 cm      |
| PY07233       | S     | Proximal: 36 – 39 cm      |
| PY07263       | M     | Proximal: 38 – 42 cm      |
| PY07293       | L     | Proximal: 41 – 46 cm      |
| PY07323       | XL    | Proximal: 45 – 50 cm      |



### RFX-Flex Kniekappe, 30° Vorflexion, Farbe: Schwarz, mit Verstärkung

| Artikelnummer | Größe | Umfang 10 cm über Patella |
|---------------|-------|---------------------------|
| PY07203S      | XS    | Proximal: 34 – 37 cm      |
| PY07233S      | S     | Proximal: 36 – 39 cm      |
| PY07263S      | M     | Proximal: 38 – 42 cm      |
| PY07293S      | L     | Proximal: 41 – 46 cm      |
| PY07323S      | XL    | Proximal: 45 – 50 cm      |

## Zubehör für Liner-Versorgungen



### PY009X5 – Wasch- und Reinigungs-Lotion für empfindliche Haut (473ml)

Die ALPS Waschlotion für Prothesenträger ist ein nicht alkalisches Reinigungsmittel ohne Seife, welche für die Handwäsche von Prothesenlinern und Kniekappen geeignet ist. Auch Anwender mit besonders empfindlicher Haut, schätzen die sanft reinigende Lotion, denn sie ist ideal zum Waschen der Hautregionen, welche im direkten Kontakt mit der Prothese stehen, geeignet.

### PY009x4 – Skin Lotion für empfindliche Haut bei Liner Anwenden (118ml)

Die ALPS Skin Lotion besteht zu 100% aus Silikon und macht trockene und empfindliche Haut wieder geschmeidig. Diese hypoallergene Lotion enthält keine Duft- und Farbstoffe, sie hinterlässt auf der Haut kein Ölgefühl und eine kleine Menge davon reicht aus, um trockene und strapazierte Haut zu beruhigen.

### PY009X6 – Anziehhilfe Spray für Liner (443ml)

Das ALPS Anziehhilfe Spray hilft beim Anziehen von Linern. Es erleichtert den Anwendern den Anziehvorgang, indem es das Hineingleiten in den Liner vereinfacht.

### PY009X10 – Anti Perspirant Spray (118ml)

## 2. Ventile

### Unterschenkel Ventile



| Artikelnummer | Bezeichnung                    | Einheit |
|---------------|--------------------------------|---------|
| PYV0085       | Expulsive Ventil Unterschenkel | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                     | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| PP1S162       | Unterschenkel Automatik-Ventil mit Gewinde M10 und blauem Knopf | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung               | Einheit |
|---------------|---------------------------|---------|
| PYI3000       | One Way Ventil, Aluminium | Stück   |

## XP Unterschenkelventile



| Artikelnummer | Bezeichnung                             | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------|---------|
| PYV3201       | XP Mini US-Ventil mit Automatik-Ausstoß | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                 | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| PYV3204       | XP Unterschenkelventil mit Automatik-Ausstoß und Druckknopf | Stück   |

## eValve Ventile

Das eValve ist eines der kleinsten und leichtesten Ventile, welche für Unterschenkelssysteme entwickelt wurde. Es ist herausnehmbar und die Kugel kann entfernt und gereinigt werden.

Darüber hinaus verfügt das Ventil über einen Filter, um eine einwandfreie und lange Funktion zu gewährleisten.

Das eValve ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich; als Laminiversion, um es direkt in den Prothesenschaft einzulaminieren, oder als Klebeversion mit einem Klebeadapter, um es in ein Ø10mm Bohrloch einzukleben.

### eValve Laminiversion



| Artikelnummer | Bezeichnung          | Einheit |
|---------------|----------------------|---------|
| PYV0083       | eValve Laminiversion | Stück   |

### eValve Klebeversion



| Artikelnummer | Bezeichnung         | Einheit |
|---------------|---------------------|---------|
| PYV0082       | eValve Klebeversion | Stück   |

### eValve Ersatzteile

| Artikelnummer | Bezeichnung                  | Einheit |
|---------------|------------------------------|---------|
| PYV0080       | eVentil                      | Stück   |
| PYV0084       | eValve Ersatzfilter 10 Stück | Pack    |

## Oberschenkel Ventile



PP1S163



PP1S164


| Artikelnummer | Bezeichnung                                       | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|
| PP1S163       | Oberschenkelventil Automatik oder Manuell Ausstoß | Stück   |
| PP1S164       | Werkzeug für Oberschenkelventil                   | Stück   |

## XP Oberschenkelventil



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------|
| PYV3206       | XP Oberschenkelventil mit Automatik-Ausstoß und Druckknopf | Stück   |

### Expulsive Ventil



| Artikelnummer | Bezeichnung                   | Einheit |
|---------------|-------------------------------|---------|
| PYV0086       | Expulsive Ventil Oberschenkel | Stück   |

### Silikon Flachventil



PP1X16



PP1X47



PP1X4750

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                               | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| PP1X16        | Silikon Flachventil mit Ausstoß, 30 mm (ohne Ventilring)                  | Stück   |
| PP1X47        | Ventil-Ring Einschraubset, austauschbar für Kunststoffschaft, inkl. Dummy | Stück   |
| PP1X4750      | Werkzeug (Tiefziehhilfe für Dummy)                                        | Stück   |

### 3. Locks und Verschiebeadapter

#### Clutchlock Systeme

##### Carbon Pro X Clutchlock



| Artikelnummer | Bezeichnung                                               | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| PYH4105S      | Carbon Pro X Clutchlock Original – schwarz – Komplettsatz | Stück   |

##### Aluminium Clutchlock mit Links-Gewinde



| Artikelnummer | Bezeichnung                                       | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|
| PYH3120       | Clutchlock 3120, Aluminium Gehäuse, Links-Gewinde | Stück   |

##### Modular Clutchlock



| Artikelnummer | Bezeichnung                               | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------|---------|
| PYI7250       | Shuttle Lock Kunststoff, weiß, wasserfest | Stück   |

## Shuttle Lock



| Artikelnummer | Bezeichnung        | Einheit |
|---------------|--------------------|---------|
| PYI7300       | Modular Clutchlock | Stück   |

## Modular Clutchlock inkl. Eingußtasche



| Artikelnummer | Bezeichnung                                     | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------|---------|
| PYH4109GE     | Modular Clutch Lock schwarz, inkl. Eingußtasche | Stück   |
| PYH4109GED    | Dummy für Modular Clutch Lock                   | Stück   |

## OT Socket Fix



### Einzugssystem für Liner Hauptmerkmale des OT Socket Fix

- 27g Gewicht
- 30mm Aufbauhöhe
- Formschlüssig mit Linern
- Patientenfreundliche Anwendung
- Optisch ansprechendes Design
- Leichter Einbau
- Gurtlänge 64,5cm



| Artikelnummer | Bezeichnung                     | Einheit |
|---------------|---------------------------------|---------|
| PYH4111       | OT Socket Fix                   | Stück   |
| PYH4113       | OT Socket Fix Gurt mit Umlenker | Stück   |
| PYH4114       | OT Socket Fix Schraubenset      | Stück   |

## MAG Lock



Dummy und Magnetscheibe sind nicht im Set enthalten!

| Artikelnummer | Bezeichnung                      | Aufbauhöhe | Gewicht   | Einheit |
|---------------|----------------------------------|------------|-----------|---------|
| PYH3180M      | MAG Lock 2.0 30 kg Zugkraft      | 2,2 cm     | 278 Gramm | Stück   |
| PYH3180-1M    | MAG Lock 2.0 Dummy               |            |           | Stück   |
| PYH3181MP     | MAG Lock Plus 2.0 40 kg Zugkraft | 2,72 cm    | 312 Gramm | Stück   |
| PYH3181-1M    | MAG Lock Plus 2.0 Dummy          |            |           | Stück   |
| PYHDSTC       | Magnetscheibe für MAG Lock       |            |           | Stück   |

### Clutchlock mit 3 Arm Laminieradapter



- Lock mit 3 Arm Laminieradapter
- Leichtgängige Mechanik
- Inkl. Pyramide und Rasterstift
- Bis 100kg Patientengewicht

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                       | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PP1S145       | Lock mit 3 Arm Laminieradapter, Pyramide, Rasterstift, bis 100kg Patientengewicht | Stück   |

### Verschiebeadapter Titan



- Verschiebeadapter aus Titan
- Inkl. Pyramidenaufnahme
- Inkl. Rohradapteraufnahme
- Verschiebebereich +/- 11mm
- Bis 100kg Patientengewicht

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                               | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA01219T     | Verschiebeadapter Titan, Pyramidenaufnahme, 30mm Rohraufnahme, bis 100kg Patientengewicht | Stück   |

## 4. Click Drehverschlüsse

### RevoFit® und RevoLock® mit Click® Reel



- **Kraftvoll durch zwei Übersetzungsmodi!**  
Schnelle Kordelaufnahme durch die 1:1 Übersetzung, welche automatisch in den 7:1 Power Modus umschaltet, um mehr Leistung und eine präzisere Anpassung zu ermöglichen
- **Mikro-Anpassungen** im Power Modus durchs Anziehen und Lösen der Kordel



**Robust – Metallkomponenten gewährleisten Sicherheit und eine lange Lebensdauer**



- **Kordeleinzugsystem für Liner**
- Zum Einlaminieren
- Erhältlich in zwei Versionen
  - 4-Loch Kit / V3 Lanyard
- Für das 4-Loch Kit wird ein extra Werkzeug benötigt



- **Für Anwender mit Volumenschwankungen**
- Zum Einlaminieren
- Verschiedenste Verarbeitungsmöglichkeiten, passend für jedes Schaftsystem
- Optimale Anpassungsfähigkeit durch verschiedene Übersetzungsmodi



- **Für Anwender mit Volumenschwankungen**
- Zum nachträglichen Ergänzen bei vorhandenen Prothesen
- Für Probeschäfte, gedruckte Schäfte und Orthesen

### RevoFit Lamination Kit mit Click Reel



| Artikelnummer | Bezeichnung                             | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------|---------|
| PRF2000701    | RevoFit® Lamination Kit mit Click® Reel | Stück   |

### RevoLock Lanyard V3 Kit mit BOA Dial



| Artikelnummer | Bezeichnung                             | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------|---------|
| PRL3022201    | RevoLock® Lanyard V3 Kit with BOA® Dial | Stück   |

### RevoLock Lanyard V3 Kit mit BOA Dial PLUS Basis



- In diesem Set ist eine weitere Basiskomponente enthalten (Lamination Collar)

| Artikelnummer | Bezeichnung                                               | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| PRL3022204    | RevoLock® Lanyard V3 Kit with BOA® Dial PLUS Basis PRP200 | Stück   |

### RevoLock Lanyard V3 Kit mit BOA Dial PLUS Linerschraube



- In diesem Set ist eine feste Linerschraube enthalten

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------|
| PRL3022205    | RevoLock® Lanyard V3 Kit with BOA® Dial PLUS Linerschraube | Stück   |

## RevoLock 4-Hole Kit mit Click Reel



RevoLock Tool Form Kit

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                 | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| PRL3000701    | RevoLock® 4-Hole Kit mit Click® Reel (Kordeleinzug, 4 Loch) | Stück   |
| PRL3100001    | RevoLock® Tool Form                                         | Stück   |

## QuickFit Strap



| Artikelnummer | Bezeichnung                       | Einheit |
|---------------|-----------------------------------|---------|
| PK141013005   | QuickFit™ Strap 1,5"-38mm schwarz | Stück   |

## QuickFit Buckle



| Artikelnummer | Bezeichnung                                         | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------|
| PK141500005   | QuickFit™ Buckle 1,5"-38mm schwarz Magnetverschluss | Stück   |

## 5. Modulteile

### Schraubadapter Titan



| Artikelnummer | Bezeichnung                                        | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|
| PYA1212T      | Schraubadapter, Titan, 30mm, bis 170kg, wasserfest | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                              | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| PW1212T-W     | Schraubadapter, Titan, 30mm, bis 170kg, wasserfest, <b>mit Ablaufnut</b> | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                             | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA1222T      | Schraubadapter, Titan, 30mm, bis 170kg, wasserfest, <b>5mm versetzt</b> | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                              | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA1242T      | Schraubadapter, Titan, 30mm, bis 136kg, wasserfest, <b>10mm versetzt</b> | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                              | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA1213T      | Schraubadapter, Titan, 30mm, wasserfest,<br>bis 100 kg , 10° abgewinkelt | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                                  | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA01753T     | Schraubadapter, Titan, 30mm, bis 125kg,<br>höhenverstellbar um 12mm, <b>Nur zur Anprobe!</b> | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                            | Einheit |
|---------------|----------------------------------------|---------|
| PYO15T        | Schraubadapter, Titan, 30mm, bis 125kg | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                          | Einheit |
|---------------|--------------------------------------|---------|
| PYO15A        | Schraubadapter, Aluminium, bis 100kg | Stück   |

## Rohradapter


**WaterProof**
**Artikelnummer**

PW1211T-1-W

**Bezeichnung**

 Rohradapter, Titan, 30x400mm, bis 136kg, wasserfest,  
 mit Ablaufnut

**Einheit**

Stück


**WaterProof**
**Artikelnummer**

PYA1211T

**Bezeichnung**

Rohradapter, Titan, 30x400mm, bis 170kg, wasserfest

**Einheit**

Stück


**WaterProof**
**Artikelnummer**

PYA1241T

**Bezeichnung**

Rohradapter, Titan, 30x273mm, bis 170 kg, wasserfest, LowProfile

**Einheit**

Stück


Titan

Aluminium
**Artikelnummer**

PYO400A

**Bezeichnung**

Rohradapter Aluminium, 400mm, bis 100 kg

**Einheit**

Stück

PYO250A

Rohradapter Aluminium, 250mm, bis 100 kg

Stück

PYO400T

Rohradapter Titan, 400mm, bis 125 kg

Stück

PYO250T

Rohradapter Titan, 250mm, bis 125 kg

Stück

## Schaftadapter Titan



| Artikelnummer | Bezeichnung                                              | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------|
| PCA4HPHte     | Schaftadapter mit Pyramide, Titan, bis 170kg, wasserfest | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                        | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA01727T     | Schaftadapter mit Pyramide, Titan, wasserfest, bis 170 kg, 6,5mm diagonal versetzt | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                              | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA01717T     | Schaftadapter mit Pyramide, Titan, wasserfest, bis 170kg, axial versetzt | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                  | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYO20T        | Schaftadapter 4-Loch mit Pyramidenaufnahme, Titan, bis 125kg, <b>drehbar</b> | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                         | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| PYO18T        | Schaftadapter 4-Loch mit Pyramide, Titan, bis 125kg, <b>drehbar</b> | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                 | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYO28T        | 4-Arm Schaftadapter mit Pyramidenaufnahme, Titan, bis 125kg, <b>drehbar</b> | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                        | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| PYO27T        | 4-Arm Schaftadapter mit Pyramide, Titan, bis 125kg, <b>drehbar</b> | Stück   |

## Modularteile Titan



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                 | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| PW1214T       | Schaftadapter-Basis, Titan, 4-Loch, wasserfest, bis 170 kg, mit M36 Gewinde | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                            | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA01704      | Justier-Versetzadapter, Titan, wasserfest, bis 136 kg, mit M36 Gewinde | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                             | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA01725      | Pyramiden-Versetzadapter, Titan, bis 136kg, wasserfest, mit M36 Gewinde | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                               | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| PP1K202       | Einguß-Adapter, Titan, wasserfest, Pyramide, bis 170kg, Für Unterschenkel | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                    | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PW1216T-W     | Pyramidenaufnahme, Titan, wasserfest, bis 170kg, mit M36 Gewinde und Ablaufnut | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                            | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| PW1225T       | Pyramideneinsatz, Titan, wasserfest, <b>bis 170kg, mit M36 Gewinde</b> | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                                    | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA01705      | Klemmaufnahme für Justier-Versetzadapter, Titan, wasserfest, <b>bis 170kg, mit M36 Gewinde</b> | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                               | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| PYE024S       | Pyramidenaufnahme, bis 125kg, <b>mit M36 Außengewinde</b> | Stück   |

### Holz-Schaftansatz



| Artikelnummer | Bezeichnung                            | Einheit |
|---------------|----------------------------------------|---------|
| PP1K01        | Holz-Schaftansatz, bis 100kg, 35x120mm | Stück   |

## Doppeladapter Titan



| Artikelnummer | Max. Patientengewicht | Material | Gewicht | Aufbauhöhe |
|---------------|-----------------------|----------|---------|------------|
| PCADRT35e     | 170 kg                | Titan    | 88 g    | 32 mm      |
| PCADRT45e     | 170 kg                | Titan    | 99 g    | 45 mm      |
| PCADRT60e     | 170 kg                | Titan    | 113 g   | 60 mm      |
| PCADRT75e     | 170 kg                | Titan    | 126 g   | 75 mm      |



| Artikelnummer | Max. Patientengewicht | Material | Gewicht | Aufbauhöhe |
|---------------|-----------------------|----------|---------|------------|
| PYO23T32      | 125 kg                | Titan    | 86 g    | 32 mm      |
| PYO23T45      | 125 kg                | Titan    | 100 g   | 45 mm      |
| PYO23T60      | 125 kg                | Titan    | 110 g   | 60 mm      |
| PYO23T75      | 125 kg                | Titan    | 118 g   | 75 mm      |


### Doppeladapter Titan, höhenverstellbar



- Für den Dauereinsatz zugelassen!
- Mit Skala zum einfachen Einstellen
- Aufbauhöhe von 7,0 bis 9,0 cm
- Inkl. beidseitiger Pyramidenaufnahme

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                    | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA01752T     | Doppeladapter, Titan, bis 136kg, bds. Pyramidenaufnahme, 20mm höhenverstellbar | Stück   |

### Verschiebeadapterplatte, zweifach



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                         | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYAC61        | Verschiebeadapterplatte, Alu./Edelstahl, Gewicht 250g, bis 100kg, Zweifach +/- 20mm | Stück   |

### Verschiebeadapter 4-Loch



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                       | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA01718T     | Verschiebeadapter, Titan, bis 100kg, 4-Loch mit Pyramidenaufnahme | Stück   |

### 3-Arm Adapter, wasserfest



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                            | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA01221W     | 3-Arm Adapter mit flexiblen Armen, bis 136kg, Gewicht 66g, wasserfest, mit M36 Gewinde | Stück   |

### Zusätzlich erhältlich:



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                               | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| PP1K202       | Einguß-Adapter, Titan, wasserfest, Pyramide, bis 170kg, Für Unterschenkel | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                    | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PW1216T-W     | Pyramidenaufnahme, Titan, wasserfest, bis 170kg, mit M36 Gewinde und Ablaufnut | Stück   |

### 3-Arm Adapter, drehbar



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                                      | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA-P17       | 3-Arm Schaft-Drehadapter, Stainless Steel, bis 136kg, Gewicht 184g, <b>mit Pyramide</b>          | Stück   |
| PYA-P18       | 3-Arm Schaft-Drehadapter, Stainless Steel, bis 136kg, Gewicht 184g, <b>mit Pyramidenaufnahme</b> | Stück   |
| PYA-P19       | 3-Arm Schaft-Drehadapter, Stainless Steel, bis 136kg, Gewicht 184g, <b>mit M36 Gewinde</b>       | Stück   |

### 4-Arm Adapter



| Artikelnummer | Bezeichnung                                             | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------|
| PYA1421S      | 4-Arm Eingußadapter, Edelstahl, bis 136kg, Gewicht 159g | Stück   |

## System- und Eingußscheiben



Dummy ist nicht enthalten!

| Artikelnummer | Bezeichnung                  | Einheit |
|---------------|------------------------------|---------|
| PYH1243       | Alu Eingußscheibe, bis 136kg | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                         | Einheit |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| PYH4224D      | Dummy für Alu Eingußscheibe PYH1243 | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                              | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| PYH1274A      | Systemscheibe, Aluminium, bis 100kg,<br>versetzbar um 9mm, 18mm und 27mm | Stück   |

## Drehadapter 360°



| Artikelnummer | Bezeichnung                         | Einheit |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| PYA120e       | Drehadapter Torsion 360°, bis 125kg | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                    | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------|---------|
| PYA1423       | Rotations Drehadapter, bis 100kg, mit Pyramide | Stück   |



| Artikelnummer | Bezeichnung                                       | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|
| PYA1425       | Rotations Drehadapter, bis 100kg, mit M36 Gewinde | Stück   |

## eAdjust



- **Unbegrenzte Rotation!**
- Abwinkeln von bis zu 11°
- Max. Patientengewicht von 125kg
- Wasserbeständig
- Horizontaler Versatz von insgesamt 23mm möglich
- Ermöglicht ein einfaches Einstellen der Prothese, ohne diese auseinander bauen zu müssen!

| Artikelnummer | Bezeichnung                               | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------|---------|
| PYE500HP      | eAdjust Verstelladapter, Titan, bis 125kg | Stück   |

## 6. Heavy Duty Produkte

### Carbon Rohr HD



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                    | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| PYA1209C      | Carbon Rohr, 34x305 mm, bis 170 kg, <b>ohne Schraubadapter</b> | Stück   |

### Carbon Rohr HD



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                    | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| PYA05209C     | Carbon Rohr, 34x305 mm, bis 227 kg, <b>ohne Schraubadapter</b> | Stück   |

### Schraubadapter SS HD



| Artikelnummer | Bezeichnung                              | Einheit |
|---------------|------------------------------------------|---------|
| PCAHTCS34     | Schraubadapter HD, SS, 34 mm, bis 181 kg | Stück   |

### Schraubadapter Titan HD



| Artikelnummer | Bezeichnung                                               | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| PYA05212T     | Schraubadapter Titan, 34mm, bis 227 kg, <b>wasserfest</b> | Stück   |

### Eingußadapter Titan HD



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                       | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA05220T     | Eingußadapter, Titan, mit Pyramide, bis 227 kg, <b>wasserfest</b> | Stück   |

## HD 500 Foot



- Bis 227 kg
- MOB 1
- Fest integrierte Pyramide
- 10mm Absatzhöhe
- Aufbauhöhe (bei Gr. 27): 86 mm
- Gewicht (bei Gr. 27): 812 g

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                 | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| PYA1150-XXx   | HD 500 Foot, Pyramide ist fest integriert, <b>bis 227kg</b> | Stück   |

## 7. Prothesenfüße

### Meracus



#### Technische Daten

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| <b>MOB</b>                                   | 2 – 3   |
| <b>Größen</b>                                | 23 – 28 |
| <b>Garantie</b>                              | 3 Jahre |
| <b>Gewicht ohne Kosmetik</b><br>(bei Gr. 25) | 375,5 g |
| <b>Gewicht mit Kosmetik</b><br>(bei Gr. 25)  | 590,5 g |

#### Wasserfest

Nach jeder Verwendung in Salz-, Chlor- oder Süßwasser ausspülen;  
auch nach Kontakt mit Sand o.Ä.

#### Aufbauhöhen in mm

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>23 – 24</b> | 133 mm |
| <b>25 – 26</b> | 140 mm |
| <b>27 – 28</b> | 144 mm |

#### 100% Verbundwerkstoff-Design für ein nahtloses Lauferlebnis

**Meracus®** ist ein dynamischer Reaktionsfuß, der sich durch eine niedrige Bauhöhe, einen J-förmigen Kiel, einen verlängerten Fersenhebel, eine Rollenform und eine einzigartige Innovation zur Verbindung von Ferse und Kiel aus 100% Verbundwerkstoff auszeichnet. Die dynamischen Eigenschaften des **Meracus®**-Fußes simulieren den anatomischen Fuß, indem sie eine Stoßdämpfung beim Fersenauftritt, einen reibungslosen Übergang zu einer stabilen Standphase, ein sanftes Abrollen des Vorfußes und eine effiziente Energierückgabe beim Abstoß ermöglichen.

| Max. Gewicht<br>Größe | 60kg | 80kg | 100kg | 125kg | 150kg |
|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|
| <b>23</b>             | 23P3 | 23P4 | 23P5  | -     | -     |
| <b>24</b>             | 24P3 | 24P4 | 24P5  | 24P6  | -     |
| <b>25</b>             | 25P3 | 25P4 | 25P5  | 25P6  | 25P7  |
| <b>26</b>             | 26P3 | 26P4 | 26P5  | 26P6  | 26P7  |
| <b>27</b>             | 27P3 | 27P4 | 27P5  | 27P6  | 27P7  |
| <b>28</b>             | -    | 28P4 | 28P5  | 28P6  | 28P7  |

| Artikelnummer       | Bezeichnung               | Zusammensetzung der Artikelnummer  |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>PAL29000xxPx</b> | Meracus One Fuß           | xx = Größe, Px = Gewichtskategorie |
| <b>PAL29002xxX</b>  | Meracus One Kosmetik      | xx = Größe, X = Seite (L/R)        |
| <b>PAL29006</b>     | Meracus One Spectra Socke | -                                  |

#### Beispiel:

PAL29000**25P5** = Meracus One in Gr.25 bis max. 100kg

PAL29002**25R** = Meracus One Kosmetik in Gr. 25 für die rechte Seite

## Lunariss Essential



### Technische Daten

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Impact Level</b>           | Niedrig – Moderat |
| <b>Größen</b>                 | 24 – 30           |
| <b>Max. Gewicht</b>           | 110 kg            |
| <b>Bewegungsumfang</b>        | Bis zu 27°        |
| <b>Keine Elektronik</b>       |                   |
| Nur IO und IO+ Versionen      |                   |
| <b>Spritzwasser geschützt</b> |                   |
| Klassifikation IP44           |                   |

### Einfach – Für alle zugänglich

Der **Lunariss Essential** wurde für alle entwickelt, die Wert auf Einfachheit legen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Inspiziert vom **Lunariss IO**, bietet er wesentliche Funktionen für ein dynamisches und komfortables Lauferlebnis. Mit seinem eleganten Design bietet dieses Modell Stabilität und Komfort bei allen Aktivitäten und ist eine leistungsstarke Lösung.



**Natürliche Gangart:** Ahmt das Gehen eines gesunden Menschen genau nach.



**Unmittelbarer Komfort:** Geringere Ermüdung, auch auf unterschiedlichem Terrain.



**Vielseitig für alle Benutzer:** Nachgewiesene Vorteile für verschiedene Amputationsgrade.

| Größe   | Impact Level | Körpergewicht (kg) |         |         |         |         |          |           |
|---------|--------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|
|         |              | 45 – 59            | 60 – 66 | 67 – 73 | 74 – 81 | 82 – 90 | 91 – 100 | 101 – 110 |
| 24 – 30 | Niedrig      | C2                 | C2      | C3      | C4      | C5      | C6       | C7        |
|         | Moderat      | C2                 | C3      | C4      | C5      | C6      | C7       | n/v       |

**Artikelnummer:** PLES001C**x2xX**

Zusammensetzung

der Artikelnummer: C**x** = Kategorie, 2**x** = Größe, **xX** = Seite (L/R)

## Lunaris IO



### Technische Daten

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Impact Level</b>                   | Niedrig – Moderat |
| <b>Größen</b>                         | 24 – 30           |
| <b>Max. Gewicht</b>                   | 110 kg            |
| <b>Bewegungsumfang</b>                | Bis zu 39°        |
| <b>Intelligente Elektronik</b>        |                   |
| Inkl. Mobile App mit Dateneinblick    |                   |
| <b>Staub- und Wasserbeständigkeit</b> |                   |
| Klassifikation IP54                   |                   |

### Für Leistung gebaut – Für Sicherheit gemacht

Der **Lunaris IO** bietet erweiterte Mobilität, Komfort und Stabilität mit einem Bewegungsbereich von 39° und integrierter Elektronik für wertvolle Daten.

Neben der Verwendung hochwertiger Materialien, die für ihre herausragende Leistung bekannt sind, zeichnet sich der **Lunaris** durch weitere wichtige Merkmale aus, die das Benutzererlebnis verbessern:



**Lunaris** bietet anpassbare Flexibilitätsoptionen, um individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden



Bietet Torsions- und Stoßdämpfung durch das 3D-gedruckte Cover



Erhältlich in verschiedenen Farbtönen, passend zu Stil und Stimmung

### KI-gestützte Datenerfassung

Ein herausragendes Merkmal der **Lunaris IO und IO+** ist ihre Fähigkeit, Daten mit beeindruckender Geschwindigkeit zu erfassen und zu verarbeiten. Ausgestattet mit 14 eingebetteten Sensoren sammelt die Prothese Daten mit einer Rate von 500 Samples pro Sekunde - fünfmal schneller als die meisten in der Forschung verwendeten biomechanischen Datensysteme. Diese Hochgeschwindigkeitsdatenerfassung bietet detaillierte Einblicke, die den Benutzern helfen, ihre Leistung besser zu verstehen und ihre Mobilität zu optimieren.

## Artikelnummer: PLUN001

Da jeder Fuß individuell an die Eigenschaften und Bedürfnisse des Anwenders angepasst wird, gibt es für den Lunaris IO nur eine Artikelnummer. In dieser sind alle Produkte (Fuß, Spectra Socke und Kosmetik) enthalten.

## Lunaris IO+



### Technische Daten

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Impact Level</b>                   | Niedrig – Moderat |
| <b>Größen</b>                         | 24 – 30           |
| <b>Max. Gewicht</b>                   | 110 kg            |
| <b>Bewegungsumfang</b>                | Bis zu 39°        |
| <b>Intelligente Elektronik</b>        |                   |
| Inkl. Mobile App mit Dateneinblick    |                   |
| <b>Staub- und Wasserbeständigkeit</b> |                   |
| Klassifikation IP54                   |                   |
| <b>Prädiktive Wartung</b>             |                   |
| Inkl. Anpassungen und Updates         |                   |

### Laufend besser – Immer an der Spitze

Für diejenigen, die ein noch besseres Lauferlebnis suchen, bietet die Lunaris IO+ Option, welche auf dem Lunaris IO aufbaut, kontinuierliche Updates und erweiterte Funktionen, die langfristigen Komfort und eine sich weiterentwickelnde Technologie bieten, die im Laufe der Zeit mit Ihren Bedürfnissen wächst.

### Prädiktive Wartung für langfristige Leistung

Ein Merkmal von Lunaris IO+ ist die vorausschauende Wartung, die dazu beiträgt, dass die Prothese immer die bestmögliche Leistung erbringt. Durch die Erkennung potenzieller Probleme, bevor sie sich zu größeren Problemen entwickeln, verlängert die vorausschauende Wartung die Lebensdauer Ihres Geräts und sorgt für kontinuierliche Zuverlässigkeit.

### Personalisierte Prothetik für sich verändernde Lebensstile

Ein weiterer entscheidender Vorteil des Lunaris IO+ ist seine Fähigkeit, sich an Ihren sich ändernden Lebensstil anzupassen. Ganz gleich, ob Ihr Gewicht schwankt, sich Ihr Aktivitätsniveau ändert oder Sie vorübergehende körperliche Veränderungen erfahren, Lunaris IO+ kann an Ihre sich verändernden Bedürfnisse angepasst werden.

Von der Änderung der Gewichtsklassen bis hin zur Anpassung an unterschiedliche Aktivitätsniveaus stellt Lunaris IO+ sicher, dass sich Ihre Prothese nahtlos an Ihren Lebensstil anpasst und ein wirklich individuelles Erlebnis bietet.

## Artikelnummer: PLUP001

Da jeder Fuß individuell an die Eigenschaften und Bedürfnisse des Anwenders angepasst wird, gibt es für den Lunaris IO nur eine Artikelnummer. In dieser sind alle Produkte (Fuß, Spectra Socke und Kosmetik) enthalten.

## Endurance Contour



### Technische Daten

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>MOB</b>                              | 2 – 3        |
| <b>Größen</b>                           | 24 – 28      |
| <b>Aufbauhöhe</b>                       | 147 – 175 mm |
| <b>Absatzhöhe</b>                       | 10 mm        |
| <b>Garantie</b>                         | 3 Jahre      |
| <b>Inkl. Spectra Socke und Kosmetik</b> |              |

Der **Endurance Contour**-Fuß ist ideal für aktive Nutzer und sorgt für einen geschmeidigeren Gang ohne den Energieverlust, der typischerweise mit Carbonfaser-Fußsystemen verbunden ist. Sein einzigartiges Design mit abgewinkelter Spitze und nicht flachem Kiel vergrößert die Länge der Carbonfaserfeder, was die Energierückgabe maximiert und eine gleichmäßige Laufbewegung gewährleistet. Der geteilte Kiel sorgt für eine hervorragende Inversion/Eversion, die das Gehen auf unebenem oder geneigtem Gelände ermöglicht. Der **Endurance Contour** ist leicht, einfach zu montieren und hat ein kosmetisch ansprechendes Profil, so dass er leicht zu bedecken ist.



**Artikelnummer:**

**PYA1123**

**Größe**

**24-28**

**Seite**

**L/R**

**P-Gewicht**

**Kat.**

**3-5**

| Kategorie<br>Größe | Maximales Patientengewicht |             |              |
|--------------------|----------------------------|-------------|--------------|
|                    | 3                          | 4           | 5            |
| <b>24</b>          | 75 – 90 kg                 | N/A         | N/A          |
| <b>25</b>          | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | N/A          |
| <b>26</b>          | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | N/A          |
| <b>27</b>          | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | 106 – 125 kg |
| <b>28</b>          | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | 106 – 125 kg |

## Endurance HP



### Technische Daten

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>MOB</b>                              | 2 – 3        |
| <b>Größen</b>                           | 24 – 28      |
| <b>Aufbauhöhe</b>                       | 147 – 175 mm |
| <b>Absatzhöhe</b>                       | 10 mm        |
| <b>Garantie</b>                         | 3 Jahre      |
| <b>Inkl. Spectra Socke und Kosmetik</b> |              |

Der **Endurance** Prothesenfuß bietet dem Benutzer eine Kombination aus Komfort und Dynamik, die einen natürlichen Gang mit weniger Ermüdung und letztlich weniger Belastung des unteren Rückens und der gesunden Seite ermöglicht. Die geteilte Feder und die Fersenkonstruktion verbessern die Eversion- und Inversions-Bewegung. Die Karbonfaserkonstruktion fördert die Umwandlung des gewichtsbelastenden Energieinputs in Energieoutput.



|                       |              |              |                  |             |
|-----------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer:</b> | <b>Größe</b> | <b>Seite</b> | <b>P-Gewicht</b> | <b>Kat.</b> |
| <b>PYA1116-C</b>      | <b>24-28</b> | <b>L/R</b>   |                  | <b>3-5</b>  |

| Kategorie<br>Größe | Maximales Patientengewicht |             |              |
|--------------------|----------------------------|-------------|--------------|
|                    | 3                          | 4           | 5            |
| <b>24</b>          | 75 – 90 kg                 | N/A         | N/A          |
| <b>25</b>          | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | N/A          |
| <b>26</b>          | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | 106 – 125 kg |
| <b>27</b>          | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | 106 – 125 kg |
| <b>28</b>          | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | 106 – 125 kg |

## Endurance LP



### Technische Daten

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>MOB</b>                              | 2 – 3   |
| <b>Gewicht</b><br>(Bei Gr. 27)          | 585 g   |
| <b>Aufbauhöhe</b>                       | 68 mm   |
| <b>Absatzhöhe</b>                       | 10 mm   |
| <b>Garantie</b>                         | 3 Jahre |
| <b>Inkl. Spectra Socke und Kosmetik</b> |         |

Der **Endurance** Prothesenfuß bietet dem Benutzer eine Kombination aus Komfort und Dynamik, die einen natürlichen Gang mit weniger Ermüdung und letztlich weniger Belastung des unteren Rückens und der gesunden Seite ermöglicht. Die geteilte Feder und die Fersenkonstruktion verbessern die Eversion- und Inversions-Bewegung. Die Karbonfaserkonstruktion fördert die Umwandlung des gewichtsbelastenden Energieinputs in Energieoutput.



| Artikelnummer:   | Größe        | Seite      | P-Gewicht | Kat.       |
|------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| <b>PYA1115-C</b> | <b>24-28</b> | <b>L/R</b> |           | <b>3-5</b> |

| Kategorie<br>Größe | Maximales Patientengewicht |             |              |
|--------------------|----------------------------|-------------|--------------|
|                    | 3                          | 4           | 5            |
| <b>24</b>          | 75 – 90 kg                 | N/A         | N/A          |
| <b>25</b>          | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | N/A          |
| <b>26</b>          | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | 106 – 125 kg |
| <b>27</b>          | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | 106 – 125 kg |
| <b>28</b>          | 75 – 90 kg                 | 91 – 150 kg | 106 – 125 kg |

## Prime



### Technische Daten

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <b>MOB</b>                        | 1 – 2   |
| <b>Größen</b>                     | 23 – 28 |
| <b>Gewicht</b><br>(bei Gr. 26)    | 620 g   |
| <b>Aufbauhöhe</b><br>(bei Gr. 26) | 73 mm   |
| <b>Absatzhöhe</b>                 | 10 mm   |
| <b>Garantie</b>                   | 3 Jahre |
| <b>Max. Gewicht</b>               | 125 kg  |

Der **Prime** bietet K2-Nutzern einen hochfunktionalen Fuß mit einer Vielzahl von Funktionen unter Verwendung von High-End-Technologie. Das lauffreundliche Design sorgt für eine längere Flachfußdauer für mehr Leichtigkeit beim Gehen mit erhöhter Stabilität und extrem sanftes Abrollen durch den gebogenen Kiel.

### Merkmale und Vorteile

- Niedriges Profil
- High-Tech-Verbundstoff für optimierte Bewegung
- Nachgiebige Ferse hilft bei erhöhter Laufstabilität
- Inklusive Fußkosmetik und Spectra-Socke Integrierte Pyramide



**Artikelnummer:**

**PYA1119**

**Größe**

**23-28**

**Seite**

**L/R**

## Supreme



### Technische Daten

|                     |         |
|---------------------|---------|
| <b>MOB</b>          | 3 – 4   |
| <b>Größen</b>       | 24 – 28 |
| <b>Gewicht</b>      | 480 g   |
| <b>Garantie</b>     | 3 Jahre |
| <b>Absatzhöhe</b>   | 10 mm   |
| <b>Max. Gewicht</b> | 125 kg  |
| <b>Wasserfest</b>   |         |

Der **Supreme** bietet K3 bis K4 Nutzern einen vollständigen Carbon-Fuß, welcher für eine hohe Energierückgabe sorgt und einen reibungslosen Gangzyklus ermöglicht. Eine zusätzliche Carbonplatte absorbiert überschüssige Energie und erhöht die Lebensdauer des Produkts.

### Auswahl der Gewichtskategorie

|                  |            |            |            |             |              |
|------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| <b>Gewicht</b>   | 65 – 75 kg | 75 – 85 kg | 85 – 95 kg | 95 – 105 kg | 105 – 120 kg |
| <b>Kategorie</b> | 1          | 2          | 3          | 4           | 5            |

|                       |                  |              |
|-----------------------|------------------|--------------|
| <b>Artikelnummer:</b> | <b>Kategorie</b> | <b>Größe</b> |
| <b>PYI1000C</b>       | <b>1 - 5</b>     | <b>23-28</b> |

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| <b>Artikelnummer:</b> | <b>Farbe*</b> | <b>Seite</b> |
| <b>PYI</b>            | <b>h/b</b>    | <b>L/R</b>   |

\*Die Kosmetiken sind in Beige oder Braun erhältlich.

h = Beige, b = Braun

## Troy Plus



### Technische Daten

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>MOB</b>           | 2 – 3   |
| <b>Größen</b>        | 23 – 28 |
| <b>Garantie</b>      | 2 Jahre |
| <b>Max. Gewicht</b>  | 130 kg  |
| <b>Ohne Kosmetik</b> |         |

Der **Troy Plus** ist speziell für Anwender\*innen im Bereich K2-K3 designt worden. Durch seine robuste und flexible Karbonstruktur bietet er dem Benutzer eine hohe Stabilität. Bedingt durch seine leichte Aufbauweise, ermöglicht der **Troy Plus** eine sichere und leichte Gehmöglichkeit für Benutzer mit mittlerem Aktivitätsgrad.

| <u>Artikelnummer:</u> | <u>Größe</u> | <u>Seite</u> | <u>P-Gewicht</u> | <u>MOB</u> |
|-----------------------|--------------|--------------|------------------|------------|
| <b>PYO7W</b>          | <b>23-28</b> | <b>L/R</b>   |                  | <b>2-3</b> |

| Größe        | 23    | 24     | 25  | 26     | 27 | 28 |
|--------------|-------|--------|-----|--------|----|----|
| Max. Gewicht | 77 kg | 100 kg |     | 130 kg |    |    |
| Kategorie    | N/V   | 6      |     | 6      |    |    |
|              | N/V   | N/V    | N/V | 8      |    |    |
| MOB          | 2 – 3 |        |     |        |    |    |

**Die Kosmetik ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden!**

| <u>Artikelnummer:</u> | <u>Größe</u> | <u>Seite</u> |
|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>PYO7F</b>          | <b>23-28</b> | <b>L/R</b>   |



## BioStep EVO



### Technische Daten

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| <b>MOB</b>                                   | 2 – 4   |
| <b>Größen</b>                                | 22 – 30 |
| <b>Garantie</b>                              | 3 Jahre |
| <b>Gewicht ohne Kosmetik</b><br>(bei Gr. 26) | 840 g   |
| <b>Aufbauhöhe</b>                            | 170 mm  |
| <b>Absatzhöhe</b>                            | 10 mm   |
| <b>Inkl. Spectra Socke und Kosmetik</b>      |         |

Der leistungsstärkste Prothesenfuß aus der Familie **BioStep**. Ein echter Allrounder mit sehr guter Stoßdämpfung und verbesserter Sicherheit auf jedem Untergrund für einen abgefederten Kontakt mit dem Boden. Für anspruchsvolle, dynamische Anwender, die sich nur mit dem Besten zufriedengeben. Ideal auch für Hiking und Trekking, sowie für Freizeitsport und Aktivitäten mit hoher Intensität. Natürlich, reaktiv und auf sanfte Weise unterstützend.

### Hauptmerkmale



NRG™-Technologie



Mehrschichten- System


 Dynamische Wade &  
Schienbein


Separate Grosszehe



Bewegungsumfang 26°



Axiale Drehbewegung 12°



Bessere Stoßdämpfung

**Artikelnummer:**
**P1BSEVO**
**Größe**
**22-30**
**Seite**
**L/R**
**P-Gewicht**
**MOB**
**2-4**

| Kategorie<br>Größe | Maximales Patientengewicht |        |        |
|--------------------|----------------------------|--------|--------|
|                    | K2                         | K3     | K4     |
| <b>22</b>          | 113 kg                     | 102 kg | 90 kg  |
| <b>23 – 24</b>     | 113 kg                     | 102 kg | 102 kg |
| <b>25 – 30</b>     | 113 kg                     | 102 kg | 125 kg |

## BioStep PRO



### Technische Daten

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| <b>MOB</b>                                   | 2 – 4   |
| <b>Größen</b>                                | 22 – 30 |
| <b>Garantie</b>                              | 3 Jahre |
| <b>Gewicht ohne Kosmetik</b><br>(bei Gr. 26) | 730 g   |
| <b>Aufbauhöhe</b>                            | 150 mm  |
| <b>Absatzhöhe</b>                            | 10 mm   |
| <b>Inkl. Spectra Socke und Kosmetik</b>      |         |

Alle Vorteile der NRG-Technologie mit größerem Rotationsbewegungsspielraum. Für aktive Anwender, die sich viel im Freien aufhalten und deshalb Standsicherheit und die zusätzlichen Vorteile der Rotation wünschen. Auch geeignet für gelegentliche Sportaktivitäten in der Freizeit. Natürlich – Komfortabel – Reaktiv.

### Hauptmerkmale



NRG™-Technologie



Mehrschichten- System



Dynamische Wade &  
Schienbein



Separate Grosszehe



Bewegungsumfang 26°



Axiale Drehbewegung 12°



Bessere Stoßdämpfung

**Artikelnummer:**

**P1BSPRO**

**Größe**

**22-30**

**Seite**

**L/R**

**P-Gewicht**

**Akt.**

**2-4**

| Kategorie<br>Größe | Maximales Patientengewicht |        |        |
|--------------------|----------------------------|--------|--------|
|                    | K2                         | K3     | K4     |
| <b>22 – 24</b>     | 113 kg                     | 101 kg | 101 kg |
| <b>25 – 30</b>     | 183 kg                     | 183 kg | 147 kg |

## NextStep GlideAnkle




### Technische Daten

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| <b>MOB</b>                                | 2       |
| <b>Größen</b>                             | 23 – 28 |
| <b>Garantie</b>                           | 3 Jahre |
| <b>Gewicht</b><br>(bei Gr. 26)            | 508 g   |
| <b>Aufbauhöhe</b>                         | 97 mm   |
| <b>Absatzhöhe</b>                         | 10 mm   |
| <b>Inkl. Spectra Socke, ohne Kosmetik</b> |         |

### Merkmale und Vorteile

- 2° Dorsalflexion in der Schwungphase
- 15° Plantarflexion in der Standphase
- Reduzierung des Drehmomentes beim Fersenkontakt
- Erhöhte Kniestabilität
- Förderung des Vortriebs
- Kür aktive K2 Anwender
- Kosmetik in zwei Farben erhältlich (Beige und Braun)



**Artikelnummer:**

**PYA1113 -**

**Größe**

**23-28**

**Seite**

**L/R**

**P-Gewicht**

**Kat.**

**C4-C6**

| Kategorie<br>Größe | Maximales Patientengewicht |        |        |
|--------------------|----------------------------|--------|--------|
|                    | C4                         | C5     | C6     |
| <b>23</b>          | 80 kg                      | 100 kg | N/A    |
| <b>24</b>          | 80 kg                      | 100 kg | N/A    |
| <b>25</b>          | 80 kg                      | 100 kg | 125 kg |
| <b>26</b>          | 80 kg                      | 100 kg | 125 kg |
| <b>27</b>          | N/A                        | 100 kg | 125 kg |
| <b>28</b>          | N/A                        | 100 kg | 125 kg |

### Dazugehörige Kosmetik:

**Artikelnummer:**

**PYA1114 -**

**Größe**

**23-28**

**Seite**

**L/R**

## Carbon Fuß F2




### Technische Daten

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <b>MOB</b>                        | 2 – 3   |
| <b>Größen</b>                     | 22 – 28 |
| <b>Garantie</b>                   | 2 Jahre |
| <b>Gewicht</b><br>(bei Gr. 26)    | 770 g   |
| <b>Systemhöhe</b><br>(bei Gr. 26) | 93,5 mm |
| <b>Aufbauhöhe</b>                 | 79 mm   |
| <b>Absatzhöhe</b>                 | 10 mm   |

Inkl. Spectra Socke und Kosmetik

Die hervorragende Elastizität des **Carbon-Fußes F2**, sorgt für hohe Flexibilität und Komfort beim Gehen. Mit dem Multi-Achsialem-Knöchelgelenk bietet der Fuß eine bessere Propriozeption beim Gehen auf unebenen Oberflächen.



|                       |              |              |                  |            |
|-----------------------|--------------|--------------|------------------|------------|
| <b>Artikelnummer:</b> | <b>Größe</b> | <b>Seite</b> | <b>P-Gewicht</b> | <b>MOB</b> |
| <b>PCT02</b>          | <b>22-28</b> | <b>L/R</b>   |                  | <b>2-3</b> |

| Größe                 | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Gewicht</b>        | 650 g   | 690 g   | 735 g   | 755 g   | 770 g   | 805 g   | 830 g   |
| <b>Max. Gewicht</b>   | 100 kg  |         | 125 kg  |         |         |         |         |
| <b>Systemhöhe (A)</b> | 88 mm   | 91,5 mm | 92,5 mm | 93 mm   | 93,5 mm | 94 mm   | 94,5 mm |
| <b>Aufbauhöhe (B)</b> | 73,5 mm | 77 mm   | 78 mm   | 78,5 mm | 79 mm   | 79,5 mm | 80 mm   |
| <b>Absatzhöhe (C)</b> | 10 mm   |         | 10 mm   |         |         |         |         |
| <b>MOB</b>            | 2 – 3   |         | 2 – 3   |         |         |         |         |

## Sachfuß



### Technische Daten

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>MOB</b>          | 1 – 2      |
| <b>Größen</b>       | 22 – 28    |
| <b>Aufbauhöhe</b>   | 84 – 99 mm |
| <b>Absatzhöhe</b>   | 10 mm      |
| <b>Max. Gewicht</b> | 100 kg     |

Kosmetik ist fest verbaut

**Artikelnummer:**

**PMW1H2**

**Größe**

**22-28**

**Seite**

**L/R**

**P-Gewicht**

**MOB**

**1-2**

| Größe        | 22     | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28 |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| Aufbauhöhe   | 84 mm  | 88 mm | 90 mm | 94 mm | 96 mm | 99 mm |    |
| Max. Gewicht | 100 kg |       |       |       |       |       |    |
| Absatzhöhe   | 10 mm  |       |       |       |       |       |    |
| MOB          | 1 – 2  |       |       |       |       |       |    |

**Inklusive Anti-Rutsch-Sohle!**



## Syme



### Technische Daten

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| <b>MOB</b>                                | 1 – 3   |
| <b>Größen</b>                             | 24 – 28 |
| <b>Aufbauhöhe</b>                         | 45 mm   |
| <b>Absatzhöhe</b>                         | 10 mm   |
| <b>Garantie</b>                           | 2 Jahre |
| <b>Gewicht</b>                            | 585 g   |
| <b>(bei Gr. 27)</b>                       |         |
| <b>Inkl. Spectra Socke, ohne Kosmetik</b> |         |

**Achtung!** Die Hebelkräfte des **Symes** können zu einer starken Belastung der angrenzenden Modulteile, einschließlich Schaftadapter, führen. Demzufolge ist es notwendig ausschließlich Adapter mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 125 kg zu verwenden.

**Es dürfen keine Aluminiumadapter verwendet werden, ausschließlich Titan!**

**Artikelnummer:**

**PYA1117C**

**Gewicht**

**5 / 6**

**Größe**

**25/26**

| Kategorie<br>Größe | Maximales Patientengewicht |        |
|--------------------|----------------------------|--------|
|                    | C5                         | C6     |
| <b>23/24</b>       | 100 kg                     | -      |
| <b>25/26</b>       | 100 kg                     | 125 kg |
| <b>27/28</b>       | -                          | 125 kg |

**Dazugehörige Kosmetik:**

**Artikelnummer:**

**PYA1114 -**

**Größe**

**23-28**

**Seite**

**L/R**

## 8. Kniegelenke

### Leichtsperr Kniegelenk



- Empfohlen für MOB 1
- 1-Achs-Sperrknie
- 160° Flexion
- Gewicht: 281 g
- Bis max. 100 kg
- Aufbauhöhe 43,5 mm

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                 | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| PYA1301E      | Leicht-Sperr-Einachs-Kniegelenk, ALU + Pyramide, bis 100 kg | Stück   |

### Polyzentrisches Kniegelenk mit Sperrhebel



- Empfohlen für MOB 1 – 2
- Wasserfest
- Gewicht: 480 g
- Bis max. 125 kg
- Aufbauhöhe 76 mm

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                               | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| PMW6H09B      | Polyzentrisches Kniegelenk, ALU + Pyramide, bis 125 kg, <b>wasserfest</b> | Stück   |

### Polyzentrisches Kniegelenk mit optionaler Sperre



- 145° Flexion
- Gewicht: 632 g
- Bis max. 136 kg

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                  | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| PYO68KL       | Polyzentrisches Kniegelenk mit optionaler Sperre, bis 136 kg | Stück   |

### Ein-Achs-Bremskniegelenk mit optionaler Sperre



- Bis max. 136 kg
- Gewicht: 562 g
- Aufbauhöhe 65 mm

| Artikelnummer | Bezeichnung                                 | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------|---------|
| PYE046K136    | Bremsknie mit optionaler Sperre, bis 136 kg | Stück   |

### Polyzentrisches Kniegelenk mit optionaler Sperre



- Empfohlen für MOB 1 – 2
- Die Sperre kann nachträglich entfernt werden
- Prox. Anschluss kann um 2 mm A/P und M/L verschoben werden
- Prox. Anschluss ist drehbar
- Gewicht: 621 g
- Aufbauhöhe 108 mm

| Artikelnummer | Bezeichnung                                              | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------|
| PP1M103       | Poly 4-Achs-Kniegelenk mit optionaler Sperre, bis 125 kg | Stück   |

### Polyzentrisches Kniegelenk mit pneumatischer Schwungsphasensteuerung



- Prox. Anschluss kann um 2 mm A/P und M/L verschoben werden
- Prox. Anschluss ist drehbar
- Gewicht: 875 g
- Aufbauhöhe 172 mm

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                      | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| PP1P200ST     | Pneumatik-Polyzentric-Modular-Knie 500 ST mit Pyramide, - 125 kg | Stück   |

### Poly-Pneumatik-4-Achs-Knie mit manueller Sperre



- Aufbauhöhe 169,3 mm
- Gewicht: 875 g
- Bis max. 125 kg

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                 | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| PP1P2L1322    | Poly-Pneumatik-4-Achs-Knie mit manueller Sperre, bis 125 kg | Stück   |

### 5-Achs-Knie mit Stance Flexion und optionaler Sperre



- Aufbauhöhe 112 mm
- Gewicht: 789 g
- Bis max. 125 kg

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                      | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| PP1M1324      | 5-Achs-Kniegelenk mit Stance Flexion und opt. Sperre, bis 125 kg | Stück   |

## GeoLock Hydraulik Knie



- **MOB 2 – 3**
- Zwei verschiedene Modelle erhältlich (mit Pyramide oder M36 Gewinde)
- Geometrische Verriegelung
- Mechanische Standstabilität
- Leichter Zugang zur Flexion-/ Extension-Einstellung
- Konstrukt aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung
- Aufbauhöhe 155mm
- Bis max. 125 kg
- Gewicht: 851 g (mit Pyramide)
- Gewicht: 825 g (mit M36 Gewinde)

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                        | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| PYA1336       | GeoLock Hydraulik Knie, Polyzentrisch, bis 125 kg, mit Pyramide    | Stück   |
| PYA1337       | GeoLock Hydraulik Knie, Polyzentrisch, bis 125 kg, mit M36 Gewinde | Stück   |

## Unitos Smart Kniegelenk

# Sicherheit geht vor!

Das **Unitos Smart** wurde und wird für Oberschenkelamputierte Anwender entwickelt, welche ein großes Bedürfnis nach Sicherheit haben. Es ermöglicht dem Anwender kraftsparendes, physiologisches Gehen im Rahmen dessen Möglichkeiten. Es ist an den Therapieverlauf anpassbar, ohne dass der Anwender seine Ganggewohnheiten ändern muss.

### Zielgruppe:

- Mob 1- und Mob 2- Amputierte
- Langsamgeher
- Ängstliche, unsichere Geher
- Amputierte mit begrenzter Kraft


### Sitzfunktion:

Durch die Dorsalextension bei Kniebeugung ist es dem Anwender möglich, den Fuß vollflächig abzustellen, auch dann, wenn die Kniebeugung mehr als 90° beträgt.

### Rollstuhlfunktion:

Beim Fahren mit dem Rollstuhl lässt sich das Kniegelenk gebeugt arretieren. Dies ermöglicht die Fortbewegung, ohne dass die Prothese am Boden schleift.




**Artikelnummer:**
**PUS01...**

**Für den Erwerb und Einsatz des Unitos Smart Knies ist ein Zertifizierungsseminar erforderlich!**

| Beugewinkel/<br>Kniewinkel | Relative Beinverkürzung<br>mit Endurance Fuß |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1 (10 Grad)                | -1,5 mm                                      |
| 2 (12 Grad)                | -4 mm                                        |
| 3 (15 Grad)                | -4,5 mm                                      |
| 4 (25 Grad)                | -8 mm                                        |
| 5 (40 Grad)                | -27 mm                                       |

### **Funktion 1**

*Dämpfung des Fersenauftritts und Plantarflexion bis 30°:*

Das Knöchelgelenk ermöglicht eine Plantarflexion von bis zu 30° bei Lastaufnahme. Davon abgesehen, dass Anwender diese Funktion beim Gehen auf der Eben schätzen, dient diese Eigenschaft dem sicheren Bewältigen von Gefällen. Da es auch bei steileren Gefällen zu einem schnellen und vollflächigen Kontakt des Fußes kommt, können Bodenreaktionskräfte positiv beeinflusst werden. Dies hat zur Folge, dass die Prothese während der Standphase nicht ungewollt einbeugt.

### **Funktion 2**

*Beugelimitierung:*

Ähnlich dem Prinzip bewegungslimitierender Knieorthesen, lässt sich die Beugung des Unitos Smart in fünf Stufen limitieren. So ist es für den Anwender möglich in einer sicheren Einstellungsvariante zu beginnen. Anfängliche Anwenderfehler haben keinen Sturz, auf Grund ungewollter Kniebeugung bei Lastaufnahme, zur Folge. Im Rahmen des Therapiefortschrittes kann dieser Kniebeugewinkel Schritt für Schritt erhöht werden. Eine Sperreinheit ermöglicht das Sitzen über manuelles Entriegeln.

### **Funktion 3**

*Einstellbare Achsgeometrie:*

Um die Standphasensicherheit kontrollieren- und an den Anwender anpassen zu können, lässt sich die Achsgeometrie der Polyzentrik stufenlos verstellen. Ein Silikondämpfer dämpft die Endlage und erhöht den Gehkomfort.

### **Funktion 4**

*Schwunghasendämpfung:*

Die Geschwindigkeit der Extensions- und Flexionsbewegungen in der Schwunghase lassen sich mit unterschiedlich starken Bremsen in sechs verschiedenen Stufen einstellen. Auf diese Weise lässt sich das Gangbild individuell an den Anwender anpassen.

## 9. Kinderpassteile

### 4-Achs Kinder Kniegelenk



- Polyzentrisches Kindekniegelenk
- Geringes Gewicht 320 g
- Aufbauhöhe ohne Pyramide 110 mm
- Für 22 mm Rohradapter
- Bietet ein hohes Maß an Sicherheit

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                   | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| PP1M112e      | Kinder Knie ST 4-Achs mit Pyramide, für 22 mm Rohr, bis 45 kg | Stück   |

## 10. Anziehhilfe und Stumpfstrümpfe

### Anziehhilfe PowerPull



- Sehr dünner und leichter Stoff
- Geht leicht durch die Ventilöffnungen
- Auch für Randgrößen erhältlich
- Sehr strapazierfähig
- Ohne Schlaufe

| Artikelnummer | Bezeichnung                                           | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------|
| PKPP10-S      | Anziehhilfe PowerPull, Prox. Umfang bis 40 cm, Gr. S  | Stück   |
| PKPP12-M      | Anziehhilfe PowerPull, Prox. Umfang bis 50 cm, Gr. M  | Stück   |
| PKPP14-L      | Anziehhilfe PowerPull, Prox. Umfang bis 60 cm, Gr. L  | Stück   |
| PKPP16-XL     | Anziehhilfe PowerPull, Prox. Umfang bis 70 cm, Gr. XL | Stück   |

## Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) ohne Loch



### Nylon Unterschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch

100% Nylon

| Artikelnummer | Bezeichnung                                    | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------|---------|
| PB-NY20W      | US-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 20 cm | Stück   |
| PB-NY25W      | US-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 25 cm | Stück   |
| PB-NY30W      | US-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 30 cm | Stück   |
| PB-NY35W      | US-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 35 cm | Stück   |
| PB-NY40W      | US-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 40 cm | Stück   |
| PB-NY45W      | US-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 45 cm | Stück   |

### Baumwoll Unterschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch

90% Baumwolle, 5% Elasthan, 5% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                                        | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|
| PB-BW20W      | US-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 20 cm | Stück   |
| PB-BW25W      | US-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 25 cm | Stück   |
| PB-BW30W      | US-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 30 cm | Stück   |
| PB-BW35W      | US-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 35 cm | Stück   |
| PB-BW40W      | US-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 40 cm | Stück   |
| PB-BW45W      | US-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 45 cm | Stück   |



### Frottee Unterschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch

85% Baumwolle, 15% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                                            | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------|
| PB-FR20W      | US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 20 cm, weiß | Stück   |
| PB-FR25W      | US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 25 cm, weiß | Stück   |
| PB-FR30W      | US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 30 cm, weiß | Stück   |
| PB-FR35W      | US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 35 cm, weiß | Stück   |
| PB-FR40W      | US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 40 cm, weiß | Stück   |
| PB-FR45W      | US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 45 cm, weiß | Stück   |



### Frottee Unterschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch

85% Baumwolle, 15% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                                               | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| PB-FR20S      | US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 20 cm, schwarz | Stück   |
| PB-FR25S      | US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 25 cm, schwarz | Stück   |
| PB-FR30S      | US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 30 cm, schwarz | Stück   |
| PB-FR35S      | US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 35 cm, schwarz | Stück   |
| PB-FR40S      | US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 40 cm, schwarz | Stück   |
| PB-FR45S      | US-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 45 cm, schwarz | Stück   |

## Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) ohne Loch „Duo“



### Baumwoll Unterschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch „Duo“

85% Baumwolle, 15% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                        | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| PB-DUO130S    | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 30 cm, Schwarz | Stück   |
| PB-DUO130     | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 30 cm          | Stück   |
| PB-DUO135     | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 35 cm          | Stück   |
| PB-DUO140     | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 40 cm          | Stück   |
| PB-DUO145     | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 45 cm          | Stück   |



### Baumwoll Unterschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch „Duo“

85% Baumwolle, 15% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                                               | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| PB-DUO230     | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dünn, Dist. Dick, Länge: 30 cm | Stück   |
| PB-DUO235     | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dünn, Dist. Dick, Länge: 35 cm | Stück   |
| PB-DUO240     | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dünn, Dist. Dick, Länge: 40 cm | Stück   |
| PB-DUO245     | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dünn, Dist. Dick, Länge: 45 cm | Stück   |

## Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) mit Loch



### Nylon Unterschenkel Stumpfstrümpfe mit Silikonloch

100% Nylon

| Artikelnummer | Bezeichnung                                   | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------|---------|
| PB-NY20WL     | US-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 20 cm | Stück   |
| PB-NY25WL     | US-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 25 cm | Stück   |
| PB-NY30WL     | US-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 30 cm | Stück   |
| PB-NY35WL     | US-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 35 cm | Stück   |
| PB-NY40WL     | US-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 40 cm | Stück   |
| PB-NY45WL     | US-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 45 cm | Stück   |

### Baumwoll Unterschenkel Stumpfstrümpfe mit Silikonloch

90% Baumwolle, 5% Elasthan, 5% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                                       | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|
| PB-BW20WL     | US-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 20 cm | Stück   |
| PB-BW25WL     | US-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 25 cm | Stück   |
| PB-BW30WL     | US-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 30 cm | Stück   |
| PB-BW35WL     | US-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 35 cm | Stück   |
| PB-BW40WL     | US-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 40 cm | Stück   |
| PB-BW45WL     | US-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 45 cm | Stück   |

### Frottee Unterschenkel Stumpfstrümpfe mit Silikonloch

85% Baumwolle, 15% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                                              | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------|
| PB-FR20WL     | US-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 20 cm          | Stück   |
| PB-FR25WL     | US-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 25 cm          | Stück   |
| PB-FR30WL     | US-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 30 cm          | Stück   |
| PB-FR30SL     | US-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 30 cm, Schwarz | Stück   |
| PB-FR35WL     | US-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 35 cm          | Stück   |
| PB-FR35SL     | US-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 35 cm, Schwarz | Stück   |
| PB-FR40WL     | US-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 40 cm          | Stück   |
| PB-FR45WL     | US-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 45 cm          | Stück   |

## Stumpfstrümpfe Unterschenkel (US) mit Loch „Duo“



### Baumwoll Unterschenkel Stumpfstrümpfe mit Silikonloch „Duo“

85% Baumwolle, 15% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                        | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| PB-DUO130SL   | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 30 cm, Schwarz | Stück   |
| PB-DUO130L    | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 30 cm          | Stück   |
| PB-DUO135L    | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 35 cm          | Stück   |
| PB-DUO140L    | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 40 cm          | Stück   |
| PB-DUO145L    | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dick, Dist. Dünn, Länge: 45 cm          | Stück   |



### Baumwoll Unterschenkel Stumpfstrümpfe mit Silikonloch „Duo“

85% Baumwolle, 15% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                                               | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| PB-DUO230L    | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dünn, Dist. Dick, Länge: 30 cm | Stück   |
| PB-DUO235L    | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dünn, Dist. Dick, Länge: 35 cm | Stück   |
| PB-DUO240L    | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dünn, Dist. Dick, Länge: 40 cm | Stück   |
| PB-DUO245L    | US-Stumpfstrumpf BW, Prox. Dünn, Dist. Dick, Länge: 45 cm | Stück   |

## Stumpfstrümpfe Oberschenkel (OS) ohne Loch



### Nylon Oberschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch

100% Nylon

| Artikelnummer | Bezeichnung                                    | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------|---------|
| PB-ONY30W     | OS-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 30 cm | Stück   |
| PB-ONY35W     | OS-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 35 cm | Stück   |
| PB-ONY40W     | OS-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 40 cm | Stück   |
| PB-ONY45W     | OS-Stumpfstrumpf Nylon ohne Loch, Länge: 45 cm | Stück   |

### Baumwoll Oberschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch

90% Baumwolle, 5% Elasthan, 5% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                                        | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|
| PB-OBW30W     | OS-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 30 cm | Stück   |
| PB-OBW35W     | OS-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 35 cm | Stück   |
| PB-OBW40W     | OS-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 40 cm | Stück   |
| PB-OBW45W     | OS-Stumpfstrumpf Baumwolle ohne Loch, Länge: 45 cm | Stück   |

### Frottee Oberschenkel Stumpfstrümpfe ohne Loch

85% Baumwolle, 15% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                                      | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------|---------|
| PB-OSFR30W    | OS-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 30 cm | Stück   |
| PB-OSFR35W    | OS-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 35 cm | Stück   |
| PB-OSFR40W    | OS-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 40 cm | Stück   |
| PB-OSFR45W    | OS-Stumpfstrumpf Frottee ohne Loch, Länge: 45 cm | Stück   |

## Stumpfstrümpfe Oberschenkel (OS) mit Loch



### Nylon Oberschenkel Stumpfstrümpfe mit Silikonloch

100% Nylon

| Artikelnummer | Bezeichnung                                   | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------|---------|
| PB-ONY30WL    | OS-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 30 cm | Stück   |
| PB-ONY35WL    | OS-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 35 cm | Stück   |
| PB-ONY40WL    | OS-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 40 cm | Stück   |
| PB-ONY45WL    | OS-Stumpfstrumpf Nylon mit Loch, Länge: 45 cm | Stück   |

### Baumwoll Oberschenkel Stumpfstrümpfe mit Silikonloch

90% Baumwolle, 5% Elasthan, 5% Polyamid

| Artikelnummer | Bezeichnung                                       | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|
| PB-OBW30WL    | OS-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 30 cm | Stück   |
| PB-OBW35WL    | OS-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 35 cm | Stück   |
| PB-OBW40WL    | OS-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 40 cm | Stück   |
| PB-OBW45WL    | OS-Stumpfstrumpf Baumwolle mit Loch, Länge: 45 cm | Stück   |

### Frottee Oberschenkel Stumpfstrümpfe mit Silikonloch

85% Baumwolle, 15% Polyamid


| Artikelnummer | Bezeichnung                                                      | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| PB-OSFR30WL   | OS-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 30 cm                  | Stück   |
| PB-OSFR35WL   | OS-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 35 cm                  | Stück   |
| PB-OSFR40WL   | OS-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 40 cm                  | Stück   |
| PB-OSFR45WL   | OS-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 45 cm                  | Stück   |
| PB-OFR30WL    | OS-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 30 cm, nahtlos kräftig | Stück   |
| PB-OFR35WL    | OS-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 35 cm, nahtlos kräftig | Stück   |
| PB-OFR40WL    | OS-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 40 cm, nahtlos kräftig | Stück   |
| PB-OFR45WL    | OS-Stumpfstrumpf Frottee mit Loch, Länge: 45 cm, nahtlos kräftig | Stück   |

## 11. Keasy und Kosmetiken

### eSkin Leg Cover




- Flexibel und vorgedehnt
- Wasserfest
- Schmutzabweisend und leicht zu reinigen
- Geringe Adhäsion
- Mehrlagiges faserverstärktes Polymer



Standard



Farbe: 3



Farbe: 4



Split Toe

### eSkin Leg Cover „Standard“

| Artikelnummer | Seite  | Fußgröße | Wadenumfang (A) | Knöchelumfang (B) | Länge | Farbe |
|---------------|--------|----------|-----------------|-------------------|-------|-------|
| PYE6S2x2xX0X  | Links  | 23-24cm  | 32-34cm         | 20-21cm           | 550mm | 3 / 4 |
|               | oder   | 25-26cm  | 34-36cm         | 21-22cm           | oder  |       |
|               | Rechts | 27-28cm  | 36-38cm         | 22-23cm           | 600mm |       |

Alle eSkin Leg Cover sind in den Größen 23-24, 25-26 und 27-28, sowie für beide Seiten und Farben erhältlich.

### Artikelnummer (Standard): PYE6S2x2xX0X

Zusammensetzung der Artikelnummer:

2x2x = Fußgrößen, X = Seite (L/R), X = Farbe (3/4)

### eSkin Leg Cover „Split Toe“

| Artikelnummer | Seite  | Fußgröße | Wadenumfang (A) | Knöchelumfang (B) | Länge | Farbe |
|---------------|--------|----------|-----------------|-------------------|-------|-------|
| PYE6T2x2xX0X  | Links  | 23-24cm  | 32-34cm         | 20-21cm           | 550mm | 3 / 4 |
|               | oder   | 25-26cm  | 34-36cm         | 21-22cm           | oder  |       |
|               | Rechts | 27-28cm  | 36-38cm         | 22-23cm           | 600mm |       |

Alle eSkin Leg Cover sind in den Größen 23-24, 25-26 und 27-28, sowie für beide Seiten und Farben erhältlich.


### Artikelnummer (Split Toe): PYE6T2x2xX0X

Zusammensetzung der Artikelnummer:

2x2x = Fußgrößen, X = Seite (L/R), X = Farbe (3/4)

## eSkin Foot Cover

- Flexibel und vorgedehnt
- Wasserfest
- Schmutzabweisend und leicht zu reinigen
- Geringe Adhäsion
- Mehrlagiges faserverstärktes Polymer



Standard



Split Toe

### eSkin Leg Cover „Standard“

| Artikelnummer | Seite          | Fußgröße                      | Farbe |
|---------------|----------------|-------------------------------|-------|
| PYE2x2xXSX    | Links / Rechts | 23-24cm<br>25-26cm<br>27-28cm | 3 / 4 |

Alle eSkin Foot Cover sind in den Größen 23-24, 25-26 und 27-28, sowie für beide Seiten und Farben erhältlich.

### Artikelnummer (Standard): PYE2x2xXSX

Zusammensetzung der Artikelnummer:

2x2x = Fußgrößen, X = Seite (L/R), X = Farbe (3/4)

### eSkin Leg Cover „Split Toe“

| Artikelnummer | Seite          | Fußgröße                      | Farbe |
|---------------|----------------|-------------------------------|-------|
| PYE2x2xXSX    | Links / Rechts | 23-24cm<br>25-26cm<br>27-28cm | 3 / 4 |

Alle eSkin Foot Cover sind in den Größen 23-24, 25-26 und 27-28, sowie für beide Seiten und Farben erhältlich.

### Artikelnummer (Standard): PYE2x2xXTX

Zusammensetzung der Artikelnummer:

2x2x = Fußgrößen, X = Seite (L/R), X = Farbe (3/4)

## Kosmetiken

### Schaumkosmetik PE Unterschenkel



| Artikelnummer | Bezeichnung                                         | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------|
| PYA1530       | Schaumkosmetik PE Unterschenkel, eckig, beige, 30mm | Stück   |
| PYA1531       | Schaumkosmetik PE Unterschenkel, rund, weiß, 30mm   | Stück   |


### Oberschenkelkosmetik mit durchbrochenem Knie



|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Größe „S“ | 84 cm lang, Umfang: 50 cm Oberschenkel, 35 cm Wade |
| Größe „M“ | 87 cm lang, Umfang: 52 cm Oberschenkel, 37 cm Wade |
| Größe „L“ | 94 cm lang, Umfang: 55 cm Oberschenkel, 41 cm Wade |

| Artikelnummer | Bezeichnung                         | Seite  | Einheit |
|---------------|-------------------------------------|--------|---------|
| PP1G0-SL      | Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „S“ | links  | Stück   |
| PP1G0-SR      | Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „S“ | rechts | Stück   |
| PP1G0-ML      | Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „M“ | links  | Stück   |
| PP1G0-MR      | Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „M“ | rechts | Stück   |
| PP1G0-LL      | Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „L“ | links  | Stück   |
| PP1G0-LR      | Schaumkosmetik Oberschenkel EVA „L“ | rechts | Stück   |

### Oberschenkelkosmetik



| Artikelnummer | Bezeichnung                                   | Seite  | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|---------|
| PP1G13-D36    | Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang 36 cm | Rechts | Stück   |
| PP1G13-D40    | Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang 40 cm | Rechts | Stück   |
| PP1G13-D44    | Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang 44 cm | Rechts | Stück   |
| PP1G13-G36    | Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang 36 cm | Links  | Stück   |
| PP1G13-G40    | Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang 40 cm | Links  | Stück   |
| PP1G13-G44    | Schaumkosmetik Oberschenkel Wadenumfang 44 cm | Links  | Stück   |

### Unterschenkelkosmetik, vorgeformt



| Artikelnummer | Bezeichnung                                           | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------|
| PP1G1L        | Schaumkosmetik Unterschenkel, vorgeformt, EVA, links  | Stück   |
| PP1G1R        | Schaumkosmetik Unterschenkel, vorgeformt, EVA, rechts | Stück   |

### Vorfußersatz



\*Umfangsmaße der Zehengrundgelenke.

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                       | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| MB87201       | Vorfußersatz aus Weichschaum, rechts, mittel, Umfang* ca. 22,5 cm | Stück   |
| MB87202       | Vorfußersatz aus Weichschaum, rechts, groß, Umfang* ca. 24 cm     | Stück   |
| MB87211       | Vorfußersatz aus Weichschaum, links, mittel, Umfang* ca. 22,5 cm  | Stück   |
| MB87212       | Vorfußersatz aus Weichschaum, links, groß, Umfang* ca. 24 cm      | Stück   |

### Kosmetikstrümpfe

100% Nylon



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                          | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| PB-UNY-KS01   | Nylon US-Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband, Gr. 1             | Paar    |
| PB-UNY-KS02   | Nylon US-Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband, Gr. 2             | Paar    |
| PB-UNY-KS03   | Nylon US-Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband, Gr. 3             | Paar    |
| PB-ONY-KS00   | Nylon OS-Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband, Länge 45cm, Gr. 0 | Paar    |
| PB-ONY-KS01   | Nylon OS-Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband, Länge 55cm, Gr. 1 | Paar    |
| PB-ONY-KS02   | Nylon OS-Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband, Länge 65cm, Gr. 2 | Paar    |
| PB-ONY-KS03   | Nylon OS-Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband, Länge 75cm, Gr. 3 | Paar    |
| PB-ONY-KS04   | Nylon OS-Kosmetikstrümpfe ohne Gummiabschlussband, Länge 80cm, Gr. 4 | Paar    |

## Kosmetiküberzug




**Sonderbestellung mit individueller Anfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen!**

- Professionelle Imitation der Haut
- 3D-Optik
- Für Frauen und Männer
- In vielen verschiedenen Farben erhältlich (siehe Farbmuster)

| Artikelnummer | Bezeichnung                            | Einheit |
|---------------|----------------------------------------|---------|
| PSPC-F-L-000  | Farbmuster für Kosmetiküberzug, Männer | Stück   |
| PSPC-F-L-001  | Farbmuster für Kosmetiküberzug, Frauen | Stück   |

Größentabelle:



| XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 38-47 | 45-52 | 50-58 | 56-64 | 62-70 | 68-76 |
| 27-33 | 32-38 | 37-43 | 42-48 | 47-53 | 52-58 |
| 23-29 | 28-34 | 33-37 | 38-44 | 43-47 | 48-55 |
| 17-20 | 19-22 | 21-25 | 24-28 | 27-31 | 30-34 |

**Artikelnummer:**

**PSPC-**

Mann/Frau

M / F

Seite

L/R

Größe (s.o.)

Farbe

**Achtung: Da es sich hierbei um eine Sonderbestellung mit individueller Anfertigung handelt, ist das Produkt vom Umtausch ausgeschlossen!**

## Keasy



- Thermoplastisch verformbarer Weichwandinnenkonus (bei 170°) für individuelle Formen und gleichmäßige Wandstärken
- Leicht und schnell gefertigt
- Gut schleifbar
- Kann 4 – 5 Mal wieder verformt werden
- Nahtlose, geschlossenzellige Oberfläche
- Bequem, hautfreundlich und langlebig
- Kleinste Größe auch für Kinder und obere Extremitäten geeignet

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                         | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| PP1S402-110   | Keasy Weichwand Konus US, Länge: 30 cm, Ø Prox.: 11 cm, 5 mm dick   | Stück   |
| PP1S400-130   | Keasy Weichwand Konus US, Länge: 50 cm, Ø Prox.: 13 cm, 6,5 mm dick | Stück   |
| PP1S400-160   | Keasy Weichwand Konus US, Länge: 40 cm, Ø Prox.: 16 cm, 6,5 mm dick | Stück   |
| PP1S400-180   | Keasy Weichwand Konus US, Länge: 50 cm, Ø Prox.: 18 cm, 6,5 mm dick | Stück   |
| PP1S400-210   | Keasy Weichwand Konus OS, Länge: 50 cm, Ø Prox.: 21 cm, 6,5 mm dick | Stück   |
| PP1S401-170   | Keasy Weichwand Konus US, Länge: 42 cm, Ø Prox.: 17 cm, 3 mm dick   | Stück   |

## FlexNeo Cover

### FlexNeo AK und AK MAX



**Sonderbestellung mit individueller Anfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen!**

- Wasserfest
- Verfügbar für alle Kniegelenke
- Einfaches Anlegen dank Magnetverschlusssystem
- Verfügbar in vielen verschiedenen Farben
- Gewicht: ca. 500 - 600 g (AK und AK MAX)
- Optionale Zusätze:
  - Matte Oberfläche
  - Individuelles Tattoo
  - FlexNeo Cover DUO Oberschenkelhülse



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                    | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| PA-Flex1NSe   | FlexNeo Cover AK, Oberschenkel, nach Maß, ohne Scan            | Stück   |
| PA-Flex1NSeP  | FlexNeo Cover AK, Oberschenkel, nach Maß, ohne Scan, Tattoo    | Stück   |
| PA-Flex2NM    | FlexNeo Cover AK MAX, Oberschenkel, nach Maß, mit Scan         | Stück   |
| PA-Flex4NMP   | FlexNeo Cover AK MAX, Oberschenkel, nach Maß, mit Scan, Tattoo | Stück   |
| PA-FlexM      | Matte Oberfläche, optional                                     | Stück   |



**Normale Oberfläche**



**Matte Oberfläche**

Alle verfügbaren Farben, sowie die aktuellen Bestellformulare, erhalten Sie auf unserer Internetseite unter [www.protheseus.de/downloads.php](http://www.protheseus.de/downloads.php) oder auf Anfrage per Mail.

**Achtung: Da es sich hierbei um eine Sonderbestellung mit individueller Anfertigung handelt, ist das Produkt vom Umtausch ausgeschlossen!**

## FlexNeo BK und BK MAX



**Sonderbestellung mit individueller Anfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen!**

- Wasserfest
- Verfügbar für alle Kniegelenke
- Einfaches Anlegen dank Magnetverschlussystem (nur BK MAX)
- Bitte beachten: das BK Cover ohne Scan wird in die Fußkosmetik gesteckt und hat keinen Magnetverschluss auf der Rückseite
- Verfügbar in vielen verschiedenen Farben
- Gewicht: ca. 300 - 450 g (BK und BK MAX)
- Optionale Zusätze:
  - Matte Oberfläche
  - Individuelles Tattoo



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                     | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| PA-Flex1NSU   | FlexNeo Cover BK, Unterschenkel, nach Maß, ohne Scan            | Stück   |
| PA-Flex1NSUP  | FlexNeo Cover BK, Unterschenkel, nach Maß, ohne Scan, Tattoo    | Stück   |
| PA-Flex2NMU   | FlexNeo Cover BK MAX, Unterschenkel, nach Maß, mit Scan         | Stück   |
| PA-Flex4NMUP  | FlexNeo Cover BK MAX, Unterschenkel, nach Maß, mit Scan, Tattoo | Stück   |
| PA-FlexM      | Matte Oberfläche, optional                                      | Stück   |



**Normale Oberfläche**



**Matte Oberfläche**

Alle verfügbaren Farben, sowie die aktuellen Bestellformulare, erhalten Sie auf unserer Internetseite unter [www.protheseus.de/downloads.php](http://www.protheseus.de/downloads.php) oder auf Anfrage per Mail.

**Achtung: Da es sich hierbei um eine Sonderbestellung mit individueller Anfertigung handelt, ist das Produkt vom Umtausch ausgeschlossen!**

## FlexNeo Phantom



### Sonderbestellung mit individueller Anfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen!

- Besteht aus FlexNeo AK MAX und FlexNeo Duo
- Die „Duo“ Oberschenkelhülse wird mit einem speziellem „Nextt-Knopf“ am Schaft befestigt
- Wasserfest
- Verfügbar in vielen verschiedenen Farben
- Verfügbar für alle Kniegelenke
- Kompatibel mit Knie-Rotations-Adapttern
- Eine Scandatei wird zur Bestellung benötigt!
- Optionale Zusätze:
  - Matte Oberfläche



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                           | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| PA-FlexPH     | FlexNeo Cover Phantom, AK Cover inkl. Duo, nach Maß, mit Scan         | Stück   |
| PA-FlexPHP    | FlexNeo Cover Phantom, AK Cover inkl. Duo, nach Maß, mit Scan, Tattoo | Stück   |
| PA-FlexM      | Matte Oberfläche, optional                                            | Stück   |



**Normale Oberfläche**



**Matte Oberfläche**

Alle verfügbaren Farben, sowie die aktuellen Bestellformulare, erhalten Sie auf unserer Internetseite unter [www.protheseus.de/downloads.php](http://www.protheseus.de/downloads.php) oder auf Anfrage per Mail.

**Achtung: Da es sich hierbei um eine Sonderbestellung mit individueller Anfertigung handelt, ist das Produkt vom Umtausch ausgeschlossen!**

## FlexNeo Duo



**Sonderbestellung mit individueller Anfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen!**

- Wasserfest
- Verfügbar für alle Kniegelenke
- Erweiterung für das FlexNeo Cover AK MAX
- Befestigung am Schaft dank speziellem „Nextt-Knopf“
- Verfügbar in vielen verschiedenen Farben
- Optionale Zusätze:
  - Matte Oberfläche



| Artikelnummer | Bezeichnung                                              | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------|
| PA-FlexDUO    | FlexNeo Cover Duo, Oberschenkelhülse, nach Maß, mit Scan | Stück   |
| PA-FlexM      | Matte Oberfläche, optional                               | Stück   |



**Normale Oberfläche**



**Matte Oberfläche**

Alle verfügbaren Farben, sowie die aktuellen Bestellformulare, erhalten Sie auf unserer Internetseite unter [www.protheseus.de/downloads.php](http://www.protheseus.de/downloads.php) oder auf Anfrage per Mail.

**Achtung: Da es sich hierbei um eine Sonderbestellung mit individueller Anfertigung handelt, ist das Produkt vom Umtausch ausgeschlossen!**

## AS Cover



### Sonderbestellung mit individueller Anfertigung, vom Umtausch ausgeschlossen!

- Wasserfest
- Verfügbar für alle Kniegelenke
- Einfaches An- und Ausziehen dank Pinverschlusssystem
- Verfügbar in vielen verschiedenen Farben
- Aufteilung in vier verschiedene Designkategorien
  - **Lässiges Design:** Arc, True, Forma, Mesh
  - **Elegantes Design:** Halo, Link, Dew, Eden
  - **Sportliches Design:** Apex, Blaze, ID, Prime

| Artikelnummer | Bezeichnung    | Einheit |
|---------------|----------------|---------|
| PASC [...]    | AS Cover [...] | Stück   |

Alle verfügbaren Farben und Designs, sowie die aktuellen Bestellformulare, erhalten Sie auf unserer Internetseite unter [www.protheseus.de/downloads.php](http://www.protheseus.de/downloads.php) oder auf Anfrage per Mail.

**Achtung: Da es sich hierbei um eine Sonderbestellung mit individueller Anfertigung handelt, ist das Produkt vom Umtausch ausgeschlossen!**

## 12. Amparo

### Confidence Socket



- **Geeignet für TT / Unterschenkelamputationen**
- Verwendbar als Interim- und Probeschäft
- Inkl. 4-Loch Montage Platte mit 1 cm Versatz

#### Zusätzlich erhältlich:

- Wahlweise mit passivem Vakuum- oder Pin Lock System
- **Achtung:** Das Vakuum- und Pin Lock System sind nicht im Erwerb des Confidence Schaftes enthalten und müssen separat dazubestellt werden!

#### **Pin Lock System**

- Schnelles An- und Ausziehen
- Hervorragende Kniebeweglichkeit
- Sichere Verbindung



#### **Passives Vakuum System**

- Reduziert Druck in Belastungsflächen
- Hervorragende Unterstützung für das Knie
- Erhöhter Komfort



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                                                 | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PDCSBKPS      | Confidence Socket, Pin Version, Gr. S, bis 125 kg, dist. Umf. 23 – 34 cm, Farbe: Schwarz    | Stück   |
| PDCSBKPL      | Confidence Socket, Pin Version, Gr. L, bis 150 kg, dist. Umf. 30 – 45 cm, Farbe: Schwarz    | Stück   |
| PDCSBKVS      | Confidence Socket, Vakuum Version, Gr. S, bis 125 kg, dist. Umf. 23 – 34 cm, Farbe: Schwarz | Stück   |
| PDCSBKVL      | Confidence Socket, Vakuum Version, Gr. L, bis 150 kg, Dist. Umf. 30 – 45 cm, Farbe: Schwarz | Stück   |

### Pin Lock System

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                        | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| PDCSPL        | Pin Lock System für Confidence Schaft, 52x98x22 mm, Gewicht: 180 g | Stück   |

### Passives Vakuum System

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                     | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| PDCSVAL       | Einweg Ventil für Confidence Schaft, 18x19x19 mm, Gewicht: 20 g | Stück   |

## Resilience Socket



- **Geeignet für TT / Unterschenkelamputationen**
- Verwendbar als Interim- und Probeschäft
- Inkl. 4-Loch Montage Platte ohne Versatz

### Zusätzlich erhältlich:

- Passives Vakuum-, aktives Vakuum- oder Pin Lock System
- **Achtung:** Die Vakuum- und Pin Lock Systeme sind nicht im Erwerb des Resilience Schaftes enthalten und müssen separat dazubestellt werden!

### **Pin Lock System**

- Schnelles An- und Ausziehen
- Hervorragende Kniebeweglichkeit
- Sichere Verbindung



### **Aktives Vakuum System**

- Minimierte Bewegung im Schaft
- Erhöhte Körperwahrnehmung
- Erhöhter Balance



### **Passives Vakuum System**

- Reduziert Druck in Belastungsflächen
- Hervorragende Unterstützung für das Knie
- Erhöhter Komfort



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                           | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| PDRSM-BC      | Resilience Socket, bis 125 kg, dis. Umf. 20–38 cm, Farbe: Blau/Carbon | Stück   |
| PDRSM-CA      | Resilience Socket, bis 125 kg, dis. Umf. 20–38 cm, Farbe: Camouflage  | Stück   |
| PDRSM-DB      | Resilience Socket, bis 125 kg, dis. Umf. 20–38 cm, Farbe: Dunkelblau  | Stück   |
| PDRSM-LB      | Resilience Socket, bis 125 kg, dis. Umf. 20–38 cm, Farbe: Hellblau    | Stück   |

## Pin Lock System

| Artikelnummer | Bezeichnung                                             | Einheit |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------|
| PDPLUR        | Pin Lock System für Resilience Schaft, Pin Länge: 57 mm | Stück   |

## Aktives Vakuum System

| Artikelnummer | Bezeichnung                                            | Einheit |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------|
| PDEVK         | Hochvakuum System für Resilience Schaft, M5 Verbindung | Stück   |

## Passives Vakuum System

| Artikelnummer | Bezeichnung                                        | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|
| PDRVK         | Einweg Ventil für Resilience Schaft, M5 Verbindung | Stück   |

## Mobile Werkstatt



**In der mobilen Werkstatt sind folgende Produkte jeweils 1x enthalten:**

- Werkstatt- und Werkzeugkoffer
- Mobile Vakuumpumpe
- Pads/Pelotten
- Thermohandschuhe
- Markierstift
- Mobiler Ofen
- Vakuum Adapter
- Leder- und Textilschere
- Stretchfolienhalter inkl. Stretchfolie
- Tiefziehstrümpfe

| Artikelnummer | Bezeichnung             | Einheit |
|---------------|-------------------------|---------|
| PDW100        | Amparo Mobile Werkstatt | Stück   |

**In der mobile Werstatt enthaltene Produkte:**

| Artikelnummer | Bezeichnung                                         | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------|
| PDWWB         | Werkstattkoffer (ohne Inhalt)                       | Stück   |
| PDWTSB        | Werkzeugkoffer (ohne Inhalt)                        | Stück   |
| PDWMO         | Mobiler Ofen                                        | Stück   |
| PDWVP         | Mobile Vakuumpumpe                                  | Stück   |
| PDWVA         | Vakuum Adapter                                      | Stück   |
| PDWSP         | Pads/Pelotten für Confidence und Resilience Schäfte | Set     |
| PDWLSH        | Leder Schere                                        | Stück   |
| PDWTSC        | Textil Schere                                       | Stück   |
| PDWTGL        | Thermohandschuhe                                    | Paar    |
| PDWSF         | Stretch Folien Rolle                                | Stück   |
| PDWMT         | Tiefziehstrümpfe, Schlauch, weiß, 23m               | Stück   |

## 13. Elevate 360°

### Elevate 360° Fußheberorthese mit BOA Verschluss

HMV-Nr.: 23.03.02.0019



#### Elevate® Funktion

Die Elevate®-Orthese zeichnet sich durch einfache Handhabung und vorhersehbare Funktion aus. Die Bandage lässt sich schnell um den Knöchel legen und mit einem Klettverschluss befestigen. Eine Schnalle sorgt für zusätzliche Verstärkung und Passform. Die starke, strapazierfähige Kordel lässt sich leicht auf das mitgelieferte Anchor Hook Kit aufziehen, und der Hebewinkel lässt sich mit einem einfach zu bedienenden Drehknopf des BOA® Fit Systems nach Wunsch einstellen und schnell lösen.

#### Elevate® Komfort

Die Elevate®-Orthese wurde entwickelt, um unbequeme, steife oder sperrige Orthesen, die im Schuh getragen werden, zu ersetzen. Durch sorgfältige Materialauswahl entstand eine erstaunlich leichte (nur 227 g), aber dennoch robuste und langlebige Orthese.

#### Elevate® Vielseitigkeit

Die Elevate®-Orthese kann an die Bedürfnisse und Vorlieben des Anwenders angepasst werden. Das Design ermöglicht eine Vielzahl von Schuhmodellen, einschließlich Sandalen.

| Artikelnummer | Bezeichnung                                         | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------|
| OFS10060      | Elevate 360° Fußheberorthese mit BOA-Drehverschluss | Stück   |

## 14. Comfit AFO



HMV-Nr.: 23.03.02.6031

### Vorteile

- Passt, dank des flachen Designs, in nahezu jeden Schuh
- Superleicht – nur 95 g in Gr. „L“, ohne Polster

### Indikationen

- Fußheberparese
- Fallfuß
- Reversibler Spitzfuß, z.B. nach Schlaganfall, multipler Sklerose o.a. neurologischen Erkrankungen

### Kontraindikationen

- Makroskopische Verformung des Fußes oder Sprunggelenkes
- Akute ödemische Spastik mit mäßiger bis schwere Ausprägung
- Kontraktur des vorderen und des hinteren Schienbeinmuskels, welche sich durch die einfache Haltungskorrektur der Orthese nicht beheben lässt

Im Lieferumfang sind jeweils die passenden Wadenpolster inkl. Klettverschluss 1x enthalten.

| Artikelnummer | Bezeichnung                                                     | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| O10E806113    | Comfit AFO Peronäusschiene, Small, Links, Standard, bis Gr. 42  | Stück   |
| O10E806123    | Comfit AFO Peronäusschiene, Small, Rechts, Standard, bis Gr. 42 | Stück   |
| O10E806117    | Comfit AFO Peronäusschiene, Large, Links, Standard, bis Gr. 43  | Stück   |
| O10E806127    | Comfit AFO Peronäusschiene, Large, Rechts, Standard, bis Gr. 43 | Stück   |
| O10E806157    | Comfit AFO Peronäusschiene, Large, Links, Breit, bis Gr. 43     | Stück   |
| O10E806167    | Comfit AFO Peronäusschiene, Large, Rechts, Breit, bis Gr. 43    | Stück   |
| O11E8061T03   | Comifit AFO Polsterset, Small, bis Gr. 42                       | Stück   |
| O11E8061T05   | Comfit AFO Polsterset, Large, bis Gr. 47                        | Stück   |

## 15. Hylton Kompressionsorthesen

### Schulter / Rumpf / Shirt, kurzarm



#### Artikelnummer: HOSSxx

Die Oberkörperorthese mit kurzen Ärmeln bewirkt eine Stabilisierung der oberen Extremitäten und von sensorischen Störungen. Sie ist gedacht für Patienten mit Hypotonie, cerebrale Lähmungen, Down Syndrom, Rett Syndrom, Autismus, Bewegungsstörungen und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- Mit Reißverschluss und Silikonabschlussband
- **Maß: Brustumfang ist erforderlich**

### Schulter / Rumpf / Shirt, langarm



#### Artikelnummer: HOSxx

Die Oberkörperorthese mit langen Ärmeln bewirkt eine Stabilisierung der oberen Extremitäten und von sensorischen Störungen. Sie ist gedacht für Patienten mit Hypotonie, cerebrale Lähmungen, Down Syndrom, Rett Syndrom, Autismus, Bewegungsstörungen und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- Mit Reißverschluss und Silikonabschlussband
- **Maß: Brustumfang ist erforderlich**

| Artikelnummer,<br>Kurzarm | Artikelnummer,<br>Langarm | Brustumfang<br>in cm | Länge in cm<br>Acromion zu T. Major | Einheit |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------|
| HOSS41                    | HOS41                     | 41                   | 23,00                               | Stück   |
| HOSS44                    | HOS44                     | 44                   | 27,94                               | Stück   |
| HOSS47                    | HOS47                     | 47                   | 31,11                               | Stück   |
| HOSS51                    | HOS51                     | 51                   | 35,56                               | Stück   |
| HOSS54                    | HOS54                     | 54                   | 39,00                               | Stück   |
| HOSS57                    | HOS57                     | 57                   | 45,72                               | Stück   |
| HOSS60                    | HOS60                     | 60                   | 47,00                               | Stück   |
| HOSS64                    | HOS64                     | 64                   | 50,50                               | Stück   |
| HOSS67                    | HOS67                     | 67                   | 56,40                               | Stück   |
| HOSS70                    | HOS70                     | 70                   | 60,50                               | Stück   |
| HOSS73                    | HOS73                     | 73                   | 64,30                               | Stück   |
| HOSS77                    | HOS77                     | 77                   | 68,50                               | Stück   |

### Becken / Bein / Hose, kurz



#### Artikelnummer: HOSPxx

Die knielange Beinorthese unterstützt den Gang und die volle Körperstabilität in Kombination mit einer Oberkörperorthese. Sie ist ideal für Patienten mit spastischer Diparese, Hypotonie, Down Syndrom, Ataxi, Autismus und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- **Maß: Umfang Taille über Nabel ist erforderlich**

### Becken / Bein / Hose, lang



#### Artikelnummer: HOPxx

Die knöchellange Beinorthese unterstützt den Gang und die volle Körperstabilität in Kombination mit einer Oberkörperorthese. Sie ist ideal für Patienten mit spastischer Diparese, Hypotonie, Down Syndrom, Ataxi, Autismus und Sinnesverarbeitungsproblemen.

**Maß: Umfang Taille über Nabel ist erforderlich**

| Artikelnummer,<br>Hose kurz | Artikelnummer,<br>Hose lang | Umfang Taille<br>über Nabel in cm | Länge in cm,<br>Hose kurz | Länge in cm,<br>Hose lang | Einheit |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| HOSP43                      | HOP43                       | 43                                | 27,30                     | 40,33                     | Stück   |
| HOSP45                      | HOP45                       | 45                                | 30,48                     | 45,00                     | Stück   |
| HOSP47                      | HOP47                       | 47                                | 32,00                     | 47,95                     | Stück   |
| HOSP49                      | HOP49                       | 49                                | 33,02                     | 49,80                     | Stück   |
| HOSP51                      | HOP51                       | 51                                | 34,29                     | 52,70                     | Stück   |
| HOSP53                      | HOP53                       | 53                                | 36,83                     | 56,84                     | Stück   |
| HOSP55                      | HOP55                       | 55                                | 39,37                     | 63,19                     | Stück   |
| HOSP57                      | HOP57                       | 57                                | 42,54                     | 66,60                     | Stück   |
| HOSP59                      | HOP59                       | 59                                | 45,30                     | 70,04                     | Stück   |
| HOSP61                      | HOP61                       | 61                                | 46,00                     | 71,70                     | Stück   |
| HOSP63                      | HOP63                       | 63                                | 48,89                     | 77,80                     | Stück   |
| HOSP65                      | HOP65                       | 65                                | 50,16                     | 79,30                     | Stück   |
| HOSP67                      | HOP67                       | 67                                | 54,70                     | 81,70                     | Stück   |
| HOSP69                      | HOP69                       | 69                                | 55,25                     | 82,30                     | Stück   |
| HOSP71                      | HOP71                       | 71                                | 57,50                     | 86,20                     | Stück   |
| HOSP73                      | HOP73                       | 73                                | 59,50                     | 90,50                     | Stück   |

## TLSO Weste



### Artikelnummer: HOVxx

Die TLSO Weste unterstützt Patienten mit einer schlechten Aktivierung der Rumpfmuskulatur, Balance, Koordination oder Schwäche. Sie ist ideal für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Bewegungsstörungen, Muskelschwund und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- Abnehmbares Schrittteil mit Klettverschluss
- **Maß: Brustumfang ist erforderlich**

## TLSO Weste, X-Panels



### Artikelnummer: HOVxx

Die TLSO Weste mit zwei X-Panels unterstützt Patienten mit einer schlechten Aktivierung der Rumpfmuskulatur, Balance, Koordination oder Schwäche. Sie ist ideal für Patienten mit Hypotonie, cerebraler Lähmung, Down Syndrom, Bewegungsstörungen, Muskelschwund und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- Abnehmbares Schrittteil mit Klettverschluss
- Mit starren posterior X-Panels
- **Maß: Brustumfang ist erforderlich**

| Artikelnummer,<br>TLSO Weste | Artikelnummer,<br>TLSO Weste mit X-Panels | Brustumfang<br>in cm | Länge in cm<br>Acromion zu T. Major | Einheit |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------|
| HOV41                        | -                                         | 41                   | 27,00                               | Stück   |
| HOV44                        | HOVX44                                    | 44                   | 30,75                               | Stück   |
| HOV47                        | HOVX47                                    | 47                   | 34,50                               | Stück   |
| HOV51                        | HOVX51                                    | 51                   | 38,25                               | Stück   |
| HOV54                        | HOVX54                                    | 54                   | 44,00                               | Stück   |
| HOV57                        | HOVX57                                    | 57                   | 47,75                               | Stück   |
| HOV60                        | HOVX60                                    | 60                   | 51,50                               | Stück   |
| HOV64                        | HOVX64                                    | 64                   | 55,25                               | Stück   |
| HOV67                        | HOVX67                                    | 67                   | 59,00                               | Stück   |
| HOV70                        | -                                         | 70                   | 62,75                               | Stück   |
| HOV73                        | -                                         | 73                   | 66,50                               | Stück   |
| HOV77                        | -                                         | 77                   | 70,25                               | Stück   |

## Arm, lang

### Artikelnummer: HOASxx



Die Armorthese bewirkt die volle Armstabilität und Kontrolle der Feinmotorik; steigert das Gefühl für die Gliedmaßen Koordination und gibt neurologische Rückmeldungen. Sie ist ideal für Patienten mit Hemiplegie, Verletzungen des Plexus Brachialis, cerebraler Lähmung und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- Mit Silikonabschlussband
- **Maß: Umfang Oberarm an Achsel ist erforderlich**

| Artikelnummer | Oberarmumfang in cm | Länge in cm | Einheit |
|---------------|---------------------|-------------|---------|
| HOAS13        | 13                  | 19,05       | Stück   |
| HOAS14        | 14                  | 20,06       | Stück   |
| HOAS16        | 16                  | 22,86       | Stück   |
| HOAS17        | 17                  | 24,07       | Stück   |
| HOAS18        | 18                  | 28,00       | Stück   |
| HOAS20        | 20                  | 30,48       | Stück   |
| HOAS21        | 21                  | 32,04       | Stück   |
| HOAS22        | 22                  | 35,56       | Stück   |
| HOAS24        | 24                  | 38,10       | Stück   |
| HOAS25        | 25                  | 40,00       | Stück   |
| HOAS26        | 26                  | 42,50       | Stück   |
| HOAS28        | 28                  | 45,72       | Stück   |

## Unterarm / Hand, kurz

### Artikelnummer: HOGx



Die Unterarm- Handgelenksorthese bewirkt die Kontrolle der Feinmotorik, steigert die Stabilität, verringert Hypersensibilität und erhöht die sensorische Wahrnehmung in der Hand und dem Handgelenk. Sie ist ideal für Patienten mit einseitiger Lähmung, athetotische- oder spastische Tetraplegie, Rett Syndrom, Angelman Syndrom, Autismus und Sinnesverarbeitungsproblemen.

- **Maß: Breite der Hand über Daumen ist erforderlich**

| Artikelnummer | Handbreite über Daumen in cm | Länge in cm | Einheit |
|---------------|------------------------------|-------------|---------|
| HOG5          | 5                            | 11,43       | Stück   |
| HOG5.5        | 5,5                          | 12,19       | Stück   |
| HOG6          | 6                            | 13,03       | Stück   |
| HOG6.5        | 6,5                          | 14,04       | Stück   |
| HOG7          | 7                            | 15,55       | Stück   |
| HOG7.5        | 7,5                          | 16,50       | Stück   |
| HOG8          | 8                            | 17,02       | Stück   |

## 16. Dreheinzüge und Magnetverschlüsse

### QuickFit™ Buckle



- Magnetische Schnalle
- Ermöglicht dem Anwender ein einfaches Befestigen des QuickFit™ Straps
- Ideal für Anwender mit eingeschränkter Fingerfertigkeit oder für die Platzierung an schwer erreichbaren Stellen
- Dank der robusten Kunststoffschnittstelle muss der Klettverschluss nicht wiederholt Ein- und Ausgehängt werden
- Einfache Einhand-Bedienung



| Artikelnummer | Bezeichnung                                        | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|
| PK141500005   | QuickFit™ Buckle 1,5"-38mm schwarz Magnetverschluß | Stück   |

### QuickFit™ Strap



- Mikroverstellbarkeit
- Jedes „Klicken“ des BOA-Drehknopfes verschiebt den Strap um 1 mm und sorgt so jedes Mal für die perfekte Passform
- Schnell, einfach und individuell anpassbar
- Konfektioniert, strapazierfähig und in wenigen Minuten angebracht
- Benutzerfreundlich und bequem



| Artikelnummer | Bezeichnung                       | Einheit |
|---------------|-----------------------------------|---------|
| PK141013005   | QuickFit™ Strap 1,5"-38mm schwarz | Stück   |

### QuickFit™ Lacer



| Artikelnummer | Bezeichnung                                        | Einheit |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|
| PK018013005   | QuickFit™ Lacer, Ø30 mm Knopf, Gr. XS, 4 Schleifen | Stück   |
| PK020013005   | QuickFit™ Lacer, Ø30 mm Knopf, Gr. S, 6 Schleifen  | Stück   |
| PK022013005   | QuickFit™ Lacer, Ø30 mm Knopf, Gr. M, 8 Schleifen  | Stück   |
| PK024023005   | QuickFit™ Lacer, Ø37 mm Knopf, Gr. L, 10 Schleifen | Stück   |

### QuickFit™ Releasing Lacer



| Artikelnummer | Bezeichnung                             | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------|---------|
| PK0165230     | QuickFit™ Releasing Lacer, Ø37 mm Knopf | Stück   |

### Ersatzteile



Art.: PK02LACERL



Art.: PK02LACERSM

| Artikelnummer | Bezeichnung                             | Einheit |
|---------------|-----------------------------------------|---------|
| PK02LACERSM   | Ersatz für QuickFit™ Lacer, XS, S und M | Stück   |
| PK02LACERL    | Ersatz für QuickFit™ Lacer L            | Stück   |

### Zubehör QuickFit™ Lacer



| Artikelnummer | Bezeichnung                                           | Einheit |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------|
| PK020SP104Z   | Nietzange für QuickFit™ Lacer                         | Stück   |
| PK020SP1040   | Nieten für QuickFit™ Lacer, Farbe: Schwarz, 100 Stück | Stück   |

### Magnetverschlüsse



(Bild 1)



(Bild 2)



(Bild3)



(Bild 4)



| Artikelnummer | Bezeichnung                                                      | Einheit |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| PKM6021       | Magnet-Verschluss, mech. Verriegelung, seitlich schiebbar, 20 mm | Stück   |
| PKM8010       | Magnet-Verschluss, mech. Verriegelung, seitlich schiebbar, 30 mm | Stück   |
| PKM1130       | Magnet-Verschluss, V-Buckle, 25 mm                               | Stück   |
| PKM6022       | Magnet-Knopfverschluss, schraubbar                               | Stück   |

## Notizen

[illegible]

## Notizen

[illegible]





**PROTHESEUS**

Ihr Partner für individuelle Gesundheit

Protheseus GmbH  
Liebigstraße 13  
91126 Schwabach

Telefon: 09122 88707-0  
Fax: 09122 88707-29  
info@protheseus.de  
www.protheseus.de

Vertrieb für Deutschland und Österreich