

Meracus



Technische Daten

MOB	2 – 3
Größen	23 – 28
Garantie	3 Jahre
Gewicht ohne Kosmetik (bei Gr. 25)	375,5 g
Gewicht mit Kosmetik (bei Gr. 25)	590,5 g

Wasserfest

Nach jeder Verwendung in Salz-, Chlor- oder Süßwasser ausspülen;
auch nach Kontakt mit Sand o.Ä.

Aufbauhöhen in mm

23 – 24	133 mm
25 – 26	140 mm
27 – 28	144 mm

100% Verbundwerkstoff-Design für ein nahtloses Lauferlebnis

Meracus® ist ein dynamischer Reaktionsfuß, der sich durch eine niedrige Bauhöhe, einen J-förmigen Kiel, einen verlängerten Fersenhebel, eine Rollenform und eine einzigartige Innovation zur Verbindung von Ferse und Kiel aus 100% Verbundwerkstoff auszeichnet. Die dynamischen Eigenschaften des **Meracus®**-Fußes simulieren den anatomischen Fuß, indem sie eine Stoßdämpfung beim Fersenauftritt, einen reibungslosen Übergang zu einer stabilen Standphase, ein sanftes Abrollen des Vorfußes und eine effiziente Energierückgabe beim Abstoß ermöglichen.

Max. Gewicht Größe	60kg	80kg	100kg	125kg	150kg
23	23P3	23P4	23P5	-	-
24	24P3	24P4	24P5	24P6	-
25	25P3	25P4	25P5	25P6	25P7
26	26P3	26P4	26P5	26P6	26P7
27	27P3	27P4	27P5	27P6	27P7
28	-	28P4	28P5	28P6	28P7

Artikelnummer	Bezeichnung	Zusammensetzung der Artikelnummer
PAL29000xxPx	Meracus One Fuß	xx = Größe, Px = Gewichtskategorie
PAL29002xxX	Meracus One Kosmetik	xx = Größe, X = Seite (L/R)
PAL29006	Meracus One Spectra Socke	-

Beispiel:

PAL29000**25P5** = Meracus One in Gr.25 bis max. 100kg

PAL29002**25R** = Meracus One Kosmetik in Gr. 25 für die rechte Seite