

OT Socket Fix PYH4111



PROTHESEUS
Ihr Partner für individuelle Gesundheit



Hauptmerkmale des OT Socket Fix

- 27 Gramm leicht
- 30mm Aufbauhöhe
- formschlüssig mit Linern
- patientenfreundliche Anwendung
- optisch ansprechend
- leichter Einbau
- Gurtlänge 64,5cm

Verwendungszweck: Einzugssystem für Liner



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Aufbauhöhe	Gurtlänge
PYH4111	OT Socket Fix	27 Gramm	30mm	65,5cm